

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Lisa Plus ioD 17

Wasserdampfsterilisator Typ B mit ioDent®-Anbindung für eine vernetzte und intelligente Wiederaufbereitung.

AKTIONSPAKET

- 1 x Lisa Plus ioD
- 1 x Multidem C27

Hersteller-Listenpreis 10.938,-



Paketpreis
7.790,-

Thed+ Thermodesinfektor

- Spezialprogramm für Übertragungsinstrumente.
- Zwei Waschebenen.
- Automatische Programmempfehlung & Korberkennung.
- Aufbereitung mit Standardprogramm in unter 60 Minuten (volle Beladung).
- Aktive Lufttrocknung.
- Interne Positionierung der Prozesschemikalien.

neu

inklusive ioDent® Intelligenter Assist zur Fernwartung im Verkaufswert von 490,- €

AKTIONSPAKET

- 1 x Thed+ Thermodesinfektor
- 1 x Starter Kit beinhaltet:
- 1 x Unterkorb
- 1 x Korbeinsatz ¼
- 1 x Korbeinsatz ½
- 1 x Einsatz für Instrumente stehend (¼)
- 1 x Einsatz für 3 Trays oder Kassetten

Hersteller-Listenpreis 11.605,-



Paketpreis
9.990,-

Assistina TWIN

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt.

- Geringe Wartezeiten durch Zwei-Kammernsystem.
- Assistina TWIN Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten.

216631
Assistina TWIN
inklusive TWIN Care Set, NEU:
je 1 x Quick RM, ISO Adapter

Hersteller-Listenpreis 3.434,-

neu:
Im Lieferumfang
jetzt enthalten
je 1x Quick RM und
ISO Adapter



Aktionspreis
2.290,-

Implantmed Plus SI-1023

Das Chirurgiegerät beeindruckt mit intuitivem Farbdisplay, mit automatischer Drehmomentkontrolle sowie einem ultrakurzen leistungsstarken Motor mit Licht und der kabellosen Fußsteuerung.

125269
Implantmed Plus SI-1023 Set 6
inklusive kabelloser Fußsteuerung,
1 kurzer leistungsstarker Motor
mit Licht

Hersteller-Listenpreis 5.182,-

AKTIONSPAKET

- 1 x Implantmed SI-1023
- 1 x Chirurgie Winkelstück WS-75L

Hersteller-Listenpreis 6.553,-



Paketpreis
5.090,-

Thermodesinfektor PWD 8682 DT

- Thermodesinfektor PWD 8682 [DT GD DC5 LAN] SST Standgerät mit Glastür, mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosisierung.*
- Leistung/Charge: große Kammer mit 2 Spülebenen fasst 44 Hohlkörperinstrumente + Instrumentensets (Spiegel, Sonde und Pinzette) für bis zu 160 Patienten.
- Sicherheit durch Kontrolle - Spüldruck- und Sprüharmüberwachung, Kammerbeleuchtung.
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex.
- Komfortable Trocknungsunterstützung – EcoDry.
- Ab Werk vernetzbar per WiFi und Ethernet. Miele MOVE ready.
- Effizienter Einsatz von Ressourcen - Drehzahlvariable Heizpumpe.
- Chargenfreigabe direkt am Geräte Display.

* weitere Modellvarianten z.B. in weiß erhältlich

295643



Thermodesinfektor

Hersteller-
Listenpreis

9.200,-

neu



Aktionspreis

8.490,-

Miele

ExpertLine



Thermodesinfektor PWD 8692 DT

- Thermodesinfektor PWD 8692 [DT FAD DC5 LAN] LW Unterbaugerät in weiß mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosisierung.
- Leistung/Charge: große Kammer mit 2 Spülebenen fasst 44 Hohlkörperinstrumente + Instrumentensets (Spiegel, Sonde und Pinzette) für bis zu 160 Patienten.
- Sicherheit durch Kontrolle - Spüldruck- und Sprüharmüberwachung, Kammerbeleuchtung.
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex.
- Effiziente Heißlufttrocknung – DryPlus.
- Ab Werk vernetzbar per WiFi und Ethernet. Miele MOVE ready.
- Effizienter Einsatz von Ressourcen - Drehzahlvariable Heizpumpe.
- Chargenfreigabe direkt am Geräte Display.

295642



Thermodesinfektor

Hersteller-
Listenpreis

10.900,-

PSPIX 2. Generation

Kompaktes Design: der kleinste Speicherfolienscanner auf dem Markt für Ihren persönlichen Komfort.

- Single- oder Multi-User (bis zu 10 Workstations), mit Mac- und Windows-Betriebssystemen kompatibel.
- Intuitive Bedienung dank exklusivem „Klicken & Scannen“-Konzept.
- Konform mit der aktuellen Röntgenverordnung.

204233



Speicherfolienscanner inklusive
4 Speicherfolien (Größe 1, Größe 2),
200 Biss-Schutzhüllen mit
Einweghygieneschutzhüllen (Größe 1, Größe 2),
Speicherfolien-Vorratsbehälter, Touchscreen Stift,
SoproWipes Reinigungstuch, Netzteil, Netzwerkkabel,
AIS 3.0 Software für Windows und Mac.

Hersteller-
Listenpreis

8.155,-

acteon

Aktionspreis

5.599,-



Miele / Acteon

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 - Fax: 0441 - 955 95 99

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung Material Planung Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

GERL.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

KaVo amiQa

Die neue KaVo amiQa TM Einfach unverzichtbar. 100% KaVo. Kompakt und bereit für jede Indikation. Alles, was du brauchst, in einer Einheit, die durch Qualität und Preis/Leistung überzeugt. Die neue KaVo macht den Start in die Zukunft perfekt.

Grundausrüstung:

- Individuell konfigurierbar
- Sportlich-kompaktes Stuhl-Design für ein Höchstmaß an Ergonomie
- Schlanker Gerätekörper mit klarer Linienführung
- Kompaktes Assistenzelement mit drei Instrumenten-ablagen
- Dreifunktionshandstück mit Versorgungsschlauch, abgewinkelt für TM
- Wasserblock DVGW inklusive Wasserentkeimung
- Intuitiver Hygieneguide und kompaktes Hygiene-center für automatisierte Spülung und Entkeimung der Instru-mentenschläuche Zusätzliche Wasserzapfstelle für die Absaugschläuche
- Intuitives 7" Touchdisplay
- Lackierung KaVo Dentalweiß, Standardpolster nach Wahl

+ Assistenzelement:

- Dreifunktionshandstück mit Versorgungsschlauch
- Warmwasserboiler für Mundglas

+ Behandlungsleuchte:

- Behandlungsleuchte MAIA LED
- Leuchtaufbaustange MAIA

+ Intensiventkeimung

AKTIONSPAKET*

1 x KaVo amiQa TM Grundausrüstung
 1 x Arztelement
 1 x Assistenzelement
 1 x Behandlungsleuchte MAIA LED
 inklusive Aufbaustange
 1 x Intensiventkeimung

Hersteller-Listenpreis 41.796,-

**Lieferumfang gemäß Aktionsbeschreibung – ohne optionale/ aufpreispflichtige Ausstattungen wie Arbeitsstühle, Patienten kommunikation CONEXIOcom Vision, CONECTbase Vision und RELAXline Softpolster, Abbildung kann weitere optional erhältliche Ausstattungen enthalten, Details und Preise zu abgebildeten oder weiteren Ausstattungsvarianten nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner, Aktionen gelten nur für Deutschland.*


+ Arztelement:

- Lichtturbineneinrichtung mit Versorgungsschlauch und MULTIflex LUX-Kupplung 465 LED
- 2 x Motor INTRA LUX KL 701
- NEU: KaVo eSCALER
- Trayablage Normtray
- Antirutschmatte Normtray
- Satz Normtrays

KAVO

eSCALER

- Modernste und leistungsstärkste Ultraschall Technologie
- Jederzeit einsatzbereit durch vollständige Integration in die Behandlungseinheit



KAVO

Dental Excellence



neu

Letztmögliche Auftragsannahme 12.09.2025. Auslieferung erfolgt nach schnellstmöglicher Produktion.

Paketpreis

29.990,-

X-Smart® Pro+

Neuer Endomotor X-Smart® Pro+ mit integriertem Apex Lokator.

Vorteile auf einen Blick

- Speziell für den Antrieb der endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona entwickelt.
- Integrierter Apex Locator mit Dynamic Accuracy™-Technologie.
- Mini-Winkelstück mit integrierter 10-Lumen-LED.
- Abnehmbare/autoklavierbare Handstück-Metallhülse.
- Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche.
- Tragbares und ergonomisches Design.

218397



X-Smart Pro+ Endo-Motor mit neuer patentierter sensorloser Motorsteuerung, integriertem Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstückhülse, magnetischer Handstück Halter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel

Hersteller-
Listenpreis

2.842,-

Aktionspreis

2.150,-



Aktionspreis

2.650,-

X-Smart® Pro+ Kit RECIPROC blue

Ein Feilen Kit reicht für bis zu 10 Behandlungen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221705



Kit X-Smart® Pro+, RECIPROC blue System Kit 24 und AH Plus Jet Stater Kit Endo-Motor mit neuer patentierter sensorloser Motorsteuerung, integriertem Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstückhülse, magnetischer Handstück Halter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel,

24 x RECIPROC blue Instrumente (25 mm), steril, 12 x R25, 6 x R40, 6 x R50, 180 x RECIPROC blue Papierspitzen, sortiert, steril, 90 x R25, 60 x R40, 30 x R50, 60 x RECIPROC blue Guttapercha-Stifte, sortiert, steril, 36 x R25, 12 x R40, 12 x R50, 1 x Endo Übungszahn, trepaniert, 1 x AH Plus Jet Mixing Spritze 15 g, 20 x Mischkanülen, 20 x Intra Oral Tips, 1 x Mischblock, 1 x Bildgebrauchsanleitung, 1 x Organisationsablage
Ein Feilen Kit reicht für bis zu 10 Behandlungen.

Hersteller-
Listenpreis

2.900,-

Dentsply
Sirona

VDW
MAILEFER

X-Smart Apex Locator

Längenmessgerät

- Großer und hochauflösender Vollfarb-Touchscreen.
- Die Funktion "Dr's Choice" ermöglicht die Speicherung von Anwenderpräferenzen.
- Visuelle und akustische Unterstützung während der Messungen.

294295



X-Smart Apex Locator

Hersteller-
Listenpreis

950,-

Aktionspreis

899,-




neu

SmartLite® Pro

SmartLite® Pro - Leistung in ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Polymerisationsaufsatz: Lichthärtung von Adhäsiven, Kompositen und Befestigungszementen.
- Transilluminationsaufsatz: Diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies und frakturierter Zähne sowie zur Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.
- Zweiter Akku - Wechsel mit einem Klick für ständige Verfügbarkeit.
- Extra erhältlich: EndoActivator Aufsatz.

203581



Einführungspackung SmartLite® Pro

- 1 x Handstück,
- 1 x Polymerisationsaufsatz,
- 1 x Transilluminationsaufsatz,
- 2 x Akkus,
- 1 x Ladestation,
- 3 x Lichtschuttschild,
- 1 x Netzteil mit USB-Ladekabel,
- 100 x Schutzhüllen,
- 1 x Aushärtungsübersicht

Hersteller-
Listenpreis

1.622,27

Aktionspreis

1.480,-



Gutta-Smart™

Das kabellose Obturationssystem ist in Verbindung mit der Conform Fit™ Guttapercha eine bequeme und zuverlässige Lösung für die warme vertikale Obturation. Optimieren Sie die warme vertikale Obturation mit der kompletten Niedertemperaturlösung.

204909

Obturationssystem Kit

- 1 x Flow-Handstück,
- 1 x Pack-Handstück,
- 1 x Basisstation,
- 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 20G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
- 1 x Gutta-Smart™ Conform Fit™ Guttapercha Kartuschen 23G (1 Blister mit 10 Kartuschen),
- 3 x elektrische Hitzeplugges (klein, mittel, groß),
- 1 x Gutta-Smart™ Flow-Heizelement,
- 1 x Kanülenbiegewerkzeug, 1 x Netzwerkadapter,
- 4 x Steckeradapter (Typ A/C/G/I), 2 x Verschlusskappe (je 1 x für Pack- und Flow-Handstück)

Hersteller-
Listenpreis 2.395,40

Aktionspreis

2.295,-



Thermaprep

Ofen zur Erwärmung von Obturatoren für eine einfache, sichere und zeitsparende 3-D-Obturation mit fließfähiger warmer Guttapercha.

216800

Ofen 230 V

Hersteller-
Listenpreis 485,76



Aktionspreis

459,-

Dentsply
Sirona

VDW®
MAILLEFER

VALO™ GRAND

Vereinigt alle Vorteile der VALO™ Polymerisationsleuchten mit einer 50 % größeren Linse (12 mm Durchmesser). Zweite Bedientaste an der Geräte-Unterseite für intuitives, bequemes Handling.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne
Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

132710

- VALO™ Grand Cordless LED-Polymerisationsleuchte Cordless Black,
- 4 aufladbare Batterien, 1 Batterieladegerät,
- 1 Netzgerät für das Ladegerät, 1 Light Shield,
- 1 Handstückhalter, 15 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.599,-

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift
in Höhe von

200€

Aktionspreis

1.299,-



ULTRADENT
PRODUCTS, INC.

VALO™ X

- Von Grund auf neu entwickelt.
- Hochwertiges Aluminium aus der Luft- und Raumfahrt.
- 12,5 mm Linse, guter Zugang zu allen Zähnen.
- Aktivierung per Tastendruck oder durch Handbewegung. Kabelgebundene oder -lose Verwendung.

216535

- Kit VALO X LED-Polymerisationsleuchte inklusive 2 wiederaufladbare Batterien, Ladegerät, Netzteil (für Batterieladung oder Kabeladapter), 5 Linsen, Kabeladapter, Handstückhalter, Lichtschild, 15 Schutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis 1.999,-

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift
in Höhe von

200€

Aktionspreis

1.639,-



SILENT powerCAM EC

CAM-Absaugung

Leistungsstarke, staubbeutellose Absaugung mit automatischer Filterabreinigung und EC-Motortechnologie für stark ausgelastete CAM-Einheiten. Gesicherter Produktionsablauf durch einen wartungsarmen EC-Motor mit garantierten 5.000 Betriebsstunden. Eignung für CAD-CAM-Systeme mit Anspruch auf hohe Saugleistung durch einen starken Motor mit einem maximalen Volumenstrom von 4.000 l/min. Hoher Bedienkomfort durch eine bidirektionale Kommunikation mit der CAM-Einheit durch SPS-Steuerung.

129089



CAM Absaugung inklusive
1 Quick Start Guide,
1 Quick Reference Card,
3 Entsorgungssäcke (1 x in Staubschublade eingelegt),
1 Saugschlauch 2 m inkl. 2 Endmuffen

Hersteller-
Listenpreis

2.966,50

Aktionspreis

2.522,-



SILENT compactCAM

Kompakte, staubbeutellose Absaugung für die Anwendung mit kompakten, dentalen CAM-Einheiten. Bidirektionale Kommunikation zwischen Absaugung und CAM-Maschine durch SPS-Schnittstelle. Geringes Betriebsgeräusch von max. 56,9 dB(A). Garantierte 1.000 Betriebsstunden der Saugturbine durch innovative Trafosteuerung. Arbeiten ohne Unterbrechung durch unkomplizierten Motorwechsel innerhalb weniger Minuten. Keine Folgekosten durchbeutellose Stauberfassung.

117476



CAM Absaugung

Hersteller-
Listenpreis

1.541,-

Aktionspreis

1.310,-



making work easy

SYMPRO

Kompaktes Prothesenreinigungsgerät, besonders geeignet zur Reinigung von herausnehmbaren dentalen Versorgung, KFO-Apparaturen und Schienen.

211383



Prothesenreinigungsgerät
100-240 V inklusive Muster
help:ex plaque p Pulver

Hersteller-
Listenpreis

1.068,-

Easyclean MD

Das Ultraschallreinigungsgerät Easyclean MD dient der leistungsstarken Reinigung bzw. Vorreinigung* von Medizinprodukten, wie z. B. Abutments und Prothesen sowie Instrumentarien (*ersetzt nicht die Aufbereitung im RDG). 3 Jahre Garantie.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne
Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216368



Ultraschallreinigungsgerät 220-240 V

Hersteller-
Listenpreis

844,-



Aktionspreis

908,-



Aktionspreis

717,-

MD

3M™ Pentamix™ 3

Auf Knopfdruck liefert das 3M™ Pentamix Automatisches Mischgerät eine völlig homogene und blasenfreie Mischung für absolut akkurate Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen, jederzeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

89278
Mischgerät 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.391,68

 solventum

Aktionspreis
975,90



Aktionspreis
488,90



3M™ CapMix™

3M™ CapMix™ ist ein praktisches Gerät, zum Mischen für alle Kapselprodukte von Solventum.

23848
Anmischgerät

Hersteller-
Listenpreis 697,75

3M™ RotoMix™

Rotationsmischgerät für Kapseln

Das 3M™ RotoMix™ Rotationsmischgerät bringt durch Rotationsmischprinzip eine komplett homogene Mischung aus.

- Praktisch blasenfreie und leichte Ausbringung des Materials durch Zentrifugenbewegung.
- Frei programmierbare Mischzeit und direkt anwählbare Festzeiten (8 und 10 Sek.).

84787
Mischgerät 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.090,96

Aktionspreis
764,90



3M™ Elipar™ Deep Cure L

Die beiden Elipar™ DeepCure-LED Polymerisationslampen von Solventum vereinen hohe Leistung, Zuverlässigkeit, Design und einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise.

118543
Cure-L aus Kunststoff

Hersteller-
Listenpreis 890,76

Aktionspreis
624,90



smartgun Perio + smartpearls plus

Die bewährte smartgun Perio in Kombination mit den neuen smartpearls Plus. smartpearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- als auch supragingivalen Zahnreinigung. smartpearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Die smartpearls haben eine Körngröße von 14µ.

201244
Einsteigerpaket
 Handstück, Pulverkammer, Düse, Wartungsset, für KaVo, 4 x 120 g smartpearls plus

Hersteller-
 Listenpreis 719,-



Aktionspreis
669,-



Aktionspreis
549,-

smartsonic med 30

- 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz).
- 5 Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung im Ultraschallbad.
- Anwendungen im Labor-Bereich.
- 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, per Schnellwahl abrufbar.
- Autostart-Funktion zum temperaturgesteuerten Start der Reinigung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

212244
 Ultraschallgerät inklusive Deckel, Abtropfschale, Netzkabel 2 Meter mit Kaltgeräteanschluss, Bedienungsanleitung

Hersteller-
 Listenpreis 599,-

smartSonic MED clean EC 10

smartSonic MED clean EC 10 ist ein flüssiges, alkalisches Universalreinigungskonzentrat zur gründlichen Ultraschall- und Tauchreinigung von alkalibeständigen Reinigungsgütern und Medizinprodukten wie z.B. Labor-, medizinische, zahnärztliche und zahn technische Instrumente, Kronen, Abdrucklöffel u.a. aus Edelstahl, Stahl, Keramik, Glas, Kunststoff und Gummi. smartSonic MED clean EC 10 entfernt Blut, Speichel, Proteine, Gewebe- und Knochenreste sowie Fette, Öle, Schleif- und Polierpasten. Nicht geeignet für Aluminium, Zink bzw. Leichtmetall-Legierungen sowie alkaliempfindliche und spannungsrisss-gefährdete Kunststoffe wie z.B. ABS und PC. Dosierung: 5%, bei starker Verschmutzung bis zu 10%, T = 50-80°C (frisches Blut & Protein: T < 42°C), 4-10 min im Ultraschall. Gereinigte Teile unter fließend Wasser abspülen.

212256
 Kanister 5 Liter



Aktionspreis
69,90

smartSonic MED clean EC 35

smartSonic MED clean EC 35 ist ein flüssiges, schwach saures Reinigungskonzentrat zur täglichen Ultraschallreinigung von Zahnprothesen aus Metall, Keramik und Kunststoff. Organische Verunreinigungen und Ablagerungen sowie Essensreste werden unter Ultraschalleinwirkung entfernt. Der bei der Reinigung freierwerdende Aktivsauerstoff frischt die Prothese hygienisch auf. Dosierung: 2% in Wasser. Anwendung im Ultraschall: 3 min. Reinigungslösung täglich frisch ansetzen. Nach der Reinigung die Prothese gründlich mit Wasser abspülen. Verpackung nur restentleert in das Rücknahmesystem für Leichtverpackungen geben.

212257
 Kanister 5 Liter



Aktionspreis
59,90