

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



VITA VIONIC® RESINS

Mit VITA VIONIC® RESINS wird die digital gefertigte Prothese auf das nächste Level gebracht – in Bezug auf Kostenersparnis, maximale Effizienz, überzeugende Ergebnisqualität und wirtschaftliche Prozessoptimierung

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294353
Flasche 1 kg
TRY-IN RESIN A2

Aktionspreis
249,-



VITA

294357
Flasche 1 kg
BASE RESIN IMPACT
pink

Aktionspreis
369,-



294358
Flasche 1 kg
BASE RESIN IMPACT
pink translucent

Aktionspreis
369,-



neu
VITA
3D-Druck-
material



Eine Übersicht der validierten Geräte erhalten Sie durch Scannen des obenstehenden QR-Codes.

294362
Flasche 0,5 kg
DENT RESIN A3

Aktionspreis
289,-



Angebote gelten einmalig für den Erstkauf eines Kunden!

Labormat TH

Kompaktes Wachsaustrühgerät für bis zu 6 Küvetten. Auch zum Polymerisieren von Prothesenkunststoffen geeignet. Wasserfüllmenge: 15 Liter, Temperaturbereich: 0-95°C Maße (B x H x T): 580 x 440 x 360 mm

72431

Wachsaustrühgerät

Hersteller-
Listenpreis 4.751,48

Aktionspreis

2.469,-



Aktionspreis

4.190,-



Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahme-fähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

36370

Druckpolymerisationsgerät rot inklusive Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Hersteller-
Listenpreis 2.814,94

Dreve

MegaBase®

Permanent weichbleibendes, reißfestes Unterfütterungssilikon auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane. Der Anwendungsbereich ist vielfältig und beinhaltet z.B. die Entlastung von Druckstellen oder als Schutzabdeckung nach implantologischer Versorgung.

121031

Starter Kit 50 ml Doppelkartusche Silikon, 50 ml Doppelkartusche MegaBase 2K Lack, 12 Mischkanülen (6 grün, 6 hellblau), 10 ml Flasche MegaBase Adhäsiv, 3 Schleifkörper, 1 Abreißblock mit Pflegehinweisen für Patienten

Castdon Starter Kit

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

218263

Starter Kit 750 g Pulver rosa-transparent, 1 Küvette transparent, 500 ml Flüssigkeit, 2 x 850 ml Siliform, 1 Liter Isolat film, 1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm, Dosierhilfen

Aktionspreis

295,-



Aktionspreis

119,-



Dreve

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung Material Planung Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Initial IQ ONE SQIN ist ein malbares Farb- und Micro-Layering-Keramik-system, für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Mit der Initial IQ ONE SQIN-Technik können Sie effizient und einfach hochästhetische Ergebnisse erzielen.

211000
|||||

Aktionspreis

809,-

**Starke
Lösung für
strahlend
schöne Zähne**



Initial Zirconia Coloring Liquid Einfärbe-System auf Wasserbasis für Zirkonoxid

- Schnell, berechenbarer und bestechend individuell
- Bietet die beste Basis für ein Keramikfinish mit IQ ONE SQIN
- Ein Liquid, Zwei Techniken: Malen oder Tauchen

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 10

Set 12 x 50 ml Liquid (body A, body B, body C, body D, cervical A, cervical B, cervical C, cervical D, effect grey, effect blue, effect pink, neutral), 4 x 25 ml Marking Liquid (red, blue, yellow, green), 1 technisches Handbuch

Aktionspreis

357,-

Initial Zirconia Disk Multilayer Elite ist eine vorgesinterte Zirkonoxid-Ronde für CNC-Fräsmaschinen, aus der Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers sowie Komponenten für zweiteilige oder Hybrid-Abutments hergestellt werden können. Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gibt es in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Farben, in Stärken von 14, 16, 20 und 25 mm und mit einem Durchmesser von 98,5 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

|||||

Disk Ø 98,5 mm, H 14 mm, A3

Aktionspreis

124,50

[illegible]

Disk Ø 98.5 mm. H 20 mm. A3

Aktionspreis

165,90

Disk Ø 98,5 mm, H 16 mm, A3

Aktionspreis

137,90

9 780130 260209

Disk Ø 98.5 mm H 25 mm A3

Aktionspreis

192,90

neu





Aktionspreis

65,90



Aktionspreis

119,90

PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56172

Flasche 500 ml Flüssigkeit

56169

Packung 1 kg Pulver rosa



Aktionspreis

66,90



Aktionspreis

119,90

Palapress®

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

82397

Flasche 500 ml Flüssigkeit

62873

Packung 1 kg Pulver rosa

PMMA Splint E

Frässscheiben aus BEGO PMMA Splint E zeichnen sich durch eine thermoplastische Flexibilität mit Thermomemoryeffekt aus. Durch den industriellen Polymerisationsprozess wird höchste Materialhomogenität erzielt und so eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert.

210693

Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm



Aktionspreis

71,90

Bellavest® SH

- Shock-Heat - schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken.
- Bietet vertrautes unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern.
- Präzise Expansionssteuerung, feine cremige Konsistenz heißt Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen breiten Indikationsbereich.

73165

Karton 80 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit



Aktionspreis

171,90

Wirobond® 280

- Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.
- Setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten.
- Sehr gute Schmelz- und Gießeigenschaften.

51114

Packung 1 kg Legierung



Aktionspreis

557,90

- Geringer Platzbedarf durch optimales Verhältnis von Fläche und Bewegungsfreiheit
- Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis für ein hochwertiges Edeltahlergerät
- Fußschalter reagiert auf leichten Druck und ermöglicht Arbeiten im Sitzen
- Strahlkammern per Stecksystem nachrüstbar bzw. aus- und einzubauen
- Integrierte LED-Beleuchtung

Hersteller-
Listenpreis 1.620,-



Aktionspreis
1.399,-



18099

 Dampfstrahler inkl. Luer-Lock-Adapter
 und 2,5 mm-Düsenaufsatz

Hersteller-
Listenpreis 3.490,-



Aktionspreis
2.849,-

Dampf, Heißwasser und Druckluftfunktion.
5 L Tank. 6 bar Druck mit einstellbarer
Entnahme in Druck und Feuchtigkeit.
Manuelle Füllung.

23360

 Dampfstrahler inkl. Luer-Lock-Adapter
 und 2,5 mm-Düsenaufsatz

Hersteller-
Listenpreis 2.790,-



Aktionspreis
2.259,-

Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen. Die besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible Layer Technology). Weit überdurchschnittliche Materialfestigkeit – mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse. Kein Brennen erforderlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen
nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union
Fachhandelspartner.

217228
Disk H 15 mm, A3,5



Aktionspreis
409,-

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von thermoflexiblen dentalen, therapeutischen Schienen.

210954

 Flasche 1.000 g Kunststoff clear



Aktionspreis
399,-

Nanokeramischer Hybrid-CAD/CAM Block.
Kein Brennen erforderlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen
nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union
Fachhandelspartner.

128445

 Packung 5 Blöcke Größe 12, A2 HT



Aktionspreis
104,90

Asiga Ultra™

Der Asiga Ultra™ als hochproduktive Lösung für 3D-Drucke in der Dentalindustrie vereint erstmalig eine hohe Präzision von 50µm Auflösung mit einem großen Bauvolumen (192 x 108 x 147mm) und das als Desktop System. Skalieren Sie ihre Produktion so einfach wie nie: kalibrationsfreie Bauplattform, berührungsloses Öffnen der Haube, neuartige IR-Bauraumheizung uvm.

221697



3D-Drucker inklusive 2 Liter Endurance Ultra Build Tray Box, Composer Software, Schutzbrille, Netzkabel/Netzwerkkabel, Spachtel, Service-Werkzeug

Hersteller-

Listenpreis 14.990,-

Installation
und Einweisung
für Asiga Ultra
450,- €
Zusatzkosten

inklusive
Materialpaket
im Wert von
750 €

Aktionspreis

14.990,-



ASIGA Endurance™ Ultra Build Tray

Perfektionieren Sie Ihren Druck mit Premium-Zubehör für den ASIGA Ultra™. ASIGA Endurance™ Ultra Build Tray dickere Folie für eine längere Haltbarkeit.

221698



Tray Endurance 2 Liter



Aktionspreis

80,90



Prusa Medical CW ONE

Professioneller 3D-Drucker mit Nachbearbeitungsstation für Labore und Zahnchirurgie.

294935



3D-Drucker

Hersteller-

Listenpreis 1.290,-


Aktionspreis

1.290,-



Aktionspreis

65,90



DURASPLINT comfort MSI

Die thermoelastische Ronde für Aufbissschienen gibt es nun auch als MSI® Variante (Multi Species Inhibition). Damit ist sie die weltweit erste biomimetische Fräsrunde ihrer Klasse, welche durch die einzigartige MSI® Technologie, die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu auf natürliche Art und Weise verhindert. Es wird dabei ein natürlicher Prozess kopiert, wie er z. B. von der Rotalge Delisea genutzt wird.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294929



Fräsrunde 20 mm

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI®

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI® ist ein lichterhärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Die MSI® Technologie bewirkt nachweislich eine signifikante Reduktion von Biofilmen und Plaque-Ablagerungen an Oberflächen. Das Harz ist kompatibel mit DLP Systemen (385nm) und es sind optimierte Parameter für ASIGA Geräte vorhanden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.


220501



Flasche 1 kg
ozean-blau

Aktionspreis

315,-



Basic eco

Präzision und Premium: Technik auf höchstem Niveau. Die einzigartige, von uns entwickelte Mischkammer-Technologie und die spezielle Geometrie der IT-Strahldüsen bieten Ihnen die entscheidenden Vorteile.

117866
■■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■ ■■■

Strahlgerät mit 2 Tanks
25-70 µm / 70-250 µm, 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.099,-

939,-



299,-

STEAM tube

Intelligente Abdampfstation.

- Einzigartiges Schmutzauffangkonzept.
- Auffangsieb.
- Klare Sicht auf Arbeitsobjekte.
- Schnelle Reinigung.

210100

Abdampfstation bereits montiert inklusive ergonomischem Schmutzspatel, Ablaufschlauch, 2 Verschlussstopfen, Quick Smart Guide

Hersteller-
Listenpreis 356,-



SILENT compact

Einzelplatzabsaugung

Vorteile:

- Kleine Arbeitsplatzabsaugung für einen Verbraucher.
- 3 x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden).
- Beutellose Stauberfassung.

000000

Einzelplatzabsaugung i
inklusive 2m Saugschlauch,
2 Endmuffen

Hersteller-
Listenpreis 1.444,50

Aktionspreis

1.249,-



POWER steamer 1

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung.
- Manuelle Befüllung.

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel,
Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug,
Dichtungsset

Hersteller-
Listenpreis 1.862,50

Aktionspreis

1.599,-



POWER steamer 2

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Festwasseranschluss oder manuelle Befüllung.
- Konstanter Wasserdruck.

■■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■ ■■■■

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel,
Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug,
Dichtungsset

Hersteller-
Listenpreis 2.799,-

Aktionspreis

2.399,-



Cercon® ht ML

Cercon® ht ML ist das Multilayer Zirkonoxid für alle Bedürfnisse und großspannige Brücken mit bis zu 14 Gliedern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208408
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

208439
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

Aktionspreis
172,70

Aktionspreis
201,50



Cercon® xt ML

Cercon® xt ML – Extra transluzentes Multilayer Zirkonoxid. Die neue Multilayer Klasse verspricht monolithische Restaurationen auf höchstem Niveau. Perfekter, naturgetreuer Farbverlauf: Entspricht der Ästhetik eines natürlichen Zahnes ganz ohne Verblenden oder Bemalen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204631
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

204632
Disk Ø 98 mm H 25 mm, A3



Aktionspreis
192,-

Aktionspreis
240,-

Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc

Die Dentsply Sirona Multilayer PMMA Disc ist jetzt eine validierte Mehrfach-Materialkomponente für provisorische Kronen und Brücken sowie für hochwertige Prothesenzähne.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128760
Disk Ø 98 mm H 20 mm, A3, Multilayer



Aktionspreis
91,70