

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



## LIGHT 1

### Zahntechnische Arbeitsleuchte

LIGHT 1 wurde entwickelt, um den komplexen Beleuchtungsanforderungen im Laboralltag gerecht zu werden. Ausgestattet mit innovativer Optiktechnologie, ermöglicht LIGHT 1 eine bisher unerreichte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

**292772**

Arbeitsplatzleuchte für Tischmontage, Arm links

Hersteller-  
Listenpreis

1.499,-

Aktionspreis

**1.399,-**



making work easy

## SILENT TC

- Keine Folgekosten durchbeutellose Stauberfassung.
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3 dB (A).
- 3 x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden).

**205840**

Einzelplatzabsaugung, Quick Start Guide, 3 m Saugschlauch, 2 Endmuffen

Hersteller-  
Listenpreis

2.225,50

Aktionspreis

**1.799,-**



## POWER steamer 1

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Manuelle Befüllung.

**215150**

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel, Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug, Dichtungsset

Hersteller-  
Listenpreis

1.900,-

Aktionspreis

**1.549,-**



## MT3 Nasstrimmer

Überdurchschnittlich starker Motor mit 1.300 Watt. Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür. gleichmäßige Benetzung der Trimmerscheibe verhindert das Zusetzen. Wechsel des Trimmertisch-Winkels über Kippmechanismus. Einfache und schnelle Reinigung durch werkzeuglos abnehmbare Fronttür (Schnellverschlüsse).

**25003**

Trimmer inklusive Trimmerscheibe Marathon

Hersteller-  
Listenpreis

1.862,-

Aktionspreis

**1.499,-**



## Basic classic

Mit diesem kompakten Strahlgerät können alle in der Zahntechnik üblichen Strahlarbeiten ausgeführt werden. Dem Strahlmittel (25-70 µm / 70-250 µm) angepasste Düsen gewährleisten den optimalen Einsatz.

**24936**

Feinstrahlgerät 25-70 / 70-250 µm

Hersteller-  
Listenpreis

1.351,50

Aktionspreis

**1.099,-**



## POWER steamer 2

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Festwasseranschluss oder manuelle Befüllung.
- Konstanter Wasserdruck.

**215149**

Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel, Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug, Dichtungsset

Hersteller-  
Listenpreis

2.855,-

Aktionspreis

**2.299,-**



## WASI-STEAM 3

Der kraftvolle und zuverlässige Dampfstrahler für alle Reinigungsanwendungen. Mit diesem Dampfstrahler verfügen Sie über eines der leistungsstärksten Geräte am Markt. Sowohl als Wand- als auch als Tischmodell einsetzbar.

**297327**

Dampfstrahler inklusive 1,3 m Wasserzulaufschlauch grau, kpl., 1,5 m Abflussschlauch, Schlauchschelle Ø 12-20 x 9

Hersteller-  
Listenpreis

3.655,-



**WASSERMANN**  
Hamburg · Germany

Aktionspreis

**3.290,-**



## SUPERSTEAM

Dampf, Ausbrühfunktion mit Heißwasser und Druckluftfunktion. 5 L Tank. 6 bar Druck mit einstellbarer Entnahme in Druck und Feuchtigkeit. Manuelle Füllung.

**23360**

Dampfstrahler inklusive Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm-Düsenaufsatz

Hersteller-  
Listenpreis

2.830,-

Aktionspreis

**2.395,-**



## SANDURET EASY

- Geringer Platzbedarf durch optimales Verhältnis von Fläche und Bewegungsfreiheit
- Hervorragendes Preis- / Leistungsverhältnis für ein hochwertiges Edelstahlgerät
- Fußschalter reagiert auf leichten Druck und ermöglicht Arbeiten im Sitzen
- Strahlkammern per Stecksystem nachrüstbar bzw. aus- und einzubauen
- Integrierte LED-Beleuchtung

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**294915**

Mikrofeinstrahler mit 1. Kammer

Hersteller-  
Listenpreis

1.590,-

weitere  
Zusatzkammern  
(#294914 o.  
#294916)  
für 300 €  
erhältlich



Aktionspreis

**1.375,-**

**REITEL**

Aktionspreis

**1.259,-**

## VACURET EASY

Vakuum-Rührgerät mit hochwertiger integrierter Vakuumpumpe, manueller Timer und Leistungsstarker Motor mit fester Drehzahl.

**216869**

Vakuumrührgerät mit manuellem Timer

Hersteller-  
Listenpreis

1.490,-



Wassermann Dental-Maschinen / REITEL

**altmann dental**  
GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

**DENSION**  
Dental GmbH & Co. KG

**dental 2000**  
Full-Service-Center

**dental EGGERT**

**funck**  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

**futura-dent**  
Fachhandel · Beratung · Service

**GARLICH & PARTNER**  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

**GERL.**

**KERN**

**C. Klöss Dental**  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

**MULTIDENT**  
HÖCHST PERSÖNLICH.

**PAVEAS**  
Erfahrung macht den Unterschied

**VAN DER VEN**

**WOLF+HANSEN**  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)



## GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Druckfestigkeit erfordern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**57033**  
Eimer 12 kg Gips Goldbraun

Aktionspreis

**60,90**



## GC FUJIROCK® EP Premium Line

Superhartgips der Klasse IV. Premium Line: Für hochpräzise Arbeiten (z. B. implantatgetragene oder vollkeramische Restaurationen).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**123786**  
Eimer 11 kg Gips Pastellgelb

Aktionspreis

**61,90**



## GC Initial™ IQ ONE SQIN

GC Initial™ IQ ONE SQIN ist ein keramisches Konzept bestehend aus malbaren Farb- und Strukturmassen für die ästhetische Umsetzung von monolithischen und vestibulär reduzierten Verblendgerüsten aus Zirkonoxid oder LDS-Vollkeramik. Das hier angebotene GC Initial IQ Lustre Pastes ONE, V-Shades Set bildet die Farb- und Charakterisierungsschicht innerhalb des GC Initial™ IQ ONE SQIN Systems.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**211646**  
Set Lustre Pastes ONE, V-Shades Set

Aktionspreis

**549,-**



## GC Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite

Initial™ Zirconia Disk Multilayer Elite ist eine vorgesinterte Zirkonoxid-Ronde für CNC-Fräsmaschinen, aus der Kronen, Brücken, Inlays, Onlays, Veneers sowie Komponenten für zweiteilige oder Hybrid-Abutments hergestellt werden können. Initial Zirconia Disk Multilayer Elite gibt es in allen 16 V-Farben und 3 Bleach-Farben, in Stärken von 14, 16, 20 und 25 mm und mit einem Durchmesser von 98,5 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**294240**  
Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm, A3

Aktionspreis\*

**172,90**

\*Aktion gilt nur in Deutschland!



## GC OPTIGLAZE color

OPTIGLAZE color ist eine lichthärtende Oberflächenversiegelung (Charakterisierung) für Composite- und Acryl-Restaurationen, erhältlich in 15 individuellen und 2 transparenten Farben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**115632**  
Flasche 5 ml Transparent  
**49,90**

**5+1\***

\*Aktion gilt nur in Deutschland!



## GC GRADIA™ PLUS

GC GRADIA™ PLUS ist ein modulares Komposit-Verblendsystem für indirekte Restaurationen. Das lichthärtende Nanohybrid-Komposit verfügt über eine Vielzahl verbesserter physikalischer Eigenschaften und bietet eine breite Palette an Anwendungsmöglichkeiten, unübertroffene Haltbarkeit, natürliche Opaleszenz und eine hervorragende, naturgetreue Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217456**  
Spritze 2 ml LB-EL

**39,90**



**5+1\***

\*Aktion gilt nur in Deutschland!

## Freeprint® denture impact



Lichthärtende Formulierung zum 3D-Druck von schlagzäh Prothesen-basen. Schneller Druck & einfache Nachbearbeitung. Einfaches Verkleben von dx crown mit dem denture impact-Kunststoff selbst – kein zusätzlicher Kleber erforderlich. Das ideale Gleichgewicht zwischen Stoßfestigkeit und Biegefestigkeit sorgt für eine lange Lebensdauer bei der täglichen Verwendung. Die weichbleibende Unterfütterung 3D-gedruckter Vollprothesen ist jetzt mit mollosil plus und Molloplast B möglich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295793

Flasche 1 kg Kunststoff 385 nm, pink



Aktionspreis

349,-

## Freeprint® crown



Premium Kunststoff zum Druck von permanenten Einzelkronen, Prothesen-zähnen und langzeitprovisorischen Brücken. Das biokompatible Material bietet durch seine perfekt abgestimmte Transparenz und Opazität eine brillante und ästhetisch ansprechende Farbauswahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217042

Flasche 500 g Kunststoff 385 nm, A3



Aktionspreis

359,-

# detax

## mollosil® plus Automix2

Definitive Direkt-Unterfütterung, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel. Wird direkt aus der Kartusche auf die Prothesenbasis appliziert. Geeignet für alle PMMA- und 3D Kunststoffe. Kann auch im indirekten Verfahren verarbeitet werden. Primer mit Farbindikator zur visuellen Applikationskontrolle. Patientenbrochure und Schleifset inklusive. MDR zertifiziert. Farbe: Gingiva.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27172

Refill Packung 50 ml Automix2 Doppelkartusche



Aktionspreis

119,-

## Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahmefähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

36370

Druckpolymerisationsgerät rot inklusive Druckschlauch und Wasserabflussschlauch

Hersteller-Listenpreis

2.814,94

Aktionspreis

2.460,-



Dreve

## Dublisil® 20

Dubliersilikon mit mittlerer Endhärte für Dublierungen aller Art. Endhärte: 20 Shore A. Mittlere Endhärte für stabile Dublierformen bei z. B. Geschiebe- und Fräsarbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85045

Packung Dublisil® 20  
850 ml Flasche A,  
850 ml Flasche B



Aktionspreis

75,90

## Odontosil

Additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von kieferorthopädischen Elastopositionern. Die Vernetzung bei Raumtemperatur lässt neben der indirekten Küvettenmethode auch die direkte Applikation aus der Doppelkartusche direkt auf das Set-up-Modell zu.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

14358

Packung 8 x 50 ml Doppelkartusche Shore 60



Aktionspreis

199,-



## Cercon® yo ML

- Cercon® yo ML erfüllt nahezu jede Anforderung an Zirkonoxid und unterstützt Restaurationen, die ebenso funktional wie ästhetisch sind
- Cercon® yo ML, die Kraft von SMARTER Ästhetik, Produktion und Kontinuität
- Es bietet hervorragende Transluzenz, Farbsättigung und Farbtreue

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**295877**  
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

**179,90**

### AKTIONSPAKET\*

2 x Cercon® yo ML Disk Ø 98 mm, H 14 mm nach Wahl

\*Das Angebot gilt einmalig pro Labor!

**295900**  
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

**209,-**

### AKTIONSPAKET\*

2 x Cercon® yo ML Disk Ø 98 mm, H 18 mm nach Wahl

\*Das Angebot gilt einmalig pro Labor!



Paketpreis

**179,90**



Paketpreis

**209,-**



## Lucitone Digital Fuse™

Leicht verständliches System zur Verschmelzung digitaler Prothesenzähne mit einer Lucitone Digital Print 3D-Prothesenbasis.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217614**  
Flasche 25 g Step 2 original



Aktionspreis

**30,90**

## Lucitone Digital Value™

### 3D Economy Tooth & Trial Placement

Lucitone Digital Value™ 3D Economy Tooth & Trial Placement wurde unter Berücksichtigung von Volumen und Geschwindigkeit entwickelt und bietet gutes Aussehen und dauerhafte Haltbarkeit und eignet sich für alle Klassifizierungen von Voll-über-Voll- und Einzelbogenfällen. Lucitone Digital Value eignet sich auch für Try-in-Prothesen zur Einprobe. Erhältlich in sechs beliebigen A-D-Farbtönen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217609**  
Flasche 1 kg A3



Aktionspreis

**569,-**

## Lucitone Digital Print™

### 3D Denture Resin

Unsere 3D-Prothesenbasis umfasst alle subtilen Farbtöne von hellrosa bis dunkelrot und bietet eine komplette Suite von Lucitone-Gingiva-Farbtönen für jeden Patienten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217600**  
Flasche 1 kg original

Aktionspreis

**615,-**



## Lucitone Digital IPN™


Lucitone Digital IPN™ hilft Laboren, die steigende Nachfrage nach Premium-Prothesenzähnen mit hoher Ästhetik zu erfüllen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**292969**  
Flasche 500 ml Premium Tooth  
Shade A3

Aktionspreis

**605,-**



## TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) Handtücher. TORK® Easy-Handling Verpackung für leichteres Tragen, einfacheres Öffnen und Entsorgen. Papierhandtücher Premium, saugfähig. EU Ecolabel und ISEGA Zertifikat.

**103927**

**Karton** 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher hochweiß 23 x 23 cm, 2-lagig, extra weich



Aktionspreis

**34,95**

## TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und „FSC“-Zertifikat.

**103924**

**Karton** 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher grün 24,8 x 23 cm, 2-lagig, Zickzackfaltung (V-Falz)

Aktionspreis

**32,95**



Aktionspreis

**35,95**

## Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender TORK® Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen „Tissue-Plus“ mit „Quick-Dry“-Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

**87553**

**Karton** 21 x 100 Tücher = 2.100 Premium Tücher hochweiß 21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich



## PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

**56172**

**Flasche** 500 ml Flüssigkeit

**36678**

**Packung** 1 kg Pulver pink live

**56169**

**Packung** 1 kg Pulver rosa

Aktionspreis

**66,90**



Aktionspreis

**119,-**



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP



## MINISTAR S®

Das kompakte Druckformgerät MINISTAR S® mit Scan-Technologie, thermisch geregeltem IR-Strahler und 4 bar Arbeitsdruck. Nutzerfreundliche Folientastatur mit großem Display.

**129142**

Druckformgerät 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung

Hersteller-  
Listenpreis

2.304,-

## RÜCKGABE-AKTION\*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

**300€**

\*Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich

Aktionspreis

**1.999,-**



inklusive  
Materialpaket  
im Wert von  
200 €

## DIMO® PRO

Ausarbeitungsscheibe aus einer speziellen Elastomermischung mit feiner Faserstruktur, extrem lange Standzeit, inklusive Mandrell.

- DIMO® PRO: Zur Ausarbeitung der großflächigen Randbereiche und zur End- und Hochglanzpolitur von Schienen, Positioner, Mundschutz- und KFO-Geräten. Sorgt für hochglänzende Ränder und Übergänge bei der Verwendung von hart/weichen Verbundfolien.

**52775**

Packung 10 Polierscheiben, 24 x 4 mm, DIMO PRO SLIM



Aktionspreis

**38,90**

## UNIQ+ pd

Die UNIQ+ pd Tiefziehfolie bietet eine innovative Lösung für Alignerbehandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ+ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**221022**

Packung 10 Folien rund, Ø 125 mm, Stärke 0,75 mm

Aktionspreis

**30,50**



## V-Print® splint 2.0

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung von dentalen, therapeutischen Schienen.

**297024**

Flasche 1 kg clear



Aktionspreis

**369,-**



Aktionspreis

**249,-**



## Grandio® disc multicolor

Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers, implantatgetragenen Kronen und zur Verblendungen von tragenden Gerüstkonstruktionen. Die besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible Layer Technology). Weit überdurchschnittliche Materialfestigkeit - mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse. Kein Brennen erforderlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217227**

Disc H 15 mm, A3

Aktionspreis

**389,-**



Jetzt auch  
in 12 mm  
Variante  
verfügbar.



## V-Print tray

Lichthärtender Kunststoff zur generativen Herstellung individueller Löffel, Basisplatten und Bissregistrater.

**297026**

Flasche 1 kg grün



## VITA classical A1-D4® Farbskala mit VITA Bleached Shades

Zahnfarbbestimmung in einem Schritt.

- 16 Farbmuster A1-D4.
- Einfache Farbwahl durch direkten Vergleich der Farbmuster mit dem natürlichen Zahn.
- Praxisnahe Farbmusterordnung nach Farbtönen und empirischen Erkenntnissen.
- Möglichkeit der Sortierung nach visuell wahrgenommener Helligkeitsabstufung.
- Zusätzlich drei Bleached Shades OM1, OM2, OM3.

212284  
Farbskala



Aktionspreis  
**76,90**



Aktionspreis  
**63,90**

## VITA classical A1-D4® Farbskala

Zahnfarbbestimmung in einem Schritt.

- 16 Farbmuster A1-D4.
- Einfache Farbwahl durch direkten Vergleich der Farbmuster mit dem natürlichen Zahn.
- Praxisnahe Farbmusterordnung nach Farbtönen und empirischen Erkenntnissen.
- Möglichkeit der Sortierung nach visuell wahrgenommener Helligkeitsabstufung.


212285  
Farbskala

# VITA

## VITA Toothguide 3D-MASTER®

Mit dem VITA Toothguide 3D-MASTER® ist es möglich, alle natürlichen Zahnfarben sicher und systematisch zu bestimmen.

217411  
Toothguide 3D-MASTER mit Bleached Shades



Aktionspreis  
**63,90**

Aktionspreis  
**72,90**



## PMMA Splint E

Frässscheiben aus BEGO PMMA Splint E zeichnen sich durch eine thermo-plastische Flexibilität mit Thermomemoryeffekt aus. Durch den industriellen Polymerisationsprozess wird höchste Materialhomogenität erzielt und so eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert.

[Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.](#)

210693  
Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm

## Wirobond® 280

Die edelmetallfreie Premium-Legierung für Aufbrennkeramik oder Kunststoffverblendung.

- Setzt Maßstäbe im Segment der edelmetallfreien Aufbrennlegierungen, denn mit einer Vickershärte von 280 HV10 lässt sie sich besonders gut ausarbeiten.
- Sehr gute Schmelz- und Gießeigenschaften.

51114  
Packing 1 kg Legierung



Aktionspreis  
**589,-**



## Bellavest® SH

Shock-Heat - schnell oder konventionell aufheizbare Präzisionsguss-Einbettmasse für Kronen und Brücken.

- Bietet vertrautes unmissverständliches Handling bei optimalen Verarbeitungsparametern.
- Präzise Expansionssteuerung, feine cremige Konsistenz heißt Sicherheit in der Verarbeitung und reproduzierbare Qualität für einen breiten Indikationsbereich.

73165  
Karton 80 x 160 g Beutel ohne Flüssigkeit

Aktionspreis  
**179,-**