

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



GC Initial™ MC

GC Initial MC Metallkeramik für konventionelle Metalllegierungen. Dadurch ist GC Initial MC universell einsetzbar für alle konventionellen Legierungen, unabhängig davon, ob diese Silber enthalten, einen reduzierten Goldanteil haben oder auf Palladium basieren.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

42561
Packung 50 g Enamel E-59

57,50

41490
Packung 3 g Pastenopaker O-A3

24,50

AKTIONSPAKET

6 x GC Initial MC Packung 50g nach Wahl

AKTIONSPAKET

6 x GC Initial MC Paste opaque Packung 3g nach Wahl



Paketpreis
119,90

Paketpreis
285,-



Paketpreis
359,-

GC Initial™ LiSi Press

Initial LiSi Press ist der erste Lithium-Disilikat Keramikingot mit unübertroffenen physikalischen Eigenschaften. Er bietet von allen auf dem Markt erhältlichen Presskeramikvarianten die natürlichste und lebenschteste Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

128825
Packung 5 x 3 g Rohlinge MT-A2
72,90

AKTIONSPAKET

6 x GC Initial LiSi Press Packung 5 x 3g nach Wahl



GC Investment Powder

GC Fujivest® Platinum II

GC EUROPE N.V.

Aktionspreis
110,90

Aktionspreis
26,50

GC Fujivest® Platinum II

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse speziell für hochpräzise Güsse - sowohl für hochgoldhaltige, goldreduzierte als auch palladiumhaltige Legierungen. Schnell- oder Stufenaufheizverfahren. Extrem glatte Gussoberflächen. Einfaches Ausbetten spart Zeit und Arbeit. Ermöglicht eine optimale Passform - selbst bei Implantatsuprastrukturen und großen Brückenspannweiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

108515
Karton 40 x 150 g Beutel Platinum I

108517
Flasche 900 ml Liquid Platinum II

GC Fujivest® Super

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse. Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen. Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt. Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

38376
Karton 40 x 150 g Beutel Fujivest Super

38377
Flasche 900 ml Liquid Fujivest Super

Aktionspreis
113,90

Aktionspreis
27,50

GC Investment Powder

GC Fujivest® Super

GC EUROPE N.V.

mollosil® plus Automix2

Definitive Direkt-Unterfütterung auf A-Silikonbasis, dauerhaft weichbleibend, kalthärtend, biokompatibel; Direktapplikation aus Kartusche auf Prothesenbasis; Absolut sichere Haftung auf allen Prothesenacrylaten; Verarbeitung auch im indirekten Verfahren möglich; Farbe: gingiva. Medizinprodukt Kl. IIa.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

27172



Refill Packung 50 ml Automix2
Doppelkartusche

DETAX
HIGHEND MEDICAL MATERIALS



Aktionspreis

119,90



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Aktionspreis

61,90



PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56169



Packung 1 kg Pulver rosa

56172



Flasche 500 ml Flüssigkeit

Aktionspreis

111,90

Detax / Kulzer

altmann dental
GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental **EGGERT**

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied.

rheinland dental
FULL-SERVICE-CENTER

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Dosper evo

Automatisches Misch- und Dosiergerät für dünnfließende, additionsvernetzende Dubliersilikone. Freigegeben für alle Dubliersilikone mit dem Mischungsverhältnis 1:1, durch neuartige Fördermengenregulierung.

15281
 Dosper evo rot inklusive
 2 Flaschenadapter

Hersteller-
 Listenpreis 2.137,85



Aktionspreis
1.799,-

Dublisil® 15

Additionsvernetzende Vinyl-Polysiloxane für alle Anwendungsbereiche in der dentalen Dubliertechnik, ab 15 Shore A. Durch die praktische Art des Anmischens und der sehr dünnfließenden Anfangskonsistenz, lassen sich hervorragende und detailgenaue Dubliertmodelle erzeugen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

86350
 Packung Dublisil® 15
 850 ml Flasche A,
 850 ml Flasche B



Aktionspreis
72,90

MegaBase®

Permanent weichbleibendes, reißfestes Unterfütterungssilikon auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane. Der Anwendungsbereich ist vielfältig und beinhaltet z.B. die Entlastung von Druckstellen oder als Schutzabdeckung nach implantologischer Versorgung.

121031
 Starter Kit 50 ml Doppelkartusche Silikon,
 50 ml Doppelkartusche MegaBase 2K Lack,
 12 Mischkanülen (6 grün, 6 hellblau),
 10 ml Flasche MegaBase Adhäsiv,
 3 Schleifkörper, 1 Abreibblock mit Pflegehinweisen für Patienten



Aktionspreis
109,90

Dreve



Aktionspreis
3.390,-

Drufomat scan

Tiefziehgerät der Extraklasse. Sehr leicht zu bedienendes HighEnd-System mit integriertem Barcode-Scanner. Mit einem Arbeitsdruck von 6 bar und gleichbleibend präzisen Endresultaten ist es für alle Anwendungen der dentalen Tiefziehtechnik geeignet.

63779
 Tiefziehgerät rot

Hersteller-
 Listenpreis 3.983,60

Aktionspreis

279,90



WIRONIUM® plus

- Modellguss par excellence.
- Konsequente Weiterentwicklung der Spitzenlegierung WIRONIUM®.
- Gesteigerte Dehngrenze, Zugfestigkeit und hohe Bruchdehnung für Präzisionssicherung bei Kombi- und Klammerprothesen.

101228

Packung 1 kg Legeirung

WiroFine

- Universal-Einbettmasse für alle Indikationen in der Modellguss- und Kombi-Technik.
- Schnell oder konventionell aufheizbar bis 1050 °C bei idealen Expansionswerten bietet die notwendige Flexibilität für das moderne Dentallabor.
- Ideales Fließverhalten bedeutet sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden.

19061

Karton 45 x 400 g
Beutel ohne Flüssigkeit

Aktionspreis

111,90



Aktionspreis

219,90



Wironit® LA

- Ideales Fließverhalten bedeutet sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden.
- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff sowie den Zusatz von Tantal sorgen für exzellente Laser-Schweißigenschaften auch in extremen Situationen.
- Durch die hohe Bruchdehnung können Klammern problemlos aktiviert werden.

42142

Packung 1 kg Legierung

Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende & hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer & platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen „Tissue-Plus“ mit „Quick-Dry“ - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 Tücher = 2.100 Premium
Tücher, 2-lagig, extra weich, hochweiß, extra
großes Tuch, 21 x 34 cm



Aktionspreis

43,90



Aktionspreis

40,90

TORK® extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchpendern. Verbrauchssparende & hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) sowie Tork H3 System. Papierhandtücher Premium, saugfähig und reißfest, Tork Easy-Handling Verpackung. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000
Premium Tücher 2-lagig, extra weich,
23 x 23 cm, hochweiß

Primeprint Materialeinheit Typ S

Paketpreis
1.399,-



Die Materialeinheit Typ S ermöglicht transparente, glänzende Druckergebnisse und damit eine Reduzierung des Polituraufwands bei der Herstellung von Schienen. Die Materialeinheit Typ S hat im Gegensatz zu der bisherigen Materialeinheit eine matte Folie und wird von Primeprint mit Hilfe eines RFID-Tags identifiziert.

219210
Materialeinheit Typ S
639,-

220368
Waschbehälter
211,-

AKTIONSPAKET

1 x Primeprint Splint SF Kartusche 1000 g
1 x Primeprint Materialeinheit Typ S
2 x Waschbehälter 2.0

Dentsply
Sirona

Primeprint Splint SF



Paketpreis
1.129,-

Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen Schienen. Breites Anwendungsspektrum, z.B. Aufbisschienen, Zahnschutz und Aufbissplatten. Mindestwandstärke: 1 mm. MMA-, THF-MA- und TPO-frei, geschmacksneutral.

219214
Kartusche 1 kg Splint SF
699,-

AKTIONSPAKET

1 x Primeprint Splint SF Kartusche 1000 g
1 x Primeprint Materialeinheit Typ S

Primeprint Splint ST



Paketpreis
1.129,-

- Lichthärtende Formulierung für den 3D-Druck von flexiblen Schienen.
- Farbe: klar-transparent
- Klar-transparente, flexible Schienen für angenehmen Tragekomfort.
- Breites Anwendungsspektrum, z.B. Aufbisschienen, Zahnschutz, Aufbissplatten.
- Mindestwandstärke: 0,8 mm.

219213
Kartusche 1 kg Splint ST
699,-

AKTIONSPAKET

1 x Primeprint Splint ST Kartusche 1000 g
1 x Primeprint Materialeinheit Typ S

Das Angebot kann nur über Sirona autorisierte Fachhändler bestellt werden.

Aktionspreis
776,90



ERGORET COMFORT

Bei dem ERGORET COMFORT von Reitel handelt es sich um eine Art Schutzhaube für alle zahntechnischen Arbeiten, bei denen Schmutz, Staub und Dampf entsteht. Die abnehmbare Haube aus Sicherheitsglas schützt Sie dabei vor dem Einatmen solcher Stoffe. Durch den integrierten, herausnehmbaren Feilkloben werden Verschmutzungen direkt abgesaugt. Wir empfehlen z.B. den DUSTY MINI von Reitel.

220556
Schutzhaube
Hersteller-
Listenpreis 950,-

Abbildung zeigt Lupe, optional erhältlich.

REITEL



Aktionspreis
2.085,90

POLYMAT

Artikulatoren oder mehrere Küvetten im Küvettenspanner finden im POLYMAT Polymerisationsgerät Platz. Die Aushärtung des Materials wird durch die Einstellung von Temperatur, Druck und Zeit erreicht. Großer 7 Liter Kessel, 100°C, optional 120°C.

Hersteller-
Listenpreis 2.550,-

84369
Polymerisationsgerät

DUSTY MINI HEPA

Trocken-Absaugung mit Motor- und Filterbeutel in HEPA-Stufe H13. Leistungsgeregelter Motor und geringer Platzbedarf. Extrem leise: 49-54 db (A).

217135
Trockensauger

Hersteller-
Listenpreis 480,-




Aktionspreis
392,90

CERAMAGE

Natürliche Ästhetik mit ausgewogenen Materialeigenschaften. Dieses Komposit-System ist zu mehr als 70 Gew.-% mit mikrofeiner Keramik gefüllt und setzt Maßstäbe für lichthärtende Verblendwerkstoffe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

63560

 Spritze 4,6 g Inzisal 59



Aktionspreis
33,90


Ceramage UP



Aktionspreis
38,90

Lichthärtendes, fließfähiges Micro-Hybrid Komposit für die freie Schichttechnik. Überzeugend anders! Die Einzelmassen sind fließfähig, dennoch standfest, leicht modellier-, konturier- und polierbar. Für nahezu uneingeschränkte Individualisierungen untereinander mischbar.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

120185

 Spritze 5 g body A3B



SHOFU Universal Primer

Der SHOFU Universal Primer schafft einen sicheren und beständigen Verbund zwischen Kunststoffmaterialien und den gängigen Dentallegierungen sowie zu Zirkonoxid und Aluminiumoxid – selbst ohne Retentionsperlen!


206785

 Flasche 5 ml



Aktionspreis
110,90

MINISTAR S®

Das kompakte Druckformgerät MINISTAR S® mit Scan-Technologie, thermisch geregeltem IR-Strahler und 4 bar Arbeitsdruck. Nutzerfreundliche Folienastatur mit großem Display.

129142

 MINISTAR S® 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung

Hersteller-Listenpreis 2.304,-

NOCH MEHR SPAREN ?? ABER HALLO!!

ABER-HALLO RÜCKGABE-AKTION

Sie erhalten bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts* eine Gutschrift in Höhe von 300,- € und ein zusätzliches individuelles Materialpaket im Wert von 200,- € UVP.

* Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich


500€

DIMO® PRO / DIMO® PRO SLIM


Ausarbeitungsscheibe aus einer speziellen Elastomermischung mit feiner Faserstruktur, extrem lange Standzeit, inklusive Mandrell.

- DIMO® PRO: Zur Ausarbeitung der großflächigen Randbereiche und zur End- und Hochglanzpolitur von Schienen, Positioner, Mundschutz- und KFO-Geräten. Sorgt für hochglänzende Ränder und Übergänge bei der Verwendung von hart/weichen Verbundfolien.
- DIMO® PRO SLIM: für die Feinausarbeitung von Schienen, insbesondere für die Aussparungen im Bereich der Bänder und Interdentalräume.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

52775

 Packung 10 Polierscheiben, 24 x 4 mm, DIMO PRO SLIM

Aktionspreis
28,90



DURASOFT® pd

Unzerbrechliche, abrasionsfeste, transparente Verbundfolie mit einer harten und einer weichen Folienseite. Die harte Seite verbindet sich mit Autopolymerisat. Die Folien sind zum sofortigen Gebrauch bereits vorge-trocknet und einzeln vakuumverpackt.

Artikelnummern der 100 Packungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

65481

 Packung 10 Folien Ø 125 mm, Stärke 1,8 mm



Aktionspreis
44,90



Aktionspreis
2.095,-

Basic eco

Präzision und Premium: Technik auf höchstem Niveau. Die einzigartige, von uns entwickelte Mischkammer-Technologie und die spezielle Geometrie der IT-Strahldüsen bieten Ihnen die entscheidenden Vorteile.

117866

Strahlgerät mit 2 Tanks
25-70 µm / 70-250 µm, 230 V

Hersteller-
Listenpreis 1.099,-



Aktionspreis
869,-

Basic classic

Mit diesem kompakten Strahlgerät können alle in der Zahntechnik üblichen Strahlarbeiten ausgeführt werden. Dem Strahlmittel (25-70 µm / 70-250 µm) angepasste Düsen gewährleisten den optimalen Einsatz.

24936

Feinstrahlgerät 25-70 / 70-250 µm

Hersteller-
Listenpreis 1.280,-



Aktionspreis
999,-



SILENT compact

Die Silent compact ist eine kleine Arbeitsplatzabsaugung für einen Verbraucher. Einsparung des Staubbeutelwechsels durch eine beutellose Feinstfiltertechnik, inkl. mechanischer Filterabreinigung.

117475

SILENT compact

Hersteller-
Listenpreis 1.416,-

SILENT TC

- Keine Folgekosten durch beutellose Stauberfassung.
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3 dB (A).
- 3 x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden).

205840

Einzelplatzabsaugung, Quick Start Guide,
3 m Saugschlauch, 2 Endmuffen

Hersteller-
Listenpreis 2.139,-



Aktionspreis
1.699,-



Aktionspreis
1.129,-

Kerr™



Paketpreis
283,60

Snow White™ Plaster

Snow White™ ist ein schnell abbindender und zuverlässiger Gips. Er ist sehr beliebt als Abform- und Artikulationsgips sowie bei der Herstellung von Lötmodellen, labialen/okklusalen Schlüsseln und Provisorien. Snow White™ ist für leichte Lesbarkeit in zwei natürlichen, für das Auge angenehmen Pastellfarben (gelb und grau) erhältlich und für eine Vielzahl von zahnärztlichen Techniken das Produkt der Wahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

215115

Sack 18 kg Spezial Gips weiß

70,90

AKTIONSPAKET

5 x Snow White™ Plaster Sack 18 kg



VITAVM® LC flow Test Kit

Lichthärtendes Mikropartikel-Komposit zur extraoralen Anwendung bei festsitzenden und herausnehmbaren Restaurationen. Einfach in der Anwendung. Wirtschaftlich und ästhetisch im Ergebnis. Vielseitig in den Möglichkeiten aufgrund der Verarbeitungsformen - pastöses Komposit oder niederviskose flow Massen oder die Kombination aus beiden. Optimal auch für die Individualisierung von VITA Kunststoffzähnen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202230

flow Test Kit A3 Einfarben-Sortiment für die ersten Tests (DENTINE, ENAMEL & Zusatzmassen flow) bestehend aus:
 3 g Paste pre opaque pre,
 3 g opaque paste (A3),
 4 g Komposit flow base dentine (A3),
 4 g Komposit flow enamel (ENL),
 3 g Komposit flow chroma plus (CP2),
 5 ml Gel, 10 ml Modelling Liquid,
 1 Pinselhalter weiß,
 50 Einwegpinselspitzen,
 1 Korrekturpinsel (Rotmarder) Nr. 1,
 1 classical Farbstäbchen A3

Fordern Sie Ihr kostenfreies VITA VM® LC Testkit im Wert von 224,- € UVP an!

VITA

PERFECT MATCH
 experience
 VITA 100



Aktionspreis
35,50



Aktionspreis
35,50



Aktionspreis
30,90

VITAVM® LC flow

VITAVM®LC jetzt neu in der Anwendungsform *flow*, mit der Dank der besonderen Materialkomposition und der fließfähigen Konsistenz einfaches polieren für eine homogene Oberfläche mit brillantem Hochglanz, sowie präzises modellieren bei gleichzeitig hoher Standfestigkeit möglich ist.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

129829

Spritze 4 g dentin flow base A2

117878

Spritze 4 g enamel ENL

117880

Spritze 3 g Paste chroma plus CP1

VITAVM® LC Zusatzmassen

93610

Spritze 4 g dentin A2

99511

Spritze 3 g Paste gingiva opaque

Sie erhalten beim Kauf von VITAVM® LC Material nach Wahl ab einem Auftragswert von 300,- € einen Rabatt von 15%.



Aktionspreis
30,50

Aktionspreis
23,50