

# ABER HALLO

AB INS KÖRBCHEN!



## Palapress® vario

Bei mehreren, gegenüberliegenden Sätteln ist Palapress® vario die richtige Wahl. Der Vorteil dieses Prothesenkunststoffes ist der gesteuerte Polymerisationsverlauf. Durch eine Gießzeit von bis zu 3 Minuten können mehrere Sättel gleichzeitig gegossen werden.



**82410**  
Flasche 500 ml Flüssigkeit

Aktionspreis  
**63,90**



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

**62876**  
Packung 1 kg Pulver rosa



Aktionspreis  
**116,90**

## MOLDANO®

Modell-Hartgips der Klasse III für vielfältige zahntechnische Arbeiten wie Gegenbiss-, Reparatur- und Situationsmodelle und Modellsockel. Cremige, gießfähige Konsistenz, schnelle Erhärtung und volumenbeständig.

**60834**  
Sack 25 kg Modellhartgips blau



Aktionspreis  
**46,50**

## VITA VIONIC® BASE DISC HI

Ein neues Qualitätslevel für Ihre digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI. VITA VIONIC® BASE DISC HI sind vorgefärbte dentale Fräsröhlige aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**218074**  
Disc Ø 98,5 mm, H 30 mm,  
classic pink translucent

**55,90**

### AKTIONSPAKET

6 x VITA VIONIC® BASE DISC HI  
nach Wahl



Paketpreis  
**275,-**

# VITA



## VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der Fräsröhring aus MRP-Komposit (anorganisch gefülltes PMMA) überzeugt durch seine Materialeigenschaften und die Qualität von VITA Premium-Konfektionszähnen. Weitere Vorteile sind die Abrasionsstabilität für langlebige Prothesen, eine hervorragende Polierbarkeit sowie anspruchsvolle Ästhetik dank integriertem Farbverlauf.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**218079**  
Disc Ø 98,4 mm, H 20 mm, A3

**121,90**

### AKTIONSPAKET

6 x VITA VIONIC® DENT DISC  
multiColor nach Wahl

## VITA VIONIC® WAX

Sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Röhlige.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**131185**  
Disc Ø 98,4 mm, H 30 mm,  
pink

**43,90** **AKTIONSPAKET**

6 x VITA VIONIC® WAX DISC nach  
Wahl



Paketpreis  
**219,-**

## Asiga Ultra™

Der Asiga Ultra™ als hochproduktive Lösung für 3D-Drucke in der Dental-industrie vereint erstmalig eine hohe Präzision von 50µm Auflösung mit einem großen Bauvolumen (192 x 108 x 147mm) und das als Desktop System. Skalieren Sie ihre Produktion so einfach wie nie: kalibrationsfreie Bauplattform nach einmaliger Ausrichtung des Sicherheitsbasins zur Aufnahme der Harzwanne, berührungsloses Öffnen der Haube, zusätzliche optionale Heizung des Harzes durch IR-Heizung unterhalb der Trayauflage.

**221697**  
3D-Drucker inklusive  
2 Liter Endurance Ultra Build Tray Box,  
Composer Software, Schutzbrille,  
Netzkabel/Netzwerkkabel, Spachtel,  
Service-Werkzeug

Hersteller-  
Listenpreis 14.990,-



IMPRIMO  
Care-Vertrag  
(Laufzeit 24 Monate)  
190 € monatlich

inkl.  
IMPRIMO-Harz  
im Wert von  
750 €

zuzüglich 450 €  
für Installation und  
Einweisung

Zu den  
Leistungen des  
Care-Vertrages  
beraten wir  
Sie gern!



Aktionspreis  
**14.990,-**

## IMPRIMO® LC Splint comfort MSI®

IMPRIMO® LC Splint comfort MSI® ist ein lichthärtendes, methacrylatbasiertes Harz zur Herstellung von hartelastischen Schienen. Es bietet eine höhere Flexibilität und geringere Bruchanfälligkeit im Vergleich zu harten Materialien. Die MSI® Technologie bewirkt nachweislich eine signifikante Reduktion von Biofilmen und Plaque-Ablagerungen an Oberflächen. Das Harz ist kompatibel mit DLP Systemen (<= 405 nm) und es sind optimierte Parameter für ASIGA Geräte vorhanden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr  
Dental-Union Fachhandelspartner.

**220501**  
Flasche 1 kg Kunststoff ozean-blau



Präzision, Komfort,  
Langlebigkeit –  
die beste Wahl  
für hartelastische  
Schienen!

Aktionspreis  
**315,-**

## DURASPLINT® comfort MSI

Die thermoelastische Ronde für Aufbisschienen gibt es nun auch als MSI® Variante (Multi Species Inhibition). Damit ist sie die weltweit erste biomimetische Fräsrunde ihrer Klasse, welche durch die einzigartige MSI® Technologie, die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu auf natürliche Art und Weise verhindert. Es wird dabei ein natürlicher Prozess kopiert, wie er z. B. von der Rotalge *Delisea* genutzt wird.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt  
Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**294930**  
Fräsrunde 16 mm

Aktionspreis  
**65,50**



## VOCO

## Grandio® disc multicolor

Zur Herstellung von definitiven Kronen, Inlays, Onlays, Veneers und implantatgetragenen Kronen. Die besondere Zusammensetzung des Materials erzeugt einen Farbverlauf der multicolor-Restauration wie bei dem natürlichen Zahn (Invisible Layer Technology). Weit überdurchschnittliche Materialfestigkeit - mit 86 % Füllstoffgehalt sind sie die höchstgefüllten ihrer Klasse. Kein Brennen erforderlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union  
Fachhandelspartner.

**295014**  
Disc H 12 mm, A3



Aktionspreis  
**329,-**

## SCHEU-DENTAL / VOCO



Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## Cercon® yo ML

- Cercon® yo ML erfüllt nahezu jede Anforderung an Zirkonoxid und unterstützt Restaurationen, die ebenso funktional wie ästhetisch sind
- Cercon® yo ML, die Kraft von SMARTER Ästhetik, Produktion und Kontinuität
- Es bietet hervorragende Transluzenz, Farbsättigung und Farbtreue

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**295877**  
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

**179,90**

### AKTIONSPAKET\*

2 x Cercon® yo ML Disk Ø 98 mm, H 14 mm nach Wahl

\*Das Angebot gilt einmalig pro Labor!

neu

**295900**  
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

**209,-**

### AKTIONSPAKET\*

2 x Cercon® yo ML Disk Ø 98 mm, H 18 mm nach Wahl

\*Das Angebot gilt einmalig pro Labor!

Paketpreis  
**209,-**



Paketpreis  
**179,90**



## Lucitone Digital Fuse™

Leicht verständliches System zur Verschmelzung digitaler Prothesenzähne mit einer Lucitone Digital Print 3D-Prothesenbasis.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217614**  
Flasche 25 g Step 2 original



Aktionspreis  
**29,95**

## Lucitone Digital Value™

### 3D Economy Tooth & Trial Placement

Lucitone Digital Value™ 3D Economy Tooth & Trial Placement wurde unter Berücksichtigung von Volumen und Geschwindigkeit entwickelt und bietet gutes Aussehen und dauerhafte Haltbarkeit und eignet sich für alle Klassifizierungen von Full-over-Full- und Single-Arch-Gehäusen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217609**  
Flasche 1 kg A3



Aktionspreis  
**565,-**

## Lucitone Digital Print™

### 3D Denture Resin

Unsere 3D-Prothesenbasis umfasst alle subtilen Farbtöne von hellrosa bis dunkelrot und bietet eine komplette Suite von Lucitone-Gingiva-Farbtönen für jeden Patienten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**217600**  
Flasche 1 kg original

Aktionspreis  
**599,-**



## Lucitone Digital IPN™

Lucitone Digital IPN™ hilft Laboren, die steigende Nachfrage nach Premium-Prothesenzähnen mit hoher Ästhetik zu erfüllen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**292969**  
Flasche 500 ml Premium Tooth  
Shade A3

Aktionspreis  
**599,-**



Aktionspreis  
**43,90**



## DuraLay Inlay Pattern Resin

- Selbsthärtender Modellierkunststoff für die Pinseltechnik. Teleskopkronen, implantatgetragene Suprakonstruktionen und Tranferschablonen, Inlays, Galvanotechnik, etc.
- Hohe Festigkeit und Stabilität, auch bei dünnen Schichtstärken
- Rückstandslose, saubere Verbrennung
- Feinste Modellationen für detailgetreue Oberflächen und optimale Passung

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**296013**  
Kit 56 g Pulver rot, 60 ml Flüssigkeit

## Dura Rely-A-Soft - Soft Denture Liner

- Für Labor und Praxis
- Weichbleibendes Unterfütterungsmaterial
- MMA frei
- Perfekter Haftverbund
- Hohe Farbstabilität

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**296006**  
Set 112 g Pulver rosa, 120 ml Flüssigkeit



Aktionspreis  
**129,90**

## DuraLay Temporary Crown & Bridge

- Ideal für temporäre Kronen und Brücken
- Hoch belastbarer Kunststoff
- Leicht zu bearbeiten und polieren
- Minimale Schrumpfung
- Zahnfarben: #62 (A2) / #65 (D3) / #69 (C2) / #77 (B4)

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**296012**  
Kit 4 x 56 g Pulver (A2, D3, C2, B4),  
2 x 60 ml Flüssigkeit



Aktionspreis  
**119,90**

## TRONADA

Eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten. Fette, Beizmittel und Verschmutzungen werden schonend und gründlich ohne chemische Zusätze entfernt. Dampfdruck 6 bar. Verfügt über eine integrierte Pumpe, die das Gerät automatisch befüllt.

**18099**  
Dampfstrahler inkl. Luer-Lock-Adapter und 2,5 mm-Düsenaufsatz

Hersteller-Listenpreis 3.490,-

REITEL

## STEAMY MINI

Der STEAMY MINI Dampfstrahler eignet sich zum Reinigen von Kleinteilen, zahntechnischen Arbeiten und Instrumenten sowie zum punktuellen Einsatz an größeren Objekten. 3,5 Liter Tankinhalt, 4,5 bar Druck, manuelle Befüllung. Langlebige Technik mit Edelstahl-Kessel.

**34494**  
Dampfstrahler

Hersteller-Listenpreis 1.490,-

Aktionspreis  
**2.879,-**



Aktionspreis  
**999,-**

## LED Arbeitsplatzleuchten

Einstellbare Helligkeit und Lichtfarbe (Farblichkeit RA>93) mit langlebigen LED (>50.000 Stunden). 3 Speicherplätze zur Sicherung der persönlichen Einstellungen und einfaches Umschalten.

**203857**  
LED COMFORT TABLE mit Gelenkarm zur Tischmontage

Hersteller-Listenpreis 1.220,-



Aktionspreis  
**1.059,90**



## GC Fujivest® Premium

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken. Speziell geeignet für NEM und alle Dentallegierungen. Ringlos zu verarbeiten (konventionelles als auch schnelles Aufheizen). Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5 % - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**57029**  
Karton 40 x 150 g Beutel

**57069**  
Flasche 900 ml Liquid



Aktionspreis  
**91,90**

Aktionspreis  
**22,50**



Aktionspreis  
**113,90**

Aktionspreis  
**22,95**

## GC Fujivest® Super

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse. Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen. Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt. Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**38376**  
Karton 40 x 150 g Beutel

**38377**  
Flasche 900 ml Liquid

## GC FUJIROCK® EP Premium Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Drucksensibilität erfordern. Die Premium Line wurde entwickelt für Hochpräzisionstechniken wie großspannige Implantat- und komplexe vollkeramische Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**123786**  
Eimer 11 kg Gips Pastellgelb

**123785**  
Eimer 4 kg Gips Polarweiß



Aktionspreis  
**65,90**



Aktionspreis  
**30,50**



Aktionspreis  
**64,90**

# GC

# CERAMAGE

Natürliche Ästhetik mit ausgewogenen Materialeigenschaften. Dieses Mikrohybrid-Komposit ist zu mehr als 70 Gew.-% mit mikrofeiner Keramik gefüllt und setzt Maßstäbe für lichthärtende Verblendwerkstoffe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**63560**  
Spritze 4,6 g Komposit  
Inzisal 59



Aktionspreis  
**32,90**

**63788**  
Spritze 4,6 g Komposit  
dentin A2



Aktionspreis  
**32,90**



**CERAMAGE**  
meets digital

DAS  
Mikrohybrid-  
Verblendkonzept

## CERAMAGE UP

Lichthärtendes, fließfähiges Mikrohybrid-Komposit für die freie Schichttechnik. Überzeugend anders! Die Einzelmassen sind fließfähig, dennoch standfest, leicht modellier-, konturier- und polierbar. Für nahezu uneingeschränkte Individualisierungen untereinander mischbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**119653**  
Spritze 5 g Komposit inzisal, 59



Aktionspreis  
**37,90**



## Polymax 5

Druckpolymerisationsgerät zur Heiß- und Kaltpolymerisation dentaler Kunststoffe. Aufnahmefähig für 1 großen Artikulator, 3 Messingküvetten mit Bügel oder 4 Castdon Küvetten. Stufenlos regelbare Temperatur bis 95 °C, 90 Minuten Timer und variabel einstellbarer Druck für optimale Ergebnisse. Auch als Druckverdichter einsetzbar.

**36370**  
Druckpolymerisationsgerät rot inklusive Druckschlauch und Wasserablaufschlauch

Hersteller-  
Listenpreis 2.814,94

Aktionspreis  
**2.460,-**

Aktionspreis  
**43,90**



## Dublisisil® Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die sparsame Silikon-Dubliertechnik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**55248**  
Küvette



## Castdon Starter Kit

Umfassendes Komplettpaket mit allen benötigten Systemkomponenten für die Herstellung von totalen und partiellen Prothesen. Beinhaltet Material zur Erstellung von ca. acht Vollprothesen. Alle Set-Bestandteile sind auch separat erhältlich.

**218263**  
Starter Kit 750 g Pulver rosa-transparent, 1 Küvette transparent, 500 ml Flüssigkeit, 2 x 850 ml Siliform, 1 Liter Isolat film, 1 Kanalstechröhrchen Ø 8 mm, Dosierhilfen



Aktionspreis  
**295,-**

## Abdampf Box

Die Abdampf-Box ist eine kompakte Arbeitskabinen zum Reinigen von Werkstücken mittels Dampf. Sie ist ausgelegt für das Bearbeiten bzw. Reinigen von Kleinteilen bis hin zu handgroßen Teilen. Für eine optimale Sicht beim Arbeiten sorgen ein kraftvoller Lüfter, der den Dampf schnell über einen Bodenfilter absaugt, sowie eine Arbeitsraumausleuchtung mittels LED-Licht.

**216543**  
Abdampf Box  
inklusive Abfluss-  
schlauch 2 m

Hersteller-  
Listenpreis 2.040,-



Aktionspreis  
**1.749,-**

## Feinstrahlgerät Puna II

Das 2-Kammer-Präzisions-Feinstrahlgerät Puna II bietet Ihnen höchste Qualität und ausgereifte Technologie. Hochwertig aus Metall gefertigt, für den täglichen Laboreinsatz auch im kleinen Labor. Überzeugend geringer Strahlmittelverbrauch.

**201191**  
Feinstrahlgerät

Hersteller-  
Listenpreis 1.695,-



Aktionspreis  
**1.579,-**

## Power Rüttler KV-26

Gut vibriert ist stark verdichtet: Power Rüttler KV-26 zur Evakuierung von Luftschlüssen und Verdichtung des Materials.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**43350**  
Rüttler weiß, Kunststoffpulver-  
beschichtung

Hersteller-  
Listenpreis 565,-



Aktionspreis  
**449,-**

## Feinstrahlgerät Cemat II


Außergewöhnlich effizient, komfortabel und flexibel: Vielseitige Feinstrahlgeräte mit zwei, drei oder vier Vollmetall-Kammern

- Arbeitsdruck je Strahlkammer individuell einstellbar
- Präziser Arbeitsdruck von 0,8–6 bar durch Manometersteuerung

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**203312**  
Feinstrahlgerät 2

Hersteller-  
Listenpreis 5.155,-



Aktionspreis  
**4.790,-**

**WASSERMANN**  
Hamburg · Germany

## Gipsmodelltrimmer HSS-88

Durchzugsstarker Trimmer mit 1.000 Watt Leistung und hoher Drehzahl 3.000 U/min, der durch Kurzschlussläufertechnik höchst verschleiß- und wartungsfrei ist. Inklusive Magnetventil. Kräftige Scheiben- und Innenraumspülung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**37822**  
Gipstrimmer Inklusive Diamantscheibe,  
1 Meter Zuflussschlauch 1/2" Zoll,  
1 Meter Abflussschlauch 1" Zoll,  
Schrägauflage im Winkel von 12°

Hersteller-  
Listenpreis 3.845,-

Aktionspreis  
**3.090,-**



## Dampfstrahler Wasi-Steam Classic II

Kompakt im Format, stark in der Leistung: Der Wasi-Steam Classic II ist die perfekte Lösung, wenn das Platzangebot klein, aber der Anspruch groß ist. Manuell befüllbar, flexible Standortwahl. Dampftemperatur max. 158 °C (bei 5 bar).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**209740**  
Dampfstrahler Edelstahl

Hersteller-  
Listenpreis 1.695,-



Aktionspreis  
**1.349,-**

## Dynex

Mit den Dynex Trennscheiben von Renfert wird das Abtrennen und Verschleifen von Gusskanälen sowie das Separieren von Verblendungen jetzt zum Kinderspiel.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**47090**

**Packung** 20 Scheiben extrem stabil, glasfaserverstärkt, Ø 40 mm x 1 mm



Aktionspreis  
**45,90**

**47091**

**Packung** 20 Scheiben stabil, elastisch, glasfaserverstärkt, Ø 22 mm x 0,3 mm



Aktionspreis  
**22,90**



making work easy

## Dynex Titanium

- Elastisch und stabil für schnelles Trennen und präzises Bearbeiten von Implantat Suprakonstruktionen
- Exzellente Schnitt- und Schleifleistung, speziell beim Kürzen von Abutments

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**117054**

**Packung** 20 Scheiben stabil, elastisch, glasfaserverstärkt, Ø 26 mm x 0,3 mm



Aktionspreis  
**34,90**

## WiroFine

- Universal-Einbettmasse für alle Indikationen in der Modellguss- und Kombi-Technik
- Schnell oder konventionell aufheizbar bis 1050 °C bei idealen Expansionswerten bietet die notwendige Flexibilität für das moderne Dentallabor
- Ideales Fließverhalten bedeutet sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden

**19061**

**Karton** 45 x 400 g Beutel ohne Flüssigkeit



Aktionspreis  
**116,90**



Aktionspreis  
**72,90**

## PMMA Splint E

Frässscheiben aus BEGO PMMA Splint E zeichnen sich durch eine thermoplastische Flexibilität mit Thermomemoryeffekt aus. Durch den industriellen Polymerisationsprozess wird höchste Materialhomogenität erzielt und so eine hervorragende Langzeitstabilität garantiert.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**210693**


Disk Ø 98,5 mm, H 20 mm

## Wironit® LA

- Ideales Fließverhalten bedeutet sicheres und entspanntes Arbeiten, da selbst feinste Bereiche präzise reproduziert werden
- Kontrollierter Gehalt an Kohlenstoff sowie den Zusatz von Tantal sorgen für exzellente Laser-Schweißigenschaften auch in extremen Situationen
- Durch die hohe Bruchdehnung können Klammern problemlos aktiviert werden

**42142**

**Packung** 1 kg Legierung



Aktionspreis  
**229,90**