

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KaVo SONICflex™ System

Das Air-Scaler Multitalent für Ihre Praxis

- Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Präparation.
- Sehr große Spitzenvielfalt.
- Sanfte und schonende Abtragsleistung durch Schallanwendung.
- Luftbetrieben auf MULTiflexkupplung.

83021

Set Handstück L, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5A, Nr. 6A, Nr. 7A)

Hersteller-Listenpreis

2.439,-

29572

SONICflex LUX 2003 L Airscaler mit Drehmomentschlüssel, inkl. 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7)

Hersteller-Listenpreis

2.439,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x Set SONICflex™ quick 2008 L oder 2008 LS Handstück inkl. 3 Spitzen (je x 1 Nr. 5A /6A und 7A) nach Wahl
- 5 x zusätzliche Spitzen nach Wahl z.B. Paro Spitzen 60A-62A

Hersteller-Listenpreis

3.114,-

*Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

Aktionspreis

1.459,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x Set SONICflex™ LUX 2003 L inkl. 3 Spitzen (je 1x Nr. 5 / 6 und 7)
- 5 x zusätzliche Spitzen nach Wahl z.B. Paro Spitzen 60-62

Hersteller-Listenpreis

3.114,-

*Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

Aktionspreis

1.459,-

KaVo Prophy Box PROPHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201732

Prophy Box In jeder Box enthalten:
1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück Wave,
80 Sticks PROPHYpearls neutral,
80 Sticks PROPHYpearls Selection

Hersteller-Listenpreis

1.516,-



jetzt mit Power Kanüle

Aktionspreis

1.028,80

QUATTROcare™ PLUS

Optimale Reinigung für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).

21924

QUATTROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAmatic Pflegekupplungen, MULTiflex Pflegekupplung, Dose QUATTROcare Plus Spray

Hersteller-Listenpreis

2.876,-

24792

Dose 500 ml QATTROcare Plus Spray

48,33

AKTIONSPAKET

- 1 x QUATTROcare™ PLUS
- 6 x QUATTROcare™ Plus Spray Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis

3.166,-



Paketpreis

1.805,35

DIAGNOcam™ Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick.

Das einzige Full HD Aufnahmegerät, das drei klinisch relevante Bilder in weniger als einer Sekunde erstellt. Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszenz-Aufnahmen zur verlässlichen Kariesfrüherkennung vereint in einem Gerät: Die KaVo DIAGNOcam Vision Full HD liefert Ihnen drei klinisch relevante Full HD Aufnahmen – jederzeit scharf und in weniger als einer Sekunde.

212275

Aktionspaket bestehend aus:
DIAGNOcam Vision Full HD Stand-Alone,
Fußsteuerung Vision Full HD mit neuer DIAGNOcam Vision Software zum kostenlosen herunterladen

Hersteller-Listenpreis

6.309,-

Aktionspreis

5.559,-



EXPERT Serie




Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-System / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

5 MASTER/EXPERT Instrumente

Beim Kauf eines Instrumentenpaketes, bestehend aus fünf Instrumenten* nach Wahl erhalten Sie einen Preisnachlass in Höhe des günstigsten Instruments im gewählten Paket.

* MASTERmatic Hand-Winkelstücke, MASTERtorque Turbinen und RONDOflex plus, EXPERTmatic Hand- & Winkelstücke, EXPERTtorque Turbinen und PROPHYflex 4 Box, SONICflex 2003 L Set, 2008 L/LS Set, Chirurgie Hand- & Winkelstücke. Bei der MASTER Serie zählen Köpfe nur in Verbindung mit einem Unterteil als komplettes Instrument.



Aktionspaket

DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

EXPERTtorque™ LUX E680 L

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Druckknopfspannzange.
- Keramik-Kugellager.
- Austauschbarer Spray Mikrofilter.
- Reduzierte Kopfgröße und Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N.

20753
Turbine L

Hersteller-
Listenpreis

1.459,-

215214
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

2.918,-

Aktionspreis
742,60

Aktionspreis*
1.188,15

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

EXPERTmatic™ LUX E25 L

- Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)
- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
 - Keramik Kugellager.
 - Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
 - Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.615,-

215215
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

3.229,-

Aktionspreis
794,60

Aktionspreis*
1.271,35

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

EXPERTmatic™ E10 C

- Handstück 1:1 (blau)
- Drehzahlbereich (max.) 40.00 U/min.
 - Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762
Handstück

Hersteller-
Listenpreis

749,-

Aktionspreis
389,70



EXPERTmatic™ LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau) Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20761
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.177,-

215216
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

2.354,-

Aktionspreis
579,10

Aktionspreis*
926,55

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

EXPERTmatic™ LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün) Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20756
Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.313,-

215217
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

2.626,-

Aktionspreis
683,15

Aktionspreis*
1.093,-

*inkl. Paketvorteil



DUO PACK

KaVo

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL MEDIZIN KUNST HILFSMITTEL

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel. 0441 - 955 95 0 - Fax 0441 - 955 95 99

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

GERL.

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de



DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

MASTER Serie

Keramikkugellager, Glasstablichtleiter 25.000 Lux, 24 Monate Garantie, Plasmatec-Beschichtung.

MASTERtorque™ LUX M9000

- Turbinenwinkelstück mit Licht.
- Direct Stop Technology (DST) – Bohrer stoppt in einer Sekunde.
- Extrem leise mit einer Lautstärke von nur 57 dB(A).
- Kopfhöhe von nur 13,1 mm (mit 19 mm Bohrer nur 20 mm).

108246
Turbine silber
Hersteller-
Listenpreis

1.946,-

Aktionspreis
1.034,50



MASTERmatic™ LUX M25 L

- Schnellaufwinkelstück – kleiner Kopf, großer Unterschied.
- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min).
 - Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technology.
 - Beste Sicht durch patentierte Kniewinkelkombination.
 - Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

118663
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

2.198,-

Aktionspreis
1.081,45



215213
Duo-Pack
Hersteller-
Listenpreis

4.396,-

Aktionspreis*
1.622,15

*inkl. Paketvorteil



MASTERmatic™ LUX M45 L

- Schnellaufwinkelstück 1:4,2 (rot). Optimaler Zugang im molaren Bereich durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.
- Kompatibilität mit Bohrerlängen von bis zu 25 mm.
 - CoolHead-Technologie.
 - Winkel-Kombination 120 Grad/19 Grad

221371
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

2.198,-

Aktionspreis
1.081,45



MASTERmatic™ LUX M07 L

- Maximale Behandlungsflexibilität.
- Untersetzung 2,7:1
 - Kariesexkavation und Prophylaxeapplikationen.
 - Austauschbarer Mikrosprayfilter.
 - Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118660
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

1.126,-

Aktionspreis
585,85



MASTERmatic™ LUX M20 L

- Der Praxisstandard für Kariesexkavation.
- Übertragung 1:1
 - Austauschbarer Mikrosprayfilter.
 - Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

118662
Winkelstück
Hersteller-
Listenpreis

966,-

Aktionspreis
502,60



MASTERmatic™ LUX M10 L

- Für Handstück - und Winkelstückbohrer
- Übertragung 1:1
 - Auch für leichte extraorale Technicarbeiten geeignet.

118661
Handstück
Hersteller-
Listenpreis

1.414,-

Aktionspreis
735,70



L67 INTRA™ /L68 INTRA™

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

103990
L67 INTRA Kopf 2:1 (grün),
Max. Drehzahl
20.000 U/min.

103989
L68 INTRA Kopf 1:1 (blau),
Max. Drehzahl
40.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis 510,-

Aktionspreis
271,10





K-ERGOgrip™/K-Control TLC

- Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.
- Durchzugsstark: Drehmoment 7Ncm.
 - Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
 - Spannzangensystem mit 40% höherer Haltekraft.
 - Einfacher Kugellagerwechsel.
 - Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
 - Für Rechts- und Linkshänder.

59698
Knie-Steuerung K-ERGOgrip TLC
59709
Fuß-Steuerung K-ERGOgrip TLC
59713
Tisch-Steuerung K-ERGOgrip TLC

Hersteller-
Listenpreis 2.908,-

Aktionspreis

1.654,45



K-POWERgrip™/K-Control TLC

- Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.
- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
 - Für alle gängigen Materialien geeignet.
 - Einfacher Kugellagerwechsel.
 - Reduzierte Oberflächentemperatur.
 - Linkslauf bis 5.000 U/min.

103528
Knie-Steuerung
103529
Tisch-Steuerung
103530
Fuß-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis 2.762,-

Aktionspreis

1.654,45



K5™ plus/K-Control TLC

- Leichter und kurzer Laborantrieb.
- Bis 35.000 U/min.
 - Einwellensystem mit nur 2 Kugellagern / einfach zu wechseln.
 - Reduzierte Oberflächentemperatur.
 - Linkslauf bis 5.000 U/min.

103532
Knie-Steuerung
103531
Tisch-Steuerung
103533
Fuß-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis 2.135,-

Aktionspreis

1.282,50



Knie-
Steuerung



Fuß-
Steuerung



Tisch-
Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

59895
K-ERGOgrip
Handstück 4944

Hersteller-
Listenpreis 1.923,-

18208
K-POWERgrip
Handstück 4941

Hersteller-
Listenpreis 1.692,-

18506
K5 plus
Handstück 4911

Hersteller-
Listenpreis 1.368,-

Aktionspreis

1.024,10

Aktionspreis

940,50

Aktionspreis

792,75

MULTiflex™ LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

92306
Kupplung 465 LED

Hersteller-
Listenpreis 649,-

Aktionspreis

339,-



RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasions-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

42272
Abrasionsgerät inklusive
2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer,
Düsennadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel

Hersteller-
Listenpreis 2.270,-

214101
Adapter für Kanüle
211,-

214100
Reinigungsverschluss
199,-

17716
Flasche 1.000 g Pulver 50 µm
47,90

17717
Flasche 1.000 g Pulver 27 µm
47,90

214409
Schutzbrille
17,90

AKTIONSPAKET*

- 1 x RONDOflex™ plus 360 Abrasionsgerät inklusive Zubehör
- 2 x RONDOflex™ Schutzbrillen
- 1 x RONDOflex™ Abrasions-Pulver 50 µm Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex™ Abrasions-Pulver 27 µm Flasche 1000 g
- 1 x RONDOflex™ Kanüle Reinigungsadapter
- 1 x RONDOflex™ Reinigungsverschluss

Hersteller-Listenpreis 2.961,-

* Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen.

MASTERSurg™ LUX

- Perfekte Sicht durch Touch-Farbdisplay mit großem Blickwinkel.
- Maximaler Komfort durch Funk-Fußanlasser.
 - SD Card-Dokumentation und Echtzeit-Drehmomentgrafik.
 - 10 Programme mit bis zu 10 frei programmierbaren Schritten.
 - Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm Drehmoment.
 - Höchste Präzision durch Auto-Kalibrierung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

116310
Set Chirurgie-Motor INTRA LUX S600 LED,
kabelloser Multifunktions-Fußanlasser,
Autoklavierbare Motorleitung für S600
LED, Starter Schlauchset (5 Stück),
Motor- und Instrumentenhalter,
Aufhängung für Kühlmittel, integrierte
Schlauchpumpe und Stromversorgung

Hersteller-
Listenpreis 5.895,-

207520
Winkelstück mit Licht, XL
mit Hexagon Spannsystem
1.231,70

AKTIONSPAKET

- 1 x MASTERSurg™ LUX Set
- 1 x SURGmatic™ Winkelstück S201 XL Pro

Hersteller-Listenpreis 7.776,-

Paketpreis

4.433,90