

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



MELAcare

Weil bei Handstücken nur eines zählt: MELAcare – für die vollautomatische Reinigung, Desinfektion und Öl-Pflege: Ohne Stress. Ohne Kompromisse. Nur mit Möglichkeiten.

- Validierbare Aufbereitung nach EN ISO 15883-1/2 ab nur 14 min. (inkl. Trocknung der Spray- und Antriebskanäle und Vorkühlung)
- MELAcare Deckel Blue für Reinigung, Desinfektion und Pflege von bis zu 6 Hand- und Winkelstücken, Turbinen oder Winkelstückköpfen
- MELAcare Deckel Green für Reinigung und Desinfektion von bis zu 6 ZEG-Spitzen (inkl. Drehmomentschlüssel), Ultraschallhandstücken, Sprayvit-Düsen oder Prophylaxe-Handstücken
- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt im Gerät
- Kompaktes, platzsparendes Design für minimale Stellfläche
- Großes Smart-Touch-Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation via USB- und Netzwerkschnittstellen ohne Aufpreis

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



neu

AKTIONSPAKET

1 x	MELAcare 600
1 x	MELAcare Deckel Blue
6 x	Adapter nach Wahl
Hersteller-Listenpreis	
7.812,-	

Paketpreis

5.699,-

AKTIONSPAKET

1 x	MELAcare 600
1 x	MELAcare Deckel Blue
6 x	Adapter nach Wahl
1 x	MELAdem 53
Hersteller-Listenpreis	
9.739,-	

Paketpreis

6.290,-

MELAG
competence in hygiene

Vacuclave 318

Der MELAG Preis-Leistungs-Sieger: Mehr Leistungsstärke, herausragende Trocknungsergebnisse und lückenlose Rückverfolgbarkeit - Die neuen Prime Line Autoklaven überzeugen auf ganzer Linie:

- Einzigartige MELAG Qualität – made in Germany
- Heavy Duty Programm für bis zu 7 kg Beladung
- DRYtelligence für optimale Ergebnisse und bis zu 80% kürzere Trocknungszeiten
- Smart-Touch-Display mit LED-Statusanzeige
- Chargenfreigabe und Benutzerauthentifizierung direkt am Display
- Datenprotokollierung über USB oder Netzwerk
- Stand-alone Konzept mit integrierten Wassertanks und hocheffizienter Luftkühlung
- EasyCare Routinekonzept und Power Save Energiesparmodus für anwender- und umweltfreundliche Sterilisationsprozesse

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



AKTIONSPAKET

1 x	Vacuclave 318
1 x	Halterung A Plus kurz
5 x	Tablett f.30-B/31-B/40-B/41-B,29-S/ 29V-S/Typ 28-30
1 x	MELAcontrol Helix Set
Hersteller-Listenpreis	
7.898,-	

Paketpreis

6.559,-

Careclave 618

Die Revolution der Instrumenten-Aufbereitung: Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät

- Aufbereitung und ggfs. Pflege von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten, ZEG-Spitzen und Prophylaxe-Handstücken (jetzt auch von EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master) in den Careboxen
- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt am Gerät
- Sterilisation von bis zu 11 kg in Rekordzeit
- Extragroßes Smart-Touch Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation per USB-Stick und Netzwerk

Die weltweit einzigartige 4-in-1 Lösung spart somit erheblich Zeit, Geld und Platz im Aufbereitungsraum.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

AKTIONSPAKET

1 x	Careclave 618
1 x	Carebox blue
8 x	Adapter nach Wahl
1 x	Halterung universal kurz
6 x	Tablett f.Halterung Universal kurz
2 x	Tablett schmal
1 x	MELAcontrol Helix Set
1 x	MELAdem 53
Hersteller-Listenpreis	
21.509,-	

Paketpreis

14.690,-



MELatherm 20 activeDRY

MELatherm 20 mit activeDRY (inkl. USB-Stick). Die ganze Magie des MELatherm in XXL: Mit einer extragroßen Waschkammer, smarten Bedien- und Dokumentationskonzepten sowie einem ausgezeichneten Reinigungs- und Trocknungssystem ist MELatherm 20 bereit für jede Herausforderung. Denn mit bis zu 24 Flex-Segmenten im Unter- und Oberkorb bietet MELatherm 20 mehr als die doppelte Kapazität und ermöglicht so die effiziente Aufbereitung von Instrumenten für bis zu 90 Patienten pro Zyklus - ideal gereinigt und desinfiziert durch das innovative 3-Arm-Spülsystem in Kombination mit der bewährten AquaBoost-Technologie. Im Anschluss erfolgt die aktive Trocknung mit HEPA-gefilterter Luft, um Ihre Instrumente optimal vor Korrosion und Beschädigung zu schützen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

AKTIONSPAKET

1 x	MELatherm 20 activeDRY 230V 50Hz (235) Thermodesinfektor
1 x	MEtherm C Starterset
Hersteller-Listenpreis	
12.701,-	

Paketpreis

10.790,-



Abbildung beispielhaft

Jetzt registrieren, austauschen und profitieren!

VistaVox S + VistaScan Mini View 2.0

299669
Aktionspaket 1 VistaVox S,
1 VistaScan Mini View 2.0

Paketpreis

54.990,-

AKTIONSPAKET

Röntgenaktionspaket VistaVox S +
VistaScan Mini View 2.0 Set

Hersteller-Listenpreis 85.649,-

VistaPano S 2.0 + VistaScan Mini View 2.0

299668
Aktionspaket 1 VistaPano S 2.0,
1 VistaScan Mini View 2.0

VistaScan Mini View 2.0

216256
VistaScan Mini 2.0 inklusive
Smart Reader

Hersteller-
Listenpreis 10.799,-

Aktionspreis

10.499,-

RÜCKGABE-AKTION

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines
Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift
in Höhe von

1.500€

AKTIONSPAKET

Röntgenaktionspaket VistaPano S 2.0 +
VistaScan Mini View 2.0 Set

Hersteller-Listenpreis 45.299,-

Paketpreis

28.990,-

* Angebot solange der Vorrat reicht, gültig vom 01.10. bis 31.12.2026. Druckfehler und Irrtum vorbehalten. Alle Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung der Dental-Union GmbH zzgl. der gesetzl. MwSt. Der genannte Paketpreis ergibt sich aus einem „Austauschvorteil“ und einem „Paketvorteil“. Der Austauschvorteil gilt für die jeweiligen Großröntgengeräte VistaVox S / S Ceph und VistaPano S 2.0 / S Ceph 2.0. Durch die Kombination eines Großröntgengeräts mit einem VistaScan Mini View 2.0 – SmartScan Edition wird zusätzlich zum Austauschvorteil der Paketvorteil gewährt. Bei Detailfragen wenden Sie sich bitte an Ihren Dental Union Ansprechpartner. Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter www.dental-union.de im Bereich „Vertriebsstruktur“. Voraussetzung für den Erhalt der Tischleuchte ist eine Registrierung auf der Dürr Dental Aktionsseite sowie eine Kundenbestellung im Aktionszeitraum. Die Akku-LED-Tischleuchte erhalten Sie nach Teilnahme an einer Marktforschungsumfrage beim Beratungstermin in Ihrer Praxis.



duerrdental.com/60years

Nur wer sich registriert, sichert
sich die Aktionsvorteile und die
Akku-LED-Tischleuchte.*



Dürr Dental

**altmann
dental** GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HILDESBURG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH'S DENTAL
Oldenburger Dental-Depot seit 1927

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.

www.dental-union.de

KaVo uniQa™

Die Behandlungseinheit der Premium-Kompaktklasse.

Sie ist eine Klasse für sich: Die KaVo uniQa™ lässt viel Spielraum für Ihren individuellen Ausdruck und Ihre persönlichen Ansprüche. Attraktives Design gepaart mit intelligenten Features und einer Verarbeitung in KaVo Qualität unterstützen einen dauerhaft erfolgreichen Behandlungsaltag.

- Modernes, sportlich-kompaktes Stuhl-Design mit neuem Patiententeil.
- Sensitives, brillantes Touch-Display in 12 Zoll (T-Tisch) und 7 Zoll (S- und C-Tisch).
- Höchstposition von 830 mm und Tiefstposition von 350 mm, bis 185 kg belastbar.
- Intuitives Bedienkonzept und interaktive Patientenkomunikation mit hochauflösendem Screen.
- Intelligente Hygienefunktionen.
- Optional mit 3-in-1 Intraoralkamera und KaVo DIAGNOcam Vision Full HD.
- Optionale Endodontie- und Chirurgie Funktion.
- Gute Sicht dank KaVo Lumina.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



KAVO
Dental Excellence



KaVo ESTETICA™ E70 VISION T

Ergonomie und Behandlungskomfort in edlem Design.

Die Behandlungseinheiten KaVo ESTETICA™ E70/E80 Vision überzeugen mit visionärem Schwebestuhlkonzept und Ergonomie in jeder Behandlungsposition. Mit attraktivem Design, intuitiver Bedienung und zahlreichen intelligenten Features bleiben selbst bei hohen Ansprüchen keine Wünsche offen!

- Ergonomischer Schwebestuhl: mehr Beinfreiheit und bessere Zugänglichkeit.
- 350 mm Tiefstposition und bis zu 900 mm Höchstposition.
- Schmale Rückenlehne für entscheidend mehr Beinfreiheit.
- COMFORT Rückenlehne: mehr Komfort für den Patienten (optional).
- Bis zu 180 kg belastbar.
- Prämiertes 12 Zoll Touchdisplay mit durchdachtem Bedienkonzept für direkten Zugriff auf alle wichtigen Funktionen.
- Komfortable Parameterspeicherung (MEMOdent-Funktion) mit Fußanlasser-Mittenzentrierung.
- Slow Mode Stuhlbewegung: genaue Einstellungen des Patientenstuhls (z.B. beim Arbeiten mit dem Mikroskop).
- Kabelloser Premium Funkfußanlasser wählbar.
- Hygiene Center zur zeitsparenden, automatisierten Reinigung und Desinfektion.
- Integrierte, abnehmbare Adapter für Instrumenten- und Absaugschläuche.
- Optionale Endodontie- und Chirurgie Funktion.
- Bis zu sechs Instrumentenablagen.
- Mundspülbecken schwenkt von vorne: Angenehmer für den Patienten, ein Greifen nach dem Mundspülbecken wird vermieden.
- Optional Motorisch schwenkbare Mundspülbecken: Automatisierung des Spülprozesses und Vereinfachung des Ablaufs.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Lisa 17I

Wasserdampfsterilisator Typ B mit ioDent®-Anbindung für eine vernetzte und intelligente Wiederaufbereitung.

- Neuer, übersichtlicher, moderner 5-Display.
- Einfache Wartung erst nach 4.000 Zyklen oder alle fünf Jahre.
- Dokumentationspaket für Begehungen: alle Dokumente für die Praxisbegehung mit einem Klick verfügbar.
- Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische Zyklusdokumentation.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

AKTIONSPAKET

1 x Lisa 17I
1 x Multidem C27

Hersteller-Listenpreis 11.161,-

neu



Paketpreis

7.099,-



Aktionspreis

2.050,-

Assistina TWIN

Die Assistina TWIN ist das erste automatische Ölpflegegerät, dessen Pflegeprozess nur 10 Sekunden pro Instrument in Anspruch nimmt.

- Geringe Wartezeiten durch Zwei-Kammernsystem.
- Assistina TWIN Care Set ausreichend zur Aufbereitung von bis zu 2.800 Instrumenten.

216631

Assistina TWIN inklusive TWIN Care Set,
NEU: je 1 x Quick RM, ISO Adapter

Hersteller-
Listenpreis

3.504,-

Thermodesinfektor PWD 8682 C

CompactLine Thermodesinfektor:

- Leistung/Charge z. B. 22 Übertragungsinstrumente + Instrumentensets (Spiegel, Sonde und Pinzette) für bis zu 80 Patienten.
- Praxisoptimierte Kammer mit einer Spülebene und Integration von Prozesschemikalien.
- Kurzprogramm für Dentalinstrumente in 30 Minuten.
- Modernes Gerätedesign in weiß mit Fulltouchdisplay und Spülraumbeleuchtung.
- Ab Werk vernetzbar per WiFi und Ethernet.

297254

Thermodesinfektor

Hersteller-
Listenpreis

7.600,-

neu



Miele

Aktionspreis*

6.395,-

*Aktion nur gültig in Deutschland!

Thermodesinfektor PWD 8682 DT

Thermodesinfektor PWD 8682 [DT GD DC5 LAN] SST Standgerät mit Glastür, mit Warm- und AD-Wasseranschluss, Flüssigdosierung.

- Leistung/Charge: große Kammer mit 2 Spülebenen fasst 44 Hohlkörperinstrumente + Instrumentensets (Spiegel, Sonde und Pinzette) für bis zu 160 Patienten.
- Sicherheit durch Kontrolle - Spüldruck- und Sprüharmüberwachung, Kammerbeleuchtung.
- Höchster Bedienkomfort mit Full-Touch-Farbdisplay M Touch Flex.
- Komfortable Trocknungsunterstützung - EcoDry.
- Ab Werk vernetzbar per WiFi und Ethernet. Miele MOVE ready.
- Effizienter Einsatz von Ressourcen - Drehzahlvariable Heizpumpe.
- Chargenfreigabe direkt am Geräte Display.

295643

Thermodesinfektor

Hersteller-
Listenpreis

9.338,-

Cashback
von bis zu
1.500,- € netto
von Miele
sichern!



Aktionspreis*

7.890,-

*Aktion nur gültig in Deutschland!

SciCan BRAVO G4

- Sterile und trockene Instrumente in nur 33 Minuten – bereit, wenn sie benötigt werden.
- Drei Kammergrößen (17, 22 und 28 Liter) bieten genügend Kapazität, für die Anforderungen von Praxen jeder Größe.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210348

Sterilisator 22 EU, 220-240 V,
50 Hz inklusive Zubehör

Hersteller-
Listenpreis

6.402,35

SciCan

Aktionspreis

4.390,-



Palamat® Premium

Kompaktes Druckpolymerisationsgerät im neuen Design moderner Bedienoberfläche mit großem LCD Farbdisplay und interaktiven Tasten für optimale Funktionsübersicht.

- Bekannte Programme voreingestellt 45°C/55°C/90°C.
- 3 individuell gestaltete Programme speicherbar.
- Die große Kesselöffnung bietet Platz selbst für große Artikulatoren.

204039

Druckpolymerisationsgerät 230/240 V

Hersteller-
Listenpreis

2.888,-

Aktionspreis

2.209,-



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

Mini L.E.D.

Kabelloses Lichthärtgerät mit neuester LED-Technologie im aktuellen Pencil-Design.

- Gehäuse aus eloxiertem Aluminium.
- Drei Programme: Standard - Pulsmodus - Softstart.
- Lithium-Ion Akku ohne Memoryeffekt, eingebauter Radiometer zur Überprüfung der Lichtleistung.

19074

Lichtgerät

Hersteller-
Listenpreis

1.149,-

acteon

Aktionspreis

729,-



Starlight pro

Starlight pro ist ein schnurloses LED-Lichthärtgerät für die Polymerisation von lichthärtenden Dentalmaterialien wie Adhäsiven und Füllungsmaterialien. Das leichte und ergonomische Design in Stiftform gewährleistet eine mühelose Handhabung auch für kleine Hände. Darüber hinaus ermöglicht der erweiterte Winkel des um 360° drehbaren Lichtleiters einen besseren Zugang zum Molarenbereich.

216646

LED Lampe inklusive Handstück,
wiederaufladbarem Li-Ionen-Akku,
8 mm Lichtleiter 45°, Blendschutz,
Ladegerät, Netzkabel

Hersteller-
Listenpreis

652,-



Aktionspreis

499,-

X-Smart® Pro+

Endomotor X-Smart® Pro+ mit integriertem Apex Lokator.

Vorteile auf einen Blick

- Speziell für den Antrieb der endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona entwickelt.
- Integrierter Apex Locator mit Dynamic Accuracy™-Technologie.
- Mini-Winkelstück mit integrierter 10-Lumen-LED- Hervorragende Sicht und Zugang. Um 360° einstellbare Position.
- Benutzerfreundliche Touch Screen Oberfläche.
- Abnehmbare/autoklavierbare Handstück-Metallhülle.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218397

X-Smart® Pro+ Endo-Motor mit patentierter sensorloser Motorsteuerung, integrierter Apex Locator, Mini-Winkelstück mit integrierter LED, 360° einstellbare Position, Edelstahl Handstückhülle, magnetischer Handstückhalter, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel

Hersteller-
Listenpreis

2.884,63

221705

X-Smart® Pro+ RECIPROC blue Kit X-Smart® Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel, **RECIPROC blue Kit** 24 RECIPROC blue Instrumente steril 25 mm (12 x R25, 6 x R40, 6 x R50), 180 RECIPROC blue Papierspitzen steril sortiert (90 x R25, 60 x R40, 30 x R50), 60 RECIPROC blue Guttapercha-Stifte steril sortiert (36 x R25, 12 x R40, 12 x R50), Endo Übungszahn trepaniert, **AH Plus Jet Starter Kit** 15 g AH Plus Jet Mixing Spritze, 20 Mischkanülen, 20 Intra Oral Tips, Mischblock, Bildgebrauchsanleitung, Organisationsablage Ein Feilen Kit reicht für bis zu 10 Behandlungen.

Hersteller-
Listenpreis

2.943,50



Aktionspreis

2.559,-

RÜCKGABE-AKTION*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

400€

*Aktion gültig bis 31.10.2026

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!

Dentsply
Sirona



Aktionspreis*

2.619,-

*Aktion gültig solange der Vorrat reicht

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!



X-Smart® Go

X-Smart® Go ist unser leistungsstarker kabelloser Motor – entwickelt, um die Performance der Endodontie Feilensysteme von Dentsply Sirona zu maximieren.

298884

Set Endo-Motor mit integriertem Apex-Locator, Mini Winkelstück, kabelloses Handstück, Zubehör-Box (Ladegerät mit Universal-Netzteil), Lippen-Clip, Clip, Feilen-Clip, Apex-Locator-Kabel, Powerbank, Silikonhülle, Handstückhülle

Hersteller-
Listenpreis

2.089,-

RÜCKGABE-AKTION*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

300€

*Aktion gültig bis 31.10.2026

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!

Aktionspreis

1.859,-



SmartLite® Pro

SmartLite® Pro - Leistung in Ihrer schönsten Form: Die einzigartige modulare Polymerisationslampe kombiniert eine unübertroffene Durchhärtequalität mit innovativer Funktionalität und hochmodernem Design!

- Polymerisationsaufsatz: Lichthärtung von Adhäsiven, Kompositen und Befestigungszementen.
- Transilluminationsaufsatz: Diagnostisches Hilfsmittel zur Erkennung approximaler Karies und frakturierter Zähne sowie zur Ausleuchtung endodontischer Zugangskavitäten.
- Zweiter Akku - Wechsel mit einem Klick für ständige Verfügbarkeit.

218210

SmartLite® Pro Endo-Resto Kit inkl. EndoActivator Aufsatz

1 x SmartLite® Pro Handstück, 1 x SmartLite® Pro Cure Tip, 1 x SmartLite® Pro Transillumination Tip, 2 x SmartLite® Pro Akkus, 1 x SmartLite® Pro Ladestation, 1 x SmartLite® Pro Netzteil mit USB-Ladekabel, 1 x EndoActivator Aufsatz, 1 Technikarte, 100 SmartLite® Pro EndoActivator Schutzhüllen, 3 x 25 SmartLite® Pro EndoActivator Tips (Klein, Mittel, Lang), 3 x SmartLite® Pro Lichtschuttschilder, 100 x SmartLite® Pro Schutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis

1.877,89

RÜCKGABE-AKTION*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

300€

*Aktion gültig bis 31.10.2026

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!

Aktionspreis

1.669,-



VALO™ GRAND

Vereint alle Vorteile der VALO™ Polymerisationsleuchten mit einer 50 % größeren Linse (12 mm Durchmesser). Zweite Bedientaste an der Geräte-Unterseite für intuitives, bequemes Handling.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

132710

VALO™ Grand Cordless LED-Polymerisationsleuchte
Cordless Black, 4 wiederaufladbare Batterien,
1 Batterieladegerät, 1 Netzgerät für das Ladegerät,
1 Light Shield, 1 Handstückhalter,
15 Hygieneschutzhüllen

Hersteller-
Listenpreis

1.399,-

Aktionspreis*
849,-

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!



Aktionspreis*

1.189,-

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!

In weiteren
Farben
erhältlich!



VALO™ X

Die neue VALO™ X Farbkollektion wurde mit großer Sorgfalt entwickelt, um Zahnärztinnen und Zahnärzten die Möglichkeit zu geben, ihren individuellen Stil zum Ausdruck zu bringen und ihre Persönlichkeit in ihre Behandlungsräume einfließen zu lassen – und das bei gleichbleibend höchsten Standards in der Patientenversorgung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297406

Onyx Black Kit VALO™ X LED-Polymerisationsleuchte
inklusive Diffuser Lens, 2 Aufladbare Batterien,
Batterieladegerät, Light Shield, Musterpackung
Hygieneschutzhüllen, Netzteil

Hersteller-
Listenpreis

1.749,-

VALO™ X Barrierehüllen

VALO™ X Barrierehüllen sind wichtig, um Ihre VALO™ X Härtingsleuchte hygienisch zu halten. Die VALO™ X Barrierehülle schützt Ihr Aushärtungslicht vor dem Gewebe des Patienten sowie anderen Chemikalien wie Ätzmitteln, Klebstoffen usw.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

216540

Packung 100 Barrierehüllen

Aktionspreis*

21,50

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!



VALO™ Grand & VALO™ Cordless Hygieneschutzhüllen

Der elementare Faktor für die Hygiene der VALO™ Grand oder VALO™ Cordless. Die Hygieneschutzhülle schützt die Polymerisationsleuchte nicht nur vor dem Gewebe des Patienten sondern auch vor Chemikalien, wie beispielsweise Ätzel.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295719

Packung 600 Hygieneschutzhüllen



Aktionspreis*

89,90

*Aktion nur gültig in Deutschland, Niederlande & Österreich!

Solventum™ Pentamix™ 3

Automatisches Mischgerät

3M™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät wird zu Solventum™ Pentamix™ 3 Automatisches Mischgerät. Völlig homogen und blasenfrei auf Knopfdruck: Das Pentamix™ 3 Automatische Mischgerät liefert Mischungen für absolut akkurate Abformungen und perfekt sitzende Restaurationen.

299168
Mischgerät

Hersteller-
Listenpreis 1.122,04



Aktionspreis
969,-

3M™ Elipar™ Deep Cure L

Die 3M™ Elipar™ DeepCure-LED Polymerisationslampe von Solventum vereint hohe Leistung, Zuverlässigkeit, ansprechendes Design und eine einfache intuitive Bedienung auf einzigartige Weise.

118543
Cure-L aus Kunststoff

Hersteller-
Listenpreis 691,45



Aktionspreis
599,-

 solventum

Solventum™ Kapselmischgerät

3M™ CapMix™ Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln wird zu Solventum™ Kapselmischgerät. Praktisch und schnell: Das Universalmischgerät für Dentalmaterialien in Kapseln eignet sich für alle Solventum Kapselprodukte.

297745
Mischgerät

Hersteller-
Listenpreis 541,63



Aktionspreis
469,-

Solventum™ Filtek™ Komposit-Wärmer

Nutzen Sie alle Vorteile der Komposit Erwärmung in einem kompakten Gerät, das sich perfekt in den Arbeitsablauf der Zahnarztpraxis einfügt. Es ist schnell, tragbar und einfach zu bedienen – und sorgt für eine erhöhte Fließfähigkeit, ein einfacheres Handling und eine verbesserte Anpassung an die Zahnstruktur und eine reduzierte Extrusionskraft. Und das alles mit einem handlichen Gerät, das Komposite in nur 2 Minuten erwärmt. Speziell entwickelt für Filtek™ Komposite, die zum Erwärmen geeignet sind.

296595
Kit Komposit-Wärmer mit Heizstation, Komposithalterung, Silikonhülle, USB-C Kabel, Netzstecker, Steckdosenadapter, Kurzanleitung

439,-

Hersteller-
Listenpreis 509,22



2+1