

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



## LIGHT 1

### Zahntechnische Arbeitsleuchte

LIGHT 1 wurde entwickelt, um den komplexen Beleuchtungsanforderungen im Laboralltag gerecht zu werden. Ausgestattet mit innovativer Optikttechnologie, ermöglicht LIGHT 1 eine bisher unerreichte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches.

**292772**  
Arbeitsplatzleuchte für Tischmontage, Arm links

Hersteller-  
Listenpreis 1.499,-

Aktionspreis  
**1.499,-**



making work easy

## Basic prebonder

Das erste wissenschaftlich validierte Feinstrahlgerät für die klinische Oberflächenkonditionierung von Restaurationen vor der definitiven Befestigung. Der Basic prebonder standardisiert die Vorbehandlung von Zirkonoxid, Metalllegierungen, Hybridmaterialien sowie modernen Polymeren und schützt zuverlässig vor Fehlern durch unzureichendes Strahlen, zu hohen Energieeintrag und einem daraus resultierenden Befestigungsversagen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**297684**  
Feinstrahlgerät mit Zusatztank 25-70 µm

Hersteller-  
Listenpreis 2.690,-



neu

Aktionspreis  
**2.199,-**

## SILENT powerCAM EC CAM-Absaugung

- Für Power-User mit stark ausgelasteten CAM-Einheiten.
- Bürstenlose EC-Motortechnologie (garantierte Laufzeit von 5.000 Betriebsstunden).
- Hoher Volumenstrom mit ca. 4000l/min.
- Beutellose Stauberfassung.
- Automatische Filterabreinigung.
- Geringes Betriebsgeräusch von max. 54,3dB (A).

**129089**  
CAM Absaugung inklusive 1 Quick Start Guide, 1 Quick Reference Card, 3 Entsorgungssäcke (1 x in Staubschublade eingelegt), 2 m Saugschlauch, 2 Endmuffen

Hersteller-  
Listenpreis 2.999,-

Aktionspreis  
**2.599,-**



## SILENT compact Einzelplatzabsaugung

- Kleine Arbeitsplatzabsaugung für einen Verbraucher.
- 3x längere Laufzeit im Vergleich zu herkömmlichen Kollektormotoren (garantierte 1.000 Betriebsstunden).
- Beutellose Stauberfassung.

**117475**  
Einzelplatzabsaugung inklusive 2 m Saugschlauch, 2 Endmuffen

Hersteller-  
Listenpreis 1.466,-

Aktionspreis  
**1.249,-**



## POWER steamer 1

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Manuelle Befüllung.

**215150**  
Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel, Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug, Dichtungssset

Hersteller-  
Listenpreis 1.900,-

Aktionspreis  
**1.599,-**



## POWER steamer 2

- Versiegeltes Heizelement.
- Große Revisionsöffnung für besonders einfache Reinigung.
- Festwasseranschluss oder manuelle Befüllung.
- Konstanter Wasserdruck.

**215149**  
Dampfreinigungsgerät inklusive Tankdeckel, Kurzanleitung, Servicedeckelwerkzeug, Dichtungssset

Hersteller-  
Listenpreis 2.855,-

Aktionspreis  
**2.399,-**



## MINISTAR S® Black Edition

Die MINISTAR S® Black Edition präsentiert sich zum 100-jährigen Jubiläum von SCHEU-Dental in einer exklusiven, limitierten Sonderauflage inklusive hochwertiger SD-Folienschere B - Sonderedition 100 Jahre. Die markante schwarze Farbvariante verleiht dem bewährten Tiefziehgerät einen modernen, selbstbewussten Auftritt – ergänzt durch ein neu gestaltetes Displaydesign für eine zeitgemäße Optik.

inklusive  
Materialpaket  
im Wert von  
200 €

SCHEU

100  
YEARS  
DENTAL  
EXPERTISE

298146

Druckformgerät 230 V inklusive Netzkabel, Folienmusterbuch, 1,7 kg Edelstahl-Füllgranulat, Schutzhaube, Silikonfett, Muster Granulatabdeckung, SD-Folienschere B

Hersteller-  
Listenpreis

2.304,-

MINISTAR S

MINISTAR S®  
Black Edition  
limitierte  
Stückzahl



### RÜCKGABE-AKTION\*

Bei gleichzeitiger Rückgabe eines Altgeräts erhalten Sie eine Gutschrift in Höhe von

300€

\*Rückgabe von einem Gerät pro Bestellung möglich

Aktionspreis

2.049,-

## DURASPLINT® comfort MSI

Die thermoelastische Ronde für Aufbisssschienen gibt es nun auch als MSI® Variante (Multi Species Inhibition). Damit ist sie die weltweit erste biomimetische Fräsronde ihrer Klasse, welche durch die einzigartige MSI® Technologie, die Adhäsion von Biofilmen im Mundmilieu auf natürliche Art und Weise verhindert. Es wird dabei ein natürlicher Prozess kopiert, wie er z. B. von der Rotalge Delisea genutzt wird.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner

294930

Fräsronde 16 mm

70,90

10+2



## UNIQ+ pd

Die UNIQ+ pd Tiefziehfolie mit integrierter Schutzfolie bietet eine innovative Lösung für Alignerbehandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ+ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221022

Packung 10 Folien rund, Ø 125 mm, Stärke 0,75 mm

30,50



10+2



## UNIQ pd

Die UNIQ pd Tiefziehfolie bietet eine innovative Lösung für Alignerbehandlungen, indem sie mit nur einer Schicht maximale Wirkung erzielt. Im Gegensatz zu vielen mehrschichtigen Folien wirkt die UNIQ pd den entstehenden Kräften während der gesamten Behandlung konstant entgegen und verliert dabei nicht an Stabilität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221013

Packung 10 Folien rund, Ø 125 mm, Stärke 0,625 mm

28,90



10+2



## SCHEU-DENTAL

altmann  
dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de) im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## PalaXpress®

Mit dem abgestimmten System PalaXpress® und Palajet® lassen sich passgenaue Totalprothesen im Injektionsverfahren herstellen.

56172  
Flasche 500 ml Flüssigkeit



Aktionspreis  
**68,90**



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## Palapress®

Ob Modellgusskomplettierung, Unterfütterung oder Reparaturen - mit Palapress schnell und ökonomisch fertig gestellt. Die Gießzeit von ca. 2 Min. und eine Verarbeitungszeit von bis zu 7 Min. gewährleisten hohe Effektivität in der Kunststoffprothetik.

62873  
Beutel 1 kg Pulver rosa



Aktionspreis  
**119,-**

## MOLDANO®

Modell-Hartgips der Klasse III für vielfältige zahntechnische Arbeiten wie Gegenbiss-, Reparatur- und Situationsmodelle und Modellsöckel. Cremige, gießfähige Konsistenz, schnelle Erhärtung und volumenbeständig.

60834  
Sack 25 kg Modellhartgips blau



Aktionspreis  
**49,90**

## GC Fujivest® Platinum II

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse speziell für hochpräzise Güsse - sowohl für hochgoldhaltige, goldreduzierte als auch palladiumhaltige Legierungen. Schnell- oder Stufenaufheizverfahren. Extrem glatte Gussoberflächen. Einfaches Ausbetten spart Zeit und Arbeit. Ermöglicht eine optimale Passform – selbst bei Implantatsuprastrukturen und großen Brückenspannweiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

108515  
Karton 40 x 150 g Beutel



Aktionspreis  
**109,90**

## GC Fujivest® Premium

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Kronen und Brücken. Speziell geeignet für NEM und alle Dentallegierungen. Ringlos zu verarbeiten (konventionelles sowie schnelles Aufheizen). Breiter Expansionsbereich bis zu 3.5 % - auch komplizierte implantatgetragene Suprastrukturen aus NEM sind sicher und verlässlich herstellbar. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

57029  
Karton 40 x 150 g Beutel

Aktionspreis  
**91,90**




## GC Fujivest® Super

Graphitfreie, phosphatgebundene Einbettmasse für Präzisionsgüsse. Für Edelmetall-, Halbedelmetall- und Pd-Basis-Legierungen. Speziell für komplizierte Implantatsuprastrukturen entwickelt. Sowohl für konventionelles als auch schnelles Aufheizen geeignet. Optimale Expansionskontrolle durch Flüssigkeitsverdünnung für eine perfekte Passung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

38376  
Karton 40 x 150 g Beutel

Aktionspreis  
**113,90**



## Lucitone Digital Fuse™

Leicht verständliches System zur Verschmelzung digitaler Prothesenzähne mit einer Lucitone Digital Print 3D-Prothesenbasis.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217614  
Flasche 25 g Step 2 original



Aktionspreis  
**30,90**

## Lucitone Digital Print™ 3D Denture Resin

Das 3D-Prothesenbasis-Material bietet mehrere Farbtöne, von Hellrosa bis Dunkelrot, und damit eine Auswahl unterschiedlicher Lucitone Gingiva-Farbtöne für jeden Patienten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217600  
Flasche 1 kg original



Aktionspreis  
**615,-**

## Lucitone Digital Value™ 3D Economy Tooth & Trial Placement

Lucitone Digital Value™ 3D Economy Tooth & Trial Placement wurde unter Berücksichtigung von Volumen und Geschwindigkeit entwickelt und bietet gutes Aussehen und dauerhafte Haltbarkeit und eignet sich für alle Klassifizierungen von Voll-über-Voll- und Einzelbogenfällen. Lucitone Digital Value eignet sich auch für Try-in-Prothesen zur Einprobe. Erhältlich in sechs beliebigen A-D-Farbtönen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217609  
Flasche 1 kg A3



Aktionspreis  
**569,-**

## Lucitone Digital IPN™

Lucitone Digital IPN™ hilft Laboren, die steigende Nachfrage nach Premium-Prothesenzähnen mit hoher Ästhetik zu erfüllen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292969  
Flasche 500 ml Premium Tooth Shade A3



Aktionspreis  
**605,-**

Dentsply  
Sirona

## Cercon® yo ML

- Cercon® yo ML erfüllt nahezu jede Anforderung an Zirkonoxid und unterstützt Restaurationen, die ebenso funktional wie ästhetisch sind
- Cercon® yo ML, die Kraft von SMARTER Ästhetik, Produktion und Kontinuität
- Es bietet hervorragende Transparenz, Farbsättigung und Farbtreue

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.



295900  
Disk Ø 98 mm H 18 mm, A3

**209,-**

**4+1**



295877  
Disk Ø 98 mm H 14 mm, A3

**179,90**

**4+1**




## ZERO arti®

Mit ZERO arti® erhalten Sie 100% Präzision bei der Montage von Modellen im Artikulator. ZERO arti® hat eine sehr gute Klebekraft und ist schnell abbindend. ZERO arti® ist der erste Spezial-Artikulationsgips (Montagegips) mit 0,00% Expansion.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

91786  
Karton 22 kg Gips



Aktionspreis

61,90

## optimill® memopink

optimill memopink ist eine Kunststofffronde für das CAD/CAM Verfahren für die Herstellung von flexiblen (Klammer-)Interimsversorgungen als Sonderanfertigung durch dentales Fachpersonal. Die gefrästen Arbeiten weisen eine thermoelastische Flexibilität auf. Erweiterbar, reparierbar und für das Fixieren von Zähnen immer dentona vivapink Kunststoff verwenden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296449  
Ronde pink Ø 98,5 mm, H 20 mm, mit Stufe



Aktionspreis

49,90

## ZiLMaster

Das Drei-Schritt-Poliersystem mit diamantierten Instrumenten glättet die Restaurationen, entfernt beim Konturieren entstandene oberflächliche Kratzer und poliert auf Hochglanz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

119325  
Packung 3 Polierer blau mittel, RA, Figur Minispitze, ISO 030



Aktionspreis

33,90



## hydro-stone® 200

hydro-stone® 200 wurde als weltweit erster Spezialgips für Gegenbissabformungen aus Alginate entwickelt. Der Spezialsuperhartgips ist niederthixotrop, schnell abbindend, optimiert für Alginat und hydrophilisierte Silikonabformmassen für Gegenbisse, Kunststoffprothetik, Modellguss und KFO.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

112630  
Karton 25 kg Gips mintgrün



Aktionspreis

79,90



## VINTAGE Art Universal YAMAMOTO LIQUID

VINTAGE Art Universal Malfarben und Glasurmassen verleihen monolithischen Restaurationen aus Lithiumdisilikat und Zirkondioxid ohne Schichten, d.h. nur durch Bemalen, Tiefenwirkung und damit Lebendigkeit. VINTAGE Art Universal YAMAMOTO LIQUID erzeugt bei Verwendung mit den VINTAGE Art Universal Massen auch bei monolithischen Materialien die Illusion räumlicher Tiefe. Der große Vorteil: Sie sehen bereits beim Anmischen und Auftragen, wie Farbe und Transparenz nach dem Brand aussehen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

208042  
Packung 50 ml VINTAGE Art Universal  
YAMAMOTO LIQUID



Aktionspreis

84,50

## SHOFU Universal Primer

Der SHOFU Universal Primer schafft einen sicheren und beständigen Verbund zwischen Kunststoffmaterialien und den gängigen Dentallegierungen sowie zu Zirkonoxid und Aluminiumoxid – selbst ohne Retentionsperlen!

206785  
Flasche 5 ml



Aktionspreis

119,-

## VITA VIONIC® BASE DISC HI

Ein neues Qualitätslevel für Ihre digital gefertigte Prothese mit VITA VIONIC® BASE DISC HI. VITA VIONIC® BASE DISC HI sind vorgefärbte dentale Fräsrohlinge aus schlagzähem PMMA für die Herstellung von Prothesenbasen für herausnehmbaren Zahnersatz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218074

Disk Ø 98,5 mm, H 30 mm, classic pink translucent

55,90



## VITA VIONIC® DENT DISC multiColor

Der Fräsrohling aus MRP-Komposit (anorganisch gefülltes PMMA) überzeugt durch seine Materialeigenschaften und die Qualität von VITA Premium-Konfektionszähnen. Weitere Vorteile sind die Abrasionsstabilität für langlebige Prothesen, eine hervorragende Polierbarkeit sowie anspruchsvolle Ästhetik dank integriertem Farbverlauf.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218079

Disk Ø 98,4 mm, H 20 mm, A3

121,90



# VITA

## VITA VIONIC® WAX

Sind formstabile, temperaturbeständige Synthetikwachs-Rohlinge.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

131185

Disk Ø 98,4 mm, H 30 mm, pink

44,50



## VITA VIONIC® BOND

- Ist ein selbsthärtendes Zweikomponenten-Befestigungssystem auf MMA-Basis
- Hat eine dünnflüssige Konsistenz für präzises Applizieren auf den Klebeflächen
- Bildet für einen sicheren Verbund eine reaktive Grenzschicht an den Klebeflächen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

131186

Kit 2 ml Bond I, 1 ml Bond II, 3 x Microbrush

Aktionspreis

29,90



## DUSTY MINI HEPA

Trocken-Absaugung mit Motor- und Filterbeutel in HEPA-Stufe H13. Leistungsgeregelter Motor und geringer Platzbedarf. Extrem leise: 49-54 db (A).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

217135  
Trockensauger

Hersteller-  
Listenpreis 490,-

Aktionspreis  
**419,-**



## PROTOFRESH

Das PROTOFRESH ist ein Gerät zur Reinigung von zahntechnischen Arbeiten wie Prothesen oder Zahnspangen. Innerhalb des stabilen Kunststoff-Behälters werden die zu reinigenden Teile mittels Nadeln und einer Reinigungsflüssigkeit von Schmutzpartikeln befreit. Durch den Wechsel von Links- und Rechtsdrehungen wird der Reinigungs-Effekt verstärkt.

209615  
Reinigungsgerät

Hersteller-  
Listenpreis 1.090,-

Aktionspreis  
**929,-**



REITEL

## POLYMAT

Artikulatoren oder mehrere Kuvetten im Kuvettenspanner finden im POLYMAT Polymerisationsgerät Platz. Die Aushärtung des Materials wird durch die Einstellung von Temperatur, Druck und Zeit erreicht. Großer 7 Liter Kessel, 100°C, optional 120°C.

84369  
Polymerisationsgerät

Hersteller-  
Listenpreis 2.800,-

Aktionspreis  
**2.399,-**



## Splint PMMA BioStar

Splint PMMA BioStar sind transparente dentale Fräsrohlinge aus PMMA für die Herstellung von Aufbisschienen, therapeutischen Schienen, Bissregulatoren und Bohrschablonen für den langfristigen Einsatz in der Mundhöhle von bis zu 12 Monaten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

210679  
Ronde H 15 mm, transparent

Aktionspreis  
**21,50**



ERNST HINRICHS Dental  
Your competent dental partner.

## AMBARINO High-Class

AMBARINO High-Class ist ein röntgensichtbarer, ultraharter Verbundwerkstoff mit einer auf Keramikbasis optimierten, hochverdichteten Füllstofftechnologie. AMBARINO High-Class überzeugt mit einem ästhetischen Erscheinungsbild und exzellenter Polierbarkeit. Die Discs und Blöcke sind beim Schleifen sehr beständig gegenüber Abplatzungen und Rissbildungen. So erzielen Sie ganz leicht eine exzellente Kantenstabilität und glatte Ränder für brillante Versorgung. Indikationen: Table-Tops, Inlays, Onlays, Veneers, Teilkronen, Kronen und Brücken (max. ein Brückenglied).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.


298148  
Disk H 15 mm, A3-MC

Aktionspreis  
**375,-**

298149  
Disk H 20 mm, A3-MC

Aktionspreis  
**399,-**

neu



## MegaBase®

Permanent weichbleibendes, reißfestes Unterfütterungssilikon auf Basis additionsvernetzender Polysiloxane. Der Anwendungsbereich ist vielfältig und beinhaltet z.B. die Entlastung von Druckstellen oder als Schutzabdeckung nach implantologischer Versorgung.

121031

**Starter Kit** 50 ml Doppelkartusche Silikon, 50 ml Doppelkartusche MegaBase 2K Lack, 12 Mischkanülen (6 grün, 6 hellblau), 10 ml Flasche MegaBase Adhäsiv, 3 Schleifkörper, 1 Abreibblock mit Pflegehinweisen für Patienten

Aktionspreis

125,-



## Odontosil

Additionsvernetzendes Silikon zur Anfertigung von kieferorthopädischen Elastopositionern. Die Vernetzung bei Raumtemperatur lässt neben der indirekten Küvettenmethode auch die direkte Applikation aus der Doppelkartusche direkt auf das Set-up-Modell zu.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

13730

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche Silikon Shore 50, 12 Mischkanülen grün



Aktionspreis

64,90



## Odontosil 2K Lack

Farblos-transparenter 2-Komponenten-Silikonlack, entwickelt zur Beschichtung von Odontosil-Positionern aus additionsvernetzenden Silikonem. Das Ergebnis: transparent-glänzende und versiegelte Oberflächen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

124670

**Packung** 2 x 50 ml Doppelkartusche hellblau

Aktionspreis

29,90



## Modralit® 3K

Gießbares Modellstumpfmateriale auf Polyurethanbasis zur Herstellung von Präzisionsmodellen. Modralit® 3K ist aufgrund seiner Kantenfestigkeit hervorragend für die EM- und NEM-Technik geeignet und bietet sich vor allem bei Stufen- und Teilkronenpräparationen an.

76168

**Set** 200 ml Basis, 100 ml Härter, 400 g Füllstoff, Zubehör

Aktionspreis

88,90



## Plaquit

Lichthärtender, benzoylperoxidfreier Einkomponenten-Lack mit vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten. Aushärtung im EyeEvolution®.

- Kunststoffaufbauten bei Schienen
- Kunststoffanteile bei Prothesen
- Kunststoffprovisorien in der C&B-Technik

54504

**Flasche** 20 ml Lack mit Pinseinsatz

Aktionspreis

45,90



## Cenit L

Lichthärtender PMMA-Kunststoff mit optimaler Viskosität zur Anwendung sowohl im Laborbereich als auch zum intraoralen Einsatz im Praxisbereich. Polymerisiert in jedem handelsüblichen Laborlichtgerät mit Spektralbereich von 300–500 nm. Polymerisationszeit ca. 3–5 Minuten.

27150

**Packung** 4 x 2,5 g Applikationsspritze, 8 Dosierspitzen

Aktionspreis

78,50

