

# ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEIN!



## GC EQUIA Forte™ HT

- Glashybrid-Bulk-Fill-Restorationssystem für Langzeit-Versorgungen.
- maximale Feuchtigkeits- und Fehlertoleranz
  - hervorragende Langzeiterfolge – auch bei kaulastragenden Kavitäten
  - schnelle und einfache Bulk-Füllungen

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204118  
Nachfüllpackung 50 x 0,14 ml  
Kapsel A3

Aktionspreis  
**122,90**



Aktionspreis  
**164,90**



Aktionspreis\*  
**30,90**

\*Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz



## GC G-aenial® Universal Injectable

Ein injizierbares Komposit, das bleibt, wo es hingehört.

- für alle Kavitätenklassen (I-V)
- gleichzeitig standfest – ohne erhitzen; Modellieren beim Injizieren
- 16 ästhetische Farbtöne, höchste Festigkeit für alle Kavitätenklassen
- hervorragend polierbar

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201703  
Promopakung G-aenial Universal  
Injectable + G-Premio BOND Kit  
3 x 1 ml Spritze (A1, A2, A3),  
5 ml G-Premio BOND,  
30 Dispensing Tips Long Needle,  
3 Lichtschutzkappen

201629  
Nachfüllpackung 1,7 g / 1 ml  
Spritze A3

## GC G-aenial® A'CHORD

- Das Universal-Komposit mit dem Unishade-System.
- vereinfachte Farbauswahl mit 5 Core- und 10 Spezial-Farben
  - hervorragende Ästhetik und Farbmatching
  - leicht auf Hochglanz polierbar
  - mit Pinsel modellierbar
  - frei von BPA, Bis-GMA und HEMA

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209055  
Spritze 4 g A3

209073  
Packung 15 x 0,16 ml / 0,3 g  
Unitip A3

Aktionspreis\*  
**45,90**



\*Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Aktionspreis\*  
**49,50**

\*Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz



Aktionspreis  
**61,90**



## GC FujiCEM™ Evolve

Innovativer, kunststoffverstärkter Gasionomerkemert zur Befestigung prothetischer Arbeiten, von metallbasierten Restaurationen bis zu Zirkonoxid-Restaurationen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204308  
Single Pack 9,2 g/ 5 ml Spritze,  
15 Mixing Tips Regular



## Harvard BioCal® - CAP

Bioaktiver lichthärtender, resinmodifizierter MTA-Zement für direkte und indirekte Pulpenüberkappungen.

- Kalziumfreisetzung und ein hoher pH-Wert (pH 11) fördern die Bildung von Hydroxylapatit sowie von Tertiärdentin.
- Schafft ein bakterienfeindliches Milieu.
- Schnell, nach Lichthärtung kann gleich weitergearbeitet werden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

204382

Packung 1 g Spritze, 12 needle tips

**HARVARD**



Aktionspreis

**31,90**

## TempBond® NE

TempBond® NE – mit den bewährten Eigenschaften von TempBond®, aber ohne Eugenol, speziell für Patienten mit Eugenol-Allergie. Stört nicht die Polymerisation definitiver Kunststoffzemente und temporärer Acrylat-Versorgungen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

58011

Packung 50 g Basismaterial, 15 g Katalysator, Anmischblock



Aktionspreis

**24,90**

## OptiBond™ Universal 360

Dies ist ein revolutionärer neuer Haftvermittler, der jedem Behandler das beste Ergebnis bietet, unabhängig davon, welche Materialien verwendet bzw. welche Techniken angewendet werden. OptiBond™ Universal 360 kann dazu beitragen, Ihre Ziele mit Leichtigkeit zu erreichen.

297145

Refill Flasche 5 ml Haftvermittler



Aktionspreis

**85,90**

**Kerr**

## CleanPolish™

CleanPolish™ ist eine mit Bimsstein angereicherte Paste, die natürliche Zähne und Metallfüllungen schnell und effizient reinigt. Durch Verwendung von SuperPolish™ als zweiten Schritt eines vollständigen Reinigungs- und Politurverfahrens liefert dieses Verfahren sichtbare Resultate.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

77188

Tube 50 g Anis



Aktionspreis

**9,40**



Harvard Dental International / Kerr

altmann  
dental GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION  
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000  
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura-dent  
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER  
Oldenburger Dental - Depot seit 1927  
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental  
Einrichtung · Material · Planung · Service  
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT  
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS  
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN  
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung  
finden Sie unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)  
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

## meridol® med CHX 0,2%

Arzneimittel

220471

Flasche 1 Liter Mundspüllösung inklusive Pumpspender



Aktionspreis  
**6,10**

## elmex® Sensitive Professional Duraphat

Zur Behandlung von überempfindlichen Zahnhälsen. Die Anwendung erfolgt in praktisch und hygienischen Einzeldosen mit Pinsel. Hohe Fluorid Aufnahme für den Verschluss der Dentinkanälchen schmerzempfindlicher Zähne.

294718

Packung 50 x 0,4 ml Single Dose



Aktionspreis  
**77,50**



## Duraphat® Suspension

Arzneimittel

294717

Tube 10 ml



Aktionspreis  
**23,90**

## Matrizen nach Tofflemire bombiert


- Anatomisch vorgeformt.
- Verwendbar mit jedem Universalmatrizenhalter.
- Für Fälle mit einem sehr engen Interdentalraum auch mikrodünn (0,025 mm).
- Ermöglichen das Brünieren der Matrize.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

30969

Packung 30 Stahlmatrizen Höhe 6,3 mm, Stärke 0,04 mm, Molar

Aktionspreis  
**18,90**



## Interdentalkeile aus Ahornholz

Diese anatomisch geformten Holzkeile lassen sich leicht in den Interproximalraum, bukkal oder lingual, einführen, ohne die Papille zu beschädigen. Sie haben konkave Seiten, die eine Matrizenanpassung entlang des zervikalen Randes ermöglichen und die Form der Matrize nicht verfälschen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

111825

Packung 200 Interdentalkeile Größe 10, orange



Aktionspreis  
**21,50**



## QuickmatFLEX Teilmatrizen

QuickmatFLEX sind ultradünne (0,03 mm) Teilmatrizen aus Titan mit ausgezeichnetem elastischem Gedächtnis. Klasse-II-Behandlungen mit QuickmatFLEX Teilmatrizen und unseren Teilmatrizenringen liefern vorhersagbare Restaurationen mit korrekter Anatomie, engen Kontaktpunkten und glatten Kompositoberflächen, die nur minimale Nachbearbeitungsschritte erfordern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218169

Packung 100 Teilmatrizen Höhe 6,4 mm, Stärke 0,03 mm, Molar

Aktionspreis  
**48,50**



## Ceram.x Spectra™ ST HV

Nanokeramisches, lichterhärtendes, röntgenopakes Universalkomposit auf Grundlage der SphereTEC® Füllertechnologie für direkte und indirekte Restaurationen. Fünf universelle CLOUD-Farben zur Abdeckung der VITA®-Skala. In verschiedenen Viskositäten erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202588  
Spritze 3 g A3

Aktionspreis  
**50,90**



## Ceram.x Spectra™ ST LV

Ceram.x Spectra™ ST LV unterscheidet sich im Vergleich zu Ceram.x Spectra™ ST HV durch eine weichere Konsistenz und basiert ebenfalls auf der SphereTEC® Füllstofftechnologie. Sie wurde speziell dafür entwickelt, die für den Behandler wichtigsten Bereiche zu optimieren: Handhabung, Ästhetik und Langlebigkeit. Ceram.x Spectra™ ST LV ist in insgesamt 5 Farben verfügbar, sowohl in Compules Tips als auch in Spritzen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203781  
Nachfüllpackung  
16 x 0,25 g Compule A3

Aktionspreis  
**67,90**



## Ceram.x Spectra™ ST Eco

Optimierte Handhabung für einfaches Applizieren und Formen. Sehr gute Polierbarkeit und hohe Verfärbungsresistenz für langanhaltende Ästhetik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202600  
Eco-Packung  
52 x 0,25 g Compule A3 HV

Aktionspreis  
**199,90**



## Ceram.x Spectra™ ST flow

Ceram.x Spectra™ ST flow ist die ideale Ergänzung zum Universalkomposit Ceram.x Spectra™ ST und basiert ebenfalls auf der SphereTEC® Füllstofftechnologie.

- Ausgeprägter Chamäleon Effekt
  - Flow-on-demand Handling
  - Bewährte Festigkeit, einfache Hochglanzpolitur, exzellente Farbbeständigkeit
- Sowohl in Compules Tips als auch in Spritzen verfügbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

203103  
Packung 16 x 0,25 g Compule A3

Aktionspreis  
**67,90**



## Prime&Bond active™

Universaladhäsiv mit patentierter Active-Guard™ Technologie -So erhalten Sie selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin einen sicheren und zuverlässigen Haftverbund. Für alle Ätztechniken und Indikationen geeignet.

125125  
Eco-Nachfüllpackung  
3 x 4 ml Flasche

Aktionspreis  
**210,-**



## SDR® flow+

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist SDR® flow+, das original fließfähige Bulk-Fill-Komposit, auch zu einem festen Bestandteil bei Füllungen der Klassen I, II, III und V, im Rahmen von Stumpfaufbauten und post-endodontischer Behandlung, Milchzahnersatz im Seitenzahnbereich ohne Überkappung und Fissurenversiegelung geworden. Workflows mit SDR® flow+ fließfähigem Bulk-Fill-Komposit bieten Effizienz und zuverlässige Ergebnisse.

128554  
Eco-Nachfüllpackung  
50 x 0,25 g Compule Farbe universal

Aktionspreis  
**194,90**



## Palodent® V3 Teilmatrizensystem Zubehör

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**119743**  
Packung 100 Keile mittel

Aktionspreis  
**36,50**



## Palodent® V3

Mit dem Palodent® V3 Teilmatrizensystem gelingen anatomisch korrekte Kontaktpunkte in Klasse II Restaurationen sicher und schnell. Dank dichter gingivaler Versiegelung gibt es weniger Überschuss und damit weniger Finieraufwand.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**119735**  
Packung 50 Matrizen 5,5 mm

Aktionspreis  
**46,90**



## Enhance® Flex

Enhance® Flex ist ein zweistufiges Finier- und Poliersystem für alle Kompositmaterialien. Das Enhance® Flex System verfügt über flexible Lamellen, die sich an jede Oberfläche des Zahnes anpassen: im Front- und im Seitenzahnbereich. Nur eine Form für alle Komposit-Restaurationen.

**294722**  
Intro Kit 3 Finierer, 3 Polierer

Aktionspreis  
**51,90**



## Oraqix® Parodontal-Gel

Arzneimittel

**13551**  
Packung 20 x 1,7 g Lokalanästhesie ohne Spritze

Aktionspreis  
**149,95**



Aktionspreis  
**9,40**

**Zhermack**  
Dental

## Pinkalgin 5

Pinkalgin 5 ist ein leistungsstarkes, schnellabbindendes Alginate mit einer 5µm Oberflächenreproduktion. Es besitzt eine hohe Dimensionsstabilität, so dass die Abformung bis zu 5 Tage lagerfähig ist. Dank der kurzen Mundverweildauer von 45 Sekunden und dem angenehmen Himbeeraroma, vermindert es den Stress für Patienten.

**222064**  
Packung 453 g Alginate Himbeere, pink

## TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und FSC- Zertifikat.

103924

Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher grün 24,8 x 23 cm, 2-lagig, Zickzackfaltung (V-Falz)

Aktionspreis

31,50



## TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchersparende und hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) Handtücher. TORK® Easy-Handling Verpackung für leichteres Tragen, einfacheres Öffnen und Entsorgen. Papierhandtücher Premium, saugfähig. EU Ecolabel und ISEGA Zertifikat.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher hochweiß 23 x 23 cm, 2-lagig, extra weich

Aktionspreis

32,90



## Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchersparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen Tissue-Plus mit Quick-Dry - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 = 2.100 Premium Tücher hochweiß 21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich

Aktionspreis

33,90



## Zerosil® soft mit Farbindikator

Die Alternative zu Alginaten. Mit chemischem Farbindikator, der visuell den Abbindeprozess anhand des Farbverlaufs 1:1 widerspiegelt. So wird die finale Farbe erst erreicht, wenn die Aushärtephasen wirklich beendet ist. Zusätzlich wurden Verarbeitungszeit und Mundverweildauer um 25% verkürzt.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

213395

Packung 380 ml Großkartusche mit Farbindikator

Aktionspreis

34,50



## Dynax® heavy body


Standfestes, additionsvernetzendes „tray-type“-Silikon. Druckaufbauende Konsistenz mit thixotropen Eigenschaften.

128613

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 70 Shore A, himmelblau, 6 Mischkanülen

Aktionspreis

39,50



## Dynax® light

Leichtfließendes, additionsvernetzendes Korrektursilikon. Thixotropes, dünnfließendes Korrekturmateriale (light body) mit hoher Detailpräzision. Geeignet für die Korrekturtechnik, kombinierbar mit Dynax® clear, putty, heavy body und mono.

128618

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 46 Shore A, smaragdgrün, 12 Mischkanülen

Aktionspreis

39,50



## Quad-Teilmatrixsystem Keile

Der Quad Wedge verwendet ein revolutionäres Split-Tip-Design. Die gespaltene Spitze passt die Bänder leicht an beide Halsränder an! Gleitet sanft entlang der Papille und dichtet tiefer ab, um ein natürlicheres Zahnprofil auch bei nicht übereinstimmenden Tiefen zu erzielen.

**295505**

Packung 200 Keile sortiert  
(grün, orange, blau, lila)



Aktionspreis  
**95,90**



**Garrison.**

## Blue View VariStrip™

Die konturierte Frontzahnmatrize Blue View VariStrip™ von Garrison Dental Solutions bietet die optimale Krümmung und Bandhöhe für alle Restaurationen im Frontzahnbereich. Der 0,05 mm dünne Polyesterstreifen ist dreidimensional vorgeformt und lässt sich interproximal platzieren und verschieben, bis die Höhe perfekt passt.

**64937**

Packung 100 Matrixbänder Polyester,  
6-10 mm



Aktionspreis  
**95,90**

## Visalys® BULK FLOW

VISALYS® BULK FLOW ist ein lichthärtendes, fließfähiges Nano-Hybrid Bulk Füllungskomposit für Füllungen von bis zu 4 mm. Niedrige Schrumpfkraften gewährleisten einen sicheren Haftverbund. Das Material lässt sich ausgezeichnet an die Kavitätswände adaptieren, so wird das Risiko von Randspalten und Verfärbungen für langlebige Restaurationen reduziert.

**294768**

Spritze 2 g

**294766**

Packung 15 x 0,25 g Caps



Aktionspreis  
**56,50**

Aktionspreis  
**25,90**

  
**KETTENBACHDENTAL**  
Simply intelligent

## Visalys® BULK FILL

VISALYS® BULK FILL ermöglicht Ein-Schicht-Applikationen bis 4 mm und unterstützt damit einen effizienten restaurativen Workflow. Gleichzeitig sorgt die sehr geringe Wasseraufnahme des Materials für eine hohe Langzeitstabilität und trägt zu randstabilen, verfärbungsresistenten Restaurationen im Seitenzahnbereich bei.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**298211**  
Spritze 4 g



Aktionspreis  
**46,90**

## Quad-Teilmatrixsystem

Das neue Quad System mit den asymmetrischen Quad Ringen und Keilen mit gespaltener Spitze ist ideal für schwierige Fälle wie Back-to-back-Restaurationen vor nebeneinanderliegender Karies, tiefe Läsionen und Mehrfachrestaurationen geeignet. Probieren Sie das Quad System mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie aus.

**296100**

**Quad Sectional Matrix System Intro Kit**

2 Quad Ringe blau / Universal,  
1 je Ausrichtung,  
100 Firm Matrizenbänder in 5 Größen,  
80 Keile (blau, grün, orange, lila)




Aktionspreis  
**439,90**


# Mit dem Marktführer zum Titel\*

Abformung von Solventum – Präzision ohne Videobeweis

3M Health Care ist jetzt Solventum



3M™ Imprint™ 4 VPS Abformmaterial



3M™ Impregum™ Polyether Abformmaterial



Jetzt Testaufstellung anfordern:



\*Marktführer im Bereich der Polyether Abformmaterialien

## 3M™ Clinpro™ Clear Fluorid

Dieses Fluoridgel zeichnet sich durch eine gebrauchsfertige Formulierung aus, die eine wirksame Fluoridaufnahme bei einer nur minimalen Kontaktzeit von 15 Minuten ermöglicht – da fällt es Ihren Patienten leicht, einer Behandlung zuzustimmen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221976

Packung 50 x 0,5 ml Einzeldose ohne Geschmack, 50 Applikationsbürsten, 1 Patienteninformationen, 60 Aufkleber, 1 Anleitungskarte

110,90

3+1



## 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Das erste röntgenopake Universaladhäsiv ist für alle direkten und indirekten Indikationen und alle Ätztechniken geeignet. Es haftet an allen Restaurationmaterialien ohne zusätzlichen Primer. Vollständige Dual- und Selbsthärtungskompatibilität und die Formulierung ist frei von BPA-Derivaten wie Bis-GMA.

209291

Flasche 5 ml

99,90

4+1



## 3M™ Ketac™ Universal Glasionomer Füllungsmaterial

Ermöglicht Ihnen voll abrechenbare Versorgung – bis zu limitiert kaulasttragenden Klasse II Indikationen.

Nach den Gebührenziffern BEMA Nr. 13a bis 13d abrechenbar. BPA-Frei.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118536

Packung 50 x 0,13 ml Kapsel A3

134,90

118541

Packung 8,5 ml Flüssigkeit

47,90

3+1



## 3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix

Mit seinen hohen Haftwerten ermöglicht der 3M™ RelyX™ Unicem 2 Selbstadhäsive Komposit-Befestigungszement eine zuverlässige und komfortable Zementierung von Inlays, Onlays, Kronen und Brücken aber auch weiterer Indikationen, wie z.B. Maryland- und Onlaybrücken. Die praktische Form als Automix-Spritze bietet einfache Handhabung, flexible Dosierung und optimale Konsistenz zum Applizieren und Befestigen.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

95927

Packung 8,5 g Automix-Spritze, 10 Mischkanülen Standard, 5 Mischkanülen Breit, 5 Endo Tips (Aufsätze für Breite Mischkanülen), A3 opak

122,90

4+1



## Solventum™ Filtek™ Easy Match Fließfähiges Komposit

Das fließfähige Komposit überzeugt durch seine besondere Anpassungsfähigkeit: Transparent wo benötigt, dentinähnlich wo gewünscht – ganz ohne Blocker. Das Drei-Farb-System erleichtert Ihnen die Farbauswahl: Situation beurteilen – Farbe intuitiv auswählen – Komposit applizieren OHNE komplizierte Farbskala.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297525

Packung 2 x 2 g Spritze Komposit Natural inklusive 20 Tips

66,90

3+1





Aktionspreis\*  
**139,90**

\*Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden

## HALO™ Teilmatrizensystem

Das Halo™ Teilmatrizensystem besteht aus extrem elastischen sowie langlebigen Nitinolringen mit stabilen, festen, glasfaserverstärkten Nylonfüßen, anatomisch geformten Matrizenbändern, stapelbaren Keilen und einem praktischen Karussellsponder. Damit wird die Herstellung konstant hochwertiger Restaurationen vereinfacht.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

215748

**Original Bänder Mini Kit 2** Universal Matrizenringe, 5 x 5 Matrizenbänder Original (3,5 mm, 4,5 mm, 5,5 mm, 6,5 mm, 7,5 mm), 3 x 5 Keile (klein (gelb), mittel (blau), groß (grün)), 1 HALO Karussellspende



## Opalescence™ PF

Der Goldstandard für die professionelle, kosmetische Zahnaufhellung mit individuellen Tiefzieh-schienen. Opalescence™ PF Zahnaufhellungsgele mit Kaliumnitrat und Fluorid ermöglichen eine effektive Zahnaufhellung zuhause – flexibel tagsüber oder nachts anwendbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

104193

**Patienten Kit** 8 x 1,2 ml Spritze 16% Mint, Farbschlüssel, Aufbewahrungsbox, 20 ml (28 g) Opalescence Zahncreme

Aktionspreis\*  
**55,90**

\*Aktion gilt nur in Deutschland, Österreich und den Niederlanden

## Unigloves COMFORT®

Der Unigloves COMFORT® bietet dank Doppel-Chlorierung eine außergewöhnlich glatte Oberfläche und ein sanftes Anziehen. Zertifiziert nach EN ISO 21420, EN 455 und EN ISO 374-1 (Typ B) schützt er zuverlässig vor Viren, Pilzen und Bakterien. Mit weniger als 50 µg/dm<sup>2</sup> Proteingehalt ist er besonders hautfreundlich, strapazierfähig, wasserdicht und garantiert präzises Tastempfinden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

81010

**Packung** 100 Handschuhe S



Aktionspreis  
**7,50**

## Unigloves DERMA SKIN®

Der Unigloves DERMA SKIN® überzeugt durch besondere Feinfühligkeit, Griffigkeit und natürliches Tastempfinden. Zertifiziert nach EN 374, EN 420 und EN 455 gemäß PSA-Verordnung (EU) 2016/425 bietet er zuverlässigen Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien. Das widerstandsfähige, wasserdichte Material mit mikrogerauer Oberfläche sorgt für sicheren Halt, hohen Tragekomfort und einfaches An- und Ausziehen durch Chlorinierung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

74134

**Packung** 100 Handschuhe S



Aktionspreis  
**7,70**



## Unigloves SELECT® PLUS

Der Unigloves SELECT PLUS® überzeugt durch seine mikroraue, veredelte Oberfläche, die für enorme Griffigkeit und sicheren Halt sorgt. Zertifiziert nach EN ISO 21420, EN 455 und EN ISO 374-1 (Typ B) bietet er zuverlässigen Schutz vor Viren, Pilzen und Bakterien. Das widerstandsfähige, wasserdichte Material mit Polymer-Innenbeschichtung und stabilem Rollrand garantiert hohen Tragekomfort und einfaches An- und Ausziehen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

16696

**Packung** 100 Handschuhe puderfrei, naturlatex, S



Aktionspreis  
**7,50**

## Profluorid® Varnish + BioMin®

Härtet signifikant den geschwächten Zahnschmelz.

- Zuverlässige Desensibilisierung dank 5 % NaF (entspricht 22.600 ppm Fluorid)
- Ästhetischer, zahnfarbener Lack
- In vier Geschmacksrichtungen erhältlich: Minze, Kirsche, Karamell und Bubble Gum

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

294959

SingleDose 48 x 0,4 ml Blister gemischt

# VOCO



Aktionspreis  
**95,90**

## PAROEX 1,2mg/ml

Arzneimittel

124503

Flasche 300 ml

# SUNSTAR

Aktionspreis

**6,90**



## VITA ENAMIC® for CEREC®/inLab®

### VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

105183

Packung 5 Blöcke EM-14, 2M2-HT

**119,90**

**4+1**



# VITA



**4+1**

## VITA ENAMIC® UNIVERSAL

### VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

120801

Packung 5 Blöcke Universal EM-14, 3M2-HT

**111,90**



## VITA ENAMIC® multiColor for Cerec®/inLab®

### VITA SYSTEM 3D-MASTER®

Weltweit einzigartige zahnfarbene Hybridkeramik mit dualer Keramik-Polymer-Netzwerkstruktur für die einfache, effiziente und präzise Herstellung von ästhetischem Zahnersatz. Multichromatische Rohlinge in der Transluzenzstufe HT für FZ-/SZ-Kronen, grazile (Non-Prep)-Veneers.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

129852

Packung 5 Blöcke multiColor for CEREC/inLab EMC-14, 3M2-HT

**145,90**

**4+1**

## XP<sup>2</sup> Technology™ Double Gracey

Reduzierter Instrumentenbedarf; nur zwei statt vier. Das Arbeiten entspricht dem einer Standard-Gracey. Perfekte Winkelgeometrie bei jeder Anwendung. Auch erhältlich in anterior, sowie Mini-Ausführung. Ohne Nachschärfen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295463

Kürette gelb, posterior, mit Kunststoffgriff



Aktionspreis

71,50

## XP<sup>2</sup> Technology™ Standard Gracey Kürette

Neue XP Squared Scaler und Küretten für ein sanfteres und effizienteres Scaling. Deutlich schärfer und länger haltbar als die ursprüngliche XP Technology®. Sie müssen nicht nachgeschärft werden. Die ultraleichten EagleLite™ Handgriffe minimieren die Ermüdung der Hand und verbessern die Kontrolle, wodurch das Risiko eines Karpaltunnelsyndroms reduziert wird.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295458

Kürette orange, 11-12, posterior, mesial, mit Kunststoffgriff



Aktionspreis

58,50

## XP<sup>2</sup> Technology™ Scaler

Pro Thin™-Ausführung mit extra feinen und präzisen Arbeitsenden. Sie werden besonders bei tiefen Taschen und engen interproximalen Bereichen empfohlen. Das präzise und feine Design der Arbeitsenden und die leichten Handgriffe ermöglichen dem Behandler eine sichere und schonende Parodontaltherapie.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295433

Scaler Pro Thin™ blau, M23, posterior, mit Kunststoffgriff



Aktionspreis

58,50

Aktionspreis

25,90



## BEAUTIFIL Flow Plus X

Belastbares Füllungskomposit für Restaurationen der Klassen I bis V, einschließlich Okklusalfächen. Vereinfachtes, exzellentes Handling bei direkten Anwendungen. Hohe Biege- und Druckfestigkeit. Umfangreiche Farbpalette für ästhetische Restaurationen inkl. Gingivafarben. Überragende Polierbarkeit und beständiger Glanz.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

202362

Spritze 2,2 g A2, F00

## BEAUTIFIL II LS

Niedrig schrumpfendes pastöses Komposit (< 1%) für Front- und Seitenzahnfüllungen. Exzellente Polierbarkeit und lang anhaltender Glanz. Hohe Abrasionsstabilität und antagonistenfremdliche Oberflächenhärte. Natürliche Lichtleitung und -streuung. Fluoridabgabe und -aufnahme.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297095

Spritze 4 g A3



Aktionspreis

45,90

## BEAUTIFIL Bulk

Das System besteht aus zwei Komponenten unterschiedlicher Viskositäten auf Basis derselben Füllerstruktur. Das fließfähige Komposit (Flowable) ist besonders für Unterfüllungen mit guter Selbstnivellierung und Verarbeitung geeignet. Das pastöse und hervorragend modellierbare (Restorative) ist für die direkte Seitenzahnrestauration konzipiert und okklusal belastbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

113610

Spritze 4,5 g Restorative universal



Aktionspreis

42,50

## Biodentine™ XP

Biodentine™ XP - Das neue System für die Dentinrestauration. All-in-One-Kartusche mit Pulver und Flüssigkeit für eine perfekte Mischung. Direkte Applikation in die Kavität dank biegsamer Applikationsspitze. Biodentine™ XP 500 für große Kavitäten, Biodentine™ XP 200 für kleine Kavitäten.

217823

**Starter-Paket** 20 Kartuschen  
(10 x XP 500, 10 x XP 200)  
inklusive Hochleistungsmixer  
und Applikationspistole

Hersteller-  
Listenpreis

838,-

Aktionspreis

**715,-**



Aktionspreis

**90,50**



## BioRoot Flow

BioRoot Flow ist der neue bioaktive mineralische Wurzelkanal-Sealer in einer Ready-to-use-Spritze, der die Obturation bei kalten oder warmen Obturationstechniken einfach und erfolgreich macht.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292678

Set 2 g Spritze Sealer, 1 Fingergriff,  
20 intra-orale Spitzen

## GenENDO Revo-S+

Rotierende Feilen zur Öffnung und effizienten Kanalaufbereitung. Effiziente Reinigung und Abformung: dank symmetrischer und asymmetrischer Querschnitte. Mit dreieckigen symmetrischen und asymmetrischen Querschnitten für optimale Performance.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296326

Packung 5 Feilen steril 21 mm, SC1

Aktionspreis

**35,90**



## riva light cure

- Einfachere Verarbeitung und Modellierbarkeit.
- Chemische Haftung am Zahn.
- Flexible Bearbeitungszeit.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85834

Packung 50 Kapseln A3

**122,90**

**3+1\***

\*Aktion gilt nur in Deutschland und Österreich



## riva light cure HV

Lichthärtender, kunststoffverstärkter Gasionomer Füllungs-zement mit erhöhter Viskosität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

71026

Packung 50 Kapseln A3

**122,90**

**3+1\***

\*Aktion gilt nur in Deutschland und Österreich



**SDI**

## riva silver

riva silver ist ein stopfbares, Fluoride freisetzendes, mit Silber verstärktes Gasionomer Füllungs-material, hauptsächlich für kleine Restaurationen der Klassen I und II, Milchzähne, geriatrische Zähne und Kernaufbauten.

86540

Packung 50 Kapseln

**167,90**

**3+1\***

\*Aktion gilt nur in Deutschland und Österreich



## Venus® PURE Bulk Flow ONE

Fließfähige Bulk-Filling-Lösung für eine Kavitätentiefe bis 4 mm (mit einer Schicht), die eine außergewöhnliche Farbanpassung in einem einzigen Farbton bietet (Farbspektrum A1-D4). Venus® Bulk Flow ONE legt den Fokus auf Schnelligkeit und maximale Effizienz im Seitenzahnbereich - dies auch zu einer deutlich optimierten Lagerhaltung / Warenwirtschaft führt. Eine zusätzliche Deckschicht ist nicht notwendig.

**214500**  
Value Kit 10 x 2 g Spritze,  
50 Kanülen



Aktionspreis  
**259,-**



## Kulzer Vivida Office 25% HPS

Effiziente Farbkorrekturen – schnell, effektiv und einfach strahlend Kulzer Vivida steht für professionelle Farbkorrekturen direkt in der Zahnarztpraxis. Unser Office Kit liefert zuverlässige Ergebnisse in nur einem Termin – für Zahnärzte maximale Sicherheit und für Patienten ein schönes, strahlendes Lächeln bei minimalem Aufwand.

**298362**  
Kit 3 x 2 ml Pen Gel 25%



neu

Aktionspreis\*  
**35,90**

\*ist für die Schweiz nicht zugelassen



Aktionspreis\*  
**47,50**

\*ist für die Schweiz nicht zugelassen

## Venus® Diamond Flow PURE Shades

Die fließfähigen Venus Diamond Flow Pure Shades vereinfachen die täglichen Restaurationen mit einer optimierten Farbauswahl von nur vier Farben (LIGHT, MEDIUM, DARK und BLEACH) – für eine effiziente Anwendung im Front- und Seitenzahnbereich mit monochromatischer Schichtung (Einfarb-Schichttechnik); ideal für Klasse-V-Restaurationen.

**294986**  
Spritze 1,8 g Flow medium

Aktionspreis

**28,50**



## Kulzer Vivida Office Gingiva Barrier

Diese Gingivaschutz-Barriere dient zum Schutz des Zahnfleisches während der professionellen Farbkorrektur-Behandlung in der Zahnarztpraxis.

**298361**  
Packung 2 x 1,2 ml Spritze Zahnfleischschutzgel,  
6 Tips

neu



Aktionspreis\*

**23,50**

\*ist für die Schweiz nicht zugelassen



**KULZER**  
MITSUI CHEMICALS GROUP

## GLUMA® Desensitizer

Ein Tropfen GLUMA® reicht aus, um Überempfindlichkeit zu reduzieren und zu verhindern. Das Ergebnis stellt sich schnell und effektiv ein, ohne Mischen, Aushärten oder mehrfaches Auftragen.

**16698**  
Value Pack 3 x 5 ml Flasche,  
150 Applikatortips,  
1 Vorlageschale,  
1 Arbeitskarte

Aktionspreis

**215,-**



## Kulzer Vivida Home Kit

Das 6%ige HPS-Gel wird als wasserstoffperoxidhaltiges Bleichmittel in der Kulzer Vivida Heimspritze verwendet. Es wird als HPS Hydrogen Peroxide Superior verkapselt geliefert, um ein ausreichend stabiles Produkt zu erhalten. Das HPS Wasserstoffperoxid Superior löst sich schnell in Sauerstoffradikalen und Wasser.

**294979**  
Kit 3 ml Spritze Gel 6%,  
1 Pre Whitening Toothpaste, 1 Tooth  
Conditioner, 1 Tray Case

# WIE COOL IST DAS DENN? TEMPERIERTER VERSAND

mit *trans-o-flex*



*trans-o-flex*

## MICRO-TOUCH™ NITRAFREE™

Der puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuh bietet komfortablen, sicheren und hautfreundlichen Handschutz. Durch die Herstellung **ohne schwefelbasierte Beschleunigerchemikalien** wird das Risiko von Allergien reduziert. Die dünne, leichte Konstruktion sorgt für hohe Tastsensibilität und eignet sich ideal für präzises Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**210406**  
Packung 100 Handschuhe puderfrei, rosa, M

Aktionspreis  
**7,20**



**Ansell**

Aktionspreis  
**6,50**

## MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™

Dieser medizinische Nitril-Untersuchungshandschuh bietet starken Barrierschutz und hohe Beständigkeit gegen Chemikalienspritzer. Dank des niedrigen **AQL-Werts von 1,0** gewährleistet er eine besonders zuverlässige Dichtigkeit und **maximalen Schutz**.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**98328**  
Packung 100 Handschuhe puderfrei, blau, M

## MICRO-TOUCH™ NITRA-TEX™ E.P.

Der puderfreie Nitril-Untersuchungshandschuh bietet zuverlässigen Schutz und hohen Tragekomfort. Die verlängerte Stulpe schützt zusätzlich das Handgelenk, während die hohe Beständigkeit gegen Chemikalien für maximale Sicherheit sorgt. Der niedrige **AQL-Wert von 1,0** gewährleistet eine besonders zuverlässige Barriere – ideal für professionelle Anwendungen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

**298360**  
Packung 100 Handschuhe puderfrei, blau, M

Aktionspreis  
**10,90**



Spenden-Aktion:

wir unterstützen



# Bärenherz Stiftung für schwerstkranke Kinder

Beim Kauf einer der unten stehenden OMNIDENT Artikel fließt jeweils 0,50 Euro als Spendenanteil direkt an Bärenherz.



[www.baerenherz.de](http://www.baerenherz.de)

Wir sagen Dankeschön!

## Omni Minibrush

Omni Minibrush mit Naturborsten, Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Drehzahlbereich: maximal 2.500 U/min.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

22459

Packung 100 Minibrushes Nylonborsten hart, weiß



Aktionspreis

52,90



**OMNI  
DENT®**  
We care. You smile.

## Omni clean and polish

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridanteil beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge.

54577

Tube 95 g RDA 40, fein, Pfefferminze



Aktionspreis

8,49



Aktionspreis

11,90

## Omni clean and polish repair

Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. Omni clean and polish repair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob (Reinigung) zu fein (Politur) verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung. Verarbeitung ca. 15 Sekunden, Reinigung bei 250 RDA. Endpolitur RDA 34, Fluorid- und glutenfrei.

14236

Tube 95 g RDA 34, Minze

Aktionspreis

9,90



## Omni ProfCups

Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität – made in Germany. Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

109677

Packung 24 Polierer blau, weich

