

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



Venus® Diamond PURE

Venus® Diamond PURE Shades in fester Konsistenz für Front- und Seitenzahnrestaurationen in monochromatischer Schichtung. Die reduzierte Farbauswahl (LIGHT, MEDIUM, DARK, BLEACH), mit ihrem breiten Farbspektrum (A1-D4) erfüllt die Anforderungen Ihrer Patienten und vereinfachen gleichzeitig Ihren Arbeitsablauf maximal.

220278

Packung 20 x 0,25 g PLT medium

Aktionspreis

91,90



KULZER
VITREUM CHEMICALS GROUP

iBOND® Universal

iBOND® Universal ist das universelle, lichthärtende Adhäsiv für alle Bonding-Techniken und Indikationen. Der Allrounder für zuverlässige Haftfestigkeit – dank MDP-Monomer – kompatibel mit licht-, dual- und selbsthärtenden dentalen Materialien.

118526

Value Pack 3 x 4 ml iBOND Universal

Aktionspreis

219,-



RetraXil®

Die Retraktionspaste RetraXil sorgt für einen sauber geöffneten Gingivasulkus und gewährleistet perfekt freigelegte, blutungsfreie Präparationsgrenzen und damit für eine präzise Abdrucknahme.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292915

Starterpackung 4 x 1 g Spritze Retraktionspaste

Aktionspreis

56,90



Venus® PURE Bulk Flow ONE

Fließfähige Bulk-Filling-Lösung für eine Kavitätentiefe bis 4 mm (mit einer Schicht), die eine außergewöhnliche Farbanpassung in einem einzigen Farbton bietet (Farbspektrum A1-D4). Venus® Bulk Flow ONE legt den Fokus auf Schnelligkeit und maximale Effizienz im Seitenzahnbereich - dies auch zu einer deutlich optimierten Lagerhaltung / Warenwirtschaft führt. Eine zusätzliche Deckschicht ist nicht notwendig.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

214499

Packung 20 x 0,2 g PLT



Aktionspreis

71,90

Flexitime® unlimited

Mit Flexitime® unlimited setzen Sie auf ein innovatives Abformmaterial, das alle Indikationen abdeckt. Es wurde entwickelt, um den gesamten Abformprozess zu vereinfachen und zu standardisieren – speziell für die Implantat- und Teleskop-Abformtechnik in der Monophasentechnik. Darüber hinaus kann es sowohl in Kombination mit Flow-Materialien als auch für alle weiteren Abformverfahren eingesetzt werden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296660

Refillpackung Dynamix 2 x 380 ml
Flexitime unlimited Kartusche,
2 Dynamix 5:1 Mixing Tips,
1 Fixationsring, 1 Gebrauchsinformation

Aktionspreis

189,-



neu

GLUMA® Desensitizer

Ein Tropfen GLUMA® reicht aus, um Überempfindlichkeit zu reduzieren und zu verhindern. Das Ergebnis stellt sich schnell und effektiv ein, ohne Mischen, Aushärten oder mehrfaches Auftragen.


Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

55853

Flasche 5 ml Flüssigkeit

Aktionspreis

93,90



Zahnlager Dental-Union

Wir bieten Ihnen Europas größtes Zahnlager mit über 17.000 verschiedenen Zahngarnituren der führenden Hersteller wie Dentsply Sirona, Ivoclar Vivadent, Shofu und VITA.

Hohe Qualität. Schnelle Lieferung. Komfortabler Service.



 Dentsply
Sirona

 ivoclar
vivadent



VITA

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH & PARTNER
Oldenburger Dental - Depot seit 1927
Tel.: 0441 - 955 95 0 · Fax: 0441 - 955 95 99

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung Material Planung Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de

Identium® Heavy

Das Präzisionsabformmaterial Identium® vereint die Vorteile von Polyäther und A-Silikon. Identium® Heavy liefert aufgrund des optimalen Druckaufbaus in Kombination mit Identium Light hervorragende Ergebnisse in der Doppelmischtechnik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292660
Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche

Aktionspreis
209,-



Identium® Medium

Das Präzisionsabformmaterial Identium® vereint die Vorteile von Polyäther und A-Silikon. Identium® Medium eignet sich aufgrund der hohen Endhärte hervorragend für die Monophasenabformung/Implantatabformung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

292666
Refill Packung 2 x 380 ml Doppelkartusche

Aktionspreis
209,-



Quad-Teilmatrixsystem Ringe

Das völlig neue asymmetrische Ringdesign mit spezieller „Treiberspitze“ maximiert die Quad Wedge-Adaption und die zervikale Abdichtung. Unsere einzigartigen Banddesigns wurden entwickelt, um eine optimale Unterstützung und Anpassung zu bieten und vorhersehbare und effiziente Wiederherstellungsverfahren zu gewährleisten.

295499
Packung 2 Ringe orange / hoch, 1 je Ausrichtung



Aktionspreis
219,90



Identium® Light

Identium® Light ist ein dünnfließendes Präzisionsabformmaterial aus Vinylsiloxanether, das aufgrund seiner ausgeprägten Fließfähigkeit auch engste Sulci erfasst und durch die besonders hohe Hydrophilie auch in Extremsituationen zeichnungsscharf abformt.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220985
Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche, 8 Mischkanülen

Aktionspreis
62,90



Quad-Teilmatrixsystem Keile

Der Quad Wedge verwendet ein revolutionäres Split-Tip-Design. Die gesplittene Spitze passt die Bänder leicht an beide Halsrand an! Gleitet sanft entlang der Papille und dichtet tiefer ab, um ein natürlicheres Austrittsprofil auch bei nicht übereinstimmenden Tiefen zu erzielen.

295505
Packung 200 Keile sortiert (grün, orange, blau, lila)

Aktionspreis
95,90



Garrison
Dental Solutions

Quad-Teilmatrixsystem

Das neue Quad System mit den asymmetrischen Quad Ringen und Keilen mit gesplittener Spitze ist ideal für schwierige Fälle wie Back-to-back-Restaurationen von nebeneinanderliegender Karies, tiefe Läsionen und Mehrfachrestaurationen geeignet. Probieren Sie das Quad System mit der 60-Tage-Geld-zurück-Garantie aus.

296100
Quad Sectional Matrix System Intro Kit 2 Quad Ringe blau / Universal, 1 je Ausrichtung, 100 Firm Matrizenbänder in 5 Größen, 80 Keile (blau, grün, orange, lila)

Aktionspreis
439,90



3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv

Das erste röntgenopake Universaladhäsiv ist für alle direkten und indirekten Indikationen und alle Ätztechniken geeignet. Es haftet an allen Restaurationmaterialien ohne zusätzlichen Primer. Vollständige Dual- und Selbsthärtungskompatibilität und die Formulierung ist frei von BPA-Derivaten wie Bis-GMA.

209291
Flasche 5 ml

99,90



4+1

solventum

3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable

Das 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable ist ein fließfähiges, lichterhärtendes, röntgenopakes Composite niedriger Viskosität. Das Spritzendesign hilft Blasen im Material zu reduzieren und unnötigen Materialverwurf zu vermeiden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

102908
Packung 2 x 2 g Spritze,
20 Einwegkanülen, A3

63,90



4+1

3M™ Imprint™ 4 Bite

Das scanbare VPS Bissregistriermaterial von 3M für alle okklusale Bissregistrierungen. Die hohe Endhärte (Shore-Härte A 90) gewährleistet hohe Stabilität und einfache Beschneidbarkeit. Hohe Genauigkeit und Dimensionsstabilität. Kurze Abbindezeit: 60 Sekunden für Patienten-Komfort und Praxis-Effizienz (20 Sekunden max. Verarbeitungszeit im Mund, 60 Sekunden Mundverweildauer).

114482
Refill Packung 2 x 50 ml Garant
Kartusche, 5 Garant Mischkanülen
grün, 5 Garant Applikationsdüsen

51,90



3+1

3M™ RelyX™ Universal Befestigungskomposit

Das Universal Befestigungskomposit kann alleine als selbstadhäsiver Befestigungszement und in Kombination mit 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhäsiv für die adhäsive Befestigung eingesetzt werden. Durch die gemeinsame Verwendung entfällt das aufwendige und umständliche Arbeiten mit mehreren Befestigungskompositen, Primern und Adhäsiven. Durchschnittlich 15 Applikationen aus 3,4g Zement.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209284
Spritze 3,4 g transluzent

159,90



4+1

3M™ RelyX™ Unicem 2 Automix

Weltweit der klinisch am besten erprobte selbstadhäsive Composite Befestigungszement. Jegliche Vorbehandlung des Zahns entfällt – Ätzen, Primern, Bonden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

95927
Packung 8,5 g Automix-Spritze,
10 Mischkanülen Standard, 5
Mischkanülen Breit, 5 Endo Tips
(Aufsätze für Breite Mischkanülen),
A3 opak

119,90



4+1


3M™ Imprint™ 4 Preliminary Penta™

Wo Alginate zahlreiche langwierige und staubige Arbeitsschritte erfordern, liefert 3M™ Imprint™ 4 Preliminary ganz bequem eine genaue und dimensionsstabile Abformung, die mehrmals ausgegossen werden kann.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

114478
Refill Packung 2 x 300 ml Basis,
2 x 60 ml Katalysator

85,90



3+1

Futurabond® U

Ein Bond für alle Fälle! Jedes weitere Adhäsiv in einer Praxis ist überflüssig! Dualhärtendes Universal-Adhäsiv. Direkte und indirekte Restaurationen mit allen licht-, selbst- oder dualhärtenden Füllungs-, Stumpfaufbau- und Befestigungscomposites auf Methacrylatbasis.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

106364

Packung 50 SingleDose, Zubehör

VOCO

Aktionspreis

93,90



BEAUTIFIL II LS

Niedrig schrumpfendes pastöses Komposit (< 1%) für Front- und Seitenzahnfüllungen. Exzellente Polierbarkeit und lang anhaltender Glanz. Hohe Abrasionsstabilität und antagonistenfremdliche Oberflächenhärte. Natürliche Lichtleitung und -streuung. Fluoridabgabe und -aufnahme.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297093

Spritze 4 g Komposit A1

Aktionspreis

49,90



SHOFU



Aktionspreis

52,90



HyFlex EDM NiTi-Feilen

Hohe Flexibilität und Bruchsicherheit durch spezielles Herstellungsverfahren. Zentrierte Kanalaufbereitung. Ein System für alle Fälle (gerade bis stark gekrümmte Kanäle). Mehrfache Verwendbarkeit durch Regeneration nach Thermobehandlung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118634

Packung 3 Glidepath Feilen 25 mm, Taper.05 ISO 010

40,90

COLTENE



3+1



Super-Snap

Für die Politur von mikrogefüllten und Hybridkompositen. Extrem dünn und hochflexibel. Durchgängiges System: von der Konturierung zum Hochglanz in vier Schritten. Kein Metallzentrum, verhindert das Risiko von Beschädigungen und Verfärbungen von Komposit und Zahnschmelz. Stabiler Halt der Scheibe auf Mandrell (maximale Kontrolle während der Politur).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

30626

Nachfüllpackung 50 Scheiben schwarz, L507

Aktionspreis

11,90



BeautiSealant

Selbstätzender Fissurenversiegler mit Fluoridfreigabe. Präventive Versiegelung von Fissuren und Grübchen im Milchzahn- und bleibenden Gebiss. Ideale Handhabung und Viskosität. Keine Lufteinschlüsse dank blasenfreier Konsistenz. Dentinähnliche Röntgenopazität von 0,92 mm Al. Hohe Scherverbundfestigkeit ohne Etch & Rinse-Technik. Applikation in vier einfachen Schritten, Gesamtdauer 30 Sekunden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

104013

Kit 1,2 g Paste, 3 ml Primer, 15 Kanülen, 50 Microbrush fine pink, 25 V-Dish

Prime&Bond active™

Universaladhäsiv mit patentierter Active-Guard™ Technologie -So erhalten Sie selbst auf zu feuchtem oder zu trockenem Dentin einen sicheren und zuverlässigen Haftverbund. Für alle Ätztechniken und Indikationen geeignet.

125125

Eco Nachfüllpackung 3 x 4 ml Flasche



Aktionspreis
219,-



Palodent® V3

Mit dem Palodent® V3 Teilmatrizensystem gelingen anatomisch korrekte Kontaktpunkte in Klasse II Restaurationen sicher und schnell. Dank dichter gingivaler Versiegelung gibt es weniger Überschuss und damit weniger Finieraufwand.

119725

Komplettsystem 100 Matrizen,
75 Keile, 30 WedgeGuards,
1 Universalring, 1 kleiner Ring,
1 Applikationszange,
1 Spezialpinzette



Aktionspreis
445,-

Calibra® Abutment Resin Zement

Calibra® Universal ist ein selbsthärtender, selbstadhäsiver Kompositzement zur extraoralen Zementierung von Abutments und Ti-Basen. Er bietet exzellente Scherhaftwerte auf Zirkoniumdioxid, ist für die Autoklavierung der Restauration entwickelt und getestet und verhindert dank ultra-opaker Farbe das Durchscheinen von Metall.

295796

Set 4,5 g Spritze Zement,
10 Mischkanülen



Aktionspreis
89,90

SDR® flow+

Aufgrund seiner Vielseitigkeit ist SDR® flow+, das original fließfähige Bulk-Fill-Komposit, auch zu einem festen Bestandteil bei Füllungen der Klassen I, II, III und V, im Rahmen von Stumpfaufbauten und post-endodontischer Behandlung, Milchzahnersatz im Seitenzahnbereich ohne Überkappung und Fissurenversiegelung geworden. Workflows mit SDR® flow+ fließfähigem Bulk-Fill-Komposit bieten Effizienz und zuverlässige Ergebnisse.

128558

Komplettsystem Collector's Edition
110 x 0,25 g Compula Tip (70 x
universal, 10 x A1, 15 x A2, 15 x A3)



Aktionspreis
329,-

CEREC Cercon 4D™ Abutment Block

Der CEREC Cercon 4D™ Abutment Block ist der weltweit erste hochästhetische CAD/CAM-Zirkonoxidblock für Hybrid-Abutments und Hybrid-Abutment-Kronen. Durch seine mehrdimensionale Schichtung vereint er hohe Festigkeit mit ausgezeichneter Ästhetik. Er bietet eine Festigkeit von über 1.100 MPa, eine minimale Wandstärke von 0,5 mm für maximale Flexibilität bei begrenztem Platz. Sowohl für Seitenzahn- als auch für Frontzahnrestaurationen geeignet.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

295802

Packung 3 Blöcke Größe L, A3



Aktionspreis
147,90



Oraqix® Parodontal-Gel

Arzneimittel

13551

Packung 20 x 1,7 g Lokalanästhesie
ohne Spritze



Aktionspreis
149,95

Hydrogum 5

Hydrogum 5 ist ein leistungsstarkes, schnellabbindendes Alginat. Hydrogum 5 besitzt eine hohe Elastizität und Reißfestigkeit.

222063

Packung 453 g Beutel Alginat
Waldfruchtaroma

Aktionspreis

9,95

Für optimale
Ergebnisse bitte nur
mit lila Meßbesteck
verwenden!



Zhermack
Dental

Tropicalgin

Tropicalgin ist ein Alginat mit Farbwechsel, um auf einfache und unmittelbare Weise die verschiedenen Arbeitsphasen durch Farbänderungen hervorzuheben. Das Tropicaroma begünstigt den Patientenkomfort. Abbindezeit 25 Sekunden. Auch als "fast" mit einer Abbindezeit von 60 Sekunden erhältlich.

222067

Packung 453 g Alginat Tropical, orange/
gelb, extra fast

Aktionspreis

8,90

Für optimale
Ergebnisse bitte nur
mit grünem Meßbe-
steck verwenden!



RECIPROC® Instrumente

Das Instrument für besonders gründliche Revisionen. Einfach. Sicher. Zeitsparend.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

21895

Packung 6 Instrumente 25 mm, ISO 025



Aktionspreis

102,90

Occlufast Rock

Occlufast Rock ist das erste A-Silikon- Bissregistrator in der Geschichte von Zhermack, bekannt und weltweit im Einsatz. Die Konsistenz von Occlufast Rock ist so entwickelt, dass sie vom Patienten bei der Bissnahme nicht spürbar ist. Somit wird eine falsche Positionierung vermieden. Die Thixotropie lässt das Material nicht verlaufen, sondern leicht über die Okklusionsfläche fließen. Die Dimensionsstabilität für bis zu 7 Tage ermöglicht die Beibehaltung der Genauigkeit der Bissregistrierung.

222031

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche,
12 Mischkanülen



Aktionspreis

33,90

RECIPROC® blue

VDW RECIPROC® blue – ein flexibles Universalinstrument für die meisten klinischen Fälle.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

125427

Packung 6 Feilen 25 mm, ISO 025



Aktionspreis

102,90

MAILLEFER

VDW

Brands of Dentsply Sirona

WaveOne® Gold

WaveOne® Gold: Reziprokes endodontisches Behandlungskonzept - für zeitsparendes und einfaches Arbeiten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.


118245

Packung 6 Feilen PRIMARY, 25 mm, Taper.07 ISO 025



Aktionspreis

98,90



Alginat rosa

Alginat rosa ist ein qualitativ hochwertiges und staubfreies Alginateabdruckmaterial. Es ist sowohl für die normale Zahnarztpraxis als auch für die orthodontische Praxis geeignet. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewährleistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

88087

Beutel 500 g Alginat NH Pfefferminz, rosa

Aktionspreis

6,90



Omniwipes wet & easy

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. 2 Min. begrenzt viruzid plus inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI-Empfehlung 1 Min* VAH gelistet.

* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

212070

Packung 80 Tücher neutral, 25 x 25 cm
BAuA-Nr. N-72848



Aktionspreis

8,90

**OMNI
DENT®**
We care. You smile.

OmniStar

Formschöner Design-Armhebelspender für die anspruchsvolle Praxis in klassischem weiß oder eleganter Chromoptik. Für Flüssigseifen und Gels. Maße (B x H): 105 mm x 320 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

94427

Set Spender weiß inklusive 1 Tropfschale, 1 Sichtblende montiert, 1 Wandhalterung und 1 Platzhalter-Einsatz für 500 ml Eurospenderflasche

Aktionspreis

54,90



Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Maße (B x H x T): außen 35,4 x 11,4 x 24 cm.

49501

Desinfektionswanne



Aktionspreis

44,90

OmniCeram Bulk Fill SDC

OmniCeram Bulk Fill SDC ist ein fließfähiges Bulkcomposite mit bioceramic Füllstoffen für Füllungen im Dentin. Bei einer Schicht bis 4 mm lichthärtbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

211468

Packung 15 x 0,25 g
Singledose



Aktionspreis

55,90

Omnitemp KB

Omnitemp KB ist das hochästhetische provisorische Kronen- und Brückenmaterial für die direkte Applikation in die Abformung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

85424

Packung 50 ml Kartusche 4:1
Automix A3, 10 Mischkanülen



Aktionspreis

68,90



PANAVIA™ SA Cement Universal

PANAVIA™ SA Cement Universal - selbstadhäsives Befestigungskomposit.

- Wirklich universal – für alle indirekten Restaurationen.
- So einfach – Reduzierung der Arbeitsschritte und somit Materialreduzierung, hohe Fehlertoleranz und einfache Überschussentfernung.
- Ohne primen – Kein Primer erforderlich, dank unserer integrierten Silanhaftvermittler LCSi & MDP.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

205942

Valuepackung 3 x 8,2 g/4,6 ml Spritze A2,
40 Mixing Tips, 10 Endo Tips



Aktionspreis

245,-

kuraray Noritake

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2

CLEARFIL™ Universal Bond Quick 2 enthält das ursprüngliche MDP in Kombination mit dem einzigartigen AMIDE und den neuen UTM-Monomeren, die eine dünne, starke Klebeschicht ohne Wartezeit bilden, was zu einer fortschrittlichen Rapid Bond-Technologie führt. Diese Kombination verbessert die Festigkeit der Haftschrift, um die Zuverlässigkeit für die einstufige Verklebung zu erhöhen und keine Kühlung für die Lagerung zu erfordern.

295003

Value Packung 3 x 5 ml Flasche
Bonding



Aktionspreis

209,-

KATANA™ Zirconia Block

Der KATANA™ Zirconia Block vereint seine starken mechanischen Eigenschaften mit hoher natürlicher Ästhetik. Die hohe Transluzenz und hohe Biegefestigkeit führen zu einer außergewöhnlichen Ästhetik und zu besseren mechanischen Eigenschaften als Lithiumdisilikat-Glaskeramik.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

205932

Packung 3 Blöcke 14Z L, A3,5

219,-



4+1

GC G-ænial® Universal Injectable

- Universelles, injizierbares Restaurationsmaterial für alle Kavitätenklassen (I-V)
- Thixotrope Viskosität, perfekte Adaptierbarkeit
- Hervorragende Abriebfestigkeit
- Hervorragende Ästhetik, leicht auf Hochglanz zu polieren

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201629

Refill Packung 1,7 g / 1 ml Spritze A3



Aktionspreis*

31,90

*Aktion gilt nur in Deutschland!

GC G-ænial® A'CHORD

Das hochentwickelte Universal-Komposit mit der Einfachheit des Unishade-Systems. G-ænial A'CHORD ist ein vielseitiges Universal-Komposit für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Dank seines einfachen Unishade-Systems erreichen 5 Core-Farben die Ästhetik der 16 klassischen VITA®-Farben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209073

Packung 15 x 0,16 ml / 0,3 g
Unitip A3



Aktionspreis*

50,90

*Aktion gilt nur in Deutschland!



GC G-Premio BOND

Lichthärtendes Einkomponenten-Universaladhäsiv

- Kompatibel in allen Ätztechniken (selbstätzend, selektives Ätzen oder Total-Etch)
- Geeignet für direktes Bonding, aber auch für die Behandlung von Hypersensitivitäten und Reparaturen

203165

Flasche 5 ml



Aktionspreis*

80,90

*Aktion gilt nur in Deutschland!

GC Tooth Mousse™

- Remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit Recaldent® CPP-ACP
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleichen
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft
- Bei empfindlichen Zahnhälsen

75735

Promopackung 5 x 40 g Tooth Mousse
(Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Minze, Vanille) plus 1 Tube extra



Aktionspreis

84,90

GC MI Paste Plus™

- MI Paste Plus™ ist eine remineralisierende, zuckerfreie Zahnschutzcreme mit RECALDENT™ (CPP-ACP)
- Stärkt den Zahnschmelz vor und nach dem Bleichen
- Enthält Fluorid (900 ppm)
- Verringert Überempfindlichkeiten
- Hervorragende Zahngesundheit: schützt, stärkt und pflegt dauerhaft

200126

Promopackung 5 x 35 ml Paste
(Melone, Erdbeere, Tutti-Frutti, Vanille, Minze), plus 1 Tube extra



Aktionspreis

90,90

GC FUJIROCK® EP Classic Line

Superhartgips der Klasse IV. Classic Line für alle prothetischen Arbeiten, die hohe Präzision, hervorragende Kantenhärte und hohe Druckfestigkeit erfordern.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

56925

Eimer 5 kg Gips goldbraun



Aktionspreis

32,50

TORK® PREMIUM extra weiche Zickzack Handtücher (V-Falz)

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme. TORK® extra weiche Zickzack (V-Falz) Handtücher. TORK® Easy-Handling Verpackung für leichteres Tragen, einfacheres Öffnen und Entsorgen. Papierhandtücher Premium, saugfähig. EU Ecolabel und ISEGA Zertifikat.

103927

Karton 15 x 200 Tücher = 3.000 Premium Tücher
hochweiß 23 x 23 cm, 2-lagig, extra weich

Aktionspreis
34,90



Aktionspreis
35,90

RISKONTROL®

Einwegkanülen für Multifunktions-Wasser-Luftspritzen. Der flexible, biegsame Einmalansatz aus hochwertigem Kunststoff erleichtert den Zugang an schwer erreichbaren Stellen. Mit Adapter an allen gängigen Behandlungseinheiten zu verwenden.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

104140

Packung 250 Einwegansätze weiß



Aktionspreis
27,90



TORK® Advanced Handtuch Zickzackfalz (V-Falz), weich

Geeignet für den Einsatz in herkömmlichen Falthandtuchspendern. 2-lagiges, weiches Tissue mit Dekorprägung. EU Ecolabel / ISEGA Zertifizierung und FSC- Zertifikat.

103924

Karton 15 x 250 Tücher = 3.750 Advanced Tücher grün
24,8 x 23 cm, 2-lagig, Zickzackfaltung (V-Falz)

Aktionspreis
32,95



Tork Xpress® Multifold Handtücher, extra weich

Verbrauchssparende und hygienische Einzeltuchentnahme, Funktionaler, ergonomischer und platzsparender Tork Carry Pack. Tuch wird bereits voll entfaltet entnommen. Extrem weich, saugstark und nassreißfest, aufgrund 2 Lagen Tissue-Plus mit Quick-Dry - Effekt. EU Ecolabel, FSC-Zertifiziert, ISEGA Zertifikat.

87553

Karton 21 x 100 Tücher = 2.100 Premium Tücher hochweiß
21 x 34 cm, 2-lagig, extra weich

GUM® SOFT-PICKS® PRO

GUM® SOFT-PICKS® PRO – Inspiriert von einer Interdentalbürste.

- 152 Elastomerfilamente für eine ultrasofte und gründliche Reinigung
- Einfache Erreichbarkeit der hinteren Bereiche durch die gebogene Form
- In 3 verschiedenen Größen erhältlich.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

218795

Blisterpackung 30 Bürsten medium



Aktionspreis
3,50



meridol® med CHX 0,2%

Arzneimittel

220471

Flasche 1 Liter Mundspüllösung
inklusive Pumpspender



Aktionspreis

6,50

elmex® Sensitive

Professional Duraphat

Zur Behandlung von überempfindlichen Zahnhälsen. Die Anwendung erfolgt in praktisch und hygienischen Einzeldosen mit Pinsel. Hohe Fluoridaufnahme für den Verschluss der Dentinkanälchen schmerzempfindlicher Zähne.

294718

Packung 50 x 0,4 ml Single Dose



Aktionspreis

84,50

GABA GmbH

elmex® gelée

Arzneimittel

53620

Tube 215 g Gelée



Aktionspreis

18,50

desderman®

Arzneimittel

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

213165

Flasche 500 ml Händedesinfektion

Aktionspreis

3,90



schülke →

mikrocid® universal p wipes premium

Gebrauchsfertige Tücher zur gering alkoholischen und materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Flächen

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

297418

Packung 80 Tücher maxi 25 x 25 cm
BAuA-Nr. N-117825



neu

Aktionspreis

10,90

dentavon® ID

Aldehydfreies Desinfektionsmittel auf Basis von Aktivsauerstoff für die Desinfektion von zahnmedizinischen Abformungen.

295840

Dose 900 g Desinfektion

Aktionspreis

79,90



Artinestol® Lokalanästhetikum

Arzneimittel

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

47002

Packung 100 x 1,7 ml Zylinder-ampulle 1:200.000



Aktionspreis

59,90



CronMix® K plus

Herstellung provisorischer Inlays und Onlays. Herstellung provisorischer Kronen und Brücken. Langzeitprovisorien. Speziell für größere provisorische Versorgungen mit längerer Verarbeitungszeit. Verarbeitungszeit: 1 Minute. Mundverweildauer: 2-3 Minuten. Aushärtezeit ab Mischbeginn: 8 Minuten.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

29202

Packung 2 x 50 ml Doppelkartusche 4:1 A2, 20 Feinmischkanülen



Aktionspreis

119,-



Pursept® UniSprint Wipes

Gebrauchsfertige, gering alkoholische Tücher zur Desinfektion von Medizinprodukten und Flächen aller Art, mit sehr guter Materialverträglichkeit.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

128335

Packung 100 Tücher BAuA-Nr. N-68268



Aktionspreis

10,50

Xylonor Spray N 15%

Arzneimittel

75383

Packung 36 g Flasche



Aktionspreis

42,50

BioRoot Flow

BioRoot Flow ist der neue bioaktive mineralische Wurzelkanal-Sealer in einer Ready-to-use-Spritze, der die Obturation bei kalten oder warmen Obturationstechniken einfach und erfolgreich macht.

292678

Set 2 g Spritze Sealer, 1 Fingergriff, 20 intra-orale Spitzen



Aktionspreis

98,90

GenENDO Revo-S+

Rotierende Feilen zur Öffnung und effizienten Kanalaufbereitung. Effiziente Reinigung und Abformung: dank symmetrischer und asymmetrischer Querschnitte. Mit dreieckigen symmetrischen und asymmetrischen Querschnitten für optimale Performance.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

296326

Packung 5 Feilen steril 21 mm, SC1



Aktionspreis

38,90

Fixtemp® C&B

Automatisch anmischbares Komposit im Mischverhältnis 4:1 zur Anfertigung von provisorischen Kronen und Brücken sowie In- und Onlays in überragender Qualität.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

36760

Packung 50 ml Doppelkartusche A2,
10 Mischkanülen hellblau

Aktionspreis

59,90



DS 50 Injector

Zur Applikation von dentalen C&B Materialien aus S 50 Doppelkartuschen.

80786

Injector 4:1

Aktionspreis

75,90



Mischkanülen hellblau 4:1

Mischkanülen für Fixtemp C&B.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

14894

Packung 100 Mischkanülen
hellblau 4:1

Aktionspreis

67,50



VITABLOCS® Mark II for CEREC®/inLab®

Monochromatische, zahnfarbene Feldspatkeramik-Rohlinge integrieren sich farblich sehr gut in die Restzahnschubstanz. Exzellent zur CAD/CAM-Fertigung kleinerer, ästhetischer Rekonstruktionen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

106191

Packung 5 Blöcke Größe I-12,
2M2C

68,90



4+1

VITABLOCS® TriLux forte for CEREC®/inLab®

Polychrome, zahnfarbene Feldspat-Rohlinge mit integriertem Farbverlauf zur Reproduktion des natürlichen Farbspiels.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

105523

Packung 5 Blöcke Größe TF-12,
2M2C

85,90

4+1

126688

Packung 5 Blöcke UNIVERSAL,
Größe TF-14, A3C

91,90

4+1



VITA

VITA

VITABLOCS®



Aktionspreis

81,50



Opalescence™ Endo

- Opalescence™ Zahnaufhellungsgel für devitale Zähne wurde speziell zur medizinischen Aufhellung endodontisch behandelter, devitaler Zähne nach der Walking-Bleach-Technik formuliert. 35 % Wasserstoffperoxid
- Einfaches Einbringen in die Pulpakammer
- 1 – 5-tägige Behandlung

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

48250

Set 2 x 1,2 ml Spritze, 20 Black Mini Tips

Transcend™ Universalkomposit

Dank seiner einzigartigen Farbanpassung ermöglicht Transcend™ die Erstellung hochwertiger ästhetischer Restaurationen mit nur einer einzigen Farbe und ganz ohne Opaker zur Abdeckung dunkler Verfärbungen. Für ästhetisch anspruchsvollere Fälle im Frontzahnbereich, welche den Einsatz der Schichttechnik erfordern, bietet Transcend™ ein zusätzliches Farbsystem mit Dentin- und Schmelzfarben.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

220321

Spritze 4 g universal body



Aktionspreis

39,95



Aktionspreis

39,90

Pro-Tip® Turbo Einwegansätze

Die Pro-Tip® Turbo Einwegansätze überzeugen durch ihr innovatives Zwei-Kammer-System, welches Luft und Wasser vollständig voneinander trennt. So erhalten Sie jederzeit trockene Luft sowie einen präzisen und gleichmäßig benetzten Sprühstrahl. Der sicher verriegelnde Bajonettverschluss garantiert einen festen Sitz am Adapter, während das robuste Design ein effektives Abhalten der Wange ermöglicht. Für maximale Effizienz sorgt der leistungsstarke Luftstrahl.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

209454

Packung 250 Ansätze

Titan Implantat Küretten

Die Implantatküretten sind in einem für medizinische Anwendungen entwickelten Titan gefertigt. Titanimplantat-Oberflächen werden nicht verkratzt oder beschädigt. Besonders leichte und ergonomische EagleLite™ Handgriffe aus Kunststoff reduzieren die Handermüdung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

104521

Implantatkürette Barnhard B5-6 für den Seitenzahnbereich, Kunststoffgriff



Aktionspreis

67,90



Titan Implantat Scaler

Die Implantatscaler sind in einem für medizinische Anwendungen entwickelten Titan gefertigt. Titanimplantat-Oberflächen werden nicht verkratzt oder beschädigt. Besonders leichte und ergonomische EagleLite™ Handgriffe aus Kunststoff reduzieren die Handermüdung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

112954

Implantatscaler 204S für den Seitenzahnbereich, Kunststoffgriff



Aktionspreis

67,90

AlproZyme

Alkalisch-enzymatisches Reinigungsgranulat zur Vorreinigung und Vordesinfektion für die Aufbereitung von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und starren Endoskopen. Verwendbar im Tauchbadverfahren sowie in Ultraschall-, Reinigungs- und Desinfektionsgeräten.

55927
Klinikpackung 100 Beutel

Aktionspreis
65,90



BIB forte eco

Aldehyd-/phenol- und QAV-freies Flüssigkonzentrat zur nicht proteinfixierenden Reinigung und Desinfektion von ärztlichen und zahnärztlichen Instrumenten, rotierenden Präzisionsinstrumenten und starren Endoskopen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

107427
Kanister 5 Liter

Aktionspreis
133,90



neodisher® MediClean dental

Mildalkalischer, enzymatischer Reiniger – Flüssigkonzentrat. Entfernt wirkungsvoll Blut- und Eiweißrückstände. Besonders materialverträglich. Auch zur maschinellen Aufbereitung von Übertragungsinstrumenten geeignet. Zudem für die manuelle Reinigung von Dentalinstrumenten im Tauch- und Ultraschallbad geeignet. NEU – kennzeichnungsfrei: kein Gefahrstoff, kein Gefahrgut.

71066
Kanister 5 Liter



Aktionspreis
37,90



neodisher® PreStop

Korrosionsschutzmittel zum Aufsprühen auf chirurgische Instrumente direkt nach der Anwendung. Die eingesprühten Instrumente können bis zu 72 Stunden vor der weiteren Aufbereitung gelagert werden.

125152
Flasche 750 ml

Aktionspreis
19,90



neodisher® Septo Plus

Für die manuelle Reinigung und Desinfektion sowie für die desinfizierende Vorreinigung im Tauch- bzw. Ultraschallbad vor der maschinellen Aufbereitung. Sehr gute Reinigungswirkung, nicht proteinfixierend. Ausgezeichnete Materialverträglichkeit. Frei von Aldehyden und Aminen. Kompatibel mit aldehyd- und peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln. VAH1-gelistet und in der IHO2-Desinfektionsmittelliste eingetragen.

202796
Flasche 1 Liter

Aktionspreis
12,50

