

ABER HALLO



AB INS KÖRBCHEN!



KaVo SONICflex™ System

Das Air-Scaler Multitalent für Ihre Praxis

- Prophylaxe, Parodontologie, Endodontie, Chirurgie, Präparation.
- Sehr große Spitzenvielfalt.
- Sanfte und schonende Abtragsleistung durch Schallanwendung.
- Luftbetrieben auf MULTIflexkupplung.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

83021

Set SONICflex quick 2008 L, inklusive 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5A, Nr. 6A, Nr. 7A)

Hersteller-
Listenpreis

2.510,-

29572

Set SONICflex LUX 2003 L Airscaler mit Drehmomentschlüssel, inklusive 3 SONICflex Scalerspitzen (Nr. 5, Nr. 6, Nr. 7)

Hersteller-
Listenpreis

2.510,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x Set SONICflex™ quick 2008 L oder 2008 LS Handstück inkl. 3 Spitzen (je x 1 Nr. 5A /6A und 7A) nach Wahl
- 5 x zusätzliche Spitzen nach Wahl z.B. Paro Spitzen 60A-62A

Hersteller-Listenpreis 2.510,-

*Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

Paketpreis

1.349,-

AKTIONSPAKET*

- 1 x Set SONICflex™ LUX 2003 L inkl. 3 Spitzen (je 1x Nr.5 / 6 und 7)
- 5 x zusätzliche Spitzen nach Wahl z.B. Paro Spitzen 60-62

Hersteller-Listenpreis 2.510,-

*Aktion kann nicht mit anderen Aktionen kombiniert werden

Paketpreis

1.349,-

QUATTROcare™ PLUS

Optimale Reinigung für langfristige Werterhaltung Ihrer Instrumente, Turbinen und Spannzangen.

- Einfaches, komfortables Handling.
- Günstiger Anschaffungspreis, geringe Kosten für Verbrauchsmaterial (QUATTROcare-Spray).

21924

QUATTROcare PLUS Pflegegerät anthrazit inklusive 3 INTRAmatic Pflegekupplungen, MULTIflex Pflegekupplung, Dose QUATTROcare PLUS Spray

Hersteller-
Listenpreis

2.959,-

AKTIONSPAKET

- 1 x QUATTROcare™ PLUS
- 6 x QUATTROcare™ PLUS Spray Dose 500 ml

Hersteller-Listenpreis 3.257,02

DIAGNOcam™ Vision Full HD

Dreifache Diagnostik auf einen Klick.

Das einzige Full HD Aufnahmegerät, das drei klinisch relevante Bilder in weniger als einer Sekunde erstellt. Intraoral-, Transilluminations- und Fluoreszenz-Aufnahmen zur verlässlichen Kariesfrüherkennung vereint in einem Gerät: Die KaVo DIAGNOcam™ Vision Full HD liefert Ihnen drei klinisch relevante Full HD Aufnahmen – jederzeit scharf und in weniger als einer Sekunde.

212275

Aktionspaket bestehend aus: DIAGNOcam Vision Full HD Stand-Alone, Fußsteuerung Vision Full HD mit neuer DIAGNOcam Vision Software zum kostenlosen herunterladen

Hersteller-
Listenpreis

6.492,-

Aktionspreis

5.699,-



KaVo Prophy Box PROPHYflex 4

Das universale Pulverstrahlgerät für supra- und subgingivale Anwendungen mit perfekter Ergonomie, 2 unterschiedlichen Griffhülsen, einem fokussierten Pulverstrahl, einstellbaren Reinigungsstufen und passendem Zubehör. Thermodesinfizierbar und sterilisierbar.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

201732

Prophy Box Jeder Box enthalten: 1 KaVo PROPHYflex 4 Handstück Wave, 80 Sticks PROPHYpearls neutral, 80 Sticks PROPHYpearls Selection

Hersteller-
Listenpreis

1.560,-



jetzt mit Power
Kanüle

Aktionspreis

999,-



EXPERT Serie



Hohe Effizienz durch: Edelstahlkopf / Verstärktes Spannzangen-system / Glasstablichtleiter 25.000 Lux / 24 Monate Garantie / innengeführte getrennte Kühlmedien

EXPERTtorque™ LUX E680 L

Turbinenwinkelstück mit Licht.

- Druckknopfspannzange.
- Keramik-Kugellager.
- Austauschbarer Spray Mikrofilter.
- Reduzierte Kopfgröße und Spannzangenhaltekraft von bis zu 30N.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

20753
Turbine L

215214
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

1.501,-

Hersteller-
Listenpreis

3.003,-

Aktionspreis

639,-

Aktionspreis*

1.219,-

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ LUX E25 L

Schnellläuferwinkelstück 1:5 (rot)

- Maximaldrehzahl 200.000 U/min.
- Keramik Kugellager.
- Für Bohrschaft Ø 1,6 mm.
- Die neue KaVo CoolHead Technologie verhindert aktiv die übermäßige Erwärmung des Kopfes bei unbeabsichtigter Betätigung des Druckknopfes.

20755
Winkelstück

215215
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

1.662,-

Hersteller-
Listenpreis

3.323,-

Aktionspreis

689,-

Aktionspreis*

1.309,-

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ E10 C

Handstück 1:1 (blau)

- Drehzahlbereich (max.) 40.00 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

20762
Handstück

Aktionspreis

339,-

Hersteller-
Listenpreis

771,-

219689
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

1.541,-

Aktionspreis*

639,-

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ LUX E20 L

- Winkelstück 1:1 (blau) Drehzahlbereich (max.) 40.000 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

20761
Winkelstück

215216
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

1.211,-

Hersteller-
Listenpreis

2.422,-

Aktionspreis

499,-

Aktionspreis*

949,-

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

EXPERTmatic™ LUX E15 L

- Winkelstück 5,4:1 (grün) Drehzahlbereich (max.) 7.400 U/min.
- Für Bohrschaft Ø 2,35 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

20756
Winkelstück

215217
Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

1.351,-

Hersteller-
Listenpreis

2.702,-

Aktionspreis

589,-

Aktionspreis*

1.119,-

*inkl. Paketvorteil

DUO
PACK

KaVo

altmann
dental GmbH & Co. KG
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

DENSION
Dental GmbH & Co. KG

dental 2000
Full-Service-Center

dental EGGERT

funck
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

futura·dent
Fachhandel · Beratung · Service

GARLICH'S DENTAL
Oldenburger Dental-Depot seit 1927

GERL.

KERN

C. Klöss Dental
Einrichtung · Material · Planung · Service
... sympathisch, anders ...

MULTIDENT
HÖCHST PERSÖNLICH.

PAVEAS
Erfahrung macht den Unterschied

VAN DER VEN

WOLF+HANSEN
Dental-Depot

Kontaktadressen für Ihre Bestellung
finden Sie unter www.dental-union.de
im Bereich „Vertriebsstruktur“.



www.dental-union.de



DUO Pack und Aktionspakete sind nicht miteinander und mit anderen Aktionen kombinierbar

MASTERtorque™ LUX M9000

Turbinenwinkelstück mit Licht.

- Direct Stop Technology (DST) - Bohrer stoppt in einer Sekunde.
- Extrem leise mit einer Lautstärke von nur 57 dB(A).
- Kopfhöhe von nur 13,1 mm (mit 19 mm Bohrer nur 20 mm).

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

108246

Turbine silber

Hersteller-
Listenpreis

2.002,-

Aktionspreis

839,-



MASTERmatic™ LUX M25 L

Schnellaufwinkelstück- kleiner Kopf, großer Unterschied.

- Übertragung 1:5 (bis zu 200.000 U/min.).
- Enorme Laufruhe durch Triple-Gear-Technology.
- Beste Sicht durch patentierte Kniwinkelkombination.
- Mehr Sicherheit durch austauschbaren Mikrosprayfilter.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118663

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

2.262,-

Aktionspreis

879,-



215213

Duo-Pack

Hersteller-
Listenpreis

4.523,-

Aktionspreis*

1.669,-

*inkl. Paketvorteil

MASTERmatic™ LUX M45 L

Schnellaufwinkelstück 1:4,2 (rot). Optimaler Zugang im molaren Bereich durch ergonomische Kopf-Knie-Winkelkombination.

- Kompatibilität mit Bohrerlängen von bis zu 25 mm.
- CoolHead-Technologie.
- Winkel-Kombination 120 Grad/19 Grad.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

221371

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

2.262,-

Aktionspreis

879,-



MASTERmatic™ LUX M07 L

Maximale Behandlungsflexibilität.

- Untersetzung 2,7:1
- Kariesexkavation und Prophylaxeanwendungen.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118660

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

1.159,-

Aktionspreis

479,-



MASTERmatic™ LUX M20 L

Der Praxisstandard für Kariesexkavation.

- Übertragung 1:1.
- Austauschbarer Mikrosprayfilter.
- Kompatibel mit allen INTRA-Köpfen.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118662

Winkelstück

Hersteller-
Listenpreis

994,-

Aktionspreis

419,-



MASTERmatic™ LUX M10 L

Für Handstück - und Winkelstückbohrer

- Übertragung 1:1.
- Auch für leichte extraorale Technicarbeiten geeignet.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

118661

Handstück

Hersteller-
Listenpreis

1.455,-

Aktionspreis

599,-



L67 INTRA™ /L68 INTRA™

Für Winkelstückbohrer 2,35 mm.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

103990

L67 INTRA Kopf 2:1 (grün), max. Drehzahl 20.000 U/min.

103989

L68 INTRA Kopf 1:1 (blau), max. Drehzahl 40.000 U/min.

Hersteller-
Listenpreis

525,-

Aktionspreis

219,-



K-ERGOgrip™/K-Control™ TLC

- Leistungsstarker Laborantrieb mit Komfortlösung in ergonomischer Form und Leichtigkeit.
- Durchzugsstark: Drehmoment 7Ncm.
 - Für alle gängigen Materialien (bis 50.000 U/min.).
 - Spannzangensystem mit 40% höherer Haltekraft.
 - Einfacher Kugellagerwechsel.
 - Verschiedene Griffhülsen mit Softgrip.
 - Für Rechts- und Linkshänder.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

- 59698**
Knie-Steuerung
- 59709**
Fuß-Steuerung
- 59713**
Tisch-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis 2.992,-

Aktionspreis
1.699,-

K-POWERgrip™/K-Control™ TLC

- Leistungsstarker und vibrationsarmer Laborantrieb mit minimalem Laufgeräusch.
- 7 Ncm Drehmoment / bis 50.000 U/min.
 - Für alle gängigen Materialien geeignet.
 - Einfacher Kugellagerwechsel.
 - Reduzierte Oberflächentemperatur.
 - Linkslauf bis 5.000 U/min.

- 103528**
Knie-Steuerung
- 103530**
Fuß-Steuerung
- 103529**
Tisch-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis 2.842,-

Aktionspreis
1.699,-

K5™ plus/K-Control™ TLC

- Leichter und kurzer Laborantrieb.
- Bis 35.000 U/min.
 - Einwellensystem mit nur 2 Kugellagern / einfach zu wechseln.
 - Reduzierte Oberflächentemperatur.
 - Linkslauf bis 5.000 U/min.

- 103532**
Knie-Steuerung
- 103533**
Fuß-Steuerung
- 103531**
Tisch-Steuerung

Hersteller-
Listenpreis 2.197,-

Aktionspreis
1.319,-



Knie-
Steuerung



Fuß-
Steuerung



Tisch-
Steuerung

Multifunktionssteuergeräte für alle hier aufgeführten Laborantriebe mit Digitalanzeige und Funktionsanalyse.

Handstücke zum Aktionspreis

Kaufen Sie nur ein neues Handstück und nutzen Sie Ihr bestehendes Steuergerät weiter.

- 59895**
K-ERGOgrip Handstück 4944

Hersteller-
Listenpreis 1.979,-

Aktionspreis
1.059,-

- 18208**
K-POWERgrip Handstück 4941

Hersteller-
Listenpreis 1.741,-

Aktionspreis
969,-

- 18506**
K5 plus Handstück 4911

Hersteller-
Listenpreis 1.408,-

Aktionspreis
819,-

MULTIflex™ LUX Kupplung 465

- Mit 4-Loch LUX-Anschluss bzw. 4-Loch LED-Kupplung.
- Drehring-Sprayregulierung mit Raststellungen.
- Rückschlagventil für Spraywasser.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

- 92306**
Kupplung 465 LED



Aktionspreis
349,-

RONDOflex™ plus 360

Air-Abrasions-Gerät für alle Indikationen. Das Air-Abrasions-Gerät mit zusätzlicher Wasserzufuhr und reduzierter Pulverbelastung.

- 42272**
Abrasionsgerät inklusive
2 Pulverbehälter, Reinigungsbohrer,
Düsenadel, Pulver, Kanüle, Schlüssel

Hersteller-
Listenpreis 2.336,-

- 214101**
Adapter für Kanüle

268,-

- 214100**
Reinigungsverschluss

253,-

- 17716**
Flasche 1.000 g Pulver
50 µm

61,-

- 17717**
Flasche 1.000 g Pulver 27 µm

61,-

- 214409**
Schutzbrille

24,-



RONDOflex™ plus 360
KLINISCHE FALLSTUDIE

AKTIONSPAKET*

- 1 x RONDOflex plus 360
- 2 x RONDOflex Schutzbrille
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 50my Flasche 1000g
- 1 x RONDOflex Abrasions-Pulver 27my Flasche 1000g
- 1 x RONDOflex Kanüle Reinigungsad-apter
- 1 x RONDOflex Reinigungsverschluß

Hersteller-Listenpreis 2.336,-

*Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen

Paketpreis
1.429,-

EXPERTsurg LUX

Sicheres und effizientes Arbeiten.

- Superleichter und kleiner Chirurgiemotor mit 80 Ncm.
- Höchstes Präzision durch Auto-Kalibrierung.
- Intuitives Programmieren aller Arbeitsschritte.

Artikelnummern weiterer Ausführungen nennt Ihnen gerne Ihr Dental-Union Fachhandelspartner.

Paketpreis
3.449,-



- 114465**
Set Chirurgiemotor INTRA LUX S600 LED,
Multifunktionsfußanlasser (Kabellänge
2,5 m), Motorleitung, 5 Starter-Schläuche,
Motor- und Instrumentenhalter, Flaschen-
halter, integrierte Schlauchpumpe und
Stromversorgung, großes Farbdisplay

Hersteller-
Listenpreis 4.598,-

AKTIONSPAKET

- 1 x EXPERTsurg LUX
- 1 x SURGmatic S201 XL Pro Winkel-
stück

Hersteller-Listenpreis 6.534,-