

Ausstellungseinheit

Behandlungseinheit S 280 TRC International

Hängeschläuche, Display Full-Touch-Multimedia 7"

Stern Weber

Arztelement:

- Asymmetrisches Traytablett
- Warmwasserheizung für Spray
- 1 6F-Spritze mit Winkelgriff
- 1 Lichtturbinenmodul mit 4-Wege- Midwest-Anschluss
- 2 Mikromotor i-XS4 mit LED (100-40.000 UpM - 53 N cm)
- 1 ZEG EMS Piezon LED (mit 1 Einsatz Typ A und Schlüssel)
- Kit Apex Locator
- Modul reziproken Modus

Helferinnenelement/Wassereinheit:

- Helferinnenelement mit höhenverstellbarem Doppelgelenkarm und 3 Köchern
- 1 6F-Spritze mit Winkelgriff
- gr.- kl. Sauger, Filter
- 1 Speischale aus Keramik (Handbewegung)
- Tray-Tablett am Helferinnenelement
- 1 LED-Pack mit interaktiven LED-Ringen (Version ohne Sensor für Patientenabwesenheit)
- Schnellanschluss Wasser/Luft u. elektr. Speisung
- Kippschutzplatte

Hygienesystem/Absaugung:

- Großer und kleiner Sauger, 2 Filter
- 1 Saugschlauchspülsystem
- 1 W.H.E.-System inkl. Bioster/Flushing/Sanaspray
- desinfizierbare glatte Saugschläuche

OP-Lampe/Pedal:

- 1 OP-Lampe Venus LED MCT
- 1 Fußsteuerung Pedelfußsteuerung wireless

Multimedia:

- Multimedia Verkabelung HD und PC-Anschluss
- Kit Anschluss HDMI vom ext. PC
- Platine für Monitor
- Monitor mit Doppelgelenkarm

Patientenstuhl:

- Behandlungsstuhl Stern 280P mit Sliding
- SternWeber Standard-Rückenlehne
- Pneumatische Kopfstütze ATLAXIS 3
- Polsterung für Stuhl mit Standardrückenlehne 199 Anthrazit grau Memory Foam
- Armlehne links beweglich
- Adapterkit Typ K

Zusätzlich wird eines der folgenden drei Pakete benötigt:

- Amalgamabscheider Metasys (MST1)
+ 2.992,00 EUR zzgl. MwSt.
- oder
- Amalgamabscheider Dürr (CAS1)
+ 3.185,00 EUR zzgl. MwSt.

Oder

- Ventil zur zentralen Nassabsaugung mit Mundspülbeckenventil Dürr
+ 1.244,00 EUR zzgl. MwSt.

Oder

- Separator von Dürr (CS1) mit Spülsystem 1.980,00 EUR zzgl. MwSt.



Sonderpreis:
33.990,00 €

Montage, Inbetriebnahme und Einweisung + 1.332,00 EUR zzgl. MwSt.
Transportkosten + 579,40 EUR zzgl. MwSt.

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich gesetzlicher MwSt.

Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.03.2026 vorbehaltlich Abverkauf gültig.

Gemeinsam zum Erfolg

www.dental2000.net

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl