

Aktion 2025

Dentalmikroskop

Bondent

**Mikroskop DOM 4000 D-4K (Semorr Medical Tech)
Chirurgisches Mikroskop mit HD-Bildgebungssystem**



- Rollfuß mit kleinem Durchmesser von ca. 76 cm trotz längerer Armlänge
- Zoom: 23,3 fach
- Mindestbeleuchtungsstärke 80.000 Lux
(Tageslicht, heller Sonntag: ca. 100.000 Lux)
- Großer Vario-Zoom: 180mm-460mm
- Kamera: 4K Sony integriert
- Aufnahme: JPG/RAW (Bilder), MP4 (Video)
- Zusätzliche Filter: Gelb (wegen Blut), Grün (Laser)
- Linsen: SCHOTT in Mainz
- Nano-Silber-Ionen-Beschichtung
(Antibakteriell, Klinik Standard)

**Sonderpreis:
18.900,00 €**

Preise zzgl. MwSt. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und dokumentierte Einweisung. Abbildungen sind beispielhaft. Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.12.2025 gültig.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net