

Abverkauf

Ultraschallbad BioSonic UC150

Coltene

Ultraschall Reinigungsgerät

Das neue Ultraschallreinigungsgerät BioSonic® UC150 von COLTENE bietet die hohe Qualität, die bereits von anderen BioSonic® Produkten bekannt ist. Es ist wegweisend auf dem Gebiet der Ultraschallreinigung.

Das schlanke Schweizer Design des BioSonic® UC150 wurde –

... entwickelt für EFFIZIENZ

- Datenprotokollfunktion und Download von Nutzungsdaten über USB
- Heizfunktion – Optimal integrierte, kontrollierte Heizung, die den Reinigungsprozess unterstützt und Zeit spart - Funktion kann über Code separat aktiviert werden
- Entgasungsfunktion – Zur Entfernung von Lufteinschlüssen und einfachen Vorbereitung Ihrer Lösung für eine höchst wirksame Reinigung
- Bietet Platz für mehrere Kassetten gleichzeitig

... entwickelt für VIELSEITIGKEIT

- Individuell anpassbarer Betrieb mit mehreren Reinigungsmodi und vom Anwender wählbarer Zyklusdauer und Temperatur
- Verwendung als Tisch- oder Einbaugerät

... entwickelt für KOMFORT

- Leiser Betrieb für eine sichere und angenehme Arbeitsumgebung
- Mit Handschuhen bedienbarer, mehrsprachiger Touchscreen für eine reibungslose Benutzererfahrung
- Schnelle und einfache Entleerung mit extern zugänglichem Ablasshahn

Der 5,7-l-Edelstahltank bietet viel Kapazität bei kleinem Platzbedarf.

Außenmaße: 34,5×27,6×35,5 cm

Tankmaße: 28,7×16,0×17,8 cm

Tankkapazität: 6,6 l

Nutzbare Volumen: 5,7 l

Weiteres Zubehör auf Anfrage möglich.



Sonderpreis:
1.099,00 €

Preise zzgl. MwSt. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Inbetriebnahme und dokumentierte Einweisung. Abbildungen sind beispielhaft. Das Angebot ist freibleibend und gilt vorbehaltlich Abverkauf.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg