

Aktion 2024

DAC Universal Touch

Dentsply Sirona

DAC Universal mit Touch Display

- reinigt, ölt und desinfiziert bis zu 6 Hand- und Winkelstücke sowie Turbinen in einem vollautomatischen Prozess.
- Zeitsparend: 6 Instrumente in ca. 15 Minuten
- Prozesssicherheit durch automatische Programmauswahl
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess

Beinhaltet:

- 1 Deckel blue
- 1 Flasche NitramOil #2 Pflegekonzentrat
- Wasserfilter
- Sterifilter (inkl. Luftfilter und Halterung)
- Netzkabel
- Schlauch
- Schraubendreher für Adapter

Check & Clean Kit:

- Check & Clean Aufsatz
- Check & Clean Deckel
- 10 NitraClean
- 1 Spritze
- Watterollen
- Schraubendreher für Abwasserfilter
- Abwasserfilter inkl. O-Ringe



Sonderpreis:

5.290,00 EUR
zzgl. MwSt.

Die Adapter für Hand- und Winkelstücke Ihrer Wahl (6 Stück) sowie das benötigte Anschluss-Set Abwassertank oder Siphon sind im Angebot noch nicht enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Montage und dokumentierte Einweisung.

Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.03.2024 gültig.

Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg

gewünschtes Zubehör:

Installationskit:

Abwassertank oder Syphon VK: 328,00 €

Adapter für Hand- und Winkelstücke (für Deckel Blue – 6 Stk.) VK je Stk.: 91,00 €

ISO/INTRAmatic KaVo/Bien-Air Kopf Adapter
Dentsply Sirona TE/Classic Adapter Touch

Adapter für Turbinen:

Dentsply Sirona Quick Coupling Adapter KaVo MULTIflex Adapter
W&H Roto Quick Adapter Bien-Air Unifix Adapter
Castellini Adapter NSK Phateleus Adapter
NSK QD Adapter Morita PAR-DI Adapter
Morita PAR-O Adapter Yoshida Adapter
Osada OFJ-MZL Adapter

Deckel Green VK: 505,00 €

Adapter für Ultraschallscaler: VK je Stk.: 91,00 €

Dentsply Sirona SiroSonic TL / PerioSonic Adapter Dentsply Sirona SiroSonic / L Adapter
EMS Piezon Handstück Adapter Satelec Newtron Handstück Adapter
Satelec Slim Handstück Adapter Satelec Newtron L Handstück Adapter

Adapter für Schallscaler:

KaVo SONICflex Handstück-Adapter KaVo SONICflex 2003 Spitzen Adapter

Adapter für Ultraschallspitzen (max. 3 Stk. /Deckel):

Dentsply Sirona Ultraschallspitzen-Adapter EMS Ultraschallspitzen-Adapter
Satelec Ultraschallspitzen-Adapter

Adapter für Düsen von Pulverstrahlgeräten und Pulverstrahlhandstücken:

EMS AIRFLOW Handy Düsen-Adapter EMS AIRFLOW Düsen-Adapter 138,00€

Adapter für Düsen für Dentsply Sirona Multifunktionsspritzen:

Sprayvit Düsen Adapter Sprayvit Düsen 4000 Adapter

Bitte beachten Sie, dass ja nach Wasserqualität noch entsprechende Filter benötigt werden.

Auftrag erteilt:

Datum, Unterschrift

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net