

Aktion 2026

DAC

Dentsply Sirona

DAC Universal mit Touch Display

- reinigt, ölt und desinfiziert bis zu 6 Hand- und Winkelstücke sowie Turbine einem vollautomatischen Prozess.
- Zeitsparend: 6 Instrumente in ca. 15 Minuten
- Prozesssicherheit durch automatische Programmauswahl
- Validierbarer Reinigungs- und Desinfektionsprozess

Beinhaltet:

- 1 Deckel blue
- 1 Flasche NitramOil #2 Pflegekonzentrat
- Wasserfilter
- Sterifilter (inkl. Luftfilter und Halterung)
- Netzkabel
- Schlauch
- Schraubendreher für Adapter

Check & Clean Kit:

- Check & Clean Aufsatz
- Check & Clean Deckel
- 10 NitraClean
- 1 Spritze
- Watterollen
- Schraubendreher für Abwasserfilter
- Abwasserfilter inkl. O-Ringe



Sonderpreis:
5.765,00 €

Die Adapter für Hand- und Winkelstücke Ihrer Wahl (6 Stück) sowie das benötigte Anschluss-Set Abwassertank oder Siphon sind im Angebot noch nicht enthalten und müssen zusätzlich bestellt werden.
Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Montage und dokumentierte Einweisung.

Preise zzgl. MwSt. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Montage und dokumentierte Einweisung.
Abbildungen sind beispielhaft. Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.12.2026 gültig.

Gemeinsam zum Erfolg

www.dental2000.net

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl