

Aktion 2026

Intraoralscanner Imprevo

DEXIS

Gestaltet Ihre Patientenkommunikation neu

Erhöhte Tiefenschärfe

25mm
Erleichtert Scannen tiefer Präparationen und interdentaler Räume.

20% schlankeres Design
im Vergleich zur IS 3800 Familie

Realistischere Bilder

Verwendung einer weißen LED erhöht die Realitätsnähe der Farbwiedergabe. Der Laser verbessert die Scanleistung auf reflektierenden Oberflächen.

Preis:
14.995,- €

Autoklavierbare Universalspitze

kleinere* Spitze für einen vereinfachten Scan-Workflow

LED-Statusring

Auf einen Blick den Status des Scanners und des Scanvorgangs erkennen.

Genius Control

Fernsteuerung des Scanmenüs auf dem Bildschirm - reduziert Risiko von Kreuzkontamination und die Notwendigkeit, den Computer während des Scannens zu berühren

Superschnelles Scannen

Schnelle Durchführung des Scanvorgangs, verkürzt die Behandlungszeit für den Patienten.

Magnetische Akku- Arretierung

einfache Installation und Austausch des Akkus

Kontaktloses induktives Laden

zuverlässig und einfach ohne Entfernen des Akkus



Jetzt Demotermin sichern!

* Im Vergleich zu vorherigen DEXIS Intraoralscannern. Preise zzgl. MwSt. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Inbetriebnahme und dokumentierte Einweisung. Abbildungen sind beispielhaft. Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.05.2026 gültig.

Gemeinsam zum Erfolg

www.dental2000.net

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl