

Digitale Abformung: einfach und effizient.

Präzise digitale Abdrücke

... mit DEXIS™ IS 3800W.

Kabelloser Intraoralscanner mit Hochleistungskamera.
Der IS 3800W bietet Freiheit auf Knopfdruck - für einen **modernen Behandlungsstandard** und **begeisterte Patienten**.




- **Superschnelles Scannen**
25 Sekunden für einen einzelnen Bogen
- **Extrem leicht und kompakt**
nur 240 Gramm – einer der leichtesten und kompaktesten auf dem Markt
- **Stabile drahtlose Verbindung**
stabile Datenübertragung dank Wi-Fi-Zugangspunkt – kontinuierlicher und effizienter Scanvorgang
- **Größere Tiefenschärfe (DOF)**
21 mm

ab **18.990,- €** (zzgl. MwSt.)

Das intelligente

Schnelle Inhouse-Fertigung von Maximale Performance



... CORiTEC one.

Bearbeitung aller gängigen
Materialblöcke
und vorgefertigten Abutments

7 verschiedene Indikationen möglich
Inlays, Veneers, bis zu 3-gliedrige Brücken, ...

6-facher automatischer Werkzeugwechsler

Inkl. Autokalibrierung und

Autarker Betrieb

Optional mit Zirkon PROfessional Package zur

Chairside Komplettpaket:

DEXIS IS 3800 W Scanner,
CORiTEC one Fräseinheit (4 Achsen),
exocad ChairsideCAD Softwarepaket one
(CAD+CAM),
Starterset CORiTEC one 1,
High-Performance-Laptop

ab **51.790,- €** (zzgl. MwSt.)

+ 3.190,- € (zzgl. MwSt.)
Installations- und
Einweisungspauschale



Chairside-System.

Zahnersatz und Schienen auf höchstem Niveau:
beim Fräsen und Schleifen mit ...

... CORiTEC one+.

Bearbeitung aller gängigen
Materialien in Block- und Rondenform
und vorgefertigten Abutments

kein Indikationslimit

10-facher automatischer Werkzeugwechsler

automatischer Reinigungsfunktion

ohne externe Druckluft

Trockenbearbeitung von vorgesintertem Zirkon



Chairside Komplettpaket:

DEXIS IS 3800 W Scanner,
CORiTEC one+ Fräseinheit (5 Achsen),
exocad ChairsideCAD Softwarepaket one+
(CAD+CAM),
Starterset CORiTEC one+ 1,
High-Performance-Laptop

ab **58.990,- €** (zzgl. MwSt.)

+ 3.190,- € (zzgl. MwSt.)
Installations- und
Einweisungspauschale

Kompetenz, Qualität, Kundennähe

Immer vor Ort

Mit unseren Niederlassungen sind wir immer in Ihrer Nähe vertreten.

dental 2000 – Jena

Grietgasse 11
07743 Jena

Tel.: 03641 45840
Fax: 03641 45845
E-Mail: info.j@dental2000.net

dental 2000 – Leipzig

Hohmannstraße 6
04129 Leipzig

Tel.: 0341 904060
Fax: 0341 9040619
E-Mail: info.l@dental2000.net

dental 2000 – Hamburg

Krausestraße 102
22049 Hamburg

Tel.: 040 6894840
Fax: 040 68948474
E-Mail: info.hh@dental2000.net

dental 2000 – Berlin

Mittelstraße 9
12529 Berlin

Tel.: 030 63499778
Fax: 0341 9040619
E-Mail: info.b@dental2000.net

dental 2000 – Suhl

Kellerstraße 4
98527 Suhl

Tel.: 03681 8032586
Fax: 03681 8032589
E-Mail: info.shl@dental2000.net



www.dental2000.net

Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Stand Mai 2023