

# Aktion 2024

**dental** 2000  
Full-Service-Center

kein Zufall... Qualität verbindet

## Kompressoren

### Dürr Dental

#### Duo Tandem – Kompressor mit 1 Aggregat

**Membrantrocknungsanlage, Bakterienfilter  
und elektronischer Steuerung**

**Technische Daten:**

Spannung 400 V (3~)  
Frequenz 50 / 60 Hz  
elektr. Leistungsaufnahme 1,4 kW  
Stromaufnahme 3,1 / 2,5 A  
Fördermenge (5 bar)\* 125 / 145 l/min  
Druckbereich 5,5 - 7,5 bar  
Abmessungen 76 x 75 x 52 cm  
Schallpegel bei 5 bar 66 / 68 dBA  
Schallpegel mit Schrank 51/50 dBA  
Tankinhalt 50 l  
Gewicht 70 kg

**5.249,00 EUR  
zzgl. MwSt.**



#### Sonderpreis:

#### Duo Tandem – Kompressor mit 2 Aggregaten

**Membrantrocknungsanlage, Bakterienfilter  
und elektronischer Steuerung**

**Technische Daten:**

Spannung 400 V (3~)  
Frequenz 50 / 60 Hz  
elektr. Leistungsaufnahme 2,8 kW  
Stromaufnahme 6,2 / 6,0 A  
Fördermenge (5 bar)\* 253 / 292 l/min  
Druckbereich 5,5 - 7,5 bar  
Abmessungen 76 x 79 x 52 cm  
Schallpegel bei 5 bar 69 / 72 dBA  
Schallpegel mit Schrank 51 / 53 dBA  
Tankinhalt 50 l  
Gewicht 100 kg

**7.149,00 EUR  
zzgl. MwSt.**



Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Montage und dokumentierte Einweisung.

Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.12.2024 gültig.

Abbildungen sind beispielhaft.

#### Jena

Telefon 03641 4584-0  
Fax 03641 4584-5  
Mail info.j@dental2000.net

#### Leipzig

Telefon 0341 90406-0  
Fax 0341 90406-19  
Mail info.l@dental2000.net

#### Hamburg

Telefon 040 689484-0  
Fax 040 689484-74  
Mail info.hh@dental2000.net

#### Berlin

Telefon 030 634997-78  
Fax 0341 90406-19  
Mail info.b@dental2000.net

#### Suhl

Telefon 03681 803258-6  
Fax 03681 803258-9  
Mail info.shl@dental2000.net

**Gemeinsam zum Erfolg**