

Aktionsangebot

2024

Hygoclave 50

dental 2000
Full-Service-Center

kein Zufall... Qualität verbindet

Dürr Dental

Moderner **Klasse-B-Dampfsterilisator** nach EN 13060.

Bietet neben leistungsstarken Sterilisationszyklen ein sehr durchdachtes und komfortables Bedienkonzept. Zudem verfügt das Gerät über ein Universalprogramm mit 4 Fraktionierungsstufen und lässt sich dank Netzwerkschnittstelle in das Praxisnetzwerk einbinden.

Lieferung inkl.:

- Tablettträger,
- 5 Tablette,
- Tablettgriff,
- Wasserabflussschlauch für Abwasser,
- Schlauch für Frischwasserbefüllung,
- Trichter für Notbefüllung,
- Sterilluftfilter (bereits vormontiert),
- Staubschutzfilter (bereits vormontiert),
- Schmiermittel für Türspindel,
- Netzkabel,
- Montage- und Gebrauchsanweisung,
- Dokumentation der Endprüfung.

230 V – 50/60 Hz

Gewicht: 57 kg

Abmessungen (B x H x T): 49,3 x 48,4 x 64,2 cm

Kammervolumen: 17 l

Max. massive Beladung: 5,5 kg

Max. poröse Beladung: 1,5 kg



Sonderpreis:

6.290,00 EUR

zzgl. MwSt.

zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.

Das Angebot ist freibleibend und ist gültig bis 31.03.2024.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg