

## Aktion 2026

# Hygoclave 50 Abverkauf Ausstellungsgerät

### Dürr Dental

Moderner **Klasse-B-Dampfsterilisator** nach EN 13060.

Bietet neben leistungsstarken Sterilisationszyklen ein sehr durchdachtes und komfortables Bedienkonzept.

Zudem verfügt das Gerät über ein Universalprogramm mit 4 Fraktionierungsstufen und lässt sich dank Netzwerkschnittstelle in das Praxisnetzwerk einbinden.

Lieferung inkl.:

- Tablettträger,
- 5 Tablette,
- Tablettgriff,
- Wasserabflussschlauch für Abwasser,
- Schlauch für Frischwasserbefüllung,
- Trichter für Notbefüllung,
- Sterilluftfilter (bereits vormontiert),
- Staubschutzfilter (bereits vormontiert),
- Schmiermittel für Türspindel,
- Netzkabel,
- Montage- und Gebrauchsanweisung,
- Dokumentation der Endprüfung.

230 V – 50/60 Hz

Gewicht: 57 kg

Abmessungen (B x H x T): 49,3 x 48,4 x 64,2 cm

Kammervolumen: 17 l

Max. massive Beladung: 5,5 kg

Max. poröse Beladung: 1,5 kg



**Sonderpreis:**  
**5.555,00 €**

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.

Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.06.2026 vorbehaltlich Abverkauf gültig.

Abbildungen sind beispielhaft.

## Gemeinsam zum Erfolg

[www.dental2000.net](http://www.dental2000.net)

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl