

Aktion 2025

VistaIntra DC

Dürr Dental

Der VistaIntra DC (Armlänge wählbar) – der intraorale Röntgenstrahler von Dürr Dental

Schnelle, hochwertige Bilderergebnisse:

Der VistaIntra ist bereits ab Werk für jede Zahnregion exakt auf die benötigte Strahlendosis der Dürr Dental Speicherfolien und Sensoren vorprogrammiert. So ist er sofort einsatzbereit und liefert perfekt belichtete Aufnahmen.

Technische Daten:

- DC-Multiplus-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Anzeige des Dosierflächenprodukts
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- Eingangsleistung: AC 100-240 V 10%, 50/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Röhrenspannung: 60-70 kVp
- Röhrenstrom: 4-7 mA

Lieferumfang:

- Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und 1670 mm Armlänge (kurzer Arm) – andere Armlängen auf Anfrage
- Scherenarm,
- Kontrollpanel,
- Handauslösung,
- Strahlenfeldbegrenzung 3x4 und 2x3



Sonderpreis:
4.100,00 €

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.09.2025 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net