

Aktion 2026

VistaIntra DC

Dürr Dental

Der VistaIntra DC (Armlänge wählbar) – der intraorale Röntgenstrahler von Dürr Dental

Schnelle, hochwertige Bilderergebnisse:

Der VistaIntra ist bereits ab Werk für jede Zahnregion exakt auf die benötigte Strahlendosis der Dürr Dental Speicherfolien und Sensoren vorprogrammiert. So ist er sofort einsatzbereit und liefert perfekt belichtete Aufnahmen.

Technische Daten:

- DC-Multiplus-Strahler mit 0,4 mm Brennfleck und Anzeige des Dosierflächenprodukts
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- Eingangsleistung: AC 100-240 V 10%, 50/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Röhrenspannung: 60-70 kVp
- Röhrenstrom: 4-7 mA

Lieferumfang:

- Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und 1670 mm Armlänge (kurzer Arm) – andere Armlängen auf Anfrage
- Scherenarm,
- Kontrollpanel,
- Handauslösung,
- Strahlenfeldbegrenzung 3x4 und 2x3



Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.06.2026 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Gemeinsam zum Erfolg

www.dental2000.net

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl