

## Rückkaufaktion 2026

### VistaScan Mini View 2.0

*Dürr Dental*

#### VistaScan Mini View 2.0 mit Artificial Intelligence (AI) – Plug into the Future

Beim neuen VistaScan Mini View 2.0 ist nicht nur das Design futuristisch. Auch die Technik dahinter ist zukunftsweisend. So arbeitet der Speicherfolienscanner mit modernsten VistaScan Speicherfolien IQ welche AI-Funktionen der neusten Generation unterstützen. In Verbindung mit dem VistaScan Smart Reader lassen sich Arbeitsabläufe einfach automatisieren.

Mit PCS-Technologie und integrierter Löschfunktion für alle intraoralen Formate, inklusive Okklusal (Size 4), WLAN und Netzwerkanschluss, mit hochauflösendem Touch Display für ScanManager und Patienteninformationen. Mit SmartScan-Workflow. Arbeiten ohne PC möglich.

#### Lieferumfang:

- inkl. Netzteil, Netzkabel,
- Netzkabel RJ45, USB-Speicherstick,
- 1 VistaScan Smart Reader,
- 1 Zuführeinheit S0, S1, S2, S3 und S4,
- 2 Stk. VistaScan Speicherfolien IQ S0,
- 4 Stk. VistaScan Speicherfolien IQ S2,
- 100 VistaScan Lichtschutzhüllen Plus S0,
- 300 VistaScan Lichtschutzhüllen Plus S2,
- Ablage für Zuführeinheiten,
- Speicherfolien-Aufbewahrungsbox,
- Abdeckhaube, 10 Speicherfolienreinigungstücher,
- VistaSoft Röntgenmodul, VistaSoft Connect/TWAIN,
- VistaScan Service Tool



**Sonderpreis:**  
**6.990,00 €**

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.  
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.03.2026 gültig.

Abbildungen sind beispielhaft.

## Gemeinsam zum Erfolg

[www.dental2000.net](http://www.dental2000.net)

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl