

Digitale Volumentomographie

Hyperion X9 (11x8)

(Fa. MyRay)

- Gebrauchtgerät (2015) -

Produktbeschreibung

MyRay Hyperion X9 Basis Panoramarröntgengerät
Hybridsystem zur Ausführung diagnostischer
Untersuchungen in 2D und 3D.

CB3D-Scannen mit Sehfeld bis zu einem Durchmesser
von 11 cm zum Aufnehmen eines einzelnen oder
doppelten Zahnbogens mit der Möglichkeit eines
lokalisierten Scannens zum Vermindern der Strahlung.

Höchstauflösung: voxel zu 75µm.

Pulsierende Emission zwecks Minimierung
der effektiven Aussetzungsdauer, ab 3,6 Sekunden.
Servo-gesteuertes Anzielen des zu untersuchenden Bereichs
mittels entsprechender Konsole am Gerät
und mittels Scout-Methode über den PC.

Die fortgeschrittene Version der innovativen
Technologie MRT (Morphology Recognition Technology)
erfasst automatisch und auf eine noch
genauere Weise die Größe des Patienten und alle
Parameter die für eine korrekte Röntgenaufnahme für
die Untersuchungen in 2D und 3D notwendig sind.

inkl.

- Erweiterungskit CB3D für X9 Basis
- Bilddetektor CB3D 11x8
- Pan X9 Röntgensensor
- Workstation für Direktverbindung mit CB3D
- Prüfkörperset Quart



dental 2000-Sonderpreis:

19.990,00 €*

* Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme, Röntgenabnahmeprüfungen und Einweisung
Abbildung ähnlich, Änderung vorbehalten.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 030 63499780
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg