

Aktion 2025

dental2000
Full-Service-Center

kein Zufall... Qualität verbindet

Lisa Remote Plus 17 ioDent

W&H

Klasse-B-Dampfsterilisator

- Hoher Bedienkomfort durch Farbtouchscreen und intelligenter Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (30 min. bei Ø Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Wartung nach jeweils 4000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Sterilisatoren dank Ferndiagnose
- Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische, validierte Zyklusdokumentation
- 24 Monate Garantie

Lieferung inkl.:

- ioDent® Feature
- Dokumentationspaket
- Remote WiFi-Kit
- Drehbarem Trayträger
- 6 Aluminiumtrays
- Ablassschlauch
- Trayhalter
- 8 GB USB-Stick
- Türöffner
- Werksprüfung
- Helix-Test Starter-Kit
- Multidem C27 Wasseraufbereitungsanlage

Technische Daten:

230 V – 50/60 Hz

Gewicht: 46 kg

Abmessungen (B x H x T): 46,5 x 45,2 x 63,4 cm

Kammervolumen: 17 l

Max. massive Beladung: 4,5 kg

Max. poröse Beladung: 1,5 kg



Sonderpreis:

7.299,00 EUR

zzgl. MwSt.

Zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.

Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.03.2025 gültig.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg