

## Aktion 2025

# Lisa Remote Plus 17 ioDent

W&H

### Klasse-B-Dampfsterilisator

- Hoher Bedienkomfort durch Farbtouchscreen und intelligenter Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (30 min. bei Ø Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Wartung nach jeweils 4000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Sterilisatoren dank Ferndiagnose
- Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische, validierte Zyklusdokumentation
- 24 Monate Garantie

### Lieferung inkl.:

- ioDent® Feature
- Dokumentationspaket
- Remote WiFi-Kit
- Drehbarem Trayträger
- 6 Aluminiumtrays
- Ablassschlauch
- Trayhalter
- 8 GB USB-Stick
- Türöffner
- Werksprüfung
- Helix-Test Starter-Kit
- Multidem C27 Wasseraufbereitungsanlage

### Technische Daten:

230 V – 50/60 Hz  
Gewicht: 46 kg  
Abmessungen (B x H x T): 46,5 x 45,2 x 63,4 cm  
Kammervolumen: 17 l  
Max. massive Beladung: 4,5 kg  
Max. poröse Beladung: 1,5 kg



**Sonderpreis:**  
**7.590,00 €**

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.  
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.09.2025 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

#### Jena

Telefon 03641 4584-0  
Fax 03641 4584-5  
Mail [info.j@dental2000.net](mailto:info.j@dental2000.net)

#### Leipzig

Telefon 0341 90406-0  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.l@dental2000.net](mailto:info.l@dental2000.net)

#### Hamburg

Telefon 040 689484-0  
Fax 040 689484-74  
Mail [info.hh@dental2000.net](mailto:info.hh@dental2000.net)

#### Berlin

Telefon 030 634997-78  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.b@dental2000.net](mailto:info.b@dental2000.net)

#### Suhl

Telefon 03681 803258-6  
Fax 03681 803258-9  
Mail [info.shl@dental2000.net](mailto:info.shl@dental2000.net)

**Gemeinsam zum Erfolg**