

Aktion 2026

Lisa Remote Plus 17 ioDent

W&H

Klasse-B-Dampfsterilisator

- Hoher Bedienkomfort durch Farbtouchscreen und intelligenter Menüstruktur
- EliSense-Technologie zur Optimierung des täglichen Workflows via LED-Indikatoren
- EliTrace-Technologie zur Rückverfolgung des Sterilisationsprozesses bis zum einzelnen Instrument und Anwender
- Hohe zusätzliche Sicherheit durch Wi-Fi und Mobile App zur Echtzeitfernüberwachung
- Patentierte Eco Dry + Technologie zur Verringerung der Zykluszeit (30 min. bei Ø Beladung von 2 kg)
- Schnellzyklus für Handstücke
- Wartung nach jeweils 4000 Zyklen oder alle fünf Jahre
- Monitoringsystem ioDent® Intelligent Assist: kürzere Reaktionszeiten durch Servicepartner und weniger Ausfallzeiten der Sterilisatoren dank Ferndiagnose
- Weniger Dokumentation auf Papier und vollautomatische, validierte Zyklusdokumentation
- 24 Monate Garantie

Lieferung inkl.:

- ioDent® Feature
- Dokumentationspaket
- Remote WiFi-Kit
- Drehbarem Trayträger
- 6 Aluminiumtrays
- Ablassschlauch
- Trayhalter
- 8 GB USB-Stick
- Türöffner
- Werksprüfung
- Helix-Test Starter-Kit
- Multidem C27 Wasseraufbereitungsanlage

Technische Daten:

230 V – 50/60 Hz
Gewicht: 46 kg
Abmessungen (B x H x T): 46,5 x 45,2 x 63,4 cm
Kammervolumen: 17 l
Max. massive Beladung: 4,5 kg
Max. poröse Beladung: 1,5 kg



Sonderpreis:
7.790,00 €

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.03.2026 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Gemeinsam zum Erfolg

www.dental2000.net

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl