

Messeaktion 2024

Careclave 618

Melag

Die Revolution der Instrumenten-Aufbereitung:

- Reinigung, Desinfektion, Pflege und Sterilisation in nur einem Gerät
- Aufbereitung und ggfs. Pflege von bis zu 8 Übertragungsinstrumenten
- Aufbereitung von ZEG-Spitzen und Prophylaxe-Handstücken (nun auch EMS AIR-FLOW Prophylaxis Master) in der Carebox Green (optional)
- Dokumentierte Spannzangenpflege mit ADDcare direkt am Gerät
- Sterilisation von bis zu 11 kg in Rekordzeit
- Extragroßes Smart-Touch Display mit integrierter Freigabesoftware
- Dokumentation per USB-Stick und Netzwerk
- Die weltweit einzigartige 4-in-1 Lösung spart somit erheblich Zeit, Geld und Platz im Aufbereitungsraum

Geräteausführung:

Kesselgröße: Tiefe 35 cm, ø 25 cm,
Volumen 18 Liter
Geräteabmessung (BxHxT):
48 x 50 x 65,3 cm,
passt auf 60 cm Tischplatte,
Höhe inkl. Display 56,2 cm

Wasseranschluss:

MELAdem® 47 oder MELAdem® 53 erforderlich

Lieferumfang:

1x Careclave 618
1x Carebox blue
1x Halterung universal (kurz)
6 x Tablett für Halterung Universal (kurz)
2 x Tablett für 40-B+ schmal
1x MELAcontrol Standard Set
1x MELAdem 53
8x Adapter nach Wahl



Sonderpreis:

13.250,00 EUR

zzgl. MwSt.

Optional: Carebox Green

940,00 EUR

zzgl. MwSt.

Zuzüglich Adapter zur Aufbereitung von ZEG-Spitzen, ZEG-Handstücken und Handstück für Air-Flow-Prophylaxis Master.
Wir beraten Sie hierzu gerne.

Zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.
Das Angebot ist freibleibend bis zum 15.11.2024 gültig.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg