

Aktion 2025

Melatherm 20

MELAG

Thermodesinfektor Unterbaugerät

- AquaBoost Technologie
- Bis zu 24 Flex-Segmente im Unterkorb und im höhenverstellbaren Oberkorb bieten Platz für alles. Und noch mehr.
- Mit der aktiven Innen- und Außentrocknung activeDRY oder der automatischen Türöffnung passiveDRY schützen Sie Ihre wertvollen Instrumente zuverlässig vor Korrosion und Beschädigung.
- Mit dem extra-großen Touch-Display ist alles magisch einfach – einfach magisch: Von der Programmauswahl bis hin zur Dokumentation per Netzwerk oder USB
- Nutzerauthentifizierung und Chargenfreigabe direkt am Gerät - das spart Zeit, ist rechtssicher und ermöglicht den sofortigen Wiedereinsatz von semikritischen Instrumenten.
- Die speziell entwickelte Aufbewahrungsbox schafft Ordnung und schützt Ihre Schränke zuverlässig vor Prozessmedien (optional).
- Maximale Effizienz, minimale Handgriffe – der neue selbstreinigende Zentralfilter im Boden der Waschkammer bietet idealen Schutz für Ihre Hohlkörper-Instrumente und spart wertvolle Arbeitszeit.



activeDRY
Sonderpreis:
10.990,00 €

passiveDRY
Sonderpreis:
9.490,00 €

Zubehörpaket „Dental“

bestehend aus:

Unterkorb

Injektorschienenmodul

Zentralfilter

Universalhalterung Universal Flex 4

4 x MELAstore® Tray 100

Instrumentenkorb G

Oberkorb

2 x Halterung für Abdrucklöffel und Gelenkinstrumente

Flexkorb Flex 4

Kleinteilebehälter Standard

Sonderpreis:
3.890,00 €

Andere Zubehörpakete auf Anfrage

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt. Das Angebot ist freibleibend und bis zum 31.12.2025 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net