

Aktion Q1+2/2026

Intraoraler Röntgenstrahler RXDC Extend Wireless

Cefla/MyRay

Armlänge wählbar

Das Hochfrequenz-Röntgengerät Wireless mit integriertem 30-cm-Tubus (12") und 0,4 mm Brennfleck für beste Bildqualität. Mit Funkfernbedienung.

Technische Daten:

- Strahler mit 0,4 mm Brennfleck
- mA- und kV-Werte variabel einstellbar
- Eingangsleistung: AC 100-240 V 10%, 50/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 500 W
- Röhrenspannung: 60-70 kVp
- Röhrenstrom: 4-8 mA

Lieferumfang:

- Intraoralstrahler mit 200 mm Tubus und 1490 mm Armlänge -kurzer Arm
(andere Armlängen:
Mittel: 1690 mm Armlänge
Lang: 1990 mm Armlänge)
- Scherenarm,
- Funkfernbedienung,

Es werden zusätzliche Kollimatoren (rechteckig 22x35 und 31x41 mm benötigt, nicht im Lieferumfang enthalten)



Sonderpreis:
3.590,00 €

Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt.
Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.06.2026 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg