

## Abverkauf

# Gipstrimmer MT3 mit Klettfix-Scheibe

Renfert

### Gipstrimmer MT3 mit Klettfix-Scheibe

(Gebrauchtgerät Bj. 2014)

Der MT3 Nasstrimmer überzeugt durch seinen überdurchschnittlich starken Motor. Renfert bietet damit Hochleistungstrimmen zum kleinen Preis.

#### Vorteile:

- Schneller Wechsel des Trimmertisch-Winkels über praktischen Kippmechanismus (90°/ 98°).
- Sicherheit: Motor- und Wasserstopp durch Schutzschalter beim Öffnen der Fronttür.
- Optimal positioniertes Sprührohr verhindert das Zusetzen der Trimmerscheibe durch gleichmäßige Benetzung.

#### Technische Daten:

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
|                                | Nasstrimmen          |
| Zulässige Netzspannung         | 220 - 240 V          |
| Zulässige Netzfrequenz         | 50 - 60 Hz           |
| Durchmesser (Anschlussstutzen) | 36 mm                |
| Abwasserschlauch)              |                      |
| Trimmerscheibe                 | Klettfix, Edelkorund |



**Sonderpreis:**  
**495,- €**

Preise zzgl. MwSt. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung.

Abbildungen sind beispielhaft. Das Angebot ist freibleibend gilt vorbehaltlich Abverkauf.

#### Jena

Telefon 03641 4584-0  
Fax 03641 4584-5  
Mail [info.j@dental2000.net](mailto:info.j@dental2000.net)

#### Leipzig

Telefon 0341 90406-0  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.l@dental2000.net](mailto:info.l@dental2000.net)

#### Hamburg

Telefon 040 689484-0  
Fax 040 689484-74  
Mail [info.hh@dental2000.net](mailto:info.hh@dental2000.net)

#### Berlin

Telefon 030 634997-78  
Fax 0341 90406-19  
Mail [info.b@dental2000.net](mailto:info.b@dental2000.net)

#### Suhl

Telefon 03681 803258-6  
Fax 03681 803258-9  
Mail [info.shl@dental2000.net](mailto:info.shl@dental2000.net)

**Gemeinsam zum Erfolg**