



Rückkaufaktion 2025

Autoklav SW Platinum

Stern Weber

SW 22 Platinum

Der erste Autoklav mit geschlossenem Kreislaufsystem, der übliches Leitungswasser benutzt, das durch ein eigenes internes Filtersystem gefiltert wird; somit wird das Wasser aufbereitet und ist für die darauffolgenden Zyklen wieder anwendbar.

- 6 Sterilisationsprogramme
- 3 Testprogramme (Helix Test, Vacuum Test, Programm Vacuum+Helixtest)
- Farbiges kapazitives 7.0" Touch-Screen Display
- Luftentzugssystem mit fraktioniertem Vorvakuum (Hochleistungs-Vakuumpumpe)
- Endtrocknung
- Frontale interne+externe LED-Schiene
- Sensor für Wasserleitfähigkeit
- Ethernet-Port RJ45, Integriertes WiFi, 3 NFC-Karten
- USB-Port (für Datenübertragung auf den PC)
- RS232-Serialport (für den Anschluss des externen Druckers),
- Frontaler Ladeanschluss (erfordert das Kit Wasserzufuhr von vorne, siehe Zubehörliste)
- Ausgelegt für automatisches Wasserzufuhrsystem (siehe Zubehörliste)
- Zum Wassernetz führende Wasserablassvorrichtung
- Staubschutzfilter
- Integrierter Filter für Demineralisierung des Wassers
- Integrierter Filter für Reinigung und Umwälzung des verwendeten Wassers
- Integrierte Software "DataSter" für automatischen Download der Zyklusberichte auf PC
- Integrierte Software "MyTrace" zur Rückverfolgung des Sterilisierungszyklus
- Auslegung für Di.V.A. Cloud
- Auslegung für Fernassistenz EasyCheck



Sonderpreis:
6.190,00 €

Lieferumfang:

5 Trays aus Aluminium (288 x 188 x 17mm)
Abmessung der Sterilisierkammer: 250 x 450 mm
Außenabmessungen (BxHxT): 500 x 490 x 600 mm
Gewicht: 52 kg
Versorgungsspannung: 220 - 24 Vac 50 Hz - 2300 W

Der Gesamtpreis versteht sich bei Rückgabe eines Altgerätes (alle Hersteller) und zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt. Das Angebot ist freibleibend und bis zum 19.12.2025 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg