

Rückkaufaktion Q1+2/2026

Autoklav SW Platinum

Stern Weber

SW 22 Platinum

Der erste Autoklav mit geschlossenem Kreislaufsystem, der übliches Leitungswasser benutzt, das durch ein eigenes internes Filtersystem gefiltert wird; somit wird das Wasser aufbereitet und ist für die darauffolgenden Zyklen wieder anwendbar.

- 6 Sterilisationsprogramme
- 3 Testprogramme (Helix Test, Vacuum Test, Programm Vacuum+Helixtest)
- Farbiges kapazitives 7.0" Touch-Screen Display
- Luftentzugssystem mit fraktioniertem Vorvakuum (Hochleistungs-Vakuumpumpe)
- Endtrocknung
- Frontale interne+externe LED-Schiene
- Sensor für Wasserleitfähigkeit
- Ethernet-Port RJ45, Integriertes WiFi, 3 NFC-Karten
- USB-Port (für Datenübertragung auf den PC)
- RS232-Serialport (für den Anschluss des externen Druckers),
- Frontaler Ladeanschluss (erfordert das Kit Wasserzufuhr von vorne, siehe Zubehörliste)
- Ausgelegt für automatisches Wasserzufuhrsystem (siehe Zubehörliste)
- Zum Wassernetz führende Wasserablassvorrichtung
- Staubschutzfilter
- Integrierter Filter für Demineralisierung des Wassers
- Integrierter Filter für Reinigung und Umwälzung des verwendeten Wassers
- Integrierte Software "DataSter" für automatischen Download der Zyklusberichte auf PC
- Integrierte Software "MyTrace" zur Rückverfolgung des Sterilisierungszyklus
- Auslegung für Di.V.A. Cloud
- Auslegung für Fernassistenz EasyCheck

Lieferumfang:

5 Trays aus Aluminium (288 x 188 x 17mm)
Abmessung der Sterilisierkammer: 250 x 450 mm
Außenabmessungen (BxHxT): 500 x 490 x 600 mm
Gewicht: 52 kg
Versorgungsspannung: 220 - 24 Vac 50 Hz - 2300 W



Tauschaktion:
800,- € für Ihr Altgerät
Sonderpreis:
6.090,00 €

Der Gesamtpreis versteht sich bei Rückgabe eines Altgerätes (alle Hersteller) und zuzüglich Anlieferung, Montage, dokumentierte Einweisung und gesetzlicher MwSt. Das Angebot ist freibleibend und bis zum 30.06.2026 gültig. Abbildungen sind beispielhaft.

Gemeinsam zum Erfolg

www.dental2000.net

Jena

Leipzig

Hamburg

Berlin

Suhl