



Lupen- und Beleuchtungssysteme



# WIE FÜR UNS GEMACHT

**ANGEBOTE** FÜR STUDIERENDE



# WILLKOMMEN IN DER WELT VON ORASCOPTIC

## Keine Kompromisse

**Ihre Anforderungen stehen bei der Auswahl Ihrer Lupenbrille immer im Mittelpunkt!** Die Lupenbrillen von ORASCOPTIC passen sich dank der präzisen Abstimmungen aller hochwertigen Komponenten sowie der individuellen Anpassungsmöglichkeiten selbstverständlich immer Ihren Wünschen an – und nicht umgekehrt! Somit bekommen Sie genau die richtige Mischung aus Qualität, Design, Effizienz und durchdachten ergonomischen Funktionen. Garantiert!



## Warum Lupenbrillen von ORASCOPTIC? Deshalb!

Maximales **SICHTFELD** ✓

Maximale **TIEFENSCHÄRFE** ✓

Maximale **AUFLÖSUNG** ✓

**GESTOCHEN SCHARFES BILD** ✓

über das gesamte Sichtfeld ✓

**GERINGES** Gewicht ✓

Optimal **AUSBALANCIERTES** System ✓

**EXAKTER** Neigungswinkel der Okulare ✓

**INDIVIDUELLE** Anpassungsmöglichkeiten

Flexible Brillenbügel | Arbeitsabstand | Sehstärke ✓

**PREMIUMGLÄSER**

Bruchsicher | Kratzfest | Antireflexbeschichtet ✓

# ORASCOPTIC POWERED

# BY SIGMA DENTAL



**Ohne geht gar nichts:** Schon im Zahnmedizinstudium ist der Besitz einer eigenen Lupenbrille von großem Vorteil. Beim Kauf sollten Sie unbedingt auf Qualität setzen. Zum einen, damit Ihre Arbeitsergebnisse perfekt sind. Und zum anderen, damit Sie lange Freude an Ihrer Brille haben – auch nach Ihrem Studium!

## Bei uns sind Sie richtig!

Wir von Sigma Dental sind schon seit über 40 Jahren „dentalverrückt“. Gerade im Bereich Lupenbrillen und LED-Beleuchtungen haben wir uns mit der Marke „ORASCOPTIC“ einen Namen gemacht. Schließlich waren wir die ersten, die vor über 20 Jahren mit individuellen Lupenbrillen für die Zahnmedizin in Deutschland gestartet sind.

Somit bekommen Sie bei uns nicht nur herausragende Produktqualität, sondern auch eine persönliche Beratung mit Know-how und qualifizierte Serviceleistungen.

↙  
**Bei allen Modellen**

**TTL =  
THROUGH  
THE LENS**



### **Tipp:**

Mit einer jährlichen Inspektion haben Sie lange Freude an Ihrer Lupenbrille!

## Das ist unser Rundum-Service

Umfassende **BERATUNG** und **LANGZEITSERVICE**

Einarbeitung Ihrer **SEHSTÄRKE**  
(auch nachträglich)

Einarbeitung Ihres individuellen **ARBEITSABSTANDES**  
(auch nachträglich)

### **„STYLE & CHANGE“**

Umbau Ihrer Orasoptic **LUPENBRILLE**  
in ein anderes Brillengestell von  
Orasoptic oder Rudy Project

### **EIGENES OPTIKER-TEAM**

Inspektionsservice, Umbau, **ERSATZTEIL-SERVICE** oder auch mal eine Reparatur – darum kümmert sich unser erfahrenes Optiker-Team in unserem eigenen **SERVICE CENTER**. Schnell und unkompliziert!





# VERGRÖSSERUNGEN

## High Definition Loupe

Höchste Tiefenschärfe, extrem leicht für angenehmen Tragekomfort



„MICRO“

**Vergrößerung:** 2,5-fach  
**Arbeitsabstand:** individuell  
**Sichtfeld:** Ø 8,75 cm  
**Tiefenschärfe:** ca. 18 cm  
**Gewicht:** 39,7 g

Breites Sichtfeld, natürliche Farbwiedergabe und hohe Lichtdurchlässigkeit



„MACRO“


**Vergrößerung:** 2,5-fach  
**Arbeitsabstand:** individuell  
**Sichtfeld:** Ø 10,4 cm  
**Tiefenschärfe:** ca. 13 cm  
**Gewicht:** 48,7 g

← unser  
Topseller

### Passende Brillengestelle

**Victory**

ORASCOPTIC™




1.075,\*€

statt 2.195,-€

**Tempo**

ORASCOPTIC™



1.075,\*€

statt 2.195,-€

**RydonX**

RUDY PROJECT  
Technically Cool



1.075,\*€

statt 2.195,-€

**Befestigungssystem:** TTL (Through-The-Lens), Einarbeitung der Sehstärke – nur 100,- €

**Lieferumfang bei allen Lupenbrillen:** Seitenspritzschutz, Brillenband, personalisierte Brillenbox, Schraubendreher





→ in mehreren  
Brillengestell-  
größen erhältlich



# High Definition Loupe

## „PRISMENLUPE 3,5“

**Brillante Bildauflösung und  
detailgetreue Wiedergabe  
kleinster Strukturen**



**Vergrößerung:** 3,5-fach  
**Arbeitsabstand:** individuell  
**Sichtfeld:** Ø 8,9 cm  
**Tiefenschärfe:** ca. 9 cm  
**Gewicht:** 67,5 g

**Befestigungssystem:**  
TTL (Through-The-Lens)  
Einarbeitung der Sehstärke – nur 100,- €\*

### Passende Brillengestelle

**Victory**

ORASCOPTIC™

SCHWARZ SCHIEFER WEINROT BLAU



2.145,-\* €

statt ~~2.895,-~~ €

**Tempo**

ORASCOPTIC™

SCHWARZ SCHIEFER TWIST WEINROT BLAU



2.145,-\* €

statt ~~2.895,-~~ €

**RydonX**

RUDY PROJECT  
Technically Cool

SCHWARZ CARBON MERLOT BLAU



2.145,-\* €

statt ~~2.895,-~~ €

\* Alle abgebildeten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzl. Mehrwertsteuer. Preise freibleibend.

# LED-BELEUCHTUNGEN

inkl. Gelbfilter

## „Ultra Smart CU•BE TOUCH“

NEUE  
VERSION

**Magnet dran! Licht an!**

**Lichtstärke:** ca. 35.000 Lux  
**Leuchtdauer:** ca. 2 Stunden pro Akku  
**Gesamtgewicht:** 19 g

695,\*€

statt ~~1.245,-€~~

KEIN KABEL

MIT TOUCH-FUNKTION

AUFLADBAR mit USB-Ladestick

KOMBINIERBAR mit Ultra Smart 2

## „Ultra Smart STUDY“

**Klein. Handlich. Praktisch.**

**Lichtstärke:** max. 45.000 Lux  
**Leuchtdauer:** bis zu 15 Stunden  
**Gewicht Strahler:** nur 5,6 g

619,\*€

statt ~~845,-€~~

INTEGRIERTER LEUCHTRING

zeigt immer den aktuellen Ladestatus an

OPTIMALE AUSLEUCHTUNG

des gesamten Arbeitsfeldes

2 HELLIGKEITSSTUFEN

HOHE LICHTSTÄRKE

Kombinieren  
und Profitieren!



MAXIMALE  
FLEXIBILITÄT

# KEINE GRENZEN



„**DRAGONFLY™ NEO**“

**NEU**



**Kabellose Lupenbrille mit integrierter LED-Beleuchtung**

**Vergrößerung:** 2,5 Micro | Macro | 3,0 | 3,5-fach  
**Lichtstärke:** 78 Lumen  
**Leuchtdauer:** 3 Std. 45 Minuten mit 2 Akkus  
**Batterieanzahl:** 4 Stück  
**Akkutyp:** Lithium-Ionen

➔ **ab 2.795,<sup>\*</sup>€<sub>-</sub>**

*Fragen Sie nach unserem Brillenabo!*

Die hier aufgeführten Angebote richten sich ausschließlich an Studierende der Zahnmedizin. Zur Erlangung der Sonderkonditionen ist die Vorlage eines **aktuellen Studierendenausweises** erforderlich!

