

Ausstellungs- gerät

dental 2000
Full-Service-Center
kein Zufall... Qualität verbindet

Autoklav SW Platinum

SternWeber

SW 17 Platinum

Der erste Autoklav mit geschlossenem Kreislaufsystem, der übliches Leitungswasser benutzt, das durch ein eigenes internes Filtersystem gefiltert wird; somit wird das Wasser aufbereitet und ist für die darauffolgenden Zyklen wieder anwendbar.

- 6 Sterilisationsprogramme
- 3 Testprogramme (Helix Test, Vacuum Test, Programm Vacuum+Helixtest)
- Farbiges kapazitives 7.0" Touch-Screen Display
- Luftentzugssystem mit fraktioniertem Vorvakuum (Hochleistungs-Vakuumpumpe)
- Endtrocknung
- Frontale interne+externe LED-Schiene
- Staubschutzfilter
- Sensor für Wasserleitfähigkeit
- Ethernet-Port RJ45
- Integriertes WiFi
- USB-Port (für Datenübertragung auf den PC)
- RS232-Serialport (für den Anschluss des externen Druckers)
- Frontaler Ladeanschluss (erfordert das Kit Wasserzufuhr von vorne, siehe Zubehörliste)
- Ausgelegt für automatisches Wasserzufuhrsystem (siehe Zubehörliste)
- Zum Wassernetz führende Wasserablassvorrichtung
- Integrierter Filter für Demineralisierung des Wassers
- Integrierter Filter für Reinigung und Umwälzung des verwendeten Wassers
- Integrierte Software "DataSter" für automatischen Download der Zyklusberichte auf PC
- Integrierte Software "MyTrace" zur Rückverfolgung des Sterilisationszyklus
- Jahreslizenz Lizenz für cloud Di.V.A.
- Auslegung für Fernassistenz EasyCheak



Im Lieferumfang enthalten:

5 Trays aus Aluminium (288 x 188 x 17mm)

Abmessung der Sterilisierkammer: 250 x 350 mm

Außenabmessungen (BxHxT): 480 x 500 x 600 mm

Gewicht: 51 kg

Versorgungsspannung: 220 - 24 Vac 50 Hz - 2300 W

Sonderpreis:

5.759,00 EUR
zzgl. MwSt.

Das Angebot ist freibleibend und gilt vorbehaltlich Abverkauf. Preis zzgl. Anlieferung, Montage, Inbetriebnahme und Einweisung.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg