

Abverkauf

Rüttler KV-26 plus

Wassermann

Power-Rüttler

Gut vibriert ist stark verdichtet: Power-Rüttler KV-26 plus zur Evakuierung von Lufteinschlüssen und Verdichtung des Materials (Tischmaß 210 x 130 mm wie KV-26 jedoch zusätzlich mit stufenlos regelbarer Rüttelintensität).

Die wichtigsten Features auf einen Blick:

- praktisch: hochwertige Gummiauflagen abnehm- und abwaschbar
- rostfrei: der KV-26 plus ist komplett aus hochwertigem Edelstahl gefertigt
- erhältlich in den Ausführungen "Kunststoffpulverbeschichtung weiß" und "Edelstahl matt"
- absolute Standfestigkeit durch massive Ausführungen und Eigengewicht
- linksseitig mit Edelstahl-Bügel, perfekt zum Ausgießen von Abdrücken
- langlebig und für Dauerbelastung ausgelegt
- System zur Vibrationsdämpfung minimiert Abgabe der Vibrationen auf die Arbeitsumgebung

Technische Daten:

Spannung	220–240 V / 50/60 Hz
Stromaufnahme	0,3 A
Leistung	70 W
Maße B x H x T	228 x 150 x 143 mm
Gewicht	5,2 kg
Schallpegel	≤ 59 dB (A)
Rüttelintensität	3000 / 6000 Schw./min. stufenlos regelbar
Tischmaße	210 x 130 mm
Schutzklasse	IP 54



Sonderpreis:
479,00 €

Preise zzgl. MwSt. Der Gesamtpreis versteht sich zuzüglich Anlieferung.
Abbildungen sind beispielhaft. Das Angebot ist freibleibend gilt vorbehaltlich Abverkauf.

Jena

Telefon 03641 4584-0
Fax 03641 4584-5
Mail info.j@dental2000.net

Leipzig

Telefon 0341 90406-0
Fax 0341 90406-19
Mail info.l@dental2000.net

Hamburg

Telefon 040 689484-0
Fax 040 689484-74
Mail info.hh@dental2000.net

Berlin

Telefon 030 634997-78
Fax 0341 90406-19
Mail info.b@dental2000.net

Suhl

Telefon 03681 803258-6
Fax 03681 803258-9
Mail info.shl@dental2000.net

Gemeinsam zum Erfolg