


**OMNI  
DENT®**

We care. You smile.



◀ Omni ProfiPearls  
Seite 63



Der Gesamtkatalog für Ihre Praxis und Ihr Labor

# OmniDent 2026



▲ OmniProfiVarnish  
Seite 60



24 Stunden Lieferservice

exklusiv über Ihr Dental-Union Depot

alle Depots auf Seite 115

## ► Abformmaterialien

Omnisil A	4
Silikon Knetmasse	5
Löffeladhäsiv	5
Omnibite	6
Omnibite Apple	6
Omnibite Vanilla	6
Omnibite Granit	7
Omnibite plus	7
Omni Dispenser	7
Alginat blau	8
Alginat rosa	8
Omnicolor	9
Anmischspatel	9
Universalschere	9
Abdrucklöffel nach Ehrlicke	10
Abdrucklöffel	11
smart Alginat bubble gum / cola / strawberry	112
smartcolor mango Alginat	112
smartBite bubble gum / cola / speed	112

## ► Desinfektion, Reinigung, Sterilisation

Desinfektionsplan	12
OmniTouch Haut- und Nagelbalsam	12
OmniTouch tendency	12
Omnihand / Omnihand Gel	13
OmniStar touchless	14
OmniStar Armhebelspender	14
Omnicare	15
Saliva Nanosept	15
Salivasept	15
Ultra Orange	15
Omniiwipes / Omniwipes Lemon	16
ProfiCleaner Multischaum	16
ProfiCleaner universal	16
ProfiCleaner Sanitary/Surface	16
Omniiwipe to Go	17
Omniiwipes wet & easy Plus	17
Omniiwipes wet & easy	17
Omniiwipes wet	18
Omniiwipes Dry	19
Omniiwipes Dry SuperSoft	19
Omnizid fleur	20
Omniiwipes Dry Velours	20
Omnizid	21
Omnizid 35	21
OmniiBiozid Plus	22
OmniiBiozid	22
Omnidrill	23
Omnipur	23
Omnisept Plus	24
Omnisept	24
Omnisept IMP	25
Desinfektionswanne	25
Kanisterzubehör	25
Omnisuc	26
Omnisuc Cleaner	26
Omnisuc Filter	26
Omni WaterClean OX6	26
Omni Water Clean Sept S	26
Omnisept dishcleaner	27
Omni Wash Test	28

Omni Ink Test	28
Omni Bowie & Dick Test	28
Omni Seal Test	28
Omni Helix Test	28
Omni Helix Test Pro	28
Omnifol Sterilisationsfolie	29
Omni Steri Rollenhalter	29
P2 Etikettierer / Zubehör	29
Ölsprays	30
Adapter für Ölsprays	30
Omni Tip Cover Instrumentenschutzkappen	30
smartWipes wet bubble gum / cocos / mango	113

## ► Einwegartikel

Sensorspender	31
Omni-Z Einmalhandtücher	32, 33
Omni-Z Wandspender	33
Schwebetischauflagen	34
Normtrayeinlagen	34
Zelltuchservietten	34
Omniprotect	35
Omni Bib Holder	35
OmniFresh Ultrasoft	35
Omni Einmal PE Schürze	36
Omni ProfiProtect	36
Einweg-Patientenumhänge	36
Tischspender / Wandspender	36
Kopfschutztaschen	36
Zellstofftupfer	36
Wattekügelchen	37
Vlieskompressen	37
Mulltupfer	37
Mulltupfer steril	37
Schaumstoffpellets	37
Schaumstoffpellets plus	37
Absogel Latexhandschuhe	38
Latexhandschuhe puderfrei	38
Ultragrip Untersuchungshandschuhe Latex	39
Select Untersuchungshandschuhe	39
Sensitive Latexhandschuhe	39
Chemikalienschutzhandschuhe	40
Omni DermaPro Untersuchungshandschuhe	40
Rosa Pearl Untersuchungshandschuhe	41
Violet Pearl Untersuchungshandschuhe	41
Nitril Soft Untersuchungshandschuhe	41
Omni Eye Protect Schutzbrillen	42
Omnimask Premium Antifog	43
Omnimask Antifog	43
Omnimask Comfort	44
Einmal-Speichelsauger	44
Omnibrush	45
Omnicups PP	45
Omnibrush Eco	46
Zahnwatterollen	46
Zahnwatterollen Compact	46
Anmischblöcke	46
Absaugkanülen	47
Absaugkanülen kids	47
Omnident Mischkanülen	48
Intraoraltips	48

## ► Temporäre Versorgung

Omnitemp C	49
Omnifill C	49
Kapsel Aktivator	49
Kapsel Applikator	49
Omnitemp KB	49

## ► Permanente Versorgung / Füllungen und Hilfsmittel

OmniCEM SE	50
Einwegpinsel / Einwegpinsel Set	50
Einwegpinsel türkis, fein	50 <small>neu</small>
Omnitips	50
OmniCeram Bulk Fill	51
OmniCeram Bulk Fill SDC	51
OmniCeram évolution 2.0	52
Omni Compomer	53
OmniCeram Dispenser	53
OmniCeram évolution flow 2.0	53
OmniCite 2.0	54
OmniCite All'N'One	54
Okklusionsspray	54
OmniCeram évolution flow tips	55
OmniEtch tips	55
Omni PL Tips	55
Omni Safematrix Matrizensystem	56
Omni-Etch	56
Matrizenband	56
Matrizenspanner	56
Omni Dappengläser	57
Einmal Dappenbehälter	57

## ► Medikamente

Wattekügelchen	58
Coolpack mini Kältekomresse	58
Coolpack sports	58
Kältespray	58
Omnident Injektionskanülen	59
Zylinder-Ampullen-Spritze	59
Schaumstoffpellets	59
Schaumstoffpellets plus	59

## ► Prophylaxe

Omni ProfiVarnish	60
OmniSealer	60
Omni clean and polish /repair Polierpasten	61
Profi Cups Polierkelche	61
Omni Minibrush	61
Tubfix	61
Omni ProfiPearls Prophylaxepulver	62, 63
Omni Oshibori	63
Interdentalbürsten für Halter	64
Halter für Interdentalbürsten	64
Interdentalbürsten	65
Interdentalbürsten mit Griff	65
omniDYNE	66
Zahnspangenboxen	66
Schienenendosen	67
OraCare Mundspüllösung	68
Zahnseide	69
Omni White smile	69
OMNI flatcut soft	70

OMNI Prothesenbürste . . . . .	70	Le Cron Modellierinstrumente . . . . .	80	Praxispolierer . . . . .	91 – 93
Kinderzahnbürste Black Snake . . . . .	71	Tasterzirkel . . . . .	80	Laborpolierer . . . . .	94 – 96
Zahnputzsets Kids . . . . .	71	Lötpinzette . . . . .	81	Omnipol . . . . .	91 – 96
Kinderzahnbürsten . . . . .	71	Gipszange . . . . .	81	Mandrelle . . . . .	95
Multituft Zahnbürsten . . . . .	72	Teleskopzange, Kramponzange . . . . .	81	Diamantschleifer . . . . .	97
OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten . . . . .	72	Kronen- und Brückenthalteklemmen . . . . .	81		
smart profipolish Polierpaste bubble gum / cola	113				
<b>► Geräte</b>					
Omni Steri Rollenhalter . . . . .	29	<b>► Rotierende Instrumente</b>			
P2 Etikettierer / Zubehör . . . . .	29	OmniGloss . . . . .	82	<b>► Gusstechnik</b>	
Sensorspender / touchless Spender . . . . .	14, 31	OmniRound . . . . .	82	Dental Vlies . . . . .	104
smartSonic 30 Ultraschallgerät . . . . .	73, 114	Omnicut . . . . .	83	<b>► Modellherstellung / Artikulation</b>	
<b>► Instrumente</b>					
Kugelstopfer . . . . .	74	Omni Multicut . . . . .	83	Gipse / Gipsschaukel . . . . .	102, 103
Heidemann-Spatel . . . . .	74	Omni Powercut . . . . .	83	Omni Tray Cleaner Konzentrat . . . . .	104
Planstopfer . . . . .	74	Composite Polierer . . . . .	91	Omniprint P / Omniprint P soft . . . . .	105
Zementspatel . . . . .	74	<b>► Endodontie</b>			
Spatel . . . . .	74	Hedströmfeilen steril . . . . .	84	Anmischbecher . . . . .	106
Pinzetten . . . . .	75	K-Feilen steril . . . . .	84	Anmischblöcke . . . . .	106
Zahnsonden . . . . .	75	K-Bohrer steril . . . . .	85	Sekundenkleber . . . . .	106
Omni colori Küretten und Scaler . . . . .	75	Guttaperchaspitzen . . . . .	86	Omnidouble . . . . .	107
WHO-Sonde . . . . .	76	Papierspitzen . . . . .	87	Omnidouble Küvetten . . . . .	107
Serviettenkettchen . . . . .	76	Schaumstoffeinsätze . . . . .	87	Platzhalterfolie . . . . .	107
Mundspiegel . . . . .	76	<b>► Ausarbeiten/Polieren</b>			
Mundspiegelgriffe . . . . .	76	Alustral . . . . .	88	Magnet-System . . . . .	108
Zahnzangen . . . . .	77	Cera Blast . . . . .	88	Silikon Knetmasse Labor . . . . .	109
Nadelhalter . . . . .	78	Pinselfürsten . . . . .	88	Prothesenfinish . . . . .	109
Zahnfleischscheren . . . . .	78	Radbürsten . . . . .	88	Okklusionspray . . . . .	109
Arterienklemmen . . . . .	78, 81	Woll- und Nesselschwabbeln . . . . .	89	<b>► Modellieren</b>	
Pinzetten . . . . .	79	Polierbürsten . . . . .	89	Bisswalle . . . . .	110
Wurzelheber . . . . .	79	Bohrerreinigungsbürste Messing . . . . .	89	Bissnehmewachs . . . . .	110
Sonstige chirurgische Instrumente . . . . .	79	Bohrerreinigungsbürste Nylon . . . . .	89	Wachsdraht . . . . .	111
Anmischspatel . . . . .	80	Heatless Steine . . . . .	90	Modellierwachs . . . . .	111
Gips- und Wachsmesser . . . . .	80	Abrichtstein . . . . .	90	<b>► Geräte</b>	
		Schleifkörperprogramm . . . . .	90 – 101	smartSonic 30 Ultraschallgerät . . . . .	73, 114

# Site map

beachten Sie auch das Stichwortverzeichnis auf der hinteren Umschlagklappe

### Omnisil A Dynamik-Putty

Echtes Knetsilikon für automatische 5:1 Mischgeräte. Kein Dosieren und manuelles Anmischen mehr erforderlich. Keine Beeinträchtigung durch Handschuhmaterialien. Der Löffel wird direkt befüllt, d.h. Sie mischen nur so viel Material an wie Sie benötigen. Das macht Dynamik-Putty nicht nur sicher in der Anwendung, sondern auch effizient. Abformungen lassen sich einfach entnehmen und beschneiden. Die Dynamik-Putty Kartusche ist sofort einsatzbereit. Es sind keine zusätzlichen Kartuschen nötig. Abbindezeit 2:30 min. Shore A 65. Farbe gelb/grau.

**38979**

Intropackung, bestehend aus:  
1 Dynamik Putty 380 ml,  
2 Bajonettringe,  
10 Dynamik Mischer,  
1 Omnisil A Kontur 50 ml,  
6 x Mixingtips

86,90

**39046**

Pckg. 2 x 380 ml Kartuschen,  
Bajonettring, 2 Dynamik-  
Mischer  
ab 2 Pckg.

129,90  
122,90

**39263**

Dynamischer Mischer  
Pckg. 50 Stück

79,90

### Omnisil A Putty

Klassisches Knetmaterial für Korrektur- und Sandwichabformungen. Geschmeidige Konsistenz für einfaches und schnelles Mischen. Gute Elastizität zur einfachen Entformung am Patienten und im Labor. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 60. Farbe gelb/grau.

**39043**

Pckg. 900 ml (1.469 g)

79,90



Intropackung  
**86,90**



### Omnisil A Kontur

Mittelviskoses Material mit optimalen Fließigenschaften. Präzise, reißfest und dimensionsstabil. Ideale Ergänzung zu Dynamik-Putty und Putty. Abbindezeit 3:30 min. Shore A 55. Farbe hellblau/grau.

**38974**

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,  
12 Mischkanülen **37,90**



Pckg. 900 ml  
**79,90**



## Silikon Knetmasse

Knetbare, kondensationsvernetzende Silikonmasse mit hoher Abformgenauigkeit für Erst-/Vorabdruck bei der Doppelmischtechnik, Situationsabdruck und Quetschbiss. Optische Anmischkontrolle durch farbigen Tubenhärter. Leicht zu adaptieren. Verbindet sich nicht mit Gips, Wachs, künstlichen Zähnen oder Metall. Abbindezeit ca. 4-5 Min. Durch die hohe Endhärte ist eine sichere Fixierung und gute Stabilität der künstlichen Zähne gewährleistet.

**88461**  
 normal,  
 Shore 60, weiß  
 Dose 900 ml  
 ab 4 Dosen  
 25,40  
 24,00

**88462**  
 hart,  
 Shore 70, gelb  
 Eimer 5.800 ml  
 ab 3 Eimer  
 129,90  
 110,50

**88463**  
 normal,  
 Shore 60, weiß  
 Eimer 5.800 ml  
 ab 3 Eimer  
 115,90  
 106,50

**88464**  
 hart,  
 Shore 70, gelb  
 Eimer 5.800 ml  
 ab 3 Eimer  
 106,50

**63697**  
 Messlöffel 12 ml  
 1,20

## Knetmassen Härter

Härter für Omnident Silikon Knetmassen. Als Härterflüssigkeit oder Härterpaste erhältlich.

**79137**  
 Flasche mit 20 ml  
 Flüssighärter  
 ab 10 Flaschen  
 8,20  
 6,50

**79138**  
 Tube mit 35 g Pastenhärter  
 ab 10 Tuben  
 8,00  
 6,30

**116533**  
 Omni Tubfix Tubenentleerer  
 6,50

beim Kauf  
 von 10 Tuben Härter-  
 paste erhalten Sie  
**1 Omni Tubfix  
 Tubenentleerer**  
 gratis.



## Löffeladhäsiv

Adhäsiv-Spray und Adhäsiv-Liquid erzeugen eine starke, sehr dünne und permanente Klebeschicht und dienen als Löffeladhäsiv für die entsprechenden Abformmaterialien. Unterschieden wird in Adhäsive für alle Silikonmaterialien (Universal Adhäsiv) für Alginate (Alginat Adhäsiv) und für Polyethermaterialien (Polyether Adhäsiv).

**51293**  
 Löffeladhäsiv Silikon, blau  
 10 ml Pinselflasche  
 7,50

**56834**  
 Löffeladhäsiv Polyether, rot  
 30 ml Pinselflasche  
 7,65

**86431**  
 Löffeladhäsiv Alginat, rot  
 30 ml Pinselflasche  
 7,50

**56898**  
 Löffeladhäsiv Löser-Spray  
 300 ml Sprayflasche  
 6,90



Flasche 300 ml  
**6,90**

Flasche 30 ml  
**7,50**

Flasche 10 ml  
**7,50**

**Omnibite** ▶

Mittelviskoses, transparentes, elastomerer Bissregistriermittel auf Silikonbasis. Erhebliche Zeitersparnis durch Misch-Dosierkartuschen und direkte Bisskontrolle durch die Transparenz des Materials. Shore-A-Härte 50. Nicht röntgensichtbar. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek.

**17181**



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,  
12 Mischkanülen

**40,50**



Pckg. 2 x 50 ml  
**40,50**



▶ **Omnibite Apple**

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: hellgrün, Apfel-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

**71789**



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,  
12 Mischkanülen

**38,50**



Pckg. 2 x 50 ml  
**38,50**

**Omnibite vanilla** ▶

Additionsvernetzende Bissregistrierung im Kartuschensystem, standfest, hohe Thixotropie und ausgezeichnete Dimensionsstabilität. Dank hoher Endhärte sehr gut fräsbearbeitbar und beschneidbar. 95 Shore-A, Farbe: beige, Vanille-Aroma. Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit: 30 Sek., Mundverweildauer: 45 Sek., Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek. Indikation: Dauerhafte, mehrfach verwendbare Bissregistratur, Fixierung von Stützstift- und Gesichtsbogenregistraturen.

**122347**



Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,  
12 Mischkanülen

**38,50**



Pckg. 2 x 50 ml  
**38,50**

**Omnibite Granit** ▶

Omnibite Granit ist ein Bissregistrier-  
material der Spitzenklasse. Extra hart  
mit einer Endhärte von Shore D 45  
und einer Verarbeitungszeit von 30  
Sek. Bei einer Mundverweildauer von  
ebenfalls 30 Sek. ist Omnibite Granit  
besonders schnell zu verarbeiten. Hohe  
Thixotropie, hohe Dimensionsstabilität,  
einfachste Bearbeitung durch Fräsen  
oder Brechen. Auch geeignet für  
Indikationen im Bereich dauerhaft,  
mehrfach verwendbare Bissregistraten  
und Fixierung von Stützstiftregistraten.  
Farbe: türkis, Geschmack: mint. Nicht  
röntgensichtbar.

**66628**  
■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,  
12 Mischkanülen **42,50**



Pckg. 2 x 50 ml  
**42,50**



Pckg. 2 x 50 ml  
**38,50**

**Omnident  
Mischkanülen**  
finden Sie auf  
Seite 48



**Omnibite plus** ▲

Additionsvernetzendes, elastomeres  
Präzisionsmaterial auf Silikonbasis in  
Kartuschen für alle Arten von Biss-  
registrierung. Aufgrund der hohen  
Endhärte zeichnet sich das Material  
durch seine gute Fräsbarkeit aus.  
Shore-A-Härte 85 (mind.). Nicht rönt-  
gensichtbar.  
Verarbeitungszeit inkl. Mischzeit:  
30 Sek., Mundverweildauer: 60 Sek.,  
Gesamtabbindezeit: 1 Min. 30 Sek.

**17182**  
■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■

Pckg. 2 x 50 ml Kartusche 1:1,  
12 Mischkanülen **38,50**



Stück  
**39,50**

▼ **Omni Dispenser**

Der Omni Dispenser ist geeignet für  
1:1 / 2:1 und 4:1 / 10:1 Kartuschen.

**14163** ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ 1:1 / 2:1

**14185** ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ 4:1 / 10:1

Stück **39,50**

Beutel 500 g ab

**7,90**

### Alginat

Schnellabbindend, staub- und blei-freies Alginat. Abbindezeit insges.: 2.35 Min. Cremige Konsistenz, Pfeffer-minzgeschmack. Farbe blau.

**73454**

Beutel 500 g staubfrei **8,90**  
ab 20 Beutel (1 Karton) **7,90**

**10217**

Messbesteck Set **1,50**

**40602**

Aufbewahrungsbox, leer **4,50**



**Hinweis**

Bitte dosieren Sie Omnident Alginat ausschließlich mit dem Messbesteck Set Art.-Nr. 10217



**Hinweis**

Weiterführende Informationen zu unseren Alginaten finden Sie hier



Beutel 500 g ab

**7,90**

### Alginat rosa

Hochwertiges, bleifreies und staub-freies Alginatabdruckmaterial sowohl für die normale Zahnarztpraxis oder die orthodontische Praxis. Es besitzt eine härtere Konsistenz und gewähr-leistet Abdrücke mit glatter Oberfläche und guten Elastizitätseigenschaften. Pfefferminzgeschmack. Abbindezeit insges.: normalabbindend 3.00 Min., schnellabbindend 2.35 Min.

**88087** normalabbindend

**88094** schnellabbindend

Beutel 500 g **8,90**  
ab 20 Beutel (1 Karton) **7,90**

**10217**  
Messbesteck Set **1,50**

**40602**  
Aufbewahrungsbox, leer **4,50**



## Omnicolor

Abformmasse mit Farbindikator, schnellabbindend. Totale und partielle Abformung im Mund, zur Herstellung von KFO-Apparaten. Pfefferminzgeschmack. Der Farbindikator: violett; Dauer des Spatelns (45 sek.); rosa: Löffel beschicken und in den Mund geben. weiß: Abdrucklöffel aus dem Mund nehmen. Abbindezeit insges.: 2.30 Min.

- 26571**  
Beutel 500 g ab 20 Beutel (1 Karton) 8,90
- 10217**  
Messbesteck Set 7,90
- 40602**  
Aufbewahrungsbox, leer  
Ø 13,5 cm 1,50

Beutel 500 g ab

**7,90**

**Hinweis**

Bitte dosieren Sie Omnident Alginate ausschließlich mit dem Messbesteck Set Art.-Nr. 10217



Messbesteck Set

**1,50**

Aufbewahrungsbox

**4,50**

smile  
price

## ▼ Anmischspatel

Anmischspatel aus flexiblem Kunststoff. Länge 185 mm.

- 98470** weiß
- 98464** blau
- Stück 1,39



Stück

**1,39**



Stück

**13,90**

## ▲ Universalschere

Die rostfreie Schere schneidet zuverlässig und sicher fast alle Materialien. Ergonomischer 2-Komponentengriff, stabile Schneide. Gesamtlänge ca. 215 mm.

- 215606**
- Stück 13,90



Omnident  
Abdrucklöffel  
finden Sie auf  
Seite 10 und 11

# OK

Oberkiefer

OK  
BO 0



OK  
BO 1



OK  
BO 2



OK  
BO 3



OK  
BO 4



smile  
price

# UK

Unterkiefer

UK  
BU 0



UK  
BU 1



UK  
BU 2



UK  
BU 3



UK  
BU 4



## Abdrucklöffel nach Ehrlicke

Je 5 Formen für Ober- (BO 0-4) und Unterkiefer (BU 0-4). Stabiles und verwindungssteifes Edelstahlmaterial. Gelocht – für perfekten Halt des Abdruckmaterials. Gerundete Kanten sorgen für eine atraumatische Abformung. Elektropoliert – garantiert höchstmögliche Korrosionsbeständigkeit. Geeignet für Autoklav, Thermodesinfektion und Ultraschallreinigung (die Richtlinien des Herstellers sind genau zu beachten).

53438 BO/0

53439 BO/1

53440 BO/2

53441 BO/3

53442 BO/4

Stück  
ab 10 Stück

12,90  
9,90

53443 BU/0

53444 BU/1

53445 BU/2

53446 BU/3

53448 BU/4

Stück  
ab 10 Stück

12,90  
9,90

Stück ab

9,90



OK

Oberkiefer



**Hinweis**  
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier

UK

Unterkiefer



**Abdrucklöffel**

OMNIDENT Abdrucklöffel bieten eine hervorragende Retention des Abdruckmaterials durch einen durchgehend anliegenden Randschlussbügel. 18/8 Edelstahl. Retentionsbördelung. Kein Haftspray erforderlich.




Stück ab **9,90**

<b>15784</b> OK XS/5	<b>15788</b> UK XS/5
<b>15786</b> OK S/4	<b>15791</b> UK S/4
<b>15785</b> OK M/3	<b>15790</b> UK M/3
<b>15783</b> OK L/2	<b>15789</b> UK L/2
<b>15787</b> OK XL/1	<b>15792</b> UK XL/1
Stück ab 10 Stück <b>12,90</b> ab 10 Stück <b>9,90</b>	Stück ab 10 Stück <b>12,90</b> ab 10 Stück <b>9,90</b>



Spender 50 ml

**10,90**



### OmniTouch tendency

OmniTouch tendency ist eine sehr hochwertige und reichhaltige Hautpflegecreme für alle Hauttypen. Auch als Gesichtscrème zu verwenden. Sie wirkt hautberuhigend, rückfettend und feuchtigkeitsspendend. Die Hautlotion zieht schnell ein und hält die Haut lange feucht und geschmeidig. Sie kann extrem sparsam verwendet werden: max. 1 Hub aus dem Airless Spender verwenden und sanft einreiben.

**93102**



50 ml Dosierspender

**10,90**



### OmniTouch Haut- und Nagelbalsam

Viele Desinfektionsmittel greifen nicht nur die Haut, sondern auch die Fingernägel massiv an. Dadurch entstehen kleine Haarrisse, in denen sich Krankheitserreger einnisten und trotz Desinfektion überleben können. Das OmniTouch Haut- und Nagelbalsam enthält deshalb hochwertige Komponenten, die das Horn der Fingernägel dauerhaft stärken. Ausgesuchte Öle pflegen nachhaltig die Haut und machen sie fit für die Strapazen des Praxisalltags. Das zügig einziehende OmniTouch Haut- und Nagelbalsam applizieren Sie mindestens einmal morgens und abends aus dem praktischen Vakuum Dosierspender.

**61312**



100 ml Dosierspender  
ab 6 Spender

**6,29**  
**5,89**

gleich  
mitbestellen:



**gratis**

### Reinigungs- und Desinfektionsplan

Der praktische Reinigungs- und Desinfektionsplan für die Zahnarztpraxis. Aktualisiert, übersichtlich und vor allem: kostenlos! Format 320 x 748 mm, geschützt in einer Versandtasche.

**81081**



gratis

# Hand drauf



Spender 100 ml ab

**5,89**







Flasche 250 ml ab  
**6,29**

### Ultra Orange

Reinigungslösung auf Basis von natürlichen Orangenölen. Zur Reinigung von Flächen und Instrumenten von Verunreinigungen aller Art, speziell von Zinkoxyd-Eugenol-Pasten, Silikon, Alginaten, Haftlack, Fetten und Blutresten.

**23621**  
250 ml Flasche  
ab 3 Flaschen

**7,29**  
**6,29**

### Salivasept ▶

Spezialpräparat zur Desinfektion und Pflege von Mundspülbecken in zahnärztlichen Behandlungseinheiten. Es kann ebenfalls zur Reinigung von Waschbecken, WC, Fliesen etc. verwendet werden. Mundspülbecken-reiniger Salivasept entfernt zuverlässig Ablagerungen von Kalk, Blut und Farbstoffreste von Plaque-Tabletten.

**17801**  
Flasche 750 ml **12,50**



### Omnicare ▼

Die Omnicare Waschlotion spendet Haut und Händen die ideale Dosis an Feuchtigkeit und essentiellen Vitaminen (C, E, B5). Die Wirksubstanzen halten die Haut bei hoher Beanspruchung im Gleichgewicht und führen extra Feuchtigkeit zu. Die Haut spannt nicht und wirkt strahlend frisch. Angenehm duftend. Die Seife ist dermatologisch getestet.

**19353**  
500 ml Flasche  
mit Pumpspender **4,95**

**84502**  
500 ml Eurospenderflasche **4,95**



### Saliva Nanosept

Nachhaltige und hochwirksame Mundspülbecken-Desinfektion und -Reinigung. In der Foamer-Flasche für wirkoptimierten Desinfektions- und Reinigungsschaum.

**89527**  
Foamer-Flasche 400 ml **12,90**

**13659**  
1 l Eurospenderflasche **8,90**

**19354**  
10 l Kanister **35,90**

Kanister 10 l  
**35,90**

Flasche 500 ml  
**4,95**



### Omni ProfiCleaner universal



Flasche 500 ml  
**10,90**

Der Omni ProfiCleaner universal reinigt und entfettet alle Metalle, Kunststoffe, Gummi, Glas, Keramik, Holz oder lackierte und beschichtete Flächen.

Er löst kraftvoll und gezielt Fett, Öl, Harz, Ruß, Wachs, Trennmittel, Umformmedien, Kühlschmierstoffe sowie Etiketten- und Klebstoffrückstände.

Die besondere Wirkstoffformel aus Spezialtensiden und Alkoholen enthält keine silikonhaltigen Entschäumer und ist nicht rückfettend.

**216187**  
Flasche inkl. Sprühkopf  
500ml

**10,90**



Dose 150 ml  
**3,90**

### Omni ProfiCleaner Multischaum

Der Omni ProfiCleaner Multischaum ist ein universell einsetzbarer, kraftvoller Schaumreiniger. Der ProfiCleaner Multischaum ist biologisch abbaubar, phosphat- und formaldehydfrei sowie frei von korrosiven und ätzenden Zusätzen.

Anwendungsgebiete:

- Reinigt rückstandsfrei alle Glas-, Chrom- und Kunststoffteile
- Beseitigt gründlich Insekten, Schmierflecken und Schmutzfilme
- Entfernt schonend Flecken aus Teppichen und Polstern
- Löst Schmutzfilme von Armaturen, Fliesen und lackierten Oberflächen
- Frischt matte und verwitterte Kunststoffe wieder auf

**216186**  
Dose 150ml

**3,90**

### Omniwipes



Refill 100 Stück ab  
**3,30**



jetzt als befüllte Spenderdose

unsere praktische **Universalschere** finden Sie auf Seite 9



Zur schnellen Desinfektion von kleinen Flächen, insbesondere Hand- und Winkelstücken, Behandlungseinheiten und Arbeitstischen in Zahnarztpraxen. Aldehydfrei. Tränkflüssigkeit ist VAH-gelistet. Wirkungsspektrum (Tränkflüssigkeit): Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (M.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV) und H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute\*; Adeno-, Rota-, Noro-Viren nach EN14476 (hohe Belastung) 1 Minute\*, begrenzt viruzid Plus.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**213875** Neutral

**213876** Lemon

Spenderdose befüllt mit 100 Tüchern 12 x 20 cm **6,19**

**25452** Neutral

**85421** Lemon

Refill-Beutel mit 100 Tüchern 12 x 20 cm ab 6 Beutel **3,90**  
ab 12 Beutel **3,60**  
**3,30**

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

### ProfiCleaner Sanitary

Der Bad und Armaturenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Sanitary löst schonend und zuverlässig stärkste Verschmutzungen. Entfernt Urinstein, Kalk- und Rostablagerungen, ohne das Material anzugreifen. Geeignet für die Reinigung von Waschbecken, Armaturen, Duschen, Speibecken, Fliesen, etc. Nicht auf säureempfindlichen Materialien (z. B. Marmor) einsetzen.

**34317**  
Sprühflasche 750 ml  
ab 2 Sprühflaschen  
ab 6 Sprühflaschen  
ab 12 Sprühflaschen

**5,89**  
**5,49**  
**5,19**  
**4,99**



Flasche 750 ml ab  
**4,99**

smile price



Flasche 750 ml ab  
**4,99**

### ProfiCleaner Surface

Der Oberflächenreiniger aus dem Profibereich. ProfiCleaner Surface ist ein extrem schmutz- und fettlösender Reiniger für den gesamten Dentalbereich. Im Sprüh-Wischverfahren werden die Verunreinigungen mühelos gelöst und in einem sauberen Wischtuch schlierenfrei gebunden. Ohne Nachwischen oder Neutralisieren. Auf allen abwaschbaren Oberflächen wie Edelstahl, Glas, Plexiglas, Kunststoff, Fliesen einsetzbar.

**13531**  
Sprühflasche 750 ml  
ab 2 Sprühflaschen  
ab 6 Sprühflaschen  
ab 12 Sprühflaschen

**5,89**  
**5,49**  
**5,19**  
**4,99**

**Omniwipes wet & easy Plus** ▶

Gebrauchsfertige, vorgetränkte feste und praktische Tücher zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet sind die Tücher für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat) Bakterien (*E. hirae*, *P. aeruginosa*, *S. aureus*, *E. coli*) und *Candida albicans* nach VAH und EN16615 (hohe Belastung): 2 Min.\* Flache Packung zum verstauen in schmalen Schubladen. Aldehydfrei.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**120376**  
Pckg. 80 Tücher,  
Format 25 x 25 cm  
ab 6 Pckg.

**11,90**  
**10,80**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



unseren neuen  
Desinfektionsplan  
finden Sie auf  
Seite 12

**Hinweis**  
Informationen zu Flächen-  
desinfektionsprodukten  
finden Sie hier



Pckg. 1 Tuch  
**0,39**

**Omniwipe to Go**

Gebrauchsfertiges Hände- und Flächen-Desinfektionstuch. Einzeln verpackt im kompakten Folienbeutel ist das Omniwipe to Go ideal für die schnelle und zuverlässige Desinfektion unterwegs. Tuchmaße 18,5 x 20 cm.

**smile price**

**211479**  
Pckg. 1 Tuch

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

**0,39**

▶ **Omniwipes wet & easy**

Getränkte Desinfektionstücher ideal für die Lagerung in der Schublade. Zur Reinigung und Schnelldesinfektion von alkoholbeständigen Flächen und Medizinprodukten. Praktische Handhabung durch wiederverschließbaren Flachbeutel. Wirkungsspektrum: Bakterizid inkl. MRSA, levurozid nach Standardmethoden des VAH zur Flächendesinfektion (hohe organische Belastung) 2 Min. Begrenzt viruzid plus inkl. HBV/HCV/HIV gem. RKI Empfehlung 1 Min\*. VAH gelistet.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

- 212069** fleur
- 212071** lemon
- 212070** neutral

Pckg. 80 Tücher,  
Format 25 x 25 cm  
ab 6 Pckg.

**10,90**  
**9,80**

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.  
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



**Alkohol-  
frei**

**VAH  
gelistet**

Pckg. 80 Tücher ab  
**10,80**

**voll  
viruzid**

**VAH  
gelistet**

**begrenzt  
viruzid  
Plus**

Pckg. 80 Tücher ab  
**9,80**



# wet and

## Omniwipes wet

Fertig getränkte Premiuntücher zur Wischdesinfektion. Omniwipes wet macht umständliche Dosier- und Befüllungsarbeiten überflüssig. Damit ist neben dem Vorteil der Zeitersparnis eine hohe Desinfektionssicherheit (keine Unter- oder Überdosierung) gegeben. Die hochwertigen Omniwipes SuperSoft Tücher im Format 30 x 28 cm sind fusselfrei, sehr weich und reißfest. Qualität 50g/qm, 100% PES. Die Tücherpackung à 90 Blatt ist mit Omnizid fertig getränkt. Einfach den Standbeutel aufschneiden und in den passenden Spenderimer stellen. Den Eimerdeckel, Reservoir und Tücherabrissperforation mit einem Desinfektionstuch vor dem Verschließen desinfizieren. Die Kompatibilität von Tuchmaterial und der Tränkflüssigkeit Omnizid ist gutachterlich bestätigt. VAH-gelistet.

*Einwirkzeiten und Wirkungsspektren Omnizid S. 20/21*

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

- 14201**  fleur 21,50
  - 120375**  lemon 20,50
  - 120374**  neutral
- Pckg. mit 1 Rolle Vlies à 90 Tücher 30 x 28 cm ab 2 Pckg.

- 76415**  Spenderbox, Maße inkl. Reservoir ca. 19 x 22 x 19 cm (BxHxT) 9,90

**Hinweis**

Informationen zu *Flächendesinfektionsprodukten* finden Sie hier



unsere praktische **Universalschere** finden Sie auf Seite 9



Spenderbox **9,90**



**begrenzt viruzid Plus**

**VAH gelistet**

Pckg. 90 Tücher ab **20,50**



**bewährte Tuchqualität:** Omniwipes SuperSoft



# dry

## Omniwipes Dry ▶

Wischdesinfektions-System zur Benutzung mit Tränkflüssigkeit (Flächendesinfektion z.B. Omnizid). Die Tücher bestehen aus einem hochqualitativen, fusselfreien Vlies 50 g/qm im Format 15 x 23 cm. Der Vliesstoff ist besonders reißfest. Die praktische Tuch-Spenderbox ermöglicht eine Einzelentnahme der getränkten Tücher und lässt sich nach Gebrauch luftdicht verschließen.

*Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: [www.omnident.de](http://www.omnident.de) > Downloadbereich > Vier-Felder-Test*

**76414**  
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies  
 à 240 Tücher 15 x 23 cm **21,90**

**76415**  
 Spenderbox, Maße inkl. Reservoir  
 ca. 19 x 22 x 19 cm (BxHxT) **9,90**



Spenderbox  
**9,90**

Refill-Pckg.  
**21,90**

**perfekt kombinierbar mit Omnizid**  
 siehe Seite 21

**superweiche Qualität**

Refill-Pckg.  
**19,90**



## ◀ Omniwipes Dry SuperSoft

Premium Desinfektionstücher. Fussel-frei, streifenfrei, sehr weiche und reiß-feste Qualität 90% PES. Tuchformat 30 x 28 cm, 50 g/m. Die Tuchstruktur hält hervorragend die Tränkflüssigkeit. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach jeder Tuchentnahme wieder bequem luftdicht verschließen. Als Desinfektionsflüssigkeit empfehlen wir Omnizid.

*Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: [www.omnident.de](http://www.omnident.de) > Downloadbereich > Vier-Felder-Test*

**95533**  
 Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies  
 à 90 Tücher 30 x 28 cm **19,90**

**76415**  
 Spenderbox **9,90**



**begrenzt viruzid Plus**

**VAH gelistet**

◀ **Omnizid fleur**

Gebrauchsfertige alkoholische Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von Inventar in hygienisch kritischen Bereichen. Bakterizid nach EN 13727 und EN 13697 (hohe Belastung), levurozid, tuberkulozid und begrenzt viruzid plus: 1 Min.\* Mit angenehmem Frische-Duft und sehr breiter Wirksamkeit zu Ihrem Schutz.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**98467**  
  
 Sprühflasche 0,5 l

7,90

**98468**  
  
 Kanister 10 l

49,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

**Omniwipes Dry Velours ▶**

Premium Desinfektionstücher mit hochwertigen Microfaser-Eigenschaften. Fusselfrei, streifenfrei, sehr weiche und dicke Struktur sowie extrem reißfeste Tuchqualität. Für eine mindestens doppelt so große Wischfläche geeignet wie vergleichbare Tuchgrößen (Maxi-Format 28 x 28 cm). Hervorragendes Saug- und Wiederabgabevermögen für flüssige Desinfektionslösungen wie Omnizid. Die spezielle Spenderbox hält durch eine Depotdeckelöffnung die Tücher sehr lange feucht und lässt sich nach Tuchentnahme luftdicht verschließen.

*Gutachten über den Vier-Felder-Test ist abrufbar über: [www.omnident.de](http://www.omnident.de) > Downloadbereich > Vier-Felder-Test*

**89385**  


Refill-Pckg. mit 2 Rollen Vlies à 75 Tücher 28 x 28 cm

29,90

**76415**  


Spenderbox, Maße inkl. Reservoir ca. 19 x 22 x 19 cm

9,90

**perfekt kombinierbar mit Omnizid**  
 siehe Seite 21

Refill-Pckg.

**29,90**



**total disinfection**



## OmniBiozid Plus

Alkoholfreie, gebrauchsfertige Lösung zur schnellen Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar sowie von patientennahen und hygienisch kritischen Bereichen. Besonders geeignet ist die Lösung für die terminale Desinfektion von alkoholempfindlichen Medizinprodukten wie Endoskopen und Sonden oder Intraoralkameras. Tuberkulozid und viruzid. Bakterien nach EN13727 und EN13697 (hohe Belastung) und levurozid 1 Min.\* Sehr gut materialverträglich (nicht empfohlen zur Anwendung auf Acrylglas/Polycarbonat). Aldehydfrei. VAH gelistet.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**121172**  
  
 Sprühflasche 0,5 l 9,50

**121173**  
  
 Kanister 10 l 51,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

**VAH gelistet**

Flasche 1 l  
**9,50**

**ohne Alkohol**

Kanister 10 l  
**51,90**

**voll viruzid**

**Hinweis**

Informationen zu Flächendesinfektionsprodukten finden Sie hier



## OmniBiozid

Alkoholfreie gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von Oberflächen auf der Basis von quartären Ammoniumsalzen mit angenehmem Geruch, der auch eine Schnelldesinfektion von Flächen und Praxisinventar, bestehend aus alkoholempfindlichen Materialien wie Acrylglas, Kunstleder und anderen Kunststoffen, ermöglicht. Die Sprühflasche ist mit einem Schaumprühkopf ausgestattet. Die zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig benetzt sein. Danach 1 Minute\* bzw. gemäß nebenstehenden Zeitangaben einwirken lassen. Bakterizide Wirkung: nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute\* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Begrenzt viruzide Wirkung: Inaktivierung von behüllten Viren z.B. HBV, HCV, HDV, HIV, Influenzavirus A,B,C (Vogelgrippe), H1N1 (Schweinegrippe), Pockenvirus, Herpes simplex, Varizella Zoster Virus, Humanes Herpes Virus,

Respiratory Syncytical Virus, Humanes T-Zell-Leukemievirus, FSME-Virus 1 Minute\* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Inaktivierung von z.B. Rota-, Noro- und Adeno-Viren: 1 Minute\* als alkoholfreie Schnelldesinfektion. Levurozid (candida albicans): nach Standardmethoden der VAH: 1 Minute als alkoholfreie Schnelldesinfektion.\*

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**45407**  
  
 Dosierflasche 1 l 9,90

**45441**  
  
 Kanister 10 l 54,90

**91956**  
  
 Ersatz Sprühkopf 1,90

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

**ohne Alkohol**

**VAH gelistet**

Flasche 1 l  
**9,90**

Kanister 10 l  
**54,90**

## Omnidril

Gebrauchsfertiges Bohrerbad hervorragend geeignet zur Desinfektion und Reinigung von rotierenden Dentalinstrumenten, inklusive Wurzelkanalinstrumente, Gummipolierer und keramischen Schleifkörpern. Ausgezeichnete Reinigungskraft und Korrosionsschutz. Aldehyd- und phenolfrei. VAH/DGHM-gelistet. Ultraschallbad-geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid, levurozid (Candida albicans), tuberkulozid, wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/ HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: 5 Min. inkl. HBV/ HIV/HCV. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

<b>10338</b>	Flasche 2 l	13,50
<b>10337</b>	Kanister 10 l	51,90
<b>128023</b>	Kanister 5 l	27,50



Omni Einmal PE Schürze finden Sie auf Seite 36



Kanister-Zubehör finden Sie auf Seite 15



Hinweis

Informationen zu Desinfektionsprodukten finden Sie hier



## Omnipur

Aldehyd- und phenolfreie Flächen-desinfektion. Konzentrat zur Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar gemäß Medizinproduktegesetz von Flächen wie Fußböden. Besonders geeignet für Bereiche, in denen eine Geruchsbelästigung vermieden werden muss. Biologisch abbaubar, mit guter Reinigungskraft, mit angenehmem Duft. VAH-gelistet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inklusive MRSA), levurozid (candida albicans), tuberkulozid (niedrige Belastung) wirksam gegenüber behüllten Viren (z. B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe). Nach VAH: 2% = 5 Minuten, behüllte Viren nach RKI/DW: 3% = 15 Minuten, Bakterien und candida albicans nach VAH.

<b>85460</b>	Dosierflasche 1 l	13,50
<b>87450</b>	Kanister 10 l	62,50

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Hinweis

Informationen zu Dosierhilfen finden Sie hier



VAH gelistet

**voll viruzid**

**VAH gelistet**



Kanister 10 l  
**129,00**

Flasche 1 l  
**19,90**

**Omnisept Plus**

Omnisept Plus – die neue Generation im Bereich Reinigungs- und Desinfektionsmittel für das gesamte (chirurgische) Instrumentarium in der Zahnarztpraxis. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

Besondere Eigenschaften:

- Ausgezeichnete und umfassende mikrobizide Wirksamkeit gegen Bakterien und Hefen (1%: 30 Min.; 2%: 15 Min.)
- erweitertes Wirkungsspektrum gg. M. terrae (1%: 60 Min.)
- inaktiviert behüllte Viren (HBV/HIV/BVDV/HCV, Vaccinia, Noro) und unbehüllte Viren (Adeno- und Polio) 3%: 15 Min.
- nicht proteinfixierend
- erfüllt somit die Anforderungen an die vollständige Viruzidie
- schnelle Wirksamkeit in bereits geringer Konzentration

- verbesserte Materialverträglichkeit, gutes Korrosionsverhalten durch das Fehlen von Chloriden und niedrigere alkalische Einstellung (pH 11)
- aldehyd- und phenolfrei
- verbesserte Zusammensetzung und sparsamer Einsatz chemischer Stoffe, biologisch verträglicher (Fertiglösung)
- schon ab 1%iger Verdünnung anwendbar
- geeignet für die Verwendung im Ultraschallbad
- VAH gelistet

**55585**  
Dosierflasche 1 l **19,90**

**55543**  
Kanister 10 l **129,00**

**Omnisept**

Zur Desinfektion und Reinigung zahnärztlicher Instrumente. Aldehyd- und phenolfrei, geringstmögliche Anwendungskonzentration: Schon ab 1%iger Verdünnung verwendbar. VAH-gelistet. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), tuberkulozid (m.terrae), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), Einwirkzeiten nach Standardmethoden der VAH: 1%: 60 Minuten; 1,5%: 15 Minuten. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

**schon ab 1%-iger Lösung verwendbar**

**VAH gelistet**



Kanister 10 l  
**129,00**

Kanister 5 l  
**69,90**

**10336**  
Dosierflasche 1 l **19,90**

**10335**  
Kanister 10 l **129,00**

**128019**  
Kanister 5 l **69,90**



### ◀ Omnisept IMP

Gebrauchsfertige Lösung zur Tauchdesinfektion und Reinigung von Abformungen. Omnisept IMP beeinflusst die Oberflächenqualität und das Dimensionsverhalten der Materialien nicht und verhält sich farbneutral. Omnisept IMP ist aldehyd- und phenolfrei und eignet sich zur Desinfektion von zahn-technischen Werkstücken und Prothetikmaterial aus Polyether, A/C-Silikon, Alginat und Hydrokolloiden. Ultraschallbad geeignet. Wirkungsspektrum: Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (Candida albicans), wirksam gegenüber behüllten Viren (z.B. HBV/HIV/HCV), H1N1 (Schweinegrippe) und Rota-Viren. Einwirkzeiten nach VAH/DGHM: 2 Min\*. Die Lösung ist bei Verwendung täglich zu wechseln.

\* kürzeste Einwirkzeit für Flächendesinfektionsmittel in VAH/DGHM-Liste: 5 Min.

**79231**



Kanister 10 l

**59,90**

*Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.*

Kanister 5 l

**59,90**

Omni Einmal PE Schürze finden Sie auf Seite 36



### Desinfektionswanne

Omnident Desinfektionswanne mit Siebeinsatz und Deckel. 3 Liter Fassungsvermögen. Max. Reinigungstemperatur 60° C. Maße: außen 32 x 21 x 12,5 cm; innen 24,5 x 15,5 x 10 cm.

**49501**



Stück  
ab 5 Stück

**54,90**

**45,90**



Informationen zu Dosierhilfen finden Sie hier



### Kanisterzubehör

Dosier- und Entnahmezubehör für die 5- und 10-Liter Kanister der Omnident Reinigungs- und Desinfektionsserie.

**14228**



Kanisterschlüssel

**7,99**

**14227**



Dosierpumpe (ca. 30 ml / Hub)

**15,90**

**14226**



Kanisterhahn

**9,90**



Stück ab

**45,90**



Flasche 1 l

**16,90**

### Omni WaterClean OX6

Omni WaterClean OX6 dient der Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Zur gebrauchsfertigen Verwendung im automatischen Dosiersystem von Behandlungseinheiten geeignet. Als 0,5%ige Verdünnung kann es kontinuierlich eingesetzt werden, verringert das Keimwachstum und die Bildung von Biofilmen in den Behandlungswasserwegen. Die Anwendung einer 4%igen Lösung dient der Aufbereitung des wasserführenden Systems. Das Präparat besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit.

**216184**



Flasche 1 l

**16,90**



Flasche 1 l

**16,90**

### Omni WaterClean Sept 5

Omni WaterClean Sept 5 ist ein gebrauchsfertiges Präparat zur Keimreduktion des wasserführenden Systems in dentalen Behandlungseinheiten. Zur Verwendung im automatischen Dosiersystem von Behandlungseinheiten geeignet. Als 1,0%ige Verdünnung kann es kontinuierlich eingesetzt werden und verringert das Keimwachstum und die Bildung von Biofilmen in den Behandlungswasserwegen. Eine Intensiventkeimung ist ebenfalls möglich. Das Präparat besitzt eine sehr gute Materialverträglichkeit.

**216185**



Flasche 1 l

**16,90**

### Omnisuc ▶

Mit Omnisuc steht Ihnen ein hochwirksames Konzentrat zur Verfügung, mit dem gleichzeitig eine Aldehyd- und schaumfreie Desinfektion, Reinigung und Pflege für alle zahnärztlichen Sauganlagen und Amalgamscheider gewährleistet ist. Selbst hartnäckige Ablagerungen werden gelöst. Das desinfizierende Wirkungsspektrum nach Standardmethoden der DGHM umfasst: bakterizid, levurozid (Candida albicans), begrenzt viruzid (behüllte Viren, HBV, HCV und HIV). Dosierung 2% = 5 Min., 3% = 2 Min. Mit integrierter Ausgießhilfe und Dosierbecher. Von DentsplySirona freigegeben.

**84393**



Flasche 2,5 l  
ab 4 Flaschen

**33,50**  
**28,50**



Flasche 2,5 l ab

**28,50**



Flasche 2,5 l ab

**18,90**



### Omnisuc Filter ▶

Einwegfilter gelb für Separierautomatik und Selektivablagen.

**99466**



Pckg. 12 Stück  
ab 2 Pckg.

**24,90**  
**19,90**



Pckg. 12 Stück ab

**19,90**

### Omnisuc Cleaner

Schaumarmes Reinigungskonzentrat zur Reinigung von zahnärztlichen Absauganlagen inkl. deren Abflussleitungen. Bei regelmäßiger Anwendung werden Belagsbildung und Verstopfungen vermieden, bzw. bereits vorhandene Ablagerungen aufgelöst. Omnisuc Cleaner ist 5- oder 10%ig anwendbar.

**55153**



Flasche 2,5 l  
ab 4 Flaschen

**21,90**  
**18,90**



# einfach fantasdish!



## Omnisept dishcleaner Clear

Schaumarmen Klarspüler (Konzentrat) für die maschinelle Aufbereitung von medizinischen Instrumenten und Utensilien in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG). Laboren.

**216182**  
Flasche 1 l

## Omnisept dishcleaner MC ▶

Enzymatischer Instrumentenreiniger für die manuelle und maschinelle Aufbereitung von Instrumenten, Endoskopen und Laborgeräten.

**216179**  
Kanister 5 l **31,50**

**Hinweis**  
Informationen zu Omnisept dishcleaner finden Sie hier



Kanister 5 l  
**31,50**

## 9,90 Omnisept dishcleaner Z ▶

Phosphat- und tensidfreies Konzentrat zur Neutralisation alkalischer Rückstände aus dem Hauptreinigungsschritt und Joder der sauren Vorreinigung bei der maschinellen Reinigung in Reinigungs- und Desinfektionsautomaten (RDG).

**216180**  
Kanister 5 l **31,50**



Kanister 5 l  
**31,50**

## Omnisept dishcleaner FA ▶

Schaumfreies, alkalisches Reinigungskonzentrat zur maschinellen Reinigung von chirurgischen Instrumenten, medizintechnischen Utensilien, sowie Laborglas in Krankenhäusern, Arztpraxen und Laboren.

**216181**  
Kanister 5 l **31,50**



Kanister 5 l  
**31,50**



Pckg. 30 squeeze bottles

**38,90**

### Omni Ink Test

Einmal-„squeeze bottle“ zur routinemäßigen Überprüfung von Siegelnähten (Tintentest) nach EN ISO 11607-1 / ASTM F1929

**124095**

Pckg. 30 squeeze bottles

**38,90**



Pckg. 100 Stück

**37,90**

### Omni Seal Test

Der Omni Seal Test dient zur Überprüfung einer durchgehenden und schadenfreien Siegelnaht mit einer Mindestbreite von 8 mm. Darüber hinaus können auf dem Seal Test die zur Dokumentation erforderlichen Prozessdaten erfasst werden.

**93254**

Pckg. 100 Stück

**37,90**



Pckg. 100 Teststreifen

**195,-**

Pckg. 300 Stück

**135,90**

### Omni Helix Test

Omni Helix Test ist ein Sterilisations-Kontrollsystem für alle Typ B Autoclaven nach EN 867 Teil 5 ISO 11140-6 Klasse 2.

**93255**

Pckg. 300 Stück

**135,90**



Set

**189,-**



### Omni Helix Test Pro

Der Helix Test Pro Langzeitprüfkörper wurde nach der EN 867-5 für Klasse B Autoclaven gefertigt. Dank der hochwertigen Materialien ist der Prüfkörper dauerhaft wieder verwendbar. Die Teststreifen samt Dichtring können als Refill Set nachbestellt werden. Dieses Testset erfüllt die höchsten Ansprüche an Chargenkontrollsystemen.

**221865**

Set: Omni Helix Test Pro, 400 Indikatorstreifen

**189,00**

**221866**

Refill-Pckg.

400 Indikatorstreifen

**98,50**

Stück

**4,79**



### Omni Bowie & Dick Test

Das Einmaltestpaket eignet sich besonders für den täglichen Bowie & Dick Test im Dampfautoclaven nach DIN EN 13060 (Klasse B). Typ 2.

**122341**

Stück

**4,79**

### Omni Wash Test

Zur Überprüfung der Reinigungs- und Desinfektionsleistung (Funktionstest) des RDG (Thermodesinfektor). Dieses Testsystem überprüft die maschinelle Reinigung und Desinfektion Ihres RDG. Testanhaftungen überprüfen sowohl die Leistung der Sprüharme, als auch eine ggf. entstandene Über/Unterdosierung. Die separat erhältliche Omni Wash Test Prüfleiste dient zur Aufnahme des Omni Wash Tests und der Platzierung im Thermodesinfektor. Edelstahl, schwere Ausführung, unverwüsthlich.

**118888**

Pckg. 100 Teststreifen

**195,00**

**118889**

Prüfleiste, Stück

**59,90**



## Omnifol

Einmal-Sterilisationsfolie. Getönte Klarsichtverbundfolie aus einer Papier-Folien-Kombination. Für die Dampf- und Gassterilisation mit Indikator, Spezialpapier, einreißfester Folie, vollkommen peelbar, nahezu faserfreie Ablösung.



Pckg. ab  
**19,90**

### 26420



Omnifol 50  
50 mm, Rolle mit 200 m

**19,90**

### 26421



Omnifol 75  
75 mm, Rolle mit 200 m

**23,90**

### 26422



Omnifol 100  
100 mm, Rolle mit 200 m

**37,50**

### 79567



Omnifol 200  
200 mm x 50 mm (für Trays),  
Rolle mit 100 m

**69,90**



Das technische Datenblatt  
zu Omnifol Sterifolie  
finden Sie hier



# Siegel- sicher



Stück  
**390,-**

## Omni Steri Rollenhalter

Omni Steri Rollenhalter aus Edelstahl. Kann an der Wand montiert oder mit den mitgelieferten Standfüßen verwendet werden. Inklusive Messer. Maße 51 x 27,5 x 13 cm (L x B x H). Standfüße 16 cm.

**122340**  
Rollenhalter, Stück

**390,00**



## Omni Etikettierer

Zum schnellen und einfachen Etikettieren des Sterilguts. Inkl. 1 Rolle Etiketten und Farbwalze.

### 122003



Etikettierer, Stück

**198,00**

### 122004



P2 Etiketten  
Pckg. 4 x 500 Stück

**29,90**

### 124096



Farbwalze, Stück

**15,00**



Stück  
**198,-**



## Omni Sensorspender

Sensorspendersystem für Papierrollen inklusive Wandhalterung. Netzunabhängige Stromversorgung durch Batterien (im Lieferumfang enthalten). Maße ca. 390 x 320 x 210 mm (H x B x T). Die für das Sensorspendersystem erhältlichen Nachfüllrollen sind aus 100 % Zellstoff. 2-lagig mit TAD Papierqualität. Rollenbreite 20 cm.

**117477**  
  
 Sensorspendersystem (unbefüllt) **137,90**

**117478**  
  
 6 x 100 m Nachfüllrollen (Papierqualität TAD) **52,90**

**130430**  
  
 Schlüssel **1,90**

Stück  
**137,90**



# Freude-Spender



Karton 3.750 Stück  
**59,90**

### Omni-Z Green

Omni-Z Green Einmal-Falhtandtücher.  
Grün, zweilagig. Zickzack-Falzung.  
Format 24 x 23 cm.

**66629**  
Karton mit 3.750 Stück **59,90**

### Omni-Z Premium Interfold

Das ultimative, zweilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

**23693**  
Karton mit 3.000 Stück **55,90**



Karton 2.680 Stück  
**55,90**



### Omni-Z Eco

Omni-Z Eco Einmal-Falhtandtücher.  
Naturweiß, einlagig. Zickzack-Falzung.  
Format 25 x 23 cm.

**10990**  
Karton mit 5.000 Stück **35,90**



Karton 5.000 Stück  
**35,90**



Karton 2.600 Stück

**51,90**

### Omni-Z Interfold Plus

Als Plus jetzt mit einer Lage mehr: das ultimative, dreilagige, superflauschige, extrem saugfähige Einmalhandtuch im Zick-Zack Interfoldformat 22 cm x 32 cm.

**93307**

Karton mit 2.300 Stück **55,90**



**3-lagig!**

Karton 2.300 Stück

**55,90**

### Omni-Z TAD

Einmal-Falhtandtücher. Weiß, 2-lagig. Besonders weich, bindungs-fähig und damit reissfest. Zick-zack-Falzung. Format 20 x 23 cm.

**13532**

Karton mit 2.600 Stück **51,90**



### Omni-Z Wandspender

Euro-Handtuchspender für Omni-Z Einmal-Falhtandtücher. Gehäuse aus Kunststoff, Farbe weiß. Maße 28 x 37 x 13 cm (B x H x T). Lieferung inkl. Befestigungsmaterial.

**69740**

Stück **42,90**

**95957**

Adapter für Nicht-eurospender, Stück **gratis**



Karton 3.750 Stück

**48,90**

### Omni-Z Premium

Omni-Z Premium Einmal-Falhtandtücher. Weiß, zweilagig. Zickzack-Falzung. Format 24 x 21 cm.

**11044**

Karton mit 3.750 Stück **48,90**

Stück

**42,90**





Pckg. 250 Stück ab  
**4,99**

### Schwebetischauflagen

Format 28 x 36 cm.

<b>23287</b>	weiß
<b>23288</b>	grün
<b>14272</b>	blau
<b>88104</b>	gelb
<b>106040</b>	rosa
<b>106041</b>	lila
<b>106042</b>	orange

Pckg. mit 250 Stck.  
ab 5 Pckg. **9,30**

### Normtrayeinlagen

Filterpapier für Normtrays. Hochnass-fester Krepp 55 g/m<sup>2</sup>. Karton mit Ent-nahmeausschnitt. Größe 28 x 18 cm.

<b>79166</b>	weiß
<b>23286</b>	grün
<b>14271</b>	blau
<b>88103</b>	gelb
<b>91952</b>	rosa
<b>91953</b>	lila
<b>91954</b>	orange

Pckg. mit 250 Stck.  
ab 10 Pckg. **4,99**



Pckg. 250 Stück ab  
**9,30**



Pckg. 200 Stück  
**25,90**

### Zelltuchservietten

Weich und saugfähig, 40 x 40 cm.

<b>48357</b>	2-lagig weiß, Pckg. à 250 Stck.	<b>16,90</b>
<b>48361</b>	4-lagig weiß, Pckg. à 200 Stck.	<b>25,90</b>



### Omniprotect

Patientenschutzserviette aus drei Lagen Papiervlies mit einer Polyäthylen-Beschichtung. Das Papiervlies ist sehr saugfähig. Die Polyäthylen Beschichtung schützt den Patienten vor Verunreinigungen und Feuchtigkeit. 48 x 33 cm.

<b>19554</b>	weiß
<b>19553</b>	grün
<b>19552</b>	blau
<b>11646</b>	gelb
<b>11618</b>	lila
<b>11667</b>	orange
<b>117479</b>	rosa
Karton mit 500 Stck. <b>26,90</b>	



### Omni Bib Holder

Einweg Serviettenhalter mit Klebeverschluss. Größenflexibel, Farbe weiß.

**123296**  
Pckg. 250 Stück  
ab 5 Pckg.

11,90  
9,90



### OmniFresh Ultrasoft

Einmal-Zahnbürste mit bereits staubfreier Zahnpastaimprägnierung. Hygienisch einzeln eingeschweißt. Ideal für die Zahnpflege vor der Behandlung! Gehört in jede Praxis als Service des Zahnarztes für den Patienten. Im praktischen Dispenserkarton.

- ① **88106** mint
  - ② **51292** blau
- Pckg. mit 100 Stck.  
ab 10 Pckg.
- 11,90  
9,90
- ③ **30197**
- Pckg. mit 100 Stck. sortiert  
hellblau, orange, pink, gelb  
ab 10 Pckg.
- 11,90  
9,90





### Kopfschutztaschen

Kopfschutztaschen mit jeweils einer Lage Zellstoff und PE-Folie mit praktischer Abreißperforation, zum Schutz vor Verunreinigung, Schweiß etc. Passend für alle gängigen Praxiseinheiten. Größe 28 x 27 cm.

<b>103037</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	hellblau	
<b>103038</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	weiß	
<b>120210</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	grün	
<b>120211</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	dunkelblau	
Rolle mit 100 Stück ab 5 Rollen		<b>11,50</b> 10,50



Rolle 40 Stück ab  
**20,50**

### Omni ProfiProtect

Abdecktuch für die Prophylaxebehandlung. Die Größe des Tuchs bietet optimalen Schutz für den Patienten vor Verschmutzungen durch Salzpartikel. Omni ProfiProtect ist aufgrund der Materialkombination PE-Folie und Zellstoff besonders saugfähig, wasserundurchlässig und reifest. Vorperforierte Bänder an den Seiten ermöglichen eine für den Patienten angenehme Fixierung des Schutztuchs.

<b>83605</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	hellblau	
<b>22845</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	weiß	
Rolle mit 40 Stück 60 x 54 cm ab 4 Rollen		<b>21,50</b> 20,50



Rolle mit 200 Stück ab  
**16,50**

### Einweg-Patientenumhang

Großer Patientenumhang aus PE-Folie, mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 80 cm.

<b>65381</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	blau	
<b>65382</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	grün	
<b>65383</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	weiß	
Rolle mit 200 Stck. ab 5 Rollen ab 10 Rollen		<b>19,80</b> 17,20 16,50



**23435**  
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  
Wandspender, weiß, mit verstärkter Rückwand. Maße 33,5 x 13,5 x 13,5 cm (L x H x T). **19,90**

**65384**  
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  
Tischspender, weiß. Maße 33,5 x 13,5 x 13,5 cm (L x H x T). **17,90**



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 42



Rolle 80 Stück ab  
**13,50**

### Einmal-Patientenumhang

Aus dünner PE-Folie, mit saugfähiger Zellstoff-Auflage. Mit Halsausschnitt und Bändern. Größe 54 x 60 cm.

<b>67314</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	weiß	
<b>67315</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	hellblau	
<b>23433</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	grün	
<b>51198</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	gelb	
<b>51241</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	dunkelblau	
<b>51203</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	orange	
<b>51229</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	rosa	
<b>103228</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	lila	
Rolle mit 80 Stck. ab 5 Rollen ab 10 Rollen		<b>14,50</b> 13,90 13,50

### Omni Einmal PE Schürze

Einweg Laborschürze aus Polyethylen mit glatter Oberfläche. Feuchtigkeits- und undurchlässig und strapazierfähig. Einfaches An- und Ausziehen durch angenehme Rückenbindung und Verschlussbänder an der Taille. Größe 75 x 125 cm. 49µ heavy quality. Farbe blau.

**121275**  
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  
Pckg. 50 Stück **15,90**



Pckg. 50 Stück  
**15,90**



### Zellstofftupfer

Perforierte Einmal-Zellstofftupfer von der Rolle, an den Rändern verfestigt. Fusselfrei und weich. Größe 4 x 5 cm. Unsteril.

**125446**  
■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■  
Beutel mit 2 Rollen zu 500 Stck.  
ab 5 Beutel **4,89**  
4,39

Dose ab  
**12,90**

Einwegartikel



**Wattekügelchen ▲**

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



<b>55482</b> Dose 4 g	Gr. 00, ø 4 mm	<b>14,10</b>
<b>55483</b> Dose 4 g	Gr. 0, ø 4,8 mm	<b>12,90</b>
<b>55484</b> Dose 10 g	Gr. 1, ø 6,3 mm	<b>12,90</b>
<b>55485</b> Dose 10 g	Gr. 2, ø 7,6 mm	<b>12,90</b>



**Omni Vlieskompressen**

Sterile 6-lagige Vlieskompressen (30 g/m<sup>2</sup>) zur allgemeinen Wundversorgung. Format 5 x 5 cm. Eingesiegelt zu 2 Stück. Hergestellt aus 70 % Zellwolle und 30% Polyesterfasern. Die Vliesstoff-Kompressen haben eine offene, mullähnliche Struktur, sind saugfähig, weich und luftdurchlässig.

**215547**  
Pckg. 50 Stück. **3,90**



Pckg. 50 Stück  
**3,90**

**Mulltupfer (unsteril) ▼**

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer zum Trocknen von Kavitäten.

<b>16627</b> Pckg. mit 500 Stck.	Erbse	<b>15,90</b>	<b>82260</b> Pckg. mit 500 Stck.	Walnuss	<b>22,90</b>
<b>16628</b> Pckg. mit 500 Stck.	Haselnuss	<b>17,90</b>	<b>82261</b> Pckg. mit 400 Stck.	Pflaume	<b>32,90</b>



**Schaumstoffpellets ▲**

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

<b>72702</b> 6 x 8 mm, 500 Stck.	<b>13,80</b>
<b>72655</b> 8 mm, 500 Stck.	<b>13,80</b>
<b>72490</b> 5 mm, 1.000 Stck.	<b>13,80</b>
<b>72482</b> 4 mm, 3.000 Stck.	<b>13,80</b>



**Schaumstoffpellets plus ▲**

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hoch-effizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hoch saugfähiger Schaumstoff.

<b>56695</b> 6 x 8 mm, 500 Stck.	<b>15,20</b>
<b>56683</b> 8 mm, 500 Stck.	<b>15,20</b>
<b>56689</b> 5 mm, 1.000 Stck.	<b>15,20</b>
<b>56678</b> 4 mm, 3.000 Stck.	<b>16,50</b>



Packung ab  
**15,90**

**Mulltupfer steril**

Saugstarke, fadenfreie Mulltupfer aus Verbandmull (100% Baumwolle), STERIL eingesiegelt in einer Verpackung mit 2+3 Stück.

<b>203198</b> Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Erbse	<b>14,49</b>
<b>203199</b> Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Haselnuss	<b>15,49</b>
<b>203201</b> Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Walnuss	<b>16,49</b>
<b>203202</b> Pckg. 30 x 2+3 Stck.	Pflaume	<b>17,49</b>



steril



Pckg. 50 Stück

**9,90**



## Absogel Latexhandschuh

Der Omni Absogel Latexhandschuh ist die perfekte Lösung für den zahnärztlichen Anwender. Durch die High-End Qualität ergeben sich folgende Vorteile:

- perfekte Ergonomie / beidhändige Passform
- extrem strapazierfähig
- Speziallänge 300 mm
- feuchtigkeitsabsorbierende Hydrogel Innenbeschichtung
- dadurch bequeme, lange Einsatzzeiten
- auf Allergene geprüft & puderfrei
- perfekter Grip, trotzdem sehr gute Taktilität
- chemikalienbeständig Typ B (EN 374)
- Erfüllt die Norm EN 455
- PSA Kategorie III gem. Verordnung (EU) 2016/425
- AQL 1,5

<b>214129</b>	x-klein
<b>214130</b>	klein
<b>214131</b>	mittel
<b>214132</b>	groß
Pckg. 50 Stück	<b>9,90</b>

Extralang:  
**30** cm  
Gesamtlänge



Pckg. 100 Stück

**7,29**

## Latexhandschuhe

Einmal-Untersuchungshandschuhe mit besonders ausgeprägter Sensibilität. Sehr guter Tragekomfort, AQL 1,5, proteinarmer Latex. Hypoallergen. Puderfrei. Entspricht den Normen EN 455 und EN 374 Kat. III.

<b>58397</b>	x-klein
<b>58398</b>	klein
<b>58399</b>	mittel
<b>58400</b>	groß
<b>51332</b>	x-groß
Pckg. 100 Stück	<b>7,29</b>

Select ▶

Puderfreier, fast weißer Latexhandschuh. Unsteril, mit Rollrand. Hergestellt nach EN 455 T1-3. EN 374. AQL 1,5. Die hochwertige Polybeschichtung innen reduziert das Allergierisiko und erleichtert den Einstieg. Hohe Taktilität bei gleichzeitiger Griffigkeit durch mikrogeraute Handfläche.

<b>23742</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-klein
<b>23743</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	klein
<b>23744</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	mittel
<b>23745</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	groß
<b>23746</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-groß
Pckg. 100 Stück	<b>4,90</b>



Pckg. 100 Stück  
**4,90**

Sensitive Latex

Latex Untersuchungshandschuh der Premiumqualität. Sehr stabil und reißfest, gleichzeitig enorm elastisch mit hohem Tragekomfort. Die angeraute Oberfläche sorgt für einen hervorragenden Grip. Der Omni Sensitive übererfüllt alle erforderlichen Normen. EN 455. EN 374. AQL 1,5. Gewicht je Handschuh: Größe M ca. 6,5 g.

<b>110209</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-klein
<b>110212</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	klein
<b>110213</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	mittel
<b>110214</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	groß
Pckg. 100 Stück	<b>4,90</b>



Pckg. 100 Stück  
**4,90**

Ultragrip ▶

Puderfreier Einmal-Untersuchungshandschuh. Hergestellt aus Naturkautschuk mit speziell rutschfester Oberfläche. Proteinarm. Entspricht den Normen EN 455 und EN 374 Kat. III. AQL 1,5. Für Praxis und Labor. Nicht steril. Beidhändig verwendbar.

<b>11622</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-klein
<b>11623</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	klein
<b>11624</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	mittel
<b>11625</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	groß
<b>11626</b> ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■	x-groß
Pckg. 100 Stück	<b>7,90</b>



Pckg. 100 Stück  
**7,90**



absolute Reinheit

ohne Schwefel und chemische Allergene!

sicherer Schutz für alle Hauttypen



Pckg. 100 Stück

**6,90**



Patented Technology

## Omni DermaPro

Der Omni DermaPro ist ein puderfreier Nitril-Schutz- und Untersuchungshandschuh und bietet unter Einsatz der patentierten Low Derma™ Technologie besten Handschutz im Bereich der akzeleratorfreien Handschuhe. Er enthält weder Schwefel noch chemische Beschleuniger wie Thiuram, Thiazole und Carbamat und ist dadurch die perfekte Lösung für empfindliche Haut. Der Omni DermaPro kann im Umgang mit Materialien genutzt werden, die gegenüber Schwefel und anderen Beschleunigern reaktiv sind. Klinisch erprobt – reduziert Typ I sowie die Kontaktallergie Typ IV (Spättyp-Allergie). Der Einsatz des PSA-Kategorie III-Handschuhs ermöglicht es zudem, die Haut des Anwenders vor Chemikalien und der Exposition gegenüber sensibilisierenden Stoffen zu schützen, welche allergische Reaktion verursachen oder hervorrufen. Unsteril, mit Rollrand, texturierte Fingerspitzen, erfüllt die EN 420, EN 455, EN 374, AQL 1,5, Farbe: Metall-blau.

**208254** x-klein

**208255** klein

**208256** mittel

**208257** groß

Pckg. 100 Stück **6,90**

## Chemikalien Schutzhandschuhe

Omni Chemikalienschutzhandschuhe aus Nitril gegen hohe Risiken mit Baumwollflockenfutter für den Schutz im sterilen Bereich und während des Desinfektionsprozesses. Latexfrei, ideal für den Umgang mit Chemikalien (nach den Richtlinien der PSA, EN420, EN388, EN374, AQL 1,5), schützt bedingt gegen Durchbohren, Durchstoßen und vor Schnittverletzungen, der Handschuhschaft besitzt die erforderliche Länge. Farbe: grün. Länge 33 cm.

**203194** Größe 7

**203195** Größe 8

**203196** Größe 9

**203197** Größe 10

Pckg. 1 Paar **8,90**

Praktisch: mit umschlagbarem Sicherheits-Rand



Pckg. 1 Paar

**8,90**



# eye care

Stück  
6,90

①



## ◀ Omni eye protect

Schutzbrillen aus Kunststoff und Polycarbonat (Sichtscheiben) mit Ultraviolettenschutzfilter und flexiblen/verstellbaren Bügeln. Beide Brillen erfüllen die EN 166.

Zwei Modelle: Omni eye protect ist bestens für Brillenträger geeignet. Omni eye protect premium ist beständig gegen Beschlagen (Antifog) und ermöglicht eine gute Farberkennung. Die weichen und anpassungsfähigen Nasenpads sorgen für optimalen Sitz.

① **215601**  
  
 Omni eye protect **6,90**

②



Stück  
9,90

② **215600**  
  
 Omni eye protect premium **9,90**

## Omnimask Premium antifog

Der neue Omnident Mundschutz hat durch sein ergonomisches Design eine perfekte Passform und ist ideal für den täglichen Gebrauch von Brillenträgern.

Ausgestattet mit einer innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, reduziert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem Spinnvliesstoff, für empfindliche Haut zur Reduzierung von Hautirritationen.

Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filterleistung ist  $\geq 98\%$ , die Druckdifferenz ist  $< 60 \text{ Pa/cm}^2$ , Druck des Spritzwiderstandes (kPA)  $\geq 16$ . Produziert nach der Verordnung (EU) über Medizinprodukte 2017/745, Klasse I, CE, EN 14683:2019+AC:2019, Typ IIR.

mit Gummizug

<b>215196</b>	blau
<b>215197</b>	grün
<b>215198</b>	lila
<b>215199</b>	orange
<b>215200</b>	rosa
<b>215201</b>	weiß
<b>215202</b>	bordeaux
<b>215203</b>	cedro
<b>215204</b>	gelb
Pckg. 50 Stück	<b>7,90</b>



Pckg. 50 Stück

**7,90**

## ▼ Omnimask antifog

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für Brillenträger. Ausgestattet mit einer einzigartigen innen liegenden non-woven Vlies-Sperre, verhindert die Kondensation des Atems auf den Brillengläsern. Gefertigt aus weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist  $> 98\%$ , die Atmungsresistenz ist  $< 5$ . Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Bändern

<b>116526</b>	blau
<b>116527</b>	grün
<b>116531</b>	weiß
<b>116528</b>	lila
<b>116529</b>	orange
<b>116530</b>	rosa
Pckg. 50 Stück	<b>7,89</b>

mit Gummizug

<b>116520</b>	blau
<b>116521</b>	grün
<b>116525</b>	weiß
<b>116522</b>	lila
<b>116523</b>	orange
<b>116524</b>	rosa
Pckg. 50 Stück	<b>7,89</b>



Pckg. 50 Stück

**7,89**



## Omnimask Comfort

Der neue Omnident Mundschutz, ideal für den täglichen Gebrauch von Profis. Ausgestattet mit weichem, leichtem zellulärem Gewebe, speziell für empfindliche Haut zur Vermeidung von Hautirritationen. Der gesamte Mundschutz ist latex- und glasfaserfrei. Die bakterielle Filtration ist > 98%, die Atmungsresistenz ist <5. Produziert nach 39/42/EC, Class I, CE, EN14683 type IIR. Made in France.

mit Gummizug

<b>118860</b>	blau
<b>118861</b>	grün
<b>118865</b>	weiß
<b>118862</b>	lila
<b>118863</b>	orange
<b>118864</b>	rosa

mit Bändern

<b>118866</b>	blau
<b>118867</b>	grün
<b>118871</b>	weiß
<b>118868</b>	lila
<b>118869</b>	orange
<b>118870</b>	rosa

Pckg. 50 Stück **7,29**

Pckg. 50 Stück

**7,29**



Pckg. 100 Stück ab

**3,39**

Abnehmbare Kappe

<b>86533</b>	weiß
<b>87421</b>	transparent
<b>16635</b>	blau
<b>19566</b>	grün
<b>19564</b>	gelb

## Einmal Speichelsauger

Flexible, formstabile Einmal-Speichelsauger, passend für alle Geräte. Erhältlich mit fester oder abnehmbarer Kappe. Länge 12,5 cm.

Feste Kappe

<b>63668</b>	weiß
<b>78523</b>	transparent
<b>16634</b>	blau
<b>19562</b>	grün
<b>19560</b>	gelb
<b>16636</b>	rot
<b>11803</b>	lila
<b>11808</b>	orange
<b>203472</b>	grau

Pckg. mit 100 Stück ab 10 Pckg. (1 Karton) **3,99**  
 ab 30 Pckg. (3 Kartonen) **3,39**



## Omnicups PP

Inhalt 180 ml. Passend für alle standardisierten Becherspender. Aus lebensmittelechtem, sortenreinem Polypropylen. Extra stabile Qualität. 100% recyclingfähig, rückstandsfrei verbrennbar.

# CUP of colours


1.500 Stück ab

46,90

smile  
price

Pckg. 100 Stück ab

6,09



## Omnibrush

Micropinsel aus kleinen, nicht fusselnden und nicht absorbierenden Fasern. Die aufzutragenden Lösungen bleiben zwischen den Fasern. Es entsteht eine nicht tropfende Kugel, die den aufzutragenden Stoff festhält, bis die Applikation erfolgt ist. Der Mikropinsel ist sehr geschmeidig und gestattet das exakte Aufbringen von Lösungsmengen, die nicht größer sind als 1/8 des Tropfens. Länge ca. 8,5 cm.

88957 silber

88958 violett

88963 blau

88965 grün

Pckg. mit 100 Stck.  
ab 3 Pckg.  
ab 5 Pckg.

6,79  
6,49  
6,09

19557	gelb	79340	gelb
19556	dunkelblau	79326	dunkelblau
203466	rosa	203469	rosa
203468	silbergrau	203471	silbergrau
94558	orange	79354	orange
19558	grün	79329	grün
19555	weiß	79319	weiß
94559	lila	79350	lila
203467	rot	203470	rot
Pckg. 3.000 Stück	69,90	Pckg. 1.500 Stück	46,90
38406	bunt sortiert	79367	bunt sortiert
Pckg. 3.000 Stück	79,90	Pckg. 1.500 Stück	49,90





**Absaugkanülen kids ▲**

Farbenfrohe Absaugkanülen für kleine Patienten aus hochwertigem, durchgefärbtem Kunststoff. Die geräuscharmen Omni Absaugkanülen kids haben eine griffsichere, matte Oberfläche zur Vermeidung störender Lichtreflexe. Sterilisierbar bei 134° C. Erhältlich in den Farben blau, gelb, grau, grün, lila, orange, rosa, rot und weiß. Maße (ca.): 109 x 16 mm. Entspricht der Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte der Klasse IIa, CE 0482.

<b>203443</b> ■■■■■	gelb	<b>203441</b> ■■■■■	blau
<b>203444</b> ■■■■■	orange	<b>203442</b> ■■■■■	weiß
<b>203448</b> ■■■■■	rot	<b>203508</b> ■■■■■	grau
<b>203446</b> ■■■■■	rosa	Pckg. mit 10 Stck. ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.	
<b>203447</b> ■■■■■	lila		10,99 10,19 9,89
<b>203445</b> ■■■■■	grün		

Pckg. 10 Stück ab  
**9,89**



Pckg. 10 Stück ab  
**9,89**



Absaugkanüle ▶

◀ Absaugkanüle kids

**◀ Absaugkanülen**

Absaugkanülen, sterilisierbar im Autoklav. Nicht in Verbindung mit Edelstahl. Maße (ca.): 123 x 22 mm.



<b>37296</b> ■■■■■	blau
<b>61238</b> ■■■■■	weiß
<b>98466</b> ■■■■■	orange
<b>98465</b> ■■■■■	gelb
<b>203463</b> ■■■■■	lila
<b>203462</b> ■■■■■	grün
<b>203464</b> ■■■■■	rosa
<b>203465</b> ■■■■■	rot
<b>203507</b> ■■■■■	grau
Pckg. mit 10 Stck. ab 5 Pckg. ab 10 Pckg.	
	10,99 10,19 9,89

Hier finden Sie die passende

## OMNIDENT Mischkanüle

für Ihr bevorzugtes Abformmaterial

### Coltène

- Affinis light body / regular body ③
- Affinis heavy body ⑤

### Detax

- Detaseal hydroflow mono ⑤
- Detaseal Quick und Light ①
- Detaseal bite ⑥
- Greenbite Apple ⑤
- Onetime perfect ⑥
- Silasoft Direct/Express ⑨
- Tempofit premium ⑩
- Tempofit semi ⑩

### DMG

- Honigum Automix Light / Light Fast ①
- Honigum Automix Mono ⑤
- LuxaBite ⑨
- Luxa Core ①
- Luxa Crown ⑩
- Luxatemp ⑩
- O-Bite ⑥
- PermaCem ②
- TempoCem ②
- TempoCem NE ⑦

### 3M

- Dimension Garant L / L Quick ①
- Impregum Garant L Duosoft ③
- Imprint Bite ⑤
- Imprint II Garant Monophase ⑤
- Imprint II Garant Light Body ①
- Imprint II Garant Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Light Body ①
- Imprint II Quick Step Regular Body ①
- Imprint II Quick Step Heavy ⑤
- Permadyne Garant 2:1 ③
- Protemp 4 ⑩

### GC

- Examix NDS ⑥
- Exafast NDS ⑥

### KERR

- TempBond Automix ⑦
- MaxCem Elite ⑧
- Take 1 Advance ⑤

### Kulzer

- Flexitime Correct Flow ①
- Flexitime Dynamix / Heavy Tray ⑪
- Flexitime Monophase ⑤
- Flexitime Heavy Tray ⑤
- Memosil 2 ⑤
- Memoreg 2 ⑤
- Prevision CB ⑩
- Provil novo light fast ①
- Provil novo light regular ①
- Provil novo medium regular ①
- Provil novo mono fast ⑤
- Provil novo Monophase regular ⑤
- Xantopren Comfort ⑨

### Müller-Omicron

- Aqium 3D LIGHT / MEDIUM ①
- Betasil VARIO LIGHT ①
- Betasil LIGHT fast ①
- gingiva mask ①
- gingiva mask 3D ①
- Aqium 3D HEAVY / BITE ⑤
- betasil VARIO HEAVY / IMPLANT ⑤
- krystall PERFECT A50/A70/LAB ⑤
- topas PERFECT A85 ⑤
- topas PERFECT A85 fast ⑤
- granit PERFECT D45 ⑤
- Betasil VARIO MEDIUM ⑥

### OMNIDENT

- Omnibite ⑤
- Omnibite Apple / Vanilla ⑤
- Omnibite Plus ⑤
- Omnibite Granit ⑤
- Omnisil A Dynamik 380 ⑪
- Omnisil A Kontur ①
- Omnitemp KB ⑩
- Omnitemp C ⑦
- OmniceM SE ⑧

### Ivoclar Vivadent

- Virtual / Virtual 380 ⑪
- Virtual CADbite ①
- ZirCAD Cement ⑦

### Voco

- Bifix SE ⑧
- Provicol C ②
- Provicol QM Plus ⑦
- Rebilda SC ①
- Registrado X-tra ⑤
- Structur 2 SC / 3 / Premium ②
- Ufi Gel hard C / SC ⑥



## Mischkanülen

100 % kompatibel durch OMNIDENT Qualität.



- ① **58809** gelb 1:1
- ② **58277** blau kurz 1:1
- ③ **59054** weiß 1:1
- ④ **58323** blau lang 1:1
- ⑤ **59003** grün 1:1
- ⑥ **58959** rosa 1:1
- ⑦ **85280** braun 1:1
- ⑧ **214044** braun 4:1 / 10:1  
Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel

51,90  
46,90

- ⑨ **59136** gelb 4:1 / 10:1
- ⑩ **59071** blau 4:1 / 10:1  
Beutel mit 50 Stück ab 5 Beutel
- ⑪ **39263** Dynamischer Mischer  
Pckg. 50 Stück

57,90  
48,90

79,90



## Intraoraltips

Intraoral-Aufsätze für Omnident Mischkanülen, Ø 1 mm Austritt.

- 50038** gelb ① · ⑧
- 85315** transparent ③ · ⑤ · ⑥  
Pckg. 100 Stück ab 2 Pckg.

18,90  
17,90







15 x 0,25 g Caps ab

**57,50**



### OmniCeram Bulk Fill SDC

OmniCeram Bulk Fill SDC ist ein fließfähiges Bulkcomposite mit bioceramic Füllstoffen für Füllungen im Dentin. OmniCeram Bulk Fill SDC ist in einer Schicht bis 4 mm lichthärtbar. OmniCeram Bulk Fill SDC zeigt optimales Anfließverhalten, sowohl einen geringen Polymerisationsschrumpf als auch geringen Polymerisationsstress.

Indikationen:

- Unterfüllung bei direkten Restaurationen von Klasse I und Klasse II Kavitäten
- Liner unter direkten Restaurationsmaterialien – Liner für Kästen der Klasse II

**211468**

Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

62,50

57,50

**219262**

Pckg. Caps 50 x 0,25 g

165,-

50 x 0,25 g Caps

**165,-**



### OmniCeram Bulk Fill ▶

Lichthärtendes, hochröntgenopakes Hybridcomposite, spezifisch für die Anwendung im Seitenzahnbereich konzipiert. Die Kombination einer Multi-Hybrid-Füllstofftechnologie mit einem innovativen Initiatorsystem sorgt für sehr geringe Polymerisationsschrumpfung und exzellente Durchhärtungseigenschaften. Somit können Inkrementdicken bis 4 mm mit sehr kurzen Belichtungszeiten sicher aushärtet. Die reduzierten Schrumpfungsspannungen ermöglichen randdicke Restaurationen. Farbe: transparent.

**102980**

Pckg. Drehspritze 5 g ab 2 Pckg.

49,90

43,90

**99842**

Pckg. Caps 15 x 0,25 g ab 2 Pckg.

49,90

43,90



15 x 0,25 g Caps ab

**43,90**



Omni SafeMatrix CONTOUR finden Sie auf Seite 56



Hinweis

Informationen zu Füllungstherapie finden Sie hier



Drehspritze 5 g ab

**43,90**



# full



Pckg. 20 x 0,3 g ab

**35,90**

## ◀ OmniCeram évolution 2.0

Das lichthärtende Nano Komposit OmniCeram évolution 2.0 ist in den meistbenutzen 7 VITA\* Farben erhältlich und damit sehr gut als Universalkomposite für Anterior und Posterior Restaurationen einsetzbar. Hohe Druckfestigkeit, sehr gute Abrasionswerte. Klebt nicht an den Instrumenten.  
 Röntgenopazität: 200% AL  
 Durchhärtetiefe: > 2 mm  
 Barcol Härte: 82

*\*VITA ist ein eingetragenes Markenzeichen der VITA Zahnfabrik*



Pckg. 3 g Spritze ab

**13,90**

<b>203995</b>	A1
<b>203996</b>	A2
<b>203997</b>	A3
<b>203999</b>	A3,5
<b>204000</b>	B1
<b>204001</b>	B2
<b>204002</b>	C3
<b>204004</b>	Bleach
<b>204005</b>	hellgrau
Drehspritze 3 g ab 5 Spritzen	<b>14,90</b> <b>13,90</b>
<b>204007</b>	A1
<b>204008</b>	A2
<b>204010</b>	A3
<b>204011</b>	A3,5
<b>204012</b>	B1
<b>204013</b>	B2
<b>204014</b>	C3
<b>204016</b>	Bleach
<b>204018</b>	hellgrau
Single Dose 20 x 0,3 g ab 5 Pckg.	<b>39,90</b> <b>35,90</b>

# fill

smile  
price





◀ Omnicite 2.0

Bonding der 5. Generation: Omnicite 2.0 ist ein lichthärtender, gefüllter Einkomponenten-Haftvermittler für Schmelz und Dentin in Kombination mit der Total Etch Technik. Adhäsiv für direkte, lichthärtende Composite-, und Compomer-Restaurationen. Auf leicht feuchtem („Wet-Bonding“ Technik) oder auf trockenem Dentin anwendbar, dadurch erhöhte Anwendersicherheit.

**204019**  
  
 2 Flaschen je 5 g

44,90

Pckg. 2 x 5 g

**44,90**



Informationen zu Füllungstherapie finden Sie hier



Omnicite All'N'One ▶

Bonding der 7. Generation: lichthärtendes, selbstätzendes Einkomponenten-Adhäsiv für die adhäsive Füllungstherapie in Kombination mit lichthärtenden Composites und Compomeren. Zuverlässig Primern und Bonden in einem Schritt: einfach ca. 15 Sek. auf die gesamte Fläche einmassieren und danach 5–10 Sek. mit Luft verblasen. Im Anschluss 10 Sek. polymerisieren – fertig!

**95488**  
  
 Flasche 5 ml

49,90

Flasche 5 ml

**49,90**



Dose 75 ml

**8,90**



◀ Okklusionsspray

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungsrohstoffe sind lebensmittelecht.

**70270**  
  
 Dose mit 75 ml, grün

8,90

Omni SafeMatrix CONTOUR finden Sie auf Seite 56



## Füllungen und Hilfsmittel

### ▼ OmniEtch Tips

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser: 0,5 mm, Länge: 13 mm/Gauge 25. Für die sehr feine, auch punktförmige Applikation von OmniEtch und vergleichbarer Materialien.

**33521**



Pckg. mit 100 Stück

**12,90**

100 Stück

**12,90**



100 Stück

**12,90**



### OmniCerám évolution flow Tips ▶

Applikationskanüle mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze. Außendurchmesser 0,9 mm, Länge: 13 mm/Gauge 20. Zur Feinapplikation von OmniCerám évolution flow und anderen lichthärtenden sowie nichtlichthärtenden Materialien.

**33750**



Pckg. mit 100 Stück

**12,90**

# Top Tips

Beutel mit 100 Stück

**12,90**



### ▼ Omni PL Tips

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

① **117761** 27G, 0,4 x 13 mm



② **117763** 22G, 0,7 x 13 mm




Beutel mit 100 Stück

**12,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Fissurenversiegeln. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

③ **117762** 23G, 0,6 x 13 mm




Beutel mit 100 Stück

**12,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von Omni Etch und anderen handelsüblichen Ätzelgelen. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 45°, unsteril.

④ **117764** 20G, 0,9 x 10 mm



Beutel mit 100 Stück

**12,90**

Luer-Lock Design. Zum Applizieren von OmniCerám évolution flow und anderen handelsüblichen flowable Composites. Mit biegsamer, stumpfer Edelstahlspitze 30°, unsteril.

⑤ **117765** 19G, 1,1 x 13 mm



Beutel mit 100 Stück

**12,90**

Pckg. 50 Stück  
**79,90**

### Omni SafeMatrix Contour

SafeMatrix™ Einwegmatrizen erleichtern das Formen perfekter Kontaktpunkte bei allen Restaurationen aus Komposit in jedem Quadranten. Die Matrizen sind denkbar einfach in der Handhabung und erfüllen als Einwegprodukt die Anforderungen an eine effiziente Praxishygiene ohne den sonst erforderlichen Wiederaufbereitungsaufwand.

**215667**  
klein, 4,5 mm, gelb, Pckg. 50 Stück **79,90**

**215668**  
groß, 6 mm, orange, Pckg. 50 Stück **79,90**

**215669**  
1 x groß, 6 mm, orange, 1 x klein, 4,5 mm, gelb Musterpckg. **2,89**



Pckg. 50 Stück  
**79,90**

### Matrizenband

Stahlmatrizenbänder auf Rollen. 0,05 mm stark, 10 m lang.

**88440** 5 mm breit

**88441** 6 mm breit

**88442** 7 mm breit

Rolle 10 m **16,90**



Rolle 10 m  
**16,90**



Musterpckg.  
**2,89**

### Omni-Etch

37%iges Phosphorsäure-Gel zum Konditionieren des Zahnschmelzes und Dentin. Omni-Etch ist mit leuchtenden Farbstoffen (aber dunkel) gefärbt, um einen starken Kontrast zur hellen Zahnoberfläche zu erzeugen.

**19541**  
2 x 1,9 g inkl. 4 Applikationskanülen **12,50**

**219260**  
9 x 1,9 g inkl. 25 Applikationskanülen **33,90**

**219261**  
20 x 1,9 g inkl. 25 Applikationskanülen **48,90**

2 x 1,9 g Spritze  
**12,50**



Jumbo Refill  
**58,90**



### Matrizenspanner

Für 5-7 mm Breite.

**88437** RS 5 mm

**88438** RS 6 mm

**88439** RS 7 mm

**16209** Tofflemire

Stück **16,90**

**39170**

Applikationskanülen Ø 0,7 mm, blau, abgewinkelt Pckg. mit 25 Stck. **6,90**

**70888**

Applikationskanülen Ø 0,4 mm, weiß, gerade Pckg. mit 25 Stck. **6,90**

**19540**

70 g Jumbo Refill inkl. 10 Applikationsspritzen, 1 Umfülladapter, 50 Applikationskanülen **58,90**

**40648**

70 g Single Refill **44,90**





Coolpack mini ▲

Kältekomresse zur Anwendung z.B. bei Schwellungen oder Zahnschmerzen, 130 x 110 mm.

61420

Stück  
ab 100 Stück

0,85  
0,75



coolPack sports

Einweg-Kältekomresse. Jederzeit einsetzbar durch schnelle und einfache Selbstaktivierung. Ideal für Sport und unterwegs. Größe 130 x 170 mm. Kühlt ca. 40 Minuten.

Stück ab

0,99

18872

Stück  
ab 10 Stück

1,29  
0,99

Wattekügelchen ▼

Ideal zum Trocknen von Kavitäten und zum Applizieren von Medikamenten. Sehr weich und formbeständig. Chlorfrei gebleicht. Kunststoffdose mit Schraubdeckel.



55482

Dose 4 g

Gr. 00, ø 4 mm

14,10

55483

Dose 4 g

Gr. 0, ø 4,8 mm

12,90

55484

Dose 10 g

Gr. 1, ø 6,3 mm

12,90

55485

Dose 10 g

Gr. 2, ø 7,6 mm

12,90



Dose ab

12,90

Kältespray ▼

Zum Vereisen (-45°C) von Schaumstoffpeltets und zum Abkühlen von Abdruckmaterialien.

75816

Orangengeschmack

Dose mit 200 ml

ab 6 Dosen

ab 12 Dosen

5,30

5,10

4,85

77120

Pfefferminzgeschmack

Dose mit 200 ml

ab 6 Dosen

ab 12 Dosen

5,30

5,10

4,85



Pckg. 100 Stück ab

**11,90**



### Injektionskanülen

Einmal-Injektionskanülen mit farbigem Kunststoffgewinde für Zylinderampullen-Spritzen. Auf allen gängigen Spritzenmodellen leicht und sicher zu fixieren. Besonders feiner Schliff für leichten Einstich, silikonüberzogen. Versiegelt und steril verpackt.

- 70543**  

 Ø 0,3 mm, Länge 10 mm, grün
  - 70542**  

 Ø 0,3 mm, Länge 23 mm, grün
  - 70538**  

 Ø 0,4 mm, Länge 23 mm, gelb
  - 70539**  

 Ø 0,4 mm, Länge 42 mm, gelb
- Pckg. mit 100 Stck.  
 ab 10 Pckg.  **14,90**  
**11,90**



### Schaumstoffpellets

Schaumstoffpellets zur drucklosen und sparsamen Applikation flüssiger oder pastöser Medikamente. Zur Touchierung infizierter Alveolen und als Endodrain verwendbar.

- 72702**  

 6 x 8 mm, 500 Stck. **13,80**
- 72655**  

 8 mm, 500 Stck. **13,80**
- 72490**  

 5 mm, 1.000 Stck. **13,80**
- 72482**  

 4 mm, 3.000 Stck. **13,80**

Dose

**13,80**



### Zylinder-Ampullenspritze

Zylinder-Ampullenspritze mit 3 Aspirationshaken und Arretierung, 1,8 ml, metrisch.

**84397**  
  
 Stück **69,79**

Stück

**69,79**



**Hinweis**

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Dose ab

**15,20**



### Schaumstoffpellets plus

Ideal zur Applikation von flüssigen und pastösen Medikamenten. Hocheffizienter Schaumstoff ermöglicht die Verwendung als Endodrain. Hochsaugfähiger Schaumstoff.

- 56695**  

 6 x 8 mm, 500 Stck. **15,20**
- 56683**  

 8 mm, 500 Stck. **15,20**
- 56689**  

 5 mm, 1.000 Stck. **15,20**
- 56678**  

 4 mm, 3.000 Stck. **16,50**

Spritze 2 ml

**21,90**



### OmniSealer

OmniSealer ist ein lichthärtbarer und fluoridhaltiger Einkomponenten-Fissurenversiegler auf Basis von Methacrylaten. Die weiße Farbe ermöglicht eine kontrollierte Applikation und erleichtert die visuelle Beobachtung der Versiegelung. Das Anätzen des Zahnschmelzes erhöht die Adhäsion von OmniSealer in den Fissuren, Grübchen und auf der Zahnoberfläche.

**209919**

Pckg. Spritze 2 ml

**21,90**

Flasche 5 ml Lack

**39,90**



Tube 10 ml Gel

**26,90**

### Omni ProfiVarnish / Omni ProfiVarnish Gel

Das OmniProfiVarnish ist ein fluoridhaltiger Einkomponenten-Schutzlack bzw. -gel, das zur Desensibilisierung von Zähnen auf Schmelz- und Dentinoberflächen aufgetragen wird. OmniProfiVarnish Gel enthält zusätzlich Xylitol. Zur Behandlung von hypersensiblen Zähnen, freiliegenden Zahnhälften und Zahnoberflächen während und/oder nach der kieferorthopädischen Behandlung. OmniProfiVarnish

enthält neben leicht löslichen Fluoriden zusätzlich Calciumfluorid und Fluorapatit, welches die Remineralisierung von der Zahnschmelzsubstanz unterstützt. OmniProfiVarnish enthält 22.600 ppm (2,26 %) Fluoride.

**209920**

Pckg. Flasche 5 ml Lack

**39,90**

**209921**

Pckg. Tube 10 ml Gel

**26,90**

**OMNIDENT**  
Dappenbehälter  
finden Sie auf  
Seite 57



Tube 95 g  
**13,90**

Tube 95 g ab  
**7,90**

mit Hydroxylapatit  
- fluoridfrei -

**Omni clean and polish**

Prophylaxepaste, ideal zur Verwendung bei der PZR. Für die Endpolitur, wirkt reinigend und fluoridiert die Zähne. Mit Pfefferminzgeschmack. Anwendung in Verbindung mit Omni Minibrush. Körnung fein, RDA 40. Farbe gelb. Glutenfrei. Der Fluoridanteil beträgt 0,1% gerechnet auf die jeweilige Füllmenge. Frei von Titandioxid.

**54577**  
Tube 95 g  
ab 2 Tuben

9,90  
7,90

Beim Kauf von 5 Tuben Omni clean and polish repair erhalten Sie 1 Omni Tubfix Tubenentleerer gratis.



**Omni clean polish repair**

Die neue Prophylaxepaste, die mehr kann. Schonende Reinigung, effektive Feinpolitur und Remineralisierung des Zahnschmelzes in einem Arbeitsgang. Omni clean and polish repair enthält Silikate, die sich bei der Anwendung von grob zu fein verändern. Das Plus an Hydroxylapatit stärkt den Zahnschmelz und vervollständigt eine professionelle Behandlung. Mit angenehmem Minzgeschmack. Farbe weiß. Verarbeitung ca. 15 Sek., Reinigung bei 250 RDA. Endpolitur RDA 34. Fluorid- und glutenfrei. Frei von Titandioxid.

**14236**  
Tube 95 g **13,90**

**116533**  
Omni Tubfix Tubenentleerer **6,50**

**ProfiCups Polierkelche**

Latexfreie Gummi Polierer/Polierkelche mit Lamellen auf Winkelstückmandrell. Premium Qualität! Hervorragende Polierleistung durch Lamellen im Kelch. Der Kragen am Mandrell verhindert wirksam das unerwünschte Eindringen von Poliermitteln in die empfindlichen Lagerteile der verwendeten Hand- oder Winkelstücke. Max. Umdrehung 2.500 Upm.

- 109677** blau, soft
  - 109676** gelb, hart
  - 123226** lila, medium
- Pckg. 24 Stück **11,90**



Pckg. 24 Stück  
**11,90**



**Omni Minibrush soft / Omni Minibrush medium**

Omni Minibrush medium mit mittelfesten Nylonborsten. Omni Minibrush soft mit weichen Nylonborsten, ideal für Patienten mit empfindlichen Zahnhälsen. Für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Maximale Umdrehung 2.500 Upm. Mit Winkelstückschafft. Latexfrei.

**99527** pink, soft  
**122941** blau, medium  
Beutel mit 100 Stück ab 2 Beutel **52,90**  
**48,90**



**Omni Minibrush**

Omni Minibrush mit Nylonborsten. Mit Winkelstück-Schaft, ideal für die Reinigung und Politur von Zahnoberflächen. Max. Umdrehung 2.500 Upm. Latexfrei.

**22459**  
Beutel mit 100 Stück ab 2 Beutel **52,90**  
**48,90**



Beutel 100 Stück ab  
**48,90**

# Perlen für die Schlawen

smile  
price



300 g Flasche ab  
**19,90**

## Omni ProfiPearls ▶

Omni ProfiPearls ist ein Prophylaxepulver auf Basis von Natriumhydrogencarbonat. Ideal für die supragingivale Entfernung von hartnäckigen Belägen und Verfärbungen. Geeignet für den Einsatz in den meisten herkömmlichen Pulverstrahlgeräten, z. B. der smartgun One. Das Pulver hat eine Korngröße 40–50µ. Die Omni ProfiPearls gibt es in den Geschmacksrichtungen Lemon, Cassis, Cherry und Mint.

207660



lemon

207661



mint

207662



cherry

207663



cassis

300 g Flasche  
ab 4 Flaschen

 **22,50**  
**19,90**

Omni ProfiPearls plus ▶

Omni ProfiPearls Plus ist ein Prophylaxepulver auf Basis des nichtkariogenen Zuckers Tagatose. Das perlenartige Pulver eignet sich zur sub- auch supragingivalen Zahnreinigung. Auch für Implantate geeignet. Omni ProfiPearls Plus haben eine die Zahnoberfläche polierende Wirkung. Das Pulver hat einen angenehmen, leicht süßlichen Geschmack, ist damit angenehm speziell auch für kleine Patienten und löst sich rückstandslos im Mund des Patienten auf. Die Omni ProfiPearls Plus haben eine Körngröße von 14µ. Ideal für die Verwendung mit der smartgun Perio.

**207666**  
  
 120 g Flasche  
 ab 4 Flaschen

 **21,90**  
 **16,50**



120 g Flasche ab  
**16,50**

Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 42



Omni ProfiPearls perio ▼

Omni ProfiPearls Perio ist ein Air-Polishing Pulver zur subgingivalen Anwendung. Hiermit wird eine Reduzierung von Bakterien auch in den tiefsten Parodontaltaschen erreicht. Zusätzlich kann die Behandlung zur Verringerung der parodontalen Taschentiefe führen. Das Pulver ist auf Glycin-Basis und hat eine Körngröße von ca. 25µ.

**207665**  
  
 100 g Flasche  
 ab 4 Flaschen

 **21,90**  
 **16,50**



100 g Flasche ab  
**16,50**

**Hinweis**

Informationen zu ProfiPearls Prophylaxepulver finden Sie hier



200 g Flasche ab  
**22,90**



◀ Omni ProfiPearls soft

Omni ProfiPearls Soft ist ein Prophylaxepulver auf Glycin-Basis. Zur sicheren Behandlung von Patienten mit empfindlichem Zahnfleisch. Speziell auch geeignet für den Einsatz bei minderjährigen Patienten. Das Pulver hat eine Körngröße von 60-70µ.

**207664**  
  
 200 g Flasche  
 ab 4 Flaschen

 **26,50**  
 **22,90**

Omni Oshibori ▶

Oshibori – das traditionelle Frotteetuch mit Aloe Vera zur Erfrischung, Pflege und Entspannung. 18,5 x 20 cm. Alkoholfrei. Vitalisiert und ist ideal für einen Minutenerlass vom Alltagsstress. Ihr PZR-Patient wird es Ihnen nach erfolgter Sitzung danken. Omni Oshibori ist kalt oder heiß anwendbar (Mikrowellen geeignet) und ist auch auf Reisen ein idealer Begleiter. Lassen Sie sich verwöhnen!

**99526**  
  
 Stück  
 ab 10 Stück  
 ab 200 Stück

 **1,19**  
 **0,99**  
 **0,89**




Stück ab  
**0,89**



ideal zusammen mit Omni ProfiProtect siehe Seite 36





Stück  
**1,50**

▼ **Interdentalbürsten für Halter**

Die Allround Interdentalbürsten in 10 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung im Halter. Endstück farbig codierter Kunststoff (durchgefärbt). Bürsten auf plastifiziertem Draht. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

<b>40240</b>	türkis, xxxxxxxx-fein	> 0.55 mm ø 2.00 mm	
<b>40241</b>	pink, xxxxxx-fein	> 0.70 mm ø 5.00 mm	
<b>40242</b>	grau, xxxxx-fein	> 0.80 mm ø 1.70 mm	
<b>40244</b>	orange, xxxx-fein	> 0.90 mm ø 1.80 mm	
<b>40247</b>	weiß, xxx-fein	> 1.00 mm ø 2.00 mm	
<b>40248</b>	gelb, xx-fein	> 1.10 mm ø 2.50 mm	
<b>40255</b>	blau, x-fein	> 1.20 mm ø 3.00 mm	
<b>40249</b>	grün-konisch, fein	> 1.40 mm ø 2.30-4.30 mm	
<b>40256</b>	rot-konisch	> 1.50 mm ø 3.00-6.50 mm	
<b>40258</b>	schwarz	> 2.50 mm ø 6.00 mm	

Beutel mit 6 Stück **2,99**  
 ab 5 Beutel **2,79**  
 ab 10 Beutel **2,69**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser

▲ **Halter für Interdentalbürsten**

Halter für Interdentalbürsten. Einfaches Steck-Dreh-System! 1/4 Drehung beim Einstecken. Frontal sowie im Winkel verwendbar.

**40275**  
 Farbe blau, Stück **1,50**



Beutel 6 Stück ab

**2,69**



Interdentalbürsten ▶

Interdentalbürsten in 8 verschiedenen Ausführungen zur Verwendung ohne Halter. Farblich codierter, extra langer plastifizierter Drahtkern. Die verschiedenen Größen erlauben die Auswahl der optimalen Bürste für jeden Zahnzwischenraum. Der Borstenbesatz der Interdentalbürsten mit dem jeweils idealen Verhältnis von Borstenlänge zu Borstendicke ermöglicht es, Zähne und Zahnfleisch hygienisch und gesund zu erhalten.

Die plastifizierten Drahtkerne verringern die Verletzungsgefahr und schützen vor einer Irritation von überempfindlichen Zahnhälsen.

<b>40276</b>	weiß, xx-fein ø 2.8 mm
<b>40277</b>	grün, x-fein ø 3.0 mm
<b>40282</b>	grün konisch, x-fein ø 3.0–6.5 mm
<b>40292</b>	blau, fein ø 5.0 mm
<b>40294</b>	violett, medium ø 8.0 mm
<b>40298</b>	violett konisch ø 4.0–7.5 mm
<b>40303</b>	gelb, groß ø 10.0 mm
<b>40306</b>	rot, x-groß ø 14,5 mm

Beutel mit 10 Stück **3,99**



Beutel 10 Stück  
**3,99**



# Raum Pflege

Box 6 Stück ab  
**3,09**

Interdentalbürsten mit Griff ▶

Die Interdentalbürsten mit Griff (Drahte plastifiziert) sind sehr praktisch und anwenderfreundlich und für Patienten mit Zahnspangen oder Implantaten bestens geeignet. Interdentalbürsten mit Griff sind in Beuteln à 6 Stück erhältlich.



<b>12345</b>	weiß, x-fein > 0.40 mm ø 1,80 mm
<b>12339</b>	orange, fein > 0.50 mm ø 1.90 mm
<b>12338</b>	rot, medium > 0.55 mm ø 2.00 mm
<b>12342</b>	blau, konisch > 0.60 mm ø 1.80–3.80 mm
<b>12344</b>	gelb, groß > 0.70 mm ø 3.00 mm
<b>12336</b>	grün, x-groß > 0.90 mm ø 5,00 mm
<b>12343</b>	sortiert

Pckg. mit 6 Stück **3,49**  
ab 5 Pckg. **3,29**  
ab 10 Pckg. **3,09**

> Gängigkeit ø Beborstungs-Durchmesser



Stück ab  
**1,39**



### ◀ Zahnsperrenboxen

Zahnsperrenboxen groß. Langlebig und robust. Aus durchgefärbtem, leicht zu reinigendem Kunststoff (PP). Ober- und Unterschale gelocht. Easy-twist Verschluss. In sieben trendigen Farben. Maße: ca. 75 x 65 x 45 mm (H x B x T).

<b>127097</b>	dunkelblau
<b>127101</b>	pink
<b>127103</b>	weiß
<b>127102</b>	schwarz
<b>127099</b>	grün
<b>127100</b>	orange
<b>127098</b>	gelb
Stück ab 20 Stück	<b>1,59</b> <b>1,39</b>

<b>111955</b>	Band für Zahnsperrenboxen Länge ca. 48 cm, blau
ab 20 Stück	<b>1,59</b> <b>1,09</b>

Stück ab  
**1,09**



mit  
**Fluorid**

Tube 75 ml ab  
**1,79**

### omniDYNE

Fluoridhaltige, mintfrische Zahncreme. Schützt vor Schmerzempfindlichkeit, Zahnhalskaries, Plaque, Parodontitis. Für die tägliche Pflege schmerzempfindlicher Zähne. RDA 60. Frei von Titandioxid.

<b>92764</b>	Tube 75 ml ab 10 Tuben
	<b>1,99</b> <b>1,79</b>



Flasche 1.000 ml  
**11,50**

smile  
price

frei von  
Chlorhexidin

Flasche 75 ml ab  
**1,79**

### OraCare Mundspüllösung

Die antibakterielle und alkoholfreie Mundspüllösung OraCare dient der professionellen Reinigung und Pflege des Mund- und Rachenbereichs. OraCare erzeugt einen frischen Atem und trägt dazu bei, Zähne und Mundraum nachhaltig zu pflegen und gesund zu erhalten. Speziell für Kinder auch als OraCare Kids erhältlich. OraCare: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, 0,05 % Natriumfluorid. OraCare Kids: 0,1 % Benzalkoniumchlorid, fluoridfrei.

**114990**  
OraCare, Flasche 75 ml  
ab 50 Flaschen **1,99**  
**1,79**

**114992**  
OraCare, Flasche 1.000 ml **11,50**

**206033**  
OraCare, Flasche 5.000 ml **33,90**

**114993**  
OraCare Kids, Flasche 100 ml  
ab 50 Flaschen **2,29**  
**1,99**

**114995**  
OraCare Kids, Flasche 1.000 ml **11,50**

**99843**  
Dosierhilfe f. 1 l Flasche **4,40**

**206043**  
Dosierhilfe f. 5 l Flasche **5,40**



Morgenstund'  
hat  
**Gold**  
im Mund

Full mouth disinfection -  
der Goldstandard!





Bleaching Kit  
**54,90**

Blocker 1 ml Spritze  
**8,90**

in zwei Konzentrationen  
erhältlich: 10% und 16%

### Omni White smile

System zur professionellen Aufhellung vitaler und devitaler Zähne mit individuellen Zahnschienen (Home-Bleaching). Das hochviskose Gel enthält Carbamid-Peroxid in 2 Konzentrationen und hat einen angenehmen Minzgeschmack. Geringe Sensitivitäten. Empfohlen werden 5-10 Anwendungen.

10% – der Klassiker. Ideal für die Anwendung über Nacht.

16% – Tag und Nacht. Wahlweise über Nacht oder 3 Std. am Tage.

**26447** Kit 10 %

**26448** Kit 16 %

Bleaching Kit,  
3 x Tiefziehfolie, 5 x 3 ml Gel,  
Aufbewahrungsbox, je **54,90**

**26450** Spritze 10 %

**26451** Spritze 16 %

Einzelpritze 3 ml Gel **12,90**

**26483**

Blocker, Spritze 1 ml, Platzhalterfunktion (Reservoir) **8,90**

Box Nylon ab  
**1,99**



Box Teflon ab  
**2,09**

### Zahnseide

Karies und Zahnfleischverletzungen werden durch Plaque verursacht. Die einzige Methode um Plaque effizient zu eliminieren ist die tägliche Benutzung von Zahnseide – insbesondere bei Zahnfüllungen sowie engen Zahnzwischenräumen.

**40387**

Gewachste Zahnseide Nylon. Für empfindliches Zahnfleisch. Mit Minzgeschmack.

Box 50 Meter  
ab 10 Boxen  
ab 20 Boxen

**2,39**  
**2,19**  
**1,99**

**40385**

Teflonbeschichtete Zahnseide. Gleitet sehr gut in den Zahnzwischenräumen. Mit Minzgeschmack.

Box 20 Meter  
ab 10 Boxen  
ab 20 Boxen

**2,59**  
**2,29**  
**2,09**





Stück ab  
**0,50**

### Kinderzahnbürste Black Snake

Die Omni Kinderzahnbürste Black Snake ist geeignet für Kinder und Jugendliche ab 7 Jahren.

- im Schlangen-Design
- mit flexiblem Federhals
- mit spezieller Borstenanordnung und dichtem Borstenfeld
- ideal auch für die Gruppenprophylaxe in Schulen

**208300**  
Stück  
ab 50 Stück  
ab 100 Stück

0,70  
0,60  
0,50

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

### Zahnputzsets Kids

Omni Kinderset ist das ideale Praxis-präsent, bestehend aus einer selbstklebenden Wandhalterung mit Sanduhr für die Überprüfung der Zahnputzzeit und einer hochwertigen Kinderzahnbürste für die Altersklasse 3-7 Jahre. Erhältlich in zwei Versionen: Ritter (Jungen) und Fee (Mädchen).



Stück ab  
**2,49**

**120212** Ritter  
**120216** Fee  
Stück ab 10 Stück  
2,89  
2,49

# munter



ideal  
zusammen mit  
OraCare Kids  
siehe Seite 68

smile  
price



Stück ab  
**0,40**

### Kinderzahnbürsten

3-reihiger konischer Kopf, PE Borsten mit 26 Bündeln, weich, kinderhand-gerechter Griff, Leuchtfarbe, einzeln verpackt.

**35038**  
Stück  
ab 50 Stück  
ab 100 Stück

0,60  
0,50  
0,40

Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.

### Multituft Zahnbürste ▶

Konischer Kopf, vorne 3-, hinten 4-reihig, PE Borsten mit 40 Bündeln, weiß, mittel, gerade Borstenstellung, einzeln verpackt.

**35042**



Stück  
ab 50 Stück  
ab 100 Stück

0,70  
0,60  
0,50

*Alle Zahnbürsten in den abgebildeten Farben erhältlich. Farben sind nicht wählbar. Lieferung größerer Mengen farbsortiert.*



Stück ab  
**0,50**

# brush hour



### OMNI Indicator Aufsteckzahnbürsten ▶

Ersatzbürsten für elektrische Zahnbürsten mit Farbindikator. Die blauen Spezial-Indikatorborsten zeigen durch Verblässen, wann ein Austausch gegen einen neuen Bürstenkopf zu empfehlen ist. Omni Indikator Aufsteckzahnbürsten passen für folgende elektrische Oral-B® Zahnbürsten: ProfessionalCare® SmartSeries, ProfessionalCare®, Vitality®, Pro Health®, AdvancePower®, Triumph®

**120446**



Pckg. mit 3 Stück, medium  
ab 10 Stück

6,99  
6,49

*Oral-B®, ProfessionalCare®, Vitality®, ProHealth®, Triumph®, ProfessionalCare® SmartSeries und AdvancePower sind geschützte Marken von Procter&Gamble Business Services Canada Company*



mit  
Spezial-  
Indikator-  
borsten

Pckg. mit 3 Stück ab  
**6,49**

DER SMARTDENT

# smart schall Plan:

  
smartdent  
CLEVER QUALITY

## SMARTSONIC MED 30

Das smartdent Ultraschallgerät bietet neben bester Reinigungsleistung zahlreiche komfortable Steuerungs- und Bedienfunktionen sowie umfangreiche Ausstattung: z.B. die effektive und gleichmäßige Reinigung durch 5 anwählbare Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung. Eine 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz), 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände. Elektronische Temperaturregelung. Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Reinigungswanne aus Edelstahl u.v.m. 1 Jahr Gewährleistung.


Das smartSonic Med 30 hat ein Gesamtvolumen von 2,7l .



Alle Infos und technische Daten zu smartSonic Med sowie eine Übersicht über sämtliches verfügbare Zubehör finden Sie auf [www.smartdent.de](http://www.smartdent.de)



Stück ab  
**7,50**



◀ Zementspatel

- ① **79823**  
schmal Nr. 1 (5 mm)
- ② **79824**  
mittel Nr. 2 (6,5 mm)
- ③ **80282**  
breit Nr. 3 (7 mm)

pro Stück  
ab 10 Stück

**8,90**  
 **7,50**




Stück ab  
**7,90**

Kugelstopfer ▲

- ① **86550**  
Fig. 10A 0,6 mm/0,9 mm
- ② **215100**  
Fig. 46 1,0 mm/1,3 mm
- ③ **86551**  
Fig. 47 1,4 mm/1,8 mm
- ④ **86552**  
Fig. 48 1,9 mm/2,3 mm
- ⑤ **51923**  
Fig. 49 2,5 mm/3,0 mm

pro Stück **9,90**  
ab 10 Stück **8,70**  
ab 20 Stück **8,20**  
ab 30 Stück **7,90**



Stück ab  
**9,90**

Heidemann-Spatel ▲

- ① **86547**  
Fig. 0 (2 mm)
- ② **86548**  
Fig. 1 (2,5 mm)
- ③ **86549**  
Fig. 2 (3 mm)

pro Stück **11,90**  
ab 6 Stück **9,90**



Stück  
**10,90**

Spatel ▲

- ① **15793**  
Spatel 1,5 mm
- ② **15794**  
Spatel 2,0 mm
- ③ **15795**  
Spatel 2,5 mm

pro Stück **10,90**



Stück ab  
**7,99**

Planstopfer RS ▲

- ① **60004**  
Birne 1,4/1,6 mm, Fig. 63
- ② **60001**  
Planstopfer 1,5/1,75 mm, Fig. 81

pro Stück **9,90**  
ab 10 Stück **8,95**  
ab 20 Stück **8,45**  
ab 30 Stück **7,99**



alle Instrumente  
**made in  
Germany**



**Pinzetten** ▶

- ① **16206**  
Pinzette Artikulation
- ② **15777**  
Pinzette College lang gerieft (15 cm)
- ③ **15778**  
Pinzette College kurz gerieft (15 cm)
- ④ **15779**  
Pinzette Meriam gerieft (15 cm)

Stück  
**39,90**



Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Stück ab  
**8,90**



- 13,90
- 8,90
- 8,90
- 8,90



**Omni colori** ▲  
Scaler und Küretten

Das Colori Sortiment von Omnident besteht aus diversen Scaltern und Küretten in verschiedenen Farben. Jeder Figur ist einer Farbe zugeordnet. Die Universalkürette und der Universal scaler in pink sind auch als praktisches Prophylaxe-Set erhältlich. Alle Colori Instrumente haben einen ergonomisch geformten Silikongriff.



Set  
**69,90**

**smile price**

**Zahnsonden** ▶

- ① **208265**  
Omni colori prophy pink Set: Omni Kürette univ. M23A plus Scaler univ. M23 pink, Set **69,90**
- ② **208267**  
Omni colori Kürette univ. Fig.M23A Silikon pink, Stück **39,90**
- ③ **208268**  
Omni colori Kürette gracey Fig.11-12 Silikon orange, Stück **39,90**
- ④ **208269**  
Omni colori Kürette gracey Fig.13-14 Silikon blau, Stück **39,90**

- ④ **208271**  
Omni colori Kürette gracey Fig.5-6 Silikon gelb, Stück **39,90**
- ⑤ **208272**  
Omni colori Kürette gracey Fig.7-8 Silikon grün, Stück **39,90**
- ⑥ **208266**  
Omni colori Scaler univ. Fig.M23 Silikon pink, Stück **39,90**
- ⑦ **208273**  
Omni colori Scaler Fig.H6-H7 Silikon hellblau, Stück **39,90**

- ① **76101**  
Sonde Nr. 8
- ② **76102**  
Sonde Nr. 9
- ③ **76103**  
Sonde Nr. 17
- ④ **76104**  
Sonde Nr. 23

pro Stück  
ab 12 Stück  
ab 36 Stück

**4,90**  
**4,10**  
**3,70**

Stück ab  
**3,70**





### Serviettenkettchen

Zum Befestigen von Patienten-Servietten. Verchromt. Maße: Klemme 5 cm, Kette 30 cm.

**76105**  
  
 Stck.  
 ab 5 Stck.

7,20  
 6,40

### Parodontalsonde WHO

Top Qualität „Made in Germany“.

**72265**  
  
 Stck.  
 ab 6 Stück  
 ab 12 Stück

15,90  
 13,90  
 12,90



Stück ab  
**12,90**

Stück ab  
**4,70**



smile  
 price

### Mundspiegelgriffe

① **79147**  
  
 Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, kantig, superleicht, hohl, Stück  
 ab 12 Stück  6,25  
 ab 36 Stück  4,70

② **84377**  
  
 Mundspiegelgriff, Edelstahl, poliert, Fingerform, hohl, superleicht, Stück  
 ab 12 Stück  14,50  
 ab 36 Stück  11,90  
 11,50

Pckg. 12 Stück ab  
**16,90**



### Mundspiegel Standard

Spezielle Silber-Titan-Beschichtung für extrem lange Haltbarkeit. Hohe Reflektion für beste Spiegelqualität. Aus rostfreiem Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Länge ca. 4,5 cm. HrzlPackung mit 12 Stück.

**47655**  
  
 Nr. 3 plan 20 mm **16,90**

**70880**  
  
 Nr. 4 plan 22 mm **16,90**

**70881**  
  
 Nr. 5 plan 24 mm **16,90**


**70878**  
  
 Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **18,90**

**70879**  
  
 Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **18,90**

### Mundspiegel Rhodium

Absolut scharfes Spiegelbild und somit beste Bildqualität durch Oberflächenversiegelung, da die Reflektion/Spiegelung direkt auf der Oberfläche stattfindet. Rostfreier Edelstahl, sterilisierbar und desinfizierbar. Rhodium als Edelmetall ist resistent auch gegenüber säurehaltigen Lösungen (z.B. Neodisher N). Länge ca. 4,5 cm. Packung mit 12 Stück.

**47658**  
  
 Nr. 3 plan 20 mm **28,90**

**70895**  
  
 Nr. 4 plan 22 mm **28,90**

**70918**  
  
 Nr. 5 plan 24 mm **28,90**

**68923**  
  
 Nr. 4 vergr. 22 mm, hohl **53,90**

**68925**  
  
 Nr. 5 vergr. 24 mm, hohl **53,90**

**Hinweis**  
 Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier




# OK

Oberkiefer

OK  
FZ  
Fig.1



OK  
W  
Fig. 67A



OK  
Wurzel  
Fig.51



OK  
PR  
Fig. 7



OK  
MO R  
Fig. 17



OK  
MO L  
Fig. 18



# UK

Unterkiefer

UK  
W  
Fig.79



UK  
FZ, PR  
Fig. 13



UK  
MO  
Fig.22



UK  
Wurzel  
Fig.33



Stück

**76,90**



## Zahnzangen

Top Qualität „Made in Germany“

- präzise Verarbeitung
- besonders langlebig
- hervorragendes Haftprofil
- anatomische Passform
- korrosionsbeständiger, hochwertiger, rostfreier Stahl
- leichtgängig
- extrem gute Handhabung durch Karogriffe

44430

OK FZ Fig. 1



44434

OK W Fig. 67A



44435

OK Wurzel Fig. 51



44431

OK PR Fig. 7



44432

OK MO R Fig. 17



44433

OK MO L Fig. 18



44438

UK W Fig. 79



44436

UK FZ, PR Fig. 13



44437

UK MO Fig. 22



44439

UK Wurzel Fig. 33



Stück


**76,90**

47241



Sortiment

**690,00**




Stück  
**97,90**

**Nadelhalter** ▲

Aufwändig gearbeiteter Nadelhalter nach Mathieu mit Hartmetalleinlagen. Zuverlässige Fixation der Nadel. Hohe Lebensdauer durch geringen Verschleiss.

**15771**  
Nadelhalter Mathieu  
TC 17 cm

**97,90**



alle Instrumente  
**made in Germany**



①



Stück  
**29,90**

**Arterienklemmen** ▲

- ① **15773**  
gerade 12,5 cm **29,90**
- ② **15772**  
gebogen 12,5 cm **29,90**



Stück  
**25,90**



①



②

**Zahnfleischscheren** ▲

- ① **16208**  
gebogen 12 cm **25,90**
- ② **16207**  
gerade 12 cm **25,90**

◀ Wurzelheber

Stück  
**35,90**

- ① **15768**  
Wurzelheber Bein  
4 mm, Fig. 2 35,90
- ② **15769**  
Wurzelheber Bein  
3 mm, Fig. 3 35,90
- ③ **15770**  
Wurzelheber Bein  
2,5 mm, Fig. 6 35,90



**Hinweis**  
Informationen und Anleitungen  
zur Aufbereitung  
finden Sie hier

Pinzetten ▶

- ① **15774**  
Anatomische Pinzette 14,5 cm 11,70
- ② **15775**  
Chirurgische Pinzette 14,5 cm 13,90

Stück  
**11,70**

Stück  
**13,90**



Sonstige chirurgische Instrumente ▶

- ① **60029**  
Raspatorium Willinger  
Gesamtlänge 16 cm,  
obere Breite 6 mm 19,90
- ② **15776**  
Skalpellgriff  
Gesamtlänge 12,5 cm,  
obere Breite 2 mm 7,50
- ③ **86376**  
Tamponadenstopfer  
Gesamtlänge 17,5 cm,  
Arbeitsspitze 2 mm 9,90

Stück  
**9,90**

Stück  
**19,90**

Stück  
**7,50**





Stück  
**11,90**



**Anmischspatel**

- ① **19286**  
Alginatspatel 22 cm **11,90**
- ② **19285**  
Gipsspatel 20 cm **9,50**

**Tasterzirkel**

Tasterzirkel nach Iwanson. Die präzise gravierte, doppelseitige Skalierung 1/10 mm erlaubt die komfortable und zuverlässige Messung von Objekten bis 10 mm Stärke. Aufwändig gearbeitet. Feinfühligster Federdruck.

**60919**  
Stück **27,90**



Stück  
**27,90**



Stück  
**11,50**

**Le Cron Modellierinstrumente**


- ① **15804**  
Le Cron Modellierinstrument, gerade, 170 mm **11,50**
- ② **15805**  
Le Cron Modellierinstrument, gebogen, 170 mm **11,50**
- ③ **15806**  
Le Cron Hylin Fig. 1, 130 mm **11,50**



Stück ab  
**5,60**

**Gips- und Wachsmesser**

- ① **15803**  
Wachsmesser „Fahnenstock“ 17 cm **5,60**
- ② **15802**  
Wachsmesser „Fahnenstock“ 13 cm **5,60**
- ③ **15807**  
Gipsmesser Gritmann **13,90**



①



②

Stück  
**13,70**

**Kronen- und Brückenthalteklammen** ▲

① **88966**  
gerade **13,70**


② **88967**  
gebogen **13,70**

**Hinweis**

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



①



②

**Teleskopzangen** ▲

① **15781**  
Teleskopzange  
diamantiert 12,5 cm **129,90**

② **15782**  
Teleskopzange 12 cm **99,90**

③ **28723**  
Ersatzspitzen für  
Art.-Nr. 15782, 2 Stück **16,90**

**Gipszange** ▼

**89110**  
Stück **26,90**



Stück  
**26,90**



Stück  
**59,90**

**Kramponzange** ▲

**15780**  
Kramponzange 15 cm **59,90**



Stück  
**7,50**

◀ **Lötinzette**

**88901**  
Glatte Greiffläche  
Länge 16,5 cm,  
Arbeitsspitze 1,7 cm, Stück **7,50**

## Rotierende Instrumente



Pckg. 6 Stück

**34,90**

### ◀ OmniGloss

Höchstglanz auf allen Komposit-Materialien: Polierer mit Naturdiamantkorn für optimalste Oberflächenpolitur in nur einem Arbeitsgang. Die speziell entwickelte Polierertechnologie für alle Komposit- und Kompomer-Füllungen. Wiederverwendbar, autoklavierbar.

**51289** 050 Kegel

**51290** 060 Kelch

**51291** 100 Rad

Pckg. 6 Stück **34,90**

**51469**  
Trial Kit 3-er Set  
Kegel, Kelch, Rad **16,50**



Trial Kit  
**16,50**



### OmniRound ▶

Hartmetallbohrer für optimales Exkavieren: Vibrationsarmes Exkavieren, schnelle, atraumatische Präparation, schonender Substanzabtrag. Die spezielle Hybridverzahnung vereint zwei Verzahnungen zu einer optimierten Verzahnung, die wiederum zu einer optimalen Schneidleistung führt. Winkelstück-Schaft.

**51278**

**51279**

**51280**

**51281**

**51282**

**51283**

**51284**

Pckg. mit 5 Stück

C1SX 010

C1SX 012

C1SX 014

C1SX 016

C1SX 018

C1SX 021

C1SX 023

**20,90**

Pckg. 5 Stück

**20,90**



### Omni Multicut Kronentrenner ▶

Omni Multicut C4AK und C4AKL: Kronentrenner aus Hartmetall, trennt Kronen und Brücken in einem Arbeitsgang, einfach und schnell. Durch die neue Multicut Verzahnung ergeben sich optimale axiale Bohreigenschaften, eine konstante Abtragleistung sowie eine hohe Stabilität und Bruchfestigkeit. Omni Multicut Kronentrenner dürfen nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik verwendet werden. FG-Schaft.

**41658** Multicut C4AK  
Kopflänge 1,5 mm

**41659** Multicut C4AKL  
Kopflänge 2,0 mm

Pckg. mit 5 Stück **26,90**

Pckg. 5 Stück

**26,90**



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 42



Pckg. 5 Stück

**26,90**

### Omni Powercut Kronentrenner ▶

Der schnittfreudige Omnident PowerCut Bohrer mit spezieller Schneidenspitze gewährleistet die Entfernung alter Amalgamfüllungen innerhalb kürzester Zeit bei geringer Wärmeentwicklung. Die Schneidengeometrie mit pyramidenförmiger Übergangsschneide an der Spitze, ermöglicht ein leichtes axiales Eindringen in die Amalgamfüllung, wobei die großen Spanräume ein rasches Zerspanen des Amalgams bei geringer Wärmeentwicklung gewährleisten. Länge des Kopfes: 4,2 mm Schaft: FG nach ISO 314.

**99530** ISO 010

**99531** ISO 012

Pckg. 5 Stück **23,50**

Pckg. 5 Stück

**23,50**



### Omnicut Kronentrenner ▶

Omnicut C34 und C34L: Kronentrenner aus Hartmetall, zum Auftrennen der Metallgerüste bei verblendeten Kronen und Brücken. Der Omnicut Kronentrenner besitzt eine optimale Schneidengeometrie, hohe Abtragleistung, eine hohe Standzeit und ist vibrationsarm. Nicht zum Trennen von Vollkeramikrestorationen aus extrem harter Keramik. FG-Schaft.

**41657** Omnicut C34L  
Kopflänge 2,0 mm

**44770** Omnicut C34  
Kopflänge 1,5 mm

Pckg. mit 5 Stück **26,90**



# Endo gut



## Endodontie-Instrumente

K-Feilen, Hedströmfeilen und K-Bohrer von OMNIDENT sind hochwertige und ISO-konform exakt hergestellte Endo-Instrumente. Sie haben eine sehr gute Schneidleistung und eine hohe Bruchstabilität. Die Instrumente sind farbcodiert nach ISO-Größen und sterilisierbar bis 134 °C. Der Griff ist durch die ergonomische

Gripfläche rutschfest und das Instrument damit sicher zu verwenden. In einer Blisterpackung, die eine hygienische Einzelentnahme gewährleistet, befinden sich 6 Instrumente, die mit einem roten Silikonstopper ausgestattet sind.



## Hedströmfeilen

<b>210040</b> 	Gr. 008	21 mm	<b>210047</b> 	Gr. 035	21 mm
<b>210053</b> 	Gr. 008	25 mm	<b>210060</b> 	Gr. 035	25 mm
<b>210065</b> 	Gr. 008	31 mm	<b>210072</b> 	Gr. 035	31 mm
<b>210041</b> 	Gr. 010	21 mm	<b>210048</b> 	Gr. 040	21 mm
<b>210054</b> 	Gr. 010	25 mm	<b>210061</b> 	Gr. 040	25 mm
<b>210066</b> 	Gr. 010	31 mm	<b>210073</b> 	Gr. 040	31 mm
<b>210042</b> 	Gr. 015	21 mm	<b>210050</b> 	Gr. 045	21 mm
<b>210055</b> 	Gr. 015	25 mm	<b>210062</b> 	Gr. 045	25 mm
<b>210067</b> 	Gr. 015	31 mm	<b>210074</b> 	Gr. 045	31 mm
<b>210044</b> 	Gr. 020	21 mm	<b>210052</b> 	Gr. 050	21 mm
<b>210057</b> 	Gr. 020	25 mm	<b>210064</b> 	Gr. 050	25 mm
<b>210068</b> 	Gr. 020	31 mm	<b>210076</b> 	Gr. 050	31 mm
<b>210045</b> 	Gr. 025	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
<b>210058</b> 	Gr. 025	25 mm			
<b>210070</b> 	Gr. 025	31 mm			
<b>210046</b> 	Gr. 030	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
<b>210059</b> 	Gr. 030	25 mm			
<b>210071</b> 	Gr. 030	31 mm			

## K-Feilen

<b>210122</b> 	Gr. 006	21 mm	<b>210129</b> 	Gr. 030	21 mm
<b>210135</b> 	Gr. 006	25 mm	<b>210142</b> 	Gr. 030	25 mm
<b>210148</b> 	Gr. 006	31 mm	<b>210155</b> 	Gr. 030	31 mm
<b>210123</b> 	Gr. 008	21 mm	<b>210130</b> 	Gr. 035	21 mm
<b>210136</b> 	Gr. 008	25 mm	<b>210143</b> 	Gr. 035	25 mm
<b>210149</b> 	Gr. 008	31 mm	<b>210156</b> 	Gr. 035	31 mm
<b>210124</b> 	Gr. 010	21 mm	<b>210131</b> 	Gr. 040	21 mm
<b>210137</b> 	Gr. 010	25 mm	<b>210144</b> 	Gr. 040	25 mm
<b>210150</b> 	Gr. 010	31 mm	<b>210157</b> 	Gr. 040	31 mm
<b>210125</b> 	Gr. 015	21 mm	<b>210132</b> 	Gr. 045	21 mm
<b>210138</b> 	Gr. 015	25 mm	<b>210145</b> 	Gr. 045	25 mm
<b>210151</b> 	Gr. 015	31 mm	<b>210158</b> 	Gr. 045	31 mm
<b>210127</b> 	Gr. 020	21 mm	<b>210134</b> 	Gr. 050	21 mm
<b>210140</b> 	Gr. 020	25 mm	<b>210147</b> 	Gr. 050	25 mm
<b>210153</b> 	Gr. 020	31 mm	<b>210160</b> 	Gr. 050	31 mm
<b>210128</b> 	Gr. 025	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
<b>210141</b> 	Gr. 025	25 mm			
<b>210154</b> 	Gr. 025	31 mm			

9,95  
8,95

9,95  
8,95



K-Bohrer △

<b>210077</b>	Gr. 006	21 mm	<b>210084</b>	Gr. 030	21 mm
<b>210091</b>	Gr. 006	25 mm	<b>210103</b>	Gr. 030	25 mm
<b>210109</b>	Gr. 006	31 mm	<b>210116</b>	Gr. 030	31 mm
<b>210078</b>	Gr. 008	21 mm	<b>210085</b>	Gr. 035	21 mm
<b>210097</b>	Gr. 008	25 mm	<b>210104</b>	Gr. 035	25 mm
<b>210110</b>	Gr. 008	31 mm	<b>210117</b>	Gr. 035	31 mm
<b>210079</b>	Gr. 010	21 mm	<b>210086</b>	Gr. 040	21 mm
<b>210098</b>	Gr. 010	25 mm	<b>210105</b>	Gr. 040	25 mm
<b>210111</b>	Gr. 010	31 mm	<b>210118</b>	Gr. 040	31 mm
<b>210080</b>	Gr. 015	21 mm	<b>210087</b>	Gr. 045	21 mm
<b>210099</b>	Gr. 015	25 mm	<b>210106</b>	Gr. 045	25 mm
<b>210112</b>	Gr. 015	31 mm	<b>210119</b>	Gr. 045	31 mm
<b>210082</b>	Gr. 020	21 mm	<b>210090</b>	Gr. 050	21 mm
<b>210101</b>	Gr. 020	25 mm	<b>210108</b>	Gr. 050	25 mm
<b>210114</b>	Gr. 020	31 mm	<b>210121</b>	Gr. 050	31 mm
<b>210083</b>	Gr. 025	21 mm	Pckg. 6 Stück ab 5 Pckg.		
<b>210102</b>	Gr. 025	25 mm			
<b>210115</b>	Gr. 025	31 mm			

9,95  
8,95

Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



Made in France

Pckg. 6 Stück ab  
**8,95**



Farbcodierung Griff

	006
	008
	010
	015 / 045
	020 / 050
	025
	030
	035
	040



alles gut!



# Spitzen

## Sor



### Guttaperchaspitzen

ISO-farbcodiert für eine sichere Anwendung. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Röntgenopak. Länge 28 mm +/- 1, Konizität 0,2.

Pckg. mit 100 Stück

**6,49**

<b>55217</b> [Barcode]	Sortiment 15 - 40	<b>55253</b> [Barcode]	Sortiment 45 - 80
<b>55218</b> [Barcode]	Figur 15	<b>55355</b> [Barcode]	Figur 45
<b>55219</b> [Barcode]	Figur 20	<b>55366</b> [Barcode]	Figur 50
<b>55221</b> [Barcode]	Figur 25	<b>55382</b> [Barcode]	Figur 55
<b>55222</b> [Barcode]	Figur 30	<b>55408</b> [Barcode]	Figur 60
<b>55223</b> [Barcode]	Figur 35	<b>55435</b> [Barcode]	Figur 70
<b>55224</b> [Barcode]	Figur 40	<b>55481</b> [Barcode]	Figur 80
Pckg. mit 100 Stück	<b>6,49</b>	Pckg. mit 100 Stück	<b>6,49</b>



Packung  
**4,79**

**timent**

### Papierspitzzen

Sterile Papierspitzzen mit Farbcodierung am Kopfende. Sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme durch praktische Schiebeschachtel. Länge 28 mm +/- 1, Konizität 0,2.

<b>55203</b>	Sortiment 15 - 40	<b>55210</b>	Sortiment 45 - 80
<b>55204</b>	Figur 15	<b>55211</b>	Figur 45
<b>55205</b>	Figur 20	<b>55212</b>	Figur 50
<b>55206</b>	Figur 25	<b>55213</b>	Figur 55
<b>55207</b>	Figur 30	<b>55214</b>	Figur 60
<b>55208</b>	Figur 35	<b>55215</b>	Figur 70
<b>55209</b>	Figur 40	<b>55216</b>	Figur 80
Pckg. mit 200 Stück	<b>4,79</b>	Pckg. mit 120 Stück	<b>4,79</b>

Packung  
**6,90**



### Schaumstoffeinsätze

Einsatzscheiben aus feinporigem weißem Schaumstoff zur hygienischen Bereithaltung und schnellen Zwischenablage von Wurzelkanalinstrumenten. 3 verschiedene Standardgrößen zur Verwendung in den gängigsten Endodontie-Aufbewehrungsständen/-Cleanern/-Organizern.

<b>74829</b>	Ø 65 mm, H 10 mm passend für Twin-Bloc, Pckg. 25 Stück	<b>6,90</b>
<b>74828</b>	Ø 50 mm, H 10 mm passend für Clean Stand, Pckg. 25 Stück	<b>6,90</b>
<b>74826</b>	Ø 50 mm, H 5 mm passend für Clean Grip, Interim Stand, Pckg. 50 Stück	<b>6,90</b>










Stück ab  
**0,79**

### Heatless Steine

Zum Schleifen von künstlichen Zähnen, Acryl oder Metallen im Labor oder Praxislabor. Für grobe Vorarbeiten. Geeignet für alle Dental-Legierungen und Kunststoff.

<b>79194</b> ■■■■■	Gr. 1 / 5 mm	<b>79200</b> ■■■■■	Gr. 7 / 5 mm	<b>79206</b> ■■■■■	Gr. 13 / 5 mm
<b>79195</b> ■■■■■	Gr. 2 / 3 mm	<b>79201</b> ■■■■■	Gr. 8 / 3 mm	<b>79207</b> ■■■■■	Gr. 14 / 3 mm
<b>79196</b> ■■■■■	Gr. 3 / 2 mm	<b>79202</b> ■■■■■	Gr. 9 / 2 mm	<b>79208</b> ■■■■■	Gr. 15 / 2 mm
Heatless Steine Ø 25 mm Max. Geschw. 15.000 U/min.		Heatless Steine Ø 19 mm Max. Geschw. 25.000 U/min.		Heatless Steine Ø 13 mm Max. Geschw. 35.000 U/min.	
<b>79197</b> ■■■■■	Gr. 4 / 5 mm	<b>79203</b> ■■■■■	Gr. 10 / 5 mm	Stück ab 50 Stück	
<b>79198</b> ■■■■■	Gr. 5 / 3 mm	<b>79204</b> ■■■■■	Gr. 11 / 3 mm	 <b>0,99</b> <b>0,79</b>	
<b>79199</b> ■■■■■	Gr. 6 / 2 mm	<b>79205</b> ■■■■■	Gr. 12 / 2 mm		
Heatless Steine Ø 22 mm Max. Geschw. 20.000 U/min.		Heatless Steine Ø 16 mm Max. Geschw. 30.000 U/min.			

Stück  
**3,85**



### Abrichtstein

Abrichtstein ohne Diamant. Maße 65 x 20 x 4 mm. Farbe Blau.

**110397**  
■■■■■  
Stück

**3,85**



# Steinbeißer

# polishing for compliments

## Omnipol Amalgam Reducer

zum Grobabtragen und Finieren von Amalgamfüllungen ohne Verletzung des Zahnschmelzes. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück  
14,95

Art.-Nr.	83458	31167	83459
	14,95	14,95	14,95

## Omnipol braun für Winkelstück

für Amalgam und Metall, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück ab  
14,95

Art.-Nr.	83435	83437	83438	83439	83440
	14,95	14,95	14,95	17,50	14,95

## Omnipol grün für Winkelstück

für Amalgam und Metall, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück



12 Stück ab  
14,95

Art.-Nr.	83442	83444	83445	83446	83447
	14,95	14,95	14,95	17,50	14,95



Hinweis

Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



## Omnipol Composite für Winkelstück

2-stufiges Poliersystem für hochgefüllte Composites. Die flexible Polierspirale passt sich jeder Oberflächenstruktur an und eignet sich für Front- und Seitenzahnrestaurationen. Einmalprodukt. blau = medium, hellblau = fein. Drehzahlbereich: 6.000 – 15.000 Upm., Pckg. 6 Stück



6 Stück  
16,90

Art.-Nr.	206471	206472
	16,90	



### Omnipol für Zirkon gesintert für Winkelstück

Ein 3-stufiges System für das Winkelstück, das speziell zur Bearbeitung von Zirkonoxiden entwickelt wurde. Es zeichnet sich durch ein sehr gutes Verschleißverhalten aus. Die einzelnen Stufen fein, mittel und grob sind speziell aufeinander abgestimmt und optimieren somit das Ergebnis. Von kleinen Korrekturen bis zum Hochglanz – alles mit einem System.

Pckg. 6 Stück ab **30,90**



	Flamme fein	Flamme mittel	Flamme x-grob	Flamme klein fein	Flamme klein mittel	Flamme klein x-grob
Art.-Nr.	206056	206057	206058	206059	206060	206061
Pckg. 6 Stück	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>30,90</b>	<b>30,90</b>	<b>30,90</b>

### Für jede Anwendung den richtigen Polierer:

- Farbe Gelb/Weiß = Körnung fein**  
Hochglanz ohne Glanzbrand
- Farbe Rot/Weiß = Körnung mittel**  
Oberflächenglättung/Vorpolitur
- Farbe Grün/Weiß = Körnung x-grob**  
leichte Korrekturen

**Flamme Ø 4,4 x 10,5 mm**  
für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen  
15.000–20.000 Upm

**Flamme klein Ø 3,3 x 7 mm**  
handliche Geometrie für universellen Einsatz  
15.000–20.000 Upm


**Kelch Ø 6 x 8 mm**  
hocheffizient durch großen Umfang  
10.000–20.000 Upm  
6.000–20.000 Upm (gelb/weiß fein)

**Linse Ø 10 mm**  
feine Konturierung durch anschmiegsames Verhalten  
10.000–20.000 Upm  
6.000–20.000 Upm (gelb/weiß fein)

Pckg. 6 Stück **34,90**



	Kelch fein	Kelch mittel	Kelch x-grob	Linse fein	Linse mittel	Linse x-grob
Art.-Nr.	206062	206063	206064	206065	206066	206067
Pckg. 6 Stück	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>



## Omnipol für Keramik/Zirkon für Winkelstück

Ein zweistufiges System für alle Arten von Keramik und Zirkon.  
Die Polierer für das Winkelstück zeichnen sich durch eine hohe Konzentration an Diamantkörnung aus und sind besonders verschleißarm.

### Gültig für die Spiralpolierer:

Mit den Spiralpolierern bringen Sie Keramik- und Zirkonrestorationen in nur zwei Schritten auf Hochglanz, ohne die ursprüngliche Morphologie zu verändern. Die flexible Form des Polierers passt sich perfekt der Oberflächenstruktur an ohne das es unterschiedliche Polierer-Formen erfordert. Universell geeignet für die Anwendung im okklusalen, inzisalen, labialen, bukkalen, lingualen und approximalen Bereich. Mit dem praktischen Kunststoffschiff wird der Polierer nach Gebrauch einfach entsorgt. Die sonst aufwendige Wiederaufbereitung entfällt (nur Spiralpolierer).

Pckg. 6 Stück <b>34,90</b>							Pckg. 6 Stück <b>21,50</b>		
	Flamme x-fein	Flamme mittel	Kelch x-fein	Kelch mittel	Linse x-fein	Linse mittel		Spirale x-fein	Spirale mittel
Art.-Nr.	206035	206036	206037	206038	206039	206040	Art.-Nr.	206041	206042
Pckg. 6 Stück	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	<b>34,90</b>	Pckg. 6 Stück	<b>21,50</b>	<b>21,50</b>

## Für jede Anwendung den richtigen Polierer:

 **Farbe Weiß = Körnung fein**  
Hochglanz ohne Glanzbran

 **Farbe Rot = Körnung mittel**  
Oberflächenglättung/Vorpolitur

**Flamme Ø 4,4 x 10,5 mm**  
für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen  
8.000–20.000 Upm

**Kelch Ø 6 x 8 mm**  
handliche Geometrie für universellen Einsatz  
6.000–20.000 Upm

**Linse Ø 10 mm**  
hocheffizient durch großen Umfang  
6.000–20.000 Upm

**Spirale Ø 12,7 mm**  
feine Konturierung durch anschmiegsames Verhalten  
6.000–15.000 Upm



## Für jede Anwendung den richtigen Polierer:

- **Farbe Gelb/Weiß = Körnung fein**  
Hochglanz ohne Glanzbrand
- **Farbe Rot/Weiß = Körnung mittel**  
Oberflächenglättung/Vorpolitur
- **Farbe Grün/Weiß = Körnung grob**  
leichte Korrekturen

**Flamme Ø 5,6 x 16 mm**  
für Akzentuierung und eng zugängliche Stellen  
15.000–20.000 Upm

**Rad klein Ø 12 x 2,4 mm**  
handliche Geometrie für universellen Einsatz  
6.000–20.000 Upm

**Linse groß Ø 26 x 2 mm**  
hocheffizient durch großen Umfang  
6.000–20.000 Upm





**Spirale Ø 20,3 x 1,2 mm**  
feine Konturierung durch anschiessames Verhalten  
6.000–15.000 Upm

**Hinweis**  
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



## Omnipol für Zirkon/Keramik für Handstück

Das Poliersystem mit speziellem Design für die Bearbeitung von Keramik und gesintertem Zirkon ohne Glanzbrand, Made in Germany. Omnipol hat ein sehr gutes Verschleißverhalten und eine hohe Diamantkonzentration.

						
	Flamme fein	Flamme mittel	Flamme grob	Rad fein	Rad mittel	Rad grob
3 Stück ab	219233	219234	219235	219236	219237	219238
<b>25,90</b>						
Pckg. 3 Stück	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>25,90</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>	<b>29,90</b>
						
	Linse fein	Linse mittel	Linse grob	Spirale fein	Spirale mittel	Spirale grob
Stück ab	219239	219240	219241	219242	219243	219244
<b>19,50</b>						
Stück	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>39,90</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>	<b>19,50</b>

## Omnipol grün für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, grün = Hochglanzpolitur.  
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

				
	83455	83456	83457	31172
12 Stück				
<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>

## Omnipol braun für Handstück

für Gold, EMR-Alloy und Composite, braun = Vorpolitur.  
Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 12 Stück

				
	83452	83453	83454	31170
12 Stück				
<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>	<b>17,50</b>

### Omnipol Universal

Universalpolierer aus Silicon für Edelmetalle, Chrom-Kobalt, Titan.  
Optimale Drehzahl: 8.000 Upm., Pckg. 100 Stück

Grobe Körnung

Feine Körnung

100 Stück **41,75**

Art.-Nr.	31192	83460	83465	83461
	L 22/3	R 22/3	23/6	L 22/3

41,75

### Omnipol für Chrom-Kobalt-Legierungen

Der Abrasiv-Polierer für Chrom-Kobalt-Legierungen mit langer Standzeit. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab **32,90**

Art.-Nr.	83475	31191	83476	83477
	R 22/3	R 22/1,3	23/6	21/7

34,90      35,90      32,90

### Omnipol Mandrelle

Mandrelle aus Edelstahl. Schaft 104, max.  
Drehzahlbereich: 20.000 Upm. Pckg. 5 Stück

5 Stück **7,50**

Art.-Nr.	110394	110395
	verstärkt, 5 mm	5 mm

7,50

### Omnipol für Kunststoffe und 3D Druckmaterialien

Standfeste Vliespolierer für die Bearbeitung von Kunststoffen aus additiven Verfahren und Tiefziehtechnik sowie für die Entfernung der Supports beim 3D Druck. rot = ultrafein, schwarz = extrafein, grau = mittel. Drehzahlbereich: 6.000 – 20.000 Upm., Pckg. 50 Stück

50 Stück **124,90**

Art.-Nr.	206468	206469	206470
----------	--------	--------	--------

124,90

### Omnipol grün

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, grün = Hochglanzpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück **41,75**

Art.-Nr.	83451
----------	-------

41,75

### Omnipol braun

für Gold, Composite, EMR-Alloy. 22/6 mm, braun = Vorpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück,

100 Stück **41,75**

Art.-Nr.	31176
----------	-------

41,75

### Omnipol Stahlpolierer grün

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, grün = Feinpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab **36,90**

Art.-Nr.	31187	31190
	R 22/3	22/6

36,90      36,90

### Omnipol Stahlpolierer schwarz

der flexible Chrom-Kobalt-Polierer, schwarz = Standardpolitur. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück ab **36,90**

Art.-Nr.	31183	31186
	R 22/3	22/6

36,90      36,90


### Omnipol für die Technik

der Siliconpolierer für prothetische und kieferorthopädische Kunststoffe. Gelb: feine Körnung zum Polieren. Grau: mittlere Körnung zum Finieren. Grün: grobe Körnung zum Konturieren, ideal für weichbleibende Kunststoffe. Optimale Drehzahl: 6.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück <b>12,90</b>					
	Art.-Nr. 31203	83466	83467	83468	31204
					
<b>12,90</b>					

### Omnipol für Handstück Zirkon

zur Bearbeitung von ungesintertem Zirkon. Speziell zur Ausarbeitung von Fräsarbeiten. Drehzahlbereich: 8.000 - 20.000 Upm., Pckg. 6 Stück

6 Stück ab <b>14,95</b>			
	mittel/fein	mittel	mittel
Art.-Nr. 206461	206462	206463	
			
<b>39,50</b>	<b>14,95</b>	<b>14,95</b>	

### Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, hellgrau = abrasive Vorpolitur, glättet Diamantschliff-Flächen. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück <b>41,75</b>		
	R 22/3	L 22/3
Art.-Nr. 83473	31193	
		
<b>41,75</b>		

### Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, rosa = leicht abrasive Vorpolitur, erhält die anatomische Struktur. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück <b>41,75</b>		
	R 22/3	L 22/3
Art.-Nr. 83474	31194	
		
<b>41,75</b>		

### Omnipol für Keramik

Keramikpolierer, grau = Hochglanzpolitur für natürlichen Glanz ohne Polierpasten. Optimale Drehzahl: 10.000 Upm., Pckg. 100 Stück

100 Stück <b>47,10</b>		
	R 22/3	L 22/3
Art.-Nr. 31195	31196	
		
<b>47,10</b>		

**Hinweis**  
Informationen und Anleitungen zur Aufbereitung finden Sie hier



# Diamonds are our best friends



## Omni Diamantschleifer MCP

Durch die spezielle MCP Formulierung (MASTER CERAMIC PLUS) hat der Omni Diamantschleifer eine extreme Standfestigkeit, einen geschmeidigen sowie ruhigen, abtragstarken Schliff auf allen keramischen Werkstoffen mit geringer Hitzeentwicklung. Pckg. 1 Stück

Stück ab  
**17,90**

Art.-Nr.



Stück

	Zylinder grob gelb	Zylinder mittel grün	Konus grob gelb	Konus mittel grün	Rad mittel grün
Art.-Nr.	219245	219246	219247	219248	219249
Stück	18,50	18,50	17,90	17,90	21,90

## Für jede Anwendung den richtigen Diamantschleifer:

- **Farbe Gelb = Körnung grob**  
 schneller Materialabtrag/Formanpassungen  
 weicher Schliff, hohe Abtragsleistung, geringe Hitzeentwicklung,  
 Drehzahlbereich 20.000–30.000 Upm
- **Farbe Grün = Körnung mittel**  
 leichte Korrekturen/Feinbearbeitung  
 hohe Standzeit, geringe Hitzeentwicklung, feines Schliffbild  
 Drehzahlbereich 20.000–30.000 Upm

# Das OMNIDENT Hartmetallfräser- Programm



Verdichtetes Sinterhartmetall garantiert optimale Standzeiten und wirtschaftliches Kosten-Nutzverhältnis. Alle Fräser bis ISO-Größe 023 werden aus einem Stück gefertigt, für höchste Rundlaufgenauigkeit und reduziertes Bruchrisiko. Die größeren Formen werden auf Sicherheitsstahl aufgeschweißt, der die beim Schleifen entstehenden Schwingungen reduziert. Die Formen- und Verzahnungsauswahl ermöglicht einsetzgerechtes Schleifen in jeder Technik.



## Sparprogramm

Sie erhalten ab einem Bestellwert pro Auftrag in Höhe von

100,-	 10% Rabatt
250,-	 15% Rabatt
333,-	 20% Rabatt
400,-	 25% Rabatt
500,-	 30% Rabatt

## Farbringe für jede Verzahnung erleichtern den richtigen Griff:

-  **schwarzer Ring = supergrobe Verzahnung**  
zum großflächigen Abtrag auf allen Kunststoffen, als auch zum Bearbeiten von Gipsen geeignet.
-  **grüner Ring = extragrobe Verzahnung**  
für alle Kunststoffe zur Ausarbeitung, bei Gipsen zum Formschleifen geeignet.
-  **blauer Ring = grobe Verzahnung**  
für alle dentalen Materialien zum Grobabbtrag.
-  **roter Ring = feine Verzahnung**  
für alle dentalen Materialien zur Feinausarbeitung.
-  **gelber Ring = superfeine Verzahnung**  
feinster Abtrag bei allen Legierungen und Compositen. Ideal zum glatten Schleifen der Keramik.
-  **violetter Ring = superfeine Spiralverzahnung**  
Zum Ausarbeiten und Konturieren von Titanmaterialien.



# hart

### Kreuzverzahnung supergrob Schliff 55/SGE

Für grossflächigen Abtrag bei Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips.

Stück **22,90**



Fig. No.	251	351
L mm	13,9	14,2
Ø 1/10 mm	060	070
Art.-Nr.	31148	31149




Stück **22,90**      **22,90**

### Kreuzverzahnung mittelgrob Schliff 51/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **24,90**



Fig. No.	351	251
L mm	12,0	14,0
Ø 1/10 mm	060	060
Art.-Nr.	27666	27667




Stück **24,90**      **24,90**

### Kreuzverzahnung extragrob Schliff 50/GE

Für alle Kunststoffe und Löffelmaterialien zum groben Abtragen und Ausarbeiten.

Stück **21,90**



Fig. No.	251
L mm	13,9
Ø 1/10 mm	060
Art.-Nr.	31009



Stück **21,90**

### Einfachverzahnung mit Querrieb Schliff 75/GSQ

Ausarbeiten von weichbleibenden Unterfütterungen.

Stück ab **20,90**



Fig. No.	261	351	351	251	77
L mm	14,0	12,2	14,2	14,2	9,0
Ø 1/10 mm	023	060	070	060	040
Art.-Nr.	27661	27662	27663	27664	27665







Stück **20,90**      **24,90**      **24,90**      **24,90**      **24,90**

### Einfachverzahnung grob Schliff 70

Auf allen Dental Materialien zum Grobabtragen mit glattem Schliffbild, besonders auf Kunststoff einsetzbar.

Stück ab **7,70**



Fig. No.	138	351	79	79	251
L mm	4,2	12,2	15,0	12,9	14,2
Ø 1/10 mm	010	060	060	045	060
Art.-Nr.	31140	31143	31556	31142	31147







Stück **7,70**      **16,90**      **16,90**      **16,90**      **16,90**

# werk



### Kreuzverzahnung Standard – Schliff 10/E

Auf allen Dental Materialien zum Grobabragen einsetzbar. Bei NE-Legierungen für die Formgestaltung ideal geeignet.



Stück ab **8,50**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	138	138	73	73	351
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	8,0	4,2	3,1	3,9	12,2
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	010	014	023	060
Art.-Nr.	31108	31109	31111	31112	31113	31114	31120	31121	31123	31116	31554
Stück	13,90	13,90	13,90	13,90	11,90	11,90	11,90	8,50	12,50	12,50	17,90




Fig. No.	78	251	79	79	79	78	77	71	71	71	77	251
L mm	12,2	13,9	15,0	12,9	14,1	8,9	11,0	0,8	1,2	2,0	2,7	14,2
Ø 1/10 mm	060	060	060	045	040	040	060	010	014	023	029	060
Art.-Nr.	31129	31131	31128	31127	27489	31130	31133	31135	31136	31137	31125	31134
Stück	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	12,50	12,50	12,50	17,90	17,90

### Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.



Stück ab **13,90**

Fig. No.	261	364R	295	257	138	139	137	138	73	129	73
L mm	14,0	16,0	16,0	17,0	8,0	8,0	5,3	8,0	3,1	8,0	3,9
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	023	016	014	023	023
Art.-Nr.	31090	31091	31093	27484	31095	31096	27482	31098	27478	31097	27479
Stück	15,90	15,90	15,90	15,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90	13,90

### Kreuzverzahnung fein – Schliff 20/EF

Für alle Dental Materialien geeignet zur gezielten Glättung.

Fig. No.	78	77	351	78	251	79	79	79	71	77	77
L mm	3,5	12,2	12,2	12,2	13,9	12,9	14,1	11,5	2,0	5,0	5,0
Ø 1/10 mm	012	060	060	060	060	045	040	031	023	023	029
Art.-Nr.	27481	31101	31102	31103	31105	31100	27485	31099	31094	27480	27483
Stück	13,90	22,90	22,90	22,90	22,90	22,90	21,90	22,90	14,90	13,90	15,90

### Kreuzverzahnung superfein – Schliff 30/EUF

Feinstausarbeitung auf allen Legierungen und Compositen. Die spezielle Schneidengeometrie ermöglicht feines Schleifen auch auf Keramik.

Fig. No.	261	364R	139	137	78	77	136	73	79	79L
L mm	14,0	16,0	8,0	5,3	7,0	5,3	8,0	3,9	14,1	14,1
Ø 1/10 mm	023	023	023	023	023	023	016	023	040	045
Art.-Nr.	31070	31071	31074	31076	31077	31078	31079	31080	27490	31081
Stück	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	17,90	16,90	17,90	23,90	24,90

Stück ab **16,90**

### Spiralverzahnung superfein Schliff 25/FST

Ausarbeiten, Konturieren von Titanmaterialien.

Fig. No.	79	251
L mm	13,7	14,2
Ø 1/10 mm	040	060
Art.-Nr.	27668	27669
Stück	21,90	21,90

Stück **21,90**

### Parallelfraßer Kreuzverzahnung Schaft 103 HP

Ø 2,35 mm, oben rund. Werkzeug für die Frästechnik.

Fig. No.	364 R	364 R	364 R
L mm	8,0	10,0	15,0
Ø 1/10 mm	010	015	023
Art.-Nr.	31041	31042	31043
Stück	21,90	21,90	21,90

Stück **21,90**

### Drehzahlen

Empfohlene Drehzahlbereiche für alle Hartmetallfräser:

bis	
ISO 023	15-50.000 Upm
ISO 023-045	15-40.000 Upm
ISO 045-070	15-30.000 Upm



# Gips her!



Stück  
**5,50**

## Gipsschaufel

Zinkblech, 20 x 7 cm.

**95202**  
  
 Stück

5,50



Karton 20 kg ab

**91,90**



## Stone Superhartgips synthetisch ▲

Zur Herstellung aller Meister- und Arbeitsmodelle, die passgenau und mechanisch hoch beanspruchbar sein müssen. Besondere Eigenschaften: glatte, kratzfeste Oberflächen; harte, kantenstabile Modelle; stets gleichbleibende Qualität; minimale Expansion. Damit die Kristallisation nicht gestört wird, darf der ausgegossene Abdruck nicht mehr vibriert werden.

**24510**  


Typ 4, weiß

**24511**  


Typ 4, braun

Karton mit 20 kg  
 ab 3 Kartons  
 ab 5 Kartons

**109,90**  
 **95,90**  
 **91,90**



Omni Einmal  
 PE Schürze  
 finden Sie auf  
 Seite 36

Sack 25 kg ab

**25,90**



## Alabastergips natur ▲

Aus reinem Alabaster des Harzes, volumenbeständig, mit 25% Hartgipsanteil, ein Material mit kontrollierter Expansion für den Praktiker. Lange Abbindezeit/Verarbeitungszeit.

**73146**  


Typ 2, weiß

Sack mit 25 kg  
 ab 5 Sack  
 ab 10 Sack

**29,90**  
 **27,90**  
 **25,90**

Sack 25 kg ab

**68,90**



## Artikulationsgips natur ▲

Für Bissverschlüsselungen, Übertragungssockel und Frästechnik, Fixieren von KFO-Sockeln, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel, geringe Expansion und ausgezeichnetes Stellvermögen.

**73149**  


Typ 1, natur

Sack mit 25 kg  
 ab 5 Sack  
 ab 10 Sack

**79,90**  
 **71,90**  
 **68,90**



Sack 25 kg ab  
**39,90**



**Modellgips natur** ▲

Bewährter Hartgips für breite, zahn-technische Anwendungsbereiche aus speziell ausgesuchtem Naturgestein mit dauerhafter Volumenstabilität. Hohe Druckfestigkeit, glatte Oberflächen und eine exakte Passgenauigkeit zeichnen dieses Arbeitsmaterial aus. Für die KFO-Arbeiten wird durch besonders weißes Naturgestein ein hoher Weißheitsgrad erreicht.

- 73142**  Typ 3, blau
  - 73143**  Typ 3, gelb
  - 73145**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg **45,90**  
 ab 5 Sack **42,90**  
 ab 10 Sack **39,90**

**Hinweis**

Alle technischen Datenblätter zu Omnident Gipsen finden Sie hier



Sack 25 kg ab  
**33,90**



**Modellgips synthetisch** ▲

Synthetischer Hartgips nach DIN EN 26873. Besonders geeignet für den Bereich der Prothetik und Kieferorthopädie sowie zur Herstellung von Situations- und Gegenbissmodellen. Modelle mit sehr großer Härte. Gute Fließfähigkeit und geringe Expansion. Durch feinste Mahlung glatte Oberflächen.

- 24043**  Typ 3, blau
  - 24044**  Typ 3, gelb
  - 24045**  Typ 3, weiß
- Sack mit 25 kg **41,90**  
 ab 5 Sack **35,90**  
 ab 10 Sack **33,90**

Sack 25 kg ab  
**41,90**



**Omnidanos** ▲

Der Klassiker: Natur-Hartgips für vielseitige Anwendungen. Klasse 3. Omnidanos eignet sich universell für Modelle in der Total- und Teilprothetik, der Kieferorthopädie und weitere Modellarten. Seine cremige Konsistenz und schnelle Erhärtung ermöglichen zügiges Arbeiten und präzise Modelle. Farbe: blau. Indikation: Total- bzw. Teilprothetik und Kieferorthopädie.

- 40398**  Typ 3, blau
- Sack mit 25 kg **48,90**  
 ab 5 Sack **41,90**

Karton 20 kg ab  
**68,90**



**Artikulationsgips synthetisch** ▲

Anwendungsgebiete: Einartikulieren von Arbeitsmodellen, Fixieren von Unterfütterungen und KFO-Modellen, Bissregistrierung, Vorwälle und Frässockel. Nach Ablauf der Verarbeitungszeit darf die Anmischung nicht mehr vibriert werden.

- 24509**  Typ 1, weiß
- Karton mit 20 kg **79,90**  
 ab 5 Kartons **71,90**  
 ab 10 Kartons **68,90**



Omni Eye Protect Schutzbrillen finden Sie auf Seite 42



technische Daten zu unseren Gipsen erhalten Sie unter [www.omnident.de/download.php](http://www.omnident.de/download.php)



Packung ab  
**14,90**

## Dental Vlies

Muffelring-Einlagen, asbestfrei, aus keramischen Werkstoffen für die Edelmetalltechnik. Das Material erlaubt eine uneingeschränkte Expansion der Einbettmasse sowie problemloses Ausbetten. 50 x 1 mm, ca. 25 m.

**87907**



Pckg.  
ab 3 Pckg.  
ab 6 Pckg.

**19,90**  
**15,90**  
**14,90**



## Omni Tray Cleaner Konzentrat

Wirkstoffkonzentrat zur schonenden Reinigung von Abformlöffeln und Instrumenten. Löst sehr schnell Reste von Alginaten, Zinkoxyd-Eugenol-, Carboxylat-, Phosphat-, Glasionomer-Zemente, sowie thermoplastische Abformmassen und Wachse. Anwendung als 5 bis 10%ige Lösung, bei sehr starker Verschmutzung auch pur. Auch im Ultraschallbad verwendbar. Die Inhaltsstoffe sind biologisch abbaubar.

**93023**



Kanister 5 l  
ab 2 Kanister

**87,90**  
**75,90**

**93022**



Flasche 1 l

**20,90**

Kanister 5 l ab

**75,90**



Flasche 1 l

**20,90**



## Omniprint P soft

Wie Omniprint P ein präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis. Omniprint P Soft ist jedoch für eine geschmeidigere Verarbeitung etwas weicher eingestellt worden. Gegenüber Omniprint P mit einer Shore Härte A90, hat Omniprint P soft eine geringere Endhärte von A85. Omniprint P Soft ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Farbe: blau.

**111956**  
  
 2 x 1,5 kg **83,90**

**111957**  
  
 2 x 5 kg **269,00**

**91220**  
  
 Messbesteck **gratis**



2 x 5 kg Eimer  
**249,-**

2 x 1,5 kg Dosen  
**83,90**



## Omniprint P

Präzises Dentalabformmaterial auf A-Silikonbasis für höchste Ansprüche. Die Produkte werden aus ausgesuchten Rohstoffen mittels modernster Fertigungstechnologie in Deutschland hergestellt. Spezielle Füllkörper im Puttymaterial erleichtern das Anmischen und perfektionieren die Homogenität des Mischergebnisses. Omniprint P ist ausschließlich für den zahntechnischen Gebrauch bestimmt. Shore Härte A90.

**91218**  
  
 2 x 420 ml Dosen **59,90**

**91219**  
  
 2 x 5 kg Eimer **249,00**

**91220**  
  
 Messbesteck **gratis**

2 x 420 ml Dosen  
**59,90**



### Flexibole Anmischbecher

Flexibole Anmischbecher für Gips und Einbettmassen, Stumpf- und Alginat-Abformmassen. Leicht zu säubern, lieferbar in 4 Größen. Farbe dunkelgrün.

- 72975**  
klein, Ø 8 cm / 150 ml **3,99**
- 72976**  
mittel, Ø 10 cm / 350 ml **4,90**
- 72977**  
groß, Ø 12 cm / 650 ml **6,90**
- 72978**  
extra groß, Ø 14 cm / 850 ml **7,90**

### Silikon Anmischbecher

Silikon Anmischbecher für Autopolymerisate. Für Silikone nicht geeignet. Ohne Ausgießstülle.

- 20610** klein, 8 ml **12,90**  
Pckg. mit 3 Stück
- 20611** mittel, 18 ml **12,90**  
Pckg. mit 2 Stück
- 20612** groß, 50 ml **12,90**  
Pckg. mit 1 Stück

### Sekundenkleber ▶

Cyan-Acrylat-Kleber mit hoher Klebekraft. Klebt nasse und trockene Gipse spaltfrei.

- 82228**  
10 g Flasche **4,00**  
ab 5 Flaschen **3,60**  
ab 10 Flaschen **3,30**

Flasche ab **3,30**



### Anmischblöcke ▶

Universal Anmischblock aus beschichtetem, abriebfestem Papier für Abformmassen, Zemente und Composites. Die Blöcke sind zweiseitig geleimt. Mit Anti-Rutsch-Streifen an der Unterseite.

- 20516**  
60 x 75 mm, 40 Blatt **2,79**
- 20521**  
70 x 80 mm, 50 Blatt **3,90**  
ab 10 Blocks (Großpckg.) **3,49**
- 20523**  
125 x 180 mm, 25 Blatt **3,90**
- 20520**  
150 x 240 mm, 35 Blatt **5,90**
- 101536**  
33 x 35 mm, 40 Blatt **14,59**  
Pckg. mit 10 Stck.

Packung ab **2,79**



### Käppchenfolie

Weiches, elastisches Material. Rückstandslos verbrennbar. Verbindet sich nicht mit Acrylat. Für sämtliche Gussformteile, z.B. Kronen, Kappen usw.

**81974**  
0,6 mm, ø 4,2 cm  
Pckg. 100 Stck.  
ab 10 Pckg.

14,50  
13,90



### Platzhalterfolie

Dünne, gut tiefziehbare Folie. Schrumpfausgleichende Unterziehfolie bei der Herstellung von Gussformteilchen (Käppchen).

**81975**  
0,1 mm, ø 4,2 cm  
Pckg. 200 Stck.  
ab 10 Pckg.

16,50  
14,90



2 x 1 kg  
**81,90**

### ◀ Omnidouble

Additionsvernetzendes Dubliersilikon mit hoher Dimensionsstabilität, ohne Schrumpfung bei Lagerung und mit hervorragendem Rückstellvermögen. Dosierverhältnis 1:1. Lieferbar in normal, mittel und hart.

**59252**  
Farbe blau, 15 Shore A-Härte  
Pckg. 2 x 1 kg **81,90**

**59253**  
Pckg. 2 x 6 kg **449,00**

**21962**  
Farbe hellblau, 22 Shore A-Härte  
Pckg. 2 x 1 kg **81,90**

**22034**  
Pckg. 2 x 6 kg **449,00**

**59250**  
Farbe gelb, 28 Shore A-Härte, hart  
Pckg. 2 x 1 kg **81,90**

**59251**  
Pckg. 2 x 6 kg **449,00**

**208894**  
Dosierpumpe für 6 kg Flasche,  
Stück **21,90**



Stück  
**46,90**

### Omnidouble Küvette

Höhenverstellbare Küvette für die Silikon-Dubliertechnik aus Makrolon-Kunststoff. Verankerung durch konisches Manschettenteil. Inkl. Schaumstoffplatzhalter für Spardublierung.

**19703**  
Stück **46,90**

smile  
price

# super models



Gr 1: Gesamtlänge 20mm/Rändel-Ø 1,6 mm



Gr 2: Gesamtlänge 22mm/Rändel-Ø 2,0 mm



Gr 3: Gesamtlänge 25mm/Rändel-Ø 2,0 mm

## Dowel Pins ▲

Modellstifte aus Messing, poliert.

**79235** Größe 1



**79236** Größe 2



Pckg. 100 Stck.  
ab 5 Pckg. **5,49**  
**5,19**

**79237** Größe 3



Pckg. 100 Stck.  
ab 5 Pckg. **11,90**  
**10,90**

**72475** Größe 2



Pckg. 1.000 Stck.  
ab 3 Pckg. **52,90**  
**41,90**



Gr 1: Gesamtlänge 28mm/Rändel-Ø 2,0 mm



Gr 2: Gesamtlänge 28mm/Rändel-Ø 2,0 mm

## Dowel Pins m. Steckstift ▲

Steckstift aus Speziallegierung. Diese Pins können durch Abwinkeln in jeder Steckrichtung leicht eingebracht werden.

**79238** Größe 1



**79239** Größe 2



Pckg. 100 Stck.  
ab 5 Pckg. **8,40**  
**7,49**

**123177** Größe 1




Pckg. 1.000 Stck.  
ab 3 Pckg. **69,90**  
**65,90**

**72400** Größe 2



Pckg. 1.000 Stck.  
ab 3 Pckg. **79,90**  
**67,90**



## Magnet System ▲

Das Magnet-System für die Split-Cast-Technik besteht aus leistungsstarken Dauermagneten, Magnettöpfen aus vernickeltem Metall, Haftscheiben mit seitlicher Rändelung oder mit Lappenretentionen. Passend für SAM, Heraeus CL-SCS oder Adesso Split.

**57658**



Rundmagnete aus Hartferrit, Ø 20x6 mm, axial magnetisiert  
Pckg. mit 10 Stck. **4,85**  
ab 5 Pckg. **4,65**  
ab 10 Pckg. **4,40**

**33275**



Magnettöpfe, gedreht, vernickelt  
Ø 25 mm, innen Ø 23 mm  
Pckg. mit 50 Stck. **59,90**  
ab 5 Pckg. **54,90**  
ab 10 Pckg. **48,90**



**33278**



Haftscheiben, gedreht, mit seitlicher Nut, Ø 25 mm, galvanisch veredelt  
Pckg. mit 50 Stck. **58,90**  
ab 5 Pckg. **52,90**  
ab 10 Pckg. **47,90**

**33287**



Haftscheiben, gestanzt, mit 4 aufgekanteten Ohren, Ø 25 mm, galvanisch veredelt  
Pckg. mit 50 Stck. **32,90**  
ab 5 Pckg. **29,90**  
ab 10 Pckg. **25,90**

Stück ab

**4,-**



## Sockelformer ▲

Der Sockelformer aus elastischem Gummi gewährleistet ein leichtes Entformen der Modelle und sorgt für eine saubere und schnelle Modellerstellung. Das Material ist robust und pflegeleicht. Für OK und UK verwendbar. Maße L x B x H: 80 x 62 x 15 mm (klein), 88 x 69 x 15 mm (groß).

**23867** Form 1 klein



**23868** Form 1 groß



Stück **4,59**  
ab 5 Stück **4,25**  
ab 10 Stück **4,00**

## Sockelformer Splitcast ▼

Sockelformer speziell für die Splitcast-Technik. Aus elastischem Gummi. Robust und pflegeleicht. Für OK und UK lieferbar.

**23758** OK



**23759** UK



Stück **5,19**  
ab 5 Stück **4,80**  
ab 10 Stück **4,55**

**smile price**

Stück ab

**4,55**



Flasche 75 ml

**11,90**

### Prothesenfinish

Dient zum Entfernen von Monomerresten auf prothetischen Arbeiten. Es verwirbt alle fertig gestellten Arbeiten auf und verleiht dem Objekt einen angenehmen frischen Geschmack. Die Arbeiten werden zusätzlich durch einen zurückbleibenden Hochglanz veredelt. Zusätzlich wirkt OMNIDENT Prothesenfinish bakterizid und ist dermatologisch getestet.

**19352**  
  
 Flasche 75 ml

11,90



### Okklusivspray

Dose 75 ml ab

**8,90**

Zum Markieren der Kontaktpunkte während des Aufpassens oder Eingliederns prothetischer Arbeiten im Dentallabor oder in der Zahnarztpraxis. Die verwendeten Markierungrohstoffe sind lebensmittelecht. Mit Plexiglas-Spitze.

**70270**  
  
 Dose mit 75 ml, grün

8,90

smile  
price

Eimer 10 kg ab

**95,90**

### Silikon Knetmasse Labor

In besonders geschmeidiger Qualität und damit einfacher zu verarbeiten! Kondensationsvernetzendes Silikon mit sehr hoher Endhärte zum zahntechnischen Einsatzzweck (z. B. für Vorbisswälle, Ausblockungen oder Fixationen), knetbar, optimales Preis-/Leistungsverhältnis, hervorragend zu verarbeiten, klebefrei, hitzebeständig. Extrem hohe Shorehärte: 85. Farbe: blau.

**76460**  
  
 Dose 900 ml, 1,6 kg ab 4 Dosen

**25,40**  
 **21,90**

**76461**  
  
 Eimer 5.500 ml, 10 kg ab 2 Eimer

**107,90**  
 **95,90**

**76462**  
  
 Härterpaste Labor, 6 Min. Farbe: rot, Tube 60 ml ab 10 Tuben

**15,50**  
 **12,90**

**116533**  
  
 Omni Tubfix Tubenentleerer

6,50

Dose 900 ml ab

**21,90**





Pckg. 100 Stück

**39,90**

◀ Bisswälle

Erleichtern Sie Ihre Arbeit durch vorgeformte, den Kieferverhältnissen entsprechende Bisswälle.

**54821**  gelb, weich

**54824**  rot, hart

Pckg. 100 Stück **39,90**

Pckg. 490 g

**26,50**



◀ Bissnehmewachs

Neu! Mit Rinne auf der Unterseite zur besseren Fixierung auf dem Kieferkamm, dadurch weniger Anpassungsgriffe. Erwärmt so zäh wie Bienenwachs, abgekühlt absolut formfest.

**54819**  gelb, weich

**54822**  rot, hart

Pckg. 490 g **26,50**

**54820**  gelb, weich

**54823**  rot, hart

Pckg. 1.850 g **69,90**

# wachstum

Pckg. 500 g  
**12,50**



**Modellierwachs** ▼

In Tafeln zu 185 x 83 mm. Rosa. Zähelastisch, nicht schmierend. Nach dem Erwärmen lang knetbar und nach dem Abkühlen hart und formbeständig. SO = Sommerqualität, WI = Winterqualität.

<b>54805</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,25
<b>54806</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SO	1,25
<b>54807</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,25
<b>54808</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,5
<b>54809</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SO	1,5
<b>54810</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,5
Pckg. 500 g		<b>14,90</b>
<b>54811</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,25
<b>54812</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SO	1,25
<b>54813</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,25
<b>54814</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	mittel	1,5
<b>54815</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	SO	1,5
<b>54816</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	WI	1,5
Pckg. 2.500 g		<b>49,90</b>

**Modellierwachs spezial** ▲

In Tafeln zu 185 x 83 x 1,25 mm. Besonders elastisch, kantenfest und rasch erstarrend. Gute Schnitt- und Modellierfähigkeit. Spezialqualität rosa. Sommerqualität.

<b>88345</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pckg. 500 g	<b>12,50</b>
<b>37955</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Pckg. 2.500 g	<b>49,90</b>



Pckg. 250 g ab  
**20,90**



**Wachsdraht** ▲

Geschmeidig und spannungsfrei. Leichtes Anwachsen an das Gussobjekt ohne unbeabsichtigtes Verformen.

Wachsdraht blau, hart		Wachsdraht grün, mittelhart	
<b>54895</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,0 mm	<b>54849</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,0 mm
<b>54896</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,5 mm	<b>54850</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	2,5 mm
<b>54897</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,0 mm	<b>54851</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,0 mm
<b>54898</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,5 mm	<b>54852</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	3,5 mm
<b>54899</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,0 mm	<b>54853</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	4,0 mm
<b>54900</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5,0 mm	<b>54854</b> XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	5,0 mm
Pckg. 250 g ab 5 Pckg.		Pckg. 250 g ab 5 Pckg.	
	<b>24,90</b>		<b>24,90</b>
	<b>20,90</b>		<b>20,90</b>

Pckg. 500 g  
**14,90**





Weiterführende Informationen über alle verfügbaren smartBite Produkte finden Sie hier



Weiterführende Informationen über alle verfügbaren smartdent Alginat finden Sie hier



Einen Überblick über das gesamte smartdent Sortiment finden Sie online auf [www.smartdent.de](http://www.smartdent.de)





Weiterführende Informationen über alle verfügbaren smart profipolish Produkte finden Sie hier



  
**smartdent**  
CLEVER QUALITY



Weiterführende Informationen über alle verfügbaren smartwipes Wet Produkte finden Sie hier



Einen Überblick über das gesamte smartdent Sortiment finden Sie online auf [www.smartdent.de](http://www.smartdent.de)



DER SMARTDENT

# smart schall Plan:

  
smartdent  
CLEVER QUALITY


## SMARTSONIC MED 30

Das smartdent Ultraschallgerät bietet neben bester Reinigungsleistung zahlreiche komfortable Steuerungs- und Bedienfunktionen sowie umfangreiche Ausstattung: z.B. die effektive und gleichmäßige Reinigung durch 5 anwählbare Ultraschallmodi zur bedarfsgerechten Schallfeldverteilung. Eine 37 kHz Ultraschallfrequenz (Regelbereich -2,5/+5,5 kHz), 4 Speicherplätze für Reinigungsprogramme, digitale Bedieneinheit mit abwischbarer Folientastatur und gut lesbarem Display zur Anzeige aller Betriebszustände. Elektronische Temperaturregelung. Spritzwassergeschütztes Gehäuse, Reinigungswanne aus Edelstahl u.v.m. 1 Jahr Gewährleistung.

Das smartSonic Med 30 hat ein Gesamtvolumen von 2,7l .



Alle Infos und technische Daten zu smartSonic Med sowie eine Übersicht über sämtliches verfügbare Zubehör finden Sie auf [www.smartdent.de](http://www.smartdent.de)



## Ihre Dental-Union Depots auf einen Blick

OMNIDENT Produkte erhalten Sie exklusiv über die Dental-Union. Europas größtes Zentrallager mit modernster Logistik sorgt für schnellste Bearbeitung Ihrer Aufträge. Bei annähernd 100 Dental-Union Depots in Deutschland und Europa ist auch ein Depot in Ihrer Nähe.

Aktuelle Adressen und die kompletten Kontaktdaten aller Dental-Union Depots finden Sie jederzeit im Netz unter [www.dental-union.de](http://www.dental-union.de) oder Sie scannen einfach den untenstehenden QR-Code.



[www.dental-union.de](http://www.dental-union.de)

**altmann  
dental** GmbH & Co. KG  
Fachhandel · Einrichtungsplanung · Service

**BCO  
Bdental**

**MULTIDENT**  
HÖCHST PERSÖNLICH.

**C. KLÖSS DENTAL**  
Einrichtung · Material · Planung · Service

**CUTDENTAL**  
SCHNELL UND DIREKT

**DENSION**  
Dental GmbH & Co. KG

**dental 2000**  
Full-Service-Center

**DENTALVERSENDER**

**dental EGGERT**

**funck**  
DENTAL-MEDIZIN GMBH HEIDELBERG

**denteris**

**GARLICHS DENTAL**

**futura·dent**  
Fachhandel · Beratung · Service

**KLAPPER  
ZÄHNCHEN**

**GERL.**

**Med-Dent24**

**KERN**  
Mein Dental-Depot

**VAN DER VEN**

**minilu.de**  
... macht mini Preise

**PAVEAS  
dental**

**WOLF+HANSEN**  
Dental-Depot

Copyright © 2026

OMNIDENT Dental-  
Handelsgesellschaft mbH  
Gutenbergring 5  
D-63110 Rodgau

Gültig vom 01.09.2025 bis 31.08.2026

Alle Preise in diesem Katalog sind unverbindliche Preisempfehlungen der OMNIDENT Dental-Handelsgesellschaft mbH.

Zu den Preisen kommt die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer. Es gelten die Zahlungs- und Lieferbedingungen des jeweils die Bestellung annehmenden Dental-Union Fachhandelsdepots.

Mit Erscheinen dieses Katalogs verliert der bisherige OMNIDENT Katalog seine Gültigkeit. Produktänderungen, Abweichungen von Farben oder Designs sowie Irrtum bei Beschreibung und Preisen behalten wir uns vor.

- A**
- A-Silikon ..... 4, 105
  - Abdrucklöffel ..... 10, 11
  - Abdruckdesinfektion ..... 24
  - Abformmaterial ..... 4 – 9, 105
  - Abriechtstein ..... 90
  - Absauganlagendesinfektion/-reiniger ..... 26
  - Absaugkanülen / Absaugkanülen kids ..... 47
  - Absogel Latexhandschuhe ..... 38
  - Adapter für Ölspray ..... 30
  - Alginate ..... 8, 9, 112
  - alkoholfreie Flächendesinfektion ..... 17, 22
  - Alustral ..... 88
  - Anmischbecher ..... 106
  - Anmischblöcke ..... 46, 106
  - Anmischspatel ..... 9, 80
  - Antifog Mundschutz ..... 43
  - Applikationskanülen ..... 55, 56
  - Applikatoren ..... 45, 46
  - Arterienklemmen ..... 78, 81
  - Artikulationspinzette ..... 75
  - Ätzgel ..... 56
  - Aufsteckzahnbürsten ..... 71
  - Aufwachsinstrumente ..... 80, 81
- B**
- Befestigungszement ..... 49, 50
  - Bib Holder ..... 35
  - Bissnehmewachs ..... 110
  - Bisregistrierung ..... 6, 7, 112
  - Bisswalle ..... 110
  - Black Snake ..... 71
  - Bleaching ..... 69
  - Bodendesinfektion ..... 23
  - Bohrerbad ..... 23
  - Bohrerreinigungsbürsten ..... 89
  - Bonding Material ..... 54
  - Bowie & Dick Test ..... 28
  - Brillen ..... 42
  - Brownies ..... 91
  - Bulk Fill / Bulk Fill SDC ..... 51
- C**
- C-Silikon ..... 5, 109
  - Cera Blast ..... 88
  - Chemikalien-Schutzhandschuhe ..... 39, 40
  - Color change Alginat ..... 9, 112
  - Colori Instrumente ..... 75
  - Compomer ..... 53
  - Composite ..... 51 – 53
  - Coolpack mini/sports ..... 58
  - Crema ..... 12
- D**
- Dappengläser, Dappenbehälter Einweg ..... 57
  - Dental Vlies ..... 104
  - Derma Pro ..... 40
  - Desensibilisierungslack / -Gel ..... 60
  - Desinfektionsmittelspender ..... 14
  - Desinfektionsplan ..... 12
  - Desinfektionstücher ..... 16 – 20, 112
  - Desinfektionswanne ..... 25
  - Diamantschleifer ..... 93
  - Dishcleaner ..... 27
  - Dispenser ..... 7, 53
  - Dosierpumpe 5L/10L Kanister ..... 25
  - Dowel Pins ..... 108
  - Dubliersilikon ..... 107
  - Dynamischer Mischer ..... 4, 48
- E**
- Ecopackung SDC ..... 51
  - Einmal-Dappenbehälter ..... 57
  - Einmalhandtuch ..... 31 – 33
  - Einmalhandtuchspender ..... 31, 33
  - Einmal PE Schürze ..... 36
  - Einmal-Speichelsauger ..... 44
  - Einmalzahnbürsten ..... 35
  - Einweg-Patientenumhänge / Spender ..... 36
  - Einwegpinsel / mit Griff / Set ..... 50
  - Ehricke-Löffel ..... 10
  - Endo-Instrumente steril ..... 84, 85
  - Erfrischungstücher ..... 63
  - Etikettierer / Etiketten P2 ..... 29
  - Extraktionszange ..... 77
  - Eye Protect Schutzbrillen ..... 42
- F**
- Falthandtücher ..... 32, 33
  - Farbwechsel Alginat ..... 9, 112
  - Feuchttücher ..... 17, 18, 63, 113
  - Filter für Absauganlagen ..... 26
  - Fissurenversiegler ..... 60
  - Flächendesinfektion ..... 16 – 23, 113
  - Flowables ..... 51 – 53
  - Fluoridlack ..... 60
  - Flüssighärter ..... 5
  - Füllungsmaterial ..... 51 – 53
- G**
- Geräte ..... 14, 29, 31, 73, 114
  - Getränkte Desinfektionstücher ..... 16 – 18, 112
  - Gips- und Wachsmesser ..... 80
  - Gipse, Gipsschaufel ..... 102, 103
  - Gipszange ..... 81
  - Glass-Ionomer Zement ..... 49
  - Glaswaren ..... 57
  - Greenies ..... 91
  - Guttaperchaspitzen ..... 86
- H**
- Haftvermittler ..... 54
  - Halter für IDBH ..... 64
  - Handtuchspender ..... 31, 33
  - Hartmetallfräser ..... 98 – 101
  - Hautfreundliche Handschuhe ..... 42
  - Hautpflege ..... 12, 13, 15
  - Haut- und Nagelbalsam ..... 12
  - Handschuhe ..... 38 – 42
  - Handtücher ..... 31 – 33
  - Händedesinfektion / Gel ..... 13
  - Händewaschung ..... 15
  - Heatless Steine ..... 90
  - Hedströmfeilen steril ..... 84
  - Heidemann-Spatel ..... 74
  - Helix-Test / Helix-Test pro ..... 28
- I**
- Indicator Zahnbürsten ..... 71
  - Ink Test ..... 28
  - Interdentalbürsten ..... 64, 65
  - Injektionskanülen ..... 59
  - Instrumentendesinfektion ..... 24
  - Instrumentenschutzkappen ..... 30
  - Interdentalbürstenhalter ..... 64
  - Interfold Papierhandtücher ..... 32, 33
  - Intraoralrips ..... 48
- K**
- Kältekomresse ..... 58
  - Kältespray ..... 58
  - Kanisterzubehör ..... 25
  - Käppchenfolie ..... 107
  - Kapsel Aktivator / Kapsel Applikator ..... 49
  - K-Bohrer steril, K-Feilen steril ..... 84, 85
  - Kinderzahnbürsten ..... 71
  - Klemmen ..... 78, 81
  - Knetmasse Praxis ..... 5
  - Knetmasse Labor ..... 111
  - Komposit ..... 51 – 53
  - Kompomer ..... 53
  - Kopfschutztaschen ..... 36
  - Korrekturmateriale ..... 4
  - Kramponzange ..... 81
  - Kronentrenner ..... 83
  - Kugelstopfer ..... 75
  - Küretten ..... 75
- L**
- Labor Einmal PE Schürze ..... 36
  - Latexhandschuhe ..... 38, 39
  - Le Cron Modellierinstrumente ..... 80
  - Löffeladhäsiv ..... 5
  - Lötpinzette ..... 81
  - Luniatschek ..... 79
- M**
- Magnet-System ..... 108
  - Mandrelle ..... 95
  - Matrizenband ..... 56
  - Matrizenspanner ..... 56
  - Matrizensystem ..... 56
  - MCP-Schleifer ..... 93
  - Minibrush, Minibrush soft / medium ..... 61
  - Mischkanülen / Mixing Tips ..... 48
  - Modellierwache ..... 111
  - Muffelring-Einlagen ..... 104
  - Mulltupfer / Mulltupfer steril ..... 37
  - Multicolor Füllungsmaterial ..... 52
  - Multischaum ..... 16
  - Multishade Füllungsmaterial ..... 52
  - Multicut ..... 83
  - Mundschutz ..... 43, 44
  - Mundspiegel, Mundspiegelgriffe ..... 76
  - Mundspülbecher ..... 45
  - Mundspülbeckenreiniger, -desinfektion ..... 15, 26
- N**
- Nadelhalter ..... 78
  - Nitril Handschuhe ..... 40 – 42
  - Normtrayeinlagen ..... 34
- O**
- Oberflächenreiniger ..... 16
  - Oberflächendesinfektion ..... 16 – 23
  - Ölsprays, Ölspray-Adapter ..... 30
  - Okklusionsspray ..... 54, 109
  - Omni clean and polish /-repair ..... 61
  - OmniBiozid / plus ..... 22
  - Omnibite ..... 6, 7
  - Omnibrush ..... 45, 46
  - Omnicare ..... 15
  - Omni Compomer ..... 53
  - Omniscups PP ..... 45
  - Omnicut ..... 83

Omni Derma Pro	40
OmniCEM SE	50
OmniCeram Bulk Fill / Bulk Fill SDC	51
OmniCeram évolution /-évolution flow 2.0	52, 53
OmniCite 2.0, OmniCite All'N'One	54
Omnicolor	9
Omni Colori	75
Omnidouble, Omnidouble Küvetten	107
Omnidrill	23
omniDYNE	66
Omni-Etch	56
OmniFill C	49
OmniFol Sterilisationsfolie	29
OmniFresh Ultrasoft	35
OmniGloss	82
OmniHand / OmniHand Gel	13
OmniMask / Omnimask antifog	43, 44
OmniMask premium antifog	43
Omni Minibrush / Minibrush soft / medium	61
OmniPol	91 – 96
OmniPrint P / Omniprint P soft	105
Omni ProfiCleaner	16
Omni ProfiPearls	62 – 63
Omni ProfiVarnish / -Gel	60
OmniProtect	35
OmniPur	23
OmniRound	82
Omni Safematrix	56
OmniSealer	60
OmniSept / OmniSept Plus	24
OmniSept IMP	25
OmniSil A	4
OmniStar / OmniStar touchless	14
OmniSept dishcleaner	27
OmniSUC/-Filter, OmniSUC Cleaner	26
OmniTemp C, OmniTemp C Mischkanülen	49
OmniTemp KB	49
Omni Tip Cover	30
OmniTaps	50
OmniTouch	12
Omniwipe to Go	17
Omniwipes, Omniwipes Lemon	16 – 20
Omniwipes Dry, Omniwipes Dry SuperSoft	19
Omniwipes Dry Velours	20
Omniwipes wet & easy / plus	17
Omniwipes wet	17, 18
Omni-Z Einmalhandtücher	31 – 33
Omnizid / fleur	20, 21
Omnizid 35	21
OraCare Mundspüllösung	68
Orange Cleaner	15
Oshibori	63

<b>P</b>	
P2 Etikettierer / Etiketten	29
Papierhandtücher	31 – 33
Papierspitzen	87
Parodontalsonde	74
Pastenhärter	5, 109
Pastenskanülen	55, 56
Patientenumhänge / Patientenservietten	35, 36
PE Einmal Schürze	36
Perio Pulver	63
Permanenter Befestigungszement	50
Personenschutzhandschuhe	38 – 40
Pinselbürsten	88
Pinzetten	75, 79, 81
PL Tips	55
Planstopfer	74
Platzhalterfolie	107
Plus-Pulver	63
Polierbürsten	61, 88, 89
Polierer f. Hand- u. Winkelstücke	91 – 96
Polierer - Komposit	82, 91
Polierkerleche	61
Polierpasten	61, 113
Praxispolierer	59, 89, 90
Premium Mundschutz	43
ProfiCups / medium	61
ProfiCleaner Schaum	16
ProfiCleaner Surface/Sanitary	16
ProfiPearls	62, 63
ProfiVarnish / -Gel	60
Prophylaxepaste	61, 113
Prophylaxepulver	62, 63
Prothesenbürste	70
Prothesenfinish	109
Provisorische Versorgung	49
Provisorischer Zement	49
Prov. Kronen- und Brückenmaterial	49
Pumpe für 5L/10L Kanister	25
Putty Omnisil A	4

<b>R</b>	
Radbürsten	88
Raspatorium	79
Reiniger	15, 16, 26
Rollenhalter	29
Rollenspender	31
Rosa Pearl Nitrilhandschuhe	41
Rosenbohrer	82

<b>S</b>	
SafeMatrix	56
Salivasept / Saliva Nanosept	15
Sanitärreiniger	16
Scaler	75
Schaumstoffeinsätze Endo	87
Schaumstoffpellets	37, 57, 59
Schere Universal	9
Scheren	9, 78
Schiendosen	67
Schleifkörperprogramm	90 – 101
Schutzbrillen	42
Schutzkappen für Instrumente	30
Schutzlack / -Gel	60
Schwebetischauflagen	34
SDC	51
Seal Test	28
Sealer	60
Seifenspender	14
Sekundenkleber	106
Sensitiv Handschuhe	39, 42
Sensorspender	14, 31
Select Handschuhe	39
Servietten / Serviettenhalter	34, 35
Serviettenkettchen	76
Silikon Knetmasse	5, 109
Skalpellhalter	79
smartbite	112
smart Alginate	112
smartSonic Ultraschallgerät	73, 114
smartwipes wet	112
Sockelformer	108
Soft Nitril Handschuhe	41 – 42
Spatel	9, 74
Speißenreiner	15, 26
Speichelsauger	44, 47
Spezialreiniger	15, 16, 26
Sprühdesinfektion	20 – 22
Steri Rollenhalter	29
Sterile Endo Feilen	84 – 85
Sterile Mulltupfer	37
Sterile Vlieskompressen	37
Sterilisationsfolie	29
Strahlmittel	88
Sub- / Supragingivales Prophylaxepulver	62, 63

<b>T</b>	
Tamponadenstopfer	79
Tasterzirkel	80
Teleskopzange	81
Tintentest	28
Tip Cover	30
Tray Cleaner	104
Tray Papier	34
Trockentücher	19, 20
Tubfix Tubenentleerer	5, 61, 109
T-Ölspray	30

<b>U</b>	
Ultra Orange	15
Ultragrip Handschuhe	39
Ultraschall Reinigungsgerät	73, 114
Universal Ölspray	30
Universalreiniger/Schaum	15, 16
Universalschere	9
Untersuchungshandschuhe	38 – 42

<b>V</b>	
Versiegler	60
Violet Pearl Nitrilhandschuhe	41
Vlieskompressen	37
Vollviruzide Desinfektion	17, 22, 24

<b>W</b>	
Wachsdraht	111
Wandspender	14, 31, 33
Wash Test	28
Wasserentkeimung	26
Water Clean Wasserentkeimung	26
Wattekügelchen	37, 58
Watterollen	46
White smile	69
WHO-Sonde	74
Wischdesinfektion	16 – 18, 20 – 23, 113
Woll- und Nesselschwabbeln	89
Wurzelheber	79
Wurzelkanalinstrumente	84, 85

<b>Z</b>	
Zahnbürsten	35, 70 – 72
Zahnfleischscheren	78
Zahnpasta	66
Zahnputzsets Kids	71
Zahnseide	69
Zahnspangenboxen	66
Zahnreinigung	62 – 72
Zahnsonden	75
Zahnwatterollen	46
Zahnzangen	77
Zangen	77, 81
Zellstofftupfer	37
Zelltuchservietten	34
Zementspatel	74
Zylinder-Ampullen-Spritze	59

▼ Omni ProfiPearls soft  
Seite 63



◀ Omni ProfiPearls  
Seite 62



◀ Omni ProfiPearls perio  
Seite 63



▲ Omni Polierpasten  
Seite 61

Das komplette  
**OMNIDENT**  
Lieferprogramm

[www.omnident.de](http://www.omnident.de)

24 Stunden Lieferservice  
exklusiv über Ihr Dental-Union Depot alle Depots auf Seite 115